

放射能測定法シリーズ (No. 26)

**AN-I129**

# ヨウ素-129 分析法

令和 7 年 6 月改訂

原子力規制庁監視情報課



## 目 次

|                   |    |
|-------------------|----|
| 序 論               | 1  |
| I. 放射化学分析法        | 7  |
| 第 1 章 大気浮遊じん      | 9  |
| 1.1 試薬の調製         | 9  |
| 1.2 燃焼-活性炭吸着法     | 11 |
| 1.2.1 装置・器具・試薬    | 11 |
| 1.2.2 分析操作        | 12 |
| 1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法  | 21 |
| 1.3.1 装置・器具・試薬    | 21 |
| 1.3.2 分析操作        | 22 |
| 第 2 章 陸水・牛乳       | 26 |
| 2.1 試薬・樹脂の調製      | 26 |
| 2.1.1 試薬の調製       | 26 |
| 2.1.2 樹脂の調製       | 27 |
| 2.2 燃焼-活性炭吸着法     | 29 |
| 2.2.1 装置・器具・試薬    | 29 |
| 2.2.2 分析操作        | 30 |
| 2.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法  | 31 |
| 2.3.1 装置・器具・試薬    | 31 |
| 2.3.2 分析操作        | 33 |
| 2.4 次亜塩素酸ナトリウム溶離法 | 34 |
| 2.4.1 装置・器具・試薬    | 34 |
| 2.4.2 分析操作        | 35 |
| 第 3 章 海水          | 37 |
| 3.1 試薬の調製         | 37 |
| 3.2 ヨウ化銀沈殿法       | 38 |
| 3.2.1 装置・器具・試薬    | 38 |
| 3.2.2 分析操作        | 39 |
| 第 4 章 土壌          | 41 |
| 4.1 試薬の調製         | 41 |
| 4.2 燃焼-活性炭吸着法     | 42 |
| 4.2.1 装置・器具・試薬    | 42 |
| 4.2.2 分析操作        | 43 |
| 4.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法  | 44 |
| 4.3.1 装置・器具・試薬    | 44 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3.2 分析操作                                                          | 46  |
| 4.4 土壌試料中の <sup>127</sup> Iの定量                                      | 47  |
| 4.4.1 試薬の調製                                                         | 47  |
| 4.4.2 分析操作                                                          | 47  |
| 第5章 野菜・精米・海藻                                                        | 51  |
| 5.1 試薬の調製                                                           | 51  |
| 5.2 燃焼-活性炭吸着法                                                       | 53  |
| 5.2.1 装置・器具・試薬                                                      | 53  |
| 5.2.2 分析操作                                                          | 54  |
| 5.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法                                                    | 55  |
| 5.3.1 装置・器具・試薬                                                      | 55  |
| 5.3.2 分析操作                                                          | 57  |
| 5.4 海藻試料中の <sup>127</sup> Iの定量                                      | 57  |
| 第6章 測定                                                              | 58  |
| 6.1 計数効率曲線                                                          | 58  |
| 6.1.1 試薬の調製                                                         | 58  |
| 6.1.2 計数効率曲線作成用試料の調製                                                | 60  |
| 6.2 ガンマ線スペクトロメトリー                                                   | 61  |
| 6.2.1 測定方法                                                          | 61  |
| 6.2.2 放射能濃度の計算                                                      | 61  |
| 6.3 低バックグラウンドガスフローカウンタによるベータ線の測定                                    | 63  |
| 6.3.1 測定方法                                                          | 63  |
| 6.3.2 放射能濃度の計算                                                      | 63  |
| 6.4 不確かさ                                                            | 65  |
| 6.5 検出下限値                                                           | 65  |
| 第7章 品質保証                                                            | 67  |
| 7.1 内部精度管理                                                          | 67  |
| 7.1.1 トレーサビリティの確保                                                   | 67  |
| 7.1.2 日常点検                                                          | 67  |
| 7.2 外部精度管理                                                          | 69  |
| 7.2.1 試験所間比較                                                        | 69  |
| 7.2.2 技能試験                                                          | 69  |
| 解 説                                                                 | 71  |
| 解説A 不確かさの評価例                                                        | 73  |
| 解説B 検出下限値の計算例                                                       | 99  |
| 解説C 土壌中の <sup>129</sup> I濃度に基づく精米、葉菜及びジャガイモ中の <sup>129</sup> I濃度の推定 | 111 |
| 付 録                                                                 | 113 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 分析フロー                            | 115 |
| II. トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法         | 133 |
| 第 1 章 海水                         | 135 |
| 1.1 装置・器具・試薬                     | 136 |
| 1.2 分析操作                         | 136 |
| 第 2 章 海藻                         | 138 |
| 2.1 装置・器具・試薬                     | 141 |
| 2.2 熱加水分解                        | 146 |
| 2.2.1 分析の準備                      | 146 |
| 2.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集             | 146 |
| 2.3 測定試料の調製                      | 148 |
| 第 3 章 測定                         | 149 |
| 3.1 検量線用溶液の調製                    | 150 |
| 3.1.1 装置・器具・試薬                   | 150 |
| 3.1.2 $^{129}\text{I}$ 検量線用溶液の調製 | 151 |
| 3.1.3 $^{129}\text{I}$ 検量線作成例    | 151 |
| 3.2 測定操作                         | 153 |
| 3.2.1 装置・器具・試薬                   | 153 |
| 3.2.2 測定前の確認                     | 154 |
| 3.2.3 機器の立ち上げ                    | 155 |
| 3.2.4 機器の調整                      | 155 |
| 3.2.5 ヨウ素の定量                     | 156 |
| 3.2.6 測定上の注意点                    | 156 |
| 3.2.7 測定の終了                      | 157 |
| 3.3 酸素ガス流量の最適化                   | 158 |
| 3.3.1 装置・器具・試薬                   | 158 |
| 3.3.2 操作                         | 159 |
| 3.4 二水素化物生成比の確認                  | 159 |
| 3.4.1 装置・器具・試薬                   | 159 |
| 3.4.2 測定試料の調製                    | 160 |
| 3.4.3 測定                         | 160 |
| 3.4.4 計算                         | 161 |
| 3.5 $^{129}\text{I}$ 放射能濃度の計算    | 162 |
| 3.5.1 $^{129}\text{I}$ 放射能濃度の計算  | 162 |
| 3.5.2 補正適用の判断                    | 163 |
| 3.5.3 不確かさ                       | 166 |
| 3.5.4 検出下限値                      | 166 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第 4 章 品質保証                 | 168 |
| 4.1 内部精度管理                 | 168 |
| 4.1.1 トレーサビリティの確保          | 168 |
| 4.1.2 日常点検                 | 168 |
| 4.2 外部精度管理                 | 170 |
| 4.2.1 試験所間比較               | 170 |
| 4.2.2 技能試験                 | 170 |
| 解 説                        | 171 |
| 解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因  | 173 |
| 解説 B $^{127}\text{I}$ の定量  | 182 |
| 解説 C 測定パラメータ例              | 188 |
| 解説 D ヨウ素測定における溶媒の影響        | 194 |
| 解説 E 内標準元素の選定              | 200 |
| 解説 F 海水試料分析法の検討            | 204 |
| 解説 G クロスチェック結果             | 210 |
| 付 録                        | 211 |
| 分析フロー                      | 213 |
| III. 加速器質量分析法              | 215 |
| 第 1 章 大気浮遊じん               | 217 |
| 1.1 装置・器具・試薬               | 217 |
| 1.2 分析操作                   | 222 |
| 1.2.1 分析の準備及び試料の前処理        | 222 |
| 1.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集       | 223 |
| 1.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製 | 224 |
| 第 2 章 海水                   | 226 |
| 2.1 装置・器具・試薬               | 226 |
| 2.2 分析操作                   | 228 |
| 2.2.1 分析の準備と試料の前処理         | 228 |
| 2.2.2 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製 | 228 |
| 第 3 章 土壌                   | 231 |
| 3.1 装置・器具・試薬               | 231 |
| 3.2 分析操作                   | 233 |
| 3.2.1 分析の準備及び試料の前処理        | 233 |
| 3.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集       | 234 |
| 3.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製 | 235 |
| 第 4 章 海藻                   | 237 |
| 4.1 装置・器具・試薬               | 237 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 4.2 分析操作                                      | 239 |
| 4.2.1 分析の準備                                   | 239 |
| 4.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集                          | 240 |
| 4.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製                    | 241 |
| 第 5 章 野菜                                      | 244 |
| 5.1 装置・器具・試薬                                  | 244 |
| 5.2 分析操作                                      | 246 |
| 5.2.1 分析の準備及び試料の前処理                           | 246 |
| 5.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集                          | 247 |
| 5.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製                    | 248 |
| 第 6 章 牛乳                                      | 250 |
| 6.1 装置・器具・試薬                                  | 250 |
| 6.2 分析操作                                      | 252 |
| 6.2.1 分析の準備及び試料の前処理                           | 252 |
| 6.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集                          | 252 |
| 6.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製                    | 254 |
| 第 7 章 測定                                      | 256 |
| 7.1 誘導結合プラズマ質量分析法による $^{127}\text{I}$ の定量     | 256 |
| 7.1.1 装置・器具・試薬                                | 256 |
| 7.1.2 測定前の確認                                  | 257 |
| 7.1.3 測定前操作                                   | 258 |
| 7.1.4 $^{127}\text{I}$ の定量                    | 258 |
| 7.2 加速器質量分析法による $^{129}\text{I}$ の定量          | 259 |
| 7.2.1 装置・器具・試薬                                | 260 |
| 7.2.2 測定機器に関する注意                              | 260 |
| 7.2.3 測定前操作                                   | 261 |
| 7.2.4 測定                                      | 261 |
| 7.2.5 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ 原子数比の計算 | 262 |
| 7.2.6 $^{129}\text{I}$ 放射能濃度の計算               | 262 |
| 7.3 不確かさ                                      | 263 |
| 7.4 検出下限値                                     | 264 |
| 第 8 章 品質保証                                    | 265 |
| 8.1 内部精度管理                                    | 265 |
| 8.1.1 トレーサビリティの確保                             | 265 |
| 8.1.2 日常点検                                    | 265 |
| 8.2 外部精度管理                                    | 267 |
| 8.2.1 試験所間比較                                  | 267 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 8.2.2 技能試験                                 | 267 |
| 解 説                                        | 269 |
| 解説 A $^{129}\text{I}$ 分析用標準物質              | 271 |
| 解説 B $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ の原子数比 | 274 |
| 解説 C クロスチェック結果                             | 275 |
| 付 録                                        | 277 |
| 分析フロー                                      | 279 |
| 共 通                                        | 285 |
| 共通 A $^{129}\text{I}$ の核データと壊変図            | 287 |
| 共通 B 用語の解説                                 | 289 |
| 共通 C 参考文献                                  | 292 |



## 序 論

ヨウ素(I)129 は半減期が 1,570 万年と長く、その化学的性質により環境中に長く留まり続けるだけでなく、大気、陸域、海域等における様々な環境試料を通じてヨウ素が循環することが知られていることから、環境影響評価において重要な核種の一つと位置づけられる。 $^{129}\text{I}$  の発生源としては、宇宙線反応による放射化物の生成等の天然起源の他、核実験、核燃料再処理施設、原子力施設事故等の人為起源が挙げられる。環境における放射能レベルの把握及びその影響を評価することは重要である。

「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」においては、再処理施設周辺における平常時モニタリングでは、周辺住民等の被ばく線量に寄与する主な核種として取り上げられている。施設起因の被ばく線量全体に対する  $^{129}\text{I}$  寄与分の比率や測定の困難さから、平常時モニタリングの測定対象には含まれていないが、再処理施設周辺におけるモニタリングにおいては、稼働状況を踏まえた上で、長期的な蓄積状況、変動傾向の把握が必要とされている。また、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故（以下「1F 事故」という）に係るきめ細かな東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地外における環境放射線モニタリングを確実に、かつ計画的に実施するため、政府は、原子力災害対策本部の下にモニタリング調整会議を設置し、総合モニタリング計画を策定した。本モニタリング計画においても、海水や海洋生物のモニタリングでは、長期的な変動傾向を把握することが必要とされている。

$^{129}\text{I}$  については、様々な調査研究目的に応じた分析手法により、分析・測定が実施されている。1F 事故時には、放出された放射性核種の一つとされており、大気浮遊じん、土壌、海底土、海水等の環境試料について、分析・測定が実施された。また、 $^{129}\text{I}$  を用いて、短半減期核種の  $^{131}\text{I}$  を推定・評価することが実施されるなど、多くの報告・研究論文が公表されている<sup>\*i</sup>。

放射能測定法シリーズにおける  $^{129}\text{I}$  分析法については、低レベルの環境試料を対象とした放射能測定法シリーズ No. 26「ヨウ素 129 分析法」（平成 8 年）と迅速性を重視した放射能測定法シリーズ No. 32「環境試料中ヨウ素 129 迅速分析法」（平成 16 年）がある。平常時モニタリングには放射能測定法シリーズ No. 26 を、緊急時モニタリングには放射能測定法シリーズ No. 32 を適用するものと位置付けられる。

これらの状況を踏まえ、放射能測定法シリーズ No. 26「ヨウ素 129 分析法」の改訂に際し、再処理施設周辺の環境放射線モニタリングにおいて地方自治体及び事業者が実施している放射化学分析法、総合モニタリング計画に示されている海域モニタリングで研究機関が実施しているトリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法（以下、「トリプル四重極 ICP-MS 法」という。）<sup>\*ii</sup>、様々な調査研究目的で研究機関が環境試料に適用している加速器質量分析法を採用した。中性子放射化分析法については、分析者の被ばく管理のコストが高い等の理由により、利用する分析機関がないことから、削除することとした。今回の改訂で削除された中性子放射化分析方法を確認する場合は、本測定法初版のアーカイブを参考にされたい。

本測定法で採用した3つの分析法である放射化学分析法、トリプル四重極 ICP-MS 法及び加速器質量分析法の概要を以下に示す。

#### 放射化学分析法：

試料に応じた分析操作により、測定試料を調製した後、 $^{129}\text{I}$  の  $\beta$  線又は  $\gamma$  線を測定する方法である。 $\beta$  線のエネルギーが 189.3 keV、 $\gamma$  線のエネルギーが 39.578 keV と非常に低い（「共通 A  $^{129}\text{I}$  の核データと壊変図」参照）ため、通常的环境試料中の  $^{129}\text{I}$  を測定するには化学分離が必要であり、測定器には低エネルギー光子スペクトロメータや n 型ゲルマニウム半導体検出器又は低バックグラウンドガスフローカウンタを用いる。試料の種類ごとに、燃焼やイオン交換の前処理操作を行った後、溶媒抽出法によって、ヨウ素を精製する。これをヨウ化パラジウム沈殿として生成させ、測定試料とする。併せて、 $^{129}\text{I}$  濃度が既知の標準液で計数効率曲線を作成し、測定試料中の  $^{129}\text{I}$  を定量する。この分析法は、装置、器具等一般的なものを使用して広く実施されている。

#### トリプル四重極 ICP-MS 分析法：

試料に応じた分析操作により、測定溶液を調製した後、対象となる質量数を測定する方法である。トリプル四重極 ICP-MS 法においては、総合モニタリング計画に示された環境試料（海水、海藻類）及び検出下限値を参考に検出可能レベルを設定した。トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析計は誘導結合プラズマ質量分析計（ICP-MS）の一種であり、2つの四重極にコリジョン・リアクションセルがはさまれた構造をしている。

ICP-MS は目的イオンと同じ質量電荷数比  $m/z$  をもつイオンによるスペクトル干渉が問題となる。 $^{129}\text{I}$  分析では、アルゴンガス中に不純物として含まれる  $^{129}\text{Xe}$  の他、 $^{97}\text{Mo}$  及び  $^{113}\text{Cd}$  の酸化物、安定ヨウ素である  $^{127}\text{I}$  の水素化物が主たる原因となるため、これらに十分留意して、分析・測定を行う必要がある。本測定法の策定に当たっては、誘導結合プラズマ質量分析通則（JIS K 0133:2022）に準拠し、使用する用語、試薬の名称等にも留意した。また、分析機関との相互比較分析（クロスチェック）を実施することで、分析法の妥当性を確認した。この分析法は、検出可能レベルは放射化学分析法より低く、近年普及が進んできているが、使用する装置は比較的高価なものである。

#### 加速器質量分析法：

試料に応じた分析操作により、ターゲット試料を調製した後、 $^{127}\text{I}$ 、 $^{129}\text{I}$  を加速器にて分離し、それぞれ計測する方法である。試料の種類ごとに熱加水分解等の前処理操作を行った後、溶媒抽出法によって精製し、ヨウ化銀沈殿を生成する。ヨウ化銀に金属ニオブ粉末を混合し、加速器のイオン源に装填するための「ターゲットピース」にプレスする。これが加速器質量分析における測定試料となり一般的に「ターゲット」と、またターゲットピースはイオン源において陰極になるため、「カソード」と呼ばれる。この分析法は、 $^{129}\text{I}$  を定量する分析法としては、現状、最も高感度なものである。なお、加速器質量分析装置（以下、「AMS」という。）は、極めて大型かつ高価なものであるため一般的には普及しておらず、日本国内では、測定できる分析機関は限られている<sup>\*iii</sup>。

本測定法シリーズは環境放射線モニタリングで用いられる一般的な手法を示しているが、日々進歩する分析技術も含めた新技術を否定するものではなく、使用目的や分析精度に応じて、分析方法を選択することが必要である。

各分析法の分析供試量及び検出可能レベルを序表 1.1～1.3 に示す。

序表 1.1 放射化学分析法の分析供試量及び検出可能レベル

| 試料名    | 分析供試量                 | 検出可能レベル <sup>*iv</sup> | 単位                |
|--------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 大気浮遊じん | 1, 000 m <sup>3</sup> | $5 \times 10^{-4}$     | Bq/m <sup>3</sup> |
| 海水     | 5 L                   | $1 \times 10^{-1}$     | Bq/L              |
| 陸水     | 5 L                   | $1 \times 10^{-1}$     | Bq/L              |
| 土試料    | 100 g 乾土              | $5 \times 10^0$        | Bq/kg 乾土          |
| 野菜     | 30 g 乾物               | $2 \times 10^0$        | Bq/kg 生           |
| 海藻     | 30 g 乾物               | $4 \times 10^0$        | Bq/kg 生           |
| 牛乳     | 5 L                   | $1 \times 10^{-1}$     | Bq/L              |
| 精米     | 50 g                  | $1 \times 10^1$        | Bq/kg             |

序表 1.2 トリプル四重極 ICP-MS 分析法の分析供試量及び検出可能レベル

| 試料名 <sup>*v</sup> | 分析供試量                   | 検出可能レベル <sup>*iv</sup> | 単位                |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 大気浮遊じん            | 300 m <sup>3</sup>      | $9 \times 10^{-7}$     | Bq/m <sup>3</sup> |
| 海水                | 1 mL                    | $7 \times 10^{-3}$     | Bq/L              |
| 陸水                | 1 mL                    | $7 \times 10^{-3}$     | Bq/L              |
| 土試料               | 1 g 乾土                  | $3 \times 10^{-1}$     | Bq/kg 乾土          |
| 野菜                | 2 g 乾物<br>(20 g 生から換算)  | $1 \times 10^{-2}$     | Bq/kg 生           |
| 海藻                | 0.6 g 乾物<br>(3 g 生から換算) | $9 \times 10^{-2}$     | Bq/kg 生           |
| 牛乳                | 20 mL                   | $2 \times 10^{-2}$     | Bq/L              |

序表 1.3 加速器質量分析法の分析供試量及び検出可能レベル

| 試料名    | 分析供試量                     | 検出可能レベル <sup>*iv</sup> | 単位                |
|--------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 大気浮遊じん | 300 m <sup>3</sup>        | $3 \times 10^{-15}$    | Bq/m <sup>3</sup> |
| 海水     | 1 L                       | $8 \times 10^{-11}$    | Bq/L              |
| 陸水     | 1 L                       | $2 \times 10^{-11}$    | Bq/L              |
| 土試料    | 1 g 乾土                    | $2 \times 10^{-9}$     | Bq/kg 乾土          |
| 野菜     | 2 g 乾物<br>(20 g 生から換算)    | $2 \times 10^{-10}$    | Bq/kg 生           |
| 海藻     | 0.5 g 乾物<br>(2.5 g 生から換算) | $2 \times 10^{-6}$     | Bq/kg 生           |
| 牛乳     | 20 mL                     | $3 \times 10^{-10}$    | Bq/L              |

<sup>\*i</sup> <sup>129</sup>I を用いて、<sup>131</sup>I を推定・評価した報告例を以下に示す。

文部科学省 原子力災害対策支援本部、農林水産省 農林水産技術会議事：東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の分布状況等に関する調査研究結果（2012）  
(<https://radioactivity.nra.go.jp/ja/list/338/list-1.html>)

なお、国連が 2022 年に発行した UNSCEAR 2020/2021 REPORT にも上記報告書の内容が引用されている。

<sup>\*ii</sup> 国際純正・応用化学連合 (IUPAC) では、トリプル四重極質量分析計は、“a tandem mass spectrometer comprising two transmission quadrupole mass spectrometers in series, with a (non-selecting) RF-only quadrupole (or other multipole) between them to act as a collision cell” と定義している。この分析方法の本質は、四重極の数に無く、セル前後の四重極による質量分析能力にある。また、異なるメーカーがそれぞれ名付けしており、国内では、アジレント・テクノロジー株式会社の“トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析計”、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社の“トリプル四重極 ICP 質量分析”、及び株式会社パーキンエルマー・ジャパンの“マルチ四重極 ICP 質量分析装置”などが挙げられる。本測定法では、トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法/計 (トリプル四重極 ICP-MS) との名称を採用する。

<sup>\*iii</sup> <sup>129</sup>I-AMS が可能な加速器としては、NEC 社 (National Electrostatics Corporation, USA)、HVEE 社 (High Voltage Engineering Europa, Netherlands)、Ionplus 社 (Switzerland) のものがあるが、国内では、NEC と HVEE のものがある。2023 年において、国内で <sup>129</sup>I-AMS が可能な施設は、日本原子力研究開発機構青森研究開発センター、同東濃地科学センター、東京大学タンデム加速器研究施設、筑波大学放射線・アイソトープ地球システム研究センター、国立環境研究所などがある。

<sup>\*iv</sup> 検出可能レベルは、以下の条件で計算した。

#### 1. 放射化学分析法

① 低エネルギー光子スペクトロメータによる測定 計数効率 0.5 %、測定時間 20 時間、回収率 60 %

② 低バックグラウンドガスフローカウンタによる測定 計数効率 4 %、測定時間 100 分、回収率 60 %

なお、放射化学分析法においては、正味計数率に伴う計数誤差の 3 倍を検出可能レベルとした。

#### 2. トリプル四重極 ICP-MS 分析法

トリプル四重極型 ICP-MS（同軸型ネブライザー）による測定

検出下限値 0.02 ng/L、回収率 100 %、希釈倍率は海水 50 倍、海藻 100 倍

海水及び海藻以外の試料は、本測定法を仮に適用した場合の値である。

なお、トリプル四重極 ICP-MS 分析法においては、10 秒間 10 回くり返し測定した時のバックグラウンド計数値の変動 (標準偏差) の 3 倍を検出可能レベルとした。

#### 3. 加速器質量分析法

AMS 測定試料中の原子数比 (<sup>129</sup>I/<sup>127</sup>I) は、添加するヨウ素担体の原子数比を下回らないという条件で、AMS 定量限界の原子数比  $2 \times 10^{-14}$ 、ヨウ素担体の原子数比  $2 \times 10^{-13}$ 、固体試料のヨウ素担体量 10 mg、液体試料のヨウ素担体量 2 mg

試料中の <sup>127</sup>I 濃度は以下の値を用いて試算した。

大気浮遊じん :  $2 \times 10^{-6}$  mg/m<sup>3</sup>

海水 :  $6 \times 10^{-2}$  mg/L

陸水 :  $1 \times 10^{-2}$  mg/L

土試料 :  $1 \times 10^0$  mg/kg 乾土

野菜 :  $1 \times 10^{-1}$  mg/kg 生

- 
- 海藻                   :  $1 \times 10^3$  mg/kg 生  
牛乳                   :  $2 \times 10^{-1}$  mg/L
4. 野菜生試料に対する乾物の重量比を 10 %とした。  
5. 海藻生試料に対する乾物の重量比を 20 %とした。
- \*v 本文には記述していないが、分析可能な試料も記載している。

## I . 放射化学分析法





## 第 1 章 大気浮遊じん

大気浮遊じんについては、大気浮遊じんを吸引したろ紙及び活性炭ろ紙又は活性炭カートリッジを燃焼し、ヨウ素を活性炭に吸着させる活性炭吸着法、又はアルカリ溶液に吸収させるアルカリ溶液吸収法により分離・精製する。

なお、大気浮遊じん中の安定ヨウ素（以下、「 $^{127}\text{I}$ 」という。）量<sup>\*1</sup>は少なく、分析開始前にヨウ素担体を 20 mg 添加するので、試料中のヨウ素量は回収率にはほとんど影響しないことから、試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量は行わない。

### 1.1 試薬の調製

大気浮遊じんの放射化学分析法において、使用する試薬の調製法を示す。試薬は日本産業規格(JIS)特級を用い、特に記述がない場合は市販品をそのまま使用する。また、ここでいう純水とは、イオン交換等により精製したものをいう。

#### (1) 塩基

- 1) 水酸化ナトリウム溶液（24 w/v%）：水酸化ナトリウム<sup>\*2,\*3</sup> 24 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 水酸化カリウム溶液（5 w/v%）：水酸化カリウム<sup>\*2,\*3</sup> 5 g を純水 100 mL に溶解する。

#### (2) その他溶液

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸ナトリウム<sup>\*3,\*4</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硝酸カリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸カリウム<sup>\*3,\*4</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 3) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 4) 亜硫酸カリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸カリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 5) 塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）：塩化パラジウム 1.7 g を秤量し、純水 50 mL 及び 36 %塩酸<sup>\*2,\*3,\*5</sup> 5 mL を加え、加熱する。放冷してろ過（ろ紙(No. 5C)使用）し、ろ液に純水を加え、100 mL とする。（図 I.1.1 を参照しながら操作を行う。）

---

<sup>\*1</sup> 大気浮遊じん中の  $^{127}\text{I}$  量は、捕集場所及び天候などにより異なるが、大気 1,000 m<sup>3</sup>に含まれる量は多くて 0.002 mg 程度である。

<sup>\*2</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*3</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。


<sup>\*4</sup> 消防法で危険物第一類（酸化性固体）に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*5</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム\*2 約 14 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。11.812 g を正確にはかり取り、純水 50 mL に溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL を入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。



(1) 塩化パラジウムを秤量する。



(2) 塩化パラジウムに純水を加える。



(3) 塩酸を加え、加熱する。



(4) 放冷し、ろ過を行う。



(5) ろ過後の残留物の様子



(6) ろ液に純水を加え、100 mL とする。

図 I . 1. 1 塩化パラジウム溶液の作製

## 1.2 燃焼-活性炭吸着法

### 1.2.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 三連式管状型電気炉（図 I.1.2）
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0～200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 石英管（図 I.1.3）
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ビーカー：100 mL
- 5) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 6) 三角フラスコ：50 mL
- 7) 空気冷却管：長さ 30 cm 程度、50 mL 三角フラスコに取り付ける
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 1 L 耐圧瓶
- 10) 分離型フィルターホルダー：20 mm φ、42 mm φ
- 11) アスピレーター
- 12) ガラス漏斗：90 mm φ ろ紙用
- 13) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：47 mm φ
  - ・分液ろ紙：90 mm φ
  - ・No. 5C：24 mm φ
- 14) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム<sup>\*6</sup>（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm φ、内径 21.8～21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 15) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 16) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 17) ハンドバーナー：都市ガス用又はプロパンガス用
- 18) デシケーター
- 19) ホットプレート

---

<sup>\*6</sup> 使用する前に、標準試料等で遮へいの程度を確認し、放射能測定結果に影響がないことを確認する必要がある。

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*7, \*8, \*9</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%)
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 4) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*8, \*9, \*10, \*11</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*8</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス

## 1.2.2 分析操作

### (1) 前処理

- 1) 大気 1,000 m<sup>3</sup>程度を吸引したろ紙及び活性炭ろ紙又は活性炭カートリッジの内容物を、石英管 (図 I.1.2) の内管に隙間の無いようできるだけ密に充填する<sup>\*12</sup>。この際、あらかじめ石英管内管の先の細くなっている方に石英ウールを詰めておく。
- 2) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/ mL) 1 mL を充填した試料に加え、端を石英ウールで止める。

### (2) 試料の燃焼

- 1) 外管の細くなっている部分に、石英ウールを詰め、活性炭 3 g を入れ、端を石英ウールで止める。(以下、図 I.1.2 及び図 I.1.3 を参照しながら操作を行う。)

---

<sup>\*7</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*8</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*9</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*10</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質 (がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*11</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針：対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*12</sup> 活性炭自体は燃焼しやすいが、急な燃焼反応が起こりやすくなるため、隙間の無いようできるだけ密に充填するとよい。

- 2) 外管の電気炉(B)に位置する部分に、触媒として針状の酸化銅を包んだ石英ウール<sup>\*13</sup> を詰める。
- 3) 外管を燃焼装置に、内管を外管内に取り付ける。
- 4) 活性炭保温用電気炉(C)の温度を 150 °Cにする。
- 5) 内管に窒素ガスを 100 mL/分で流す。外管に酸素ガスを 200 mL/分で流す。
- 6) 電気炉(B)の温度を 1000 °Cにする。
- 7) 電気炉(A)を試料の右端に合わせ、温度を 240 °Cにする。
- 8) タールの発生状況、炭化状況を見ながら電気炉(A)を徐々に電気炉(B)の方に移動する。酸素、窒素ガスの流量を一定に保つ<sup>\*14</sup>。
- 9) 電気炉(A)を電気炉(B)に触れるまで移動した後、電気炉(A)の温度を 280 °Cまで上げ、1 時間程度燃焼する。
- 10) 燃焼が安定していれば、電気炉(A)の温度を 350 °Cまで上げ、可燃性の成分を試料から追い出し、電気炉(B)の部分で完全燃焼させる。この状態を 2~3 時間続ける。350 °Cまでの昇温時間は試料の状態により異なり、燃焼の状況に応じて、石英管内の圧力が上昇しないように注意しながら行う。
- 11) 可燃成分の燃焼終了後、電気炉(A)を試料の右端まで移動する。
- 12) 電気炉(A)の温度を 400 °Cにし、内管に酸素ガスを 50 mL/分で流し、炭化した試料を燃焼する。また、窒素流量を適宜調整する。
- 13) 電気炉(A)を徐々に電気炉(B)の方に移して、内管の窒素ガスの流量を少なくする。
- 14) さらに燃焼状態を見ながら電気炉(A)の温度を 600 °Cに上げる。燃焼が激しくなるようであれば温度を下げる。
- 15) 内管の酸素ガスを 100 mL/分とし、更に燃焼する。
- 16) 電気炉(A)が電気炉(B)に達した後、電気炉(A)を試料の中央に戻す。温度を 1000 °Cに上げ試料を完全に燃焼する。内管の出口にタールがたまっている時は、一時的に燃焼が激しくなるおそれがあるので、燃焼の様子を見ながら昇温する。
- 17) 電気炉(B)の温度を 500 °Cに設定し、電気炉(A)のスイッチを切る。
- 18) 試料の燃焼終了後、トラップ管の細い部分に石英ウールを詰め、活性炭 0.5 g を入れ、端を石英ウールで止める。外管左端のボールジョイント部分にトラップ管をクランプにより接続する。外管を右にずらし、トラップ管が電気炉(C)に、(D)の右端部分が電気炉(B)の左端になるようにする。外管及び内管に、酸素ガスを 50 mL/分で流す。
- 19) 活性炭(D)の着火、燃焼状態と石英管内の圧力を見ながら、内管の酸素ガスの流量を調節する。
- 20) 活性炭の燃焼終了後、ジョイント部をハンドバーナーで加熱し、燃え残ったタール分を燃焼する。電気炉(B)を徐々に左に移動し、活性炭を完全に燃焼する。

---

<sup>\*13</sup> 試料の燃焼効率を上昇させるため、触媒として針状の酸化銅を含んだ石英ウールを詰める。

<sup>\*14</sup> 急激な燃焼反応が起こると、流量計が振り切れてしまう。

### (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

- 1) ヨウ素を吸着させた活性炭を 50 mL 三角フラスコに移し、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 20 mL を加える。長さ 30 cm 程度の空気冷却管を三角フラスコに付け、ホットプレート上で 1 時間程度おだやかに加熱して、ヨウ素を浸出する。
- 2) 放冷後、空気冷却管を取り外し、吸引ろ過 (ガラス繊維ろ紙 47mm φ、分離型フィルターホルダー及び耐圧瓶使用) し、残った活性炭は純水で洗浄する。ろ液と洗液を合わせ、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 3) 分液漏斗を回すことでかき混ぜながら、硝酸 8 mL 程度を加え、pH を 1 に調整する<sup>\*15</sup>。
- 4) 亜硝酸ナトリウム溶液<sup>\*16</sup> (10 w/v%) 5 mL を徐々に加える。ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*17</sup>。
- 5) 静置後、水相はあらかじめキシレン<sup>\*18</sup> 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。有機相はろ過 (分液ろ紙 90 mm φ 及びガラス漏斗使用) しながら別の新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 6) 水相を入れた操作 5) の分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜる。静置後、水相は捨てる。有機相は操作 5) の有機相の入った分液漏斗に、ろ過 (分液ろ紙 90 mm φ 及びガラス漏斗使用) しながら移す。
- 7) 純水 20 mL を加え、2 分間激しく振り混ぜ、有機相を洗浄する。水相は捨てる。
- 8) 純水 20 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液<sup>\*19</sup> (10 w/v%) 0.5 mL を分液漏斗に加え、時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*20</sup>。
- 9) 水相を 100 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、純水 20 mL を加える。
- 10) 時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる。
- 11) 水相を操作 9) の 100 mL ビーカーに合わせる。有機相は捨てる。
- 12) ビーカーを時計皿で覆い、ホットプレート上でキシレンがなくなるまで加熱し沸騰させる。放冷後、塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) 3 mL を加えて沸騰するまで加熱する。(以下、図 I.1.6 を参照しながら操作を行う。)
- 13) 放冷後、沈殿を吸引ろ過 (重量既知のろ紙 (No. 5C) 24 mm φ、分離型フィルターホルダー及び耐圧瓶使用) する。ろ液は捨てる。沈殿をろ紙ごと乾燥器で、80 °C、1 時間乾燥後、デシケーター内で 30 分間放冷する。沈殿の重量をはかる。
- 14) 沈殿をろ紙ごとマウント用ディスクにのせ、PET フィルムで覆い、リングで固定する。リングからはみ出たフィルムを切り取り、試料皿に移して、測定用試料とする。(図 I.1.5 及び図 I.1.7 を参照しながら操作を行う。)

---

<sup>\*15</sup> pH 試験紙で確認する。

<sup>\*16</sup>  $I^-$  を  $I_2$  へ酸化する。

<sup>\*17</sup> 有機相は無色から桃色になる。

<sup>\*18</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンが使用可能であるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。また、異なる有機溶剤を用いたヨウ素の回収率の例はそれぞれ 91 % (キシレン)、99 % (ベンゼン)、84 % (トルエン) である。

<sup>\*19</sup>  $I_2$  を  $I^-$  へ還元する。

<sup>\*20</sup> 有機相は桃色から無色になる。




図 I . 1 . 2 三連式管状型電気炉




図 I.1.3 石英管









図 I. 1. 4 マウント用器具




- (1) 置き治具にディスク、試料、フィルム、リングの順に置く。
- (2) 押さえ治具で軽く押さえ、リングを置き治具にはめこむ。
- (3) 押さえ棒でリングをしっかりと押さえ、はめこむ。

図 I.1.5 マウント時の押さえ器具



(1) 試料に塩化パラジウム溶液を加える。



(2) 沸騰するまで加熱し、沈殿を生成する。



(3) ヨウ化パラジウム沈殿の様子



(4) 吸引ろ過をする。




(5) 沈殿の様子  
この後、沈殿をろ紙ごと乾燥する。


図 I.1.6 測定試料（ヨウ化パラジウム沈殿）の作製




(1) ディスクをセットする。




(2) 試料、フィルム、  
リングの順に置く。



(3) 押さえ治具で軽く押さえる。



(4) 押さえ棒でリングがはまるまで  
押さえる。



(5) 余分なフィルムを切り取る。



(6) 試料皿に乗せる。

図 I. 1. 7 マウント用器具と測定試料作製の様子

### 1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法

#### 1.3.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

##### (1) 装置

- 1) 二連式管状型電気炉（図 I.1.8）
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0～200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

##### (2) 器具

- 1) 石英管（図 I.1.3）
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ガーゼ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) ガス洗浄瓶：200 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 1 L 耐圧瓶
- 10) 分離型フィルターホルダー：20 mm φ
- 11) アスピレーター
- 12) ガラス漏斗：90 mm φ ろ紙用
- 13) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：90 mm φ
  - ・分液ろ紙：90 mm φ
  - ・No. 5C：24 mm φ
- 14) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm φ、内径 21.8～21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 15) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 16) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 17) デシケーター
- 18) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*21, \*22, \*23</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化カリウム<sup>\*22, \*23</sup>
  - ・水酸化カリウム (顆粒)
  - ・水酸化カリウム溶液 (5 w/v%)
- 3) 亜硫酸カリウム
  - ・亜硫酸カリウム (顆粒)
  - ・亜硫酸カリウム溶液 (10 w/v%)
- 4) 亜硝酸カリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*22, \*23, \*24, \*25</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*22</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上

### 1.3.2 分析操作

#### (1) 前処理

「1.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(1) 前処理」と同様の操作を行う。

#### (2) 試料の燃焼

- 1) 200 mL ガス洗浄瓶<sup>\*26</sup> を 2 本用意し、1 本は 1 段目用として、純水 180 mL、水酸化カリウム 10 g、亜硫酸カリウム 1 g を入れる。もう 1 本は 2 段目用として、純水 90 mL、水酸化カリウム 5 g、亜硫酸カリウム 0.5 g を入れる。(以下、図 I.1.8 を参照しながら操作を行う。)

---

<sup>\*21</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*22</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*23</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*24</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質 (がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*25</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*26</sup> 試料を加熱している間に、洗浄瓶の温度が上昇するので、ガーゼ等を巻き常に水でぬらしておく。

- 2) 外管の中央部電気炉(B)に位置する部分に、触媒として針状の酸化銅を包んだ石英ウールを詰める。
- 3) 外管を燃焼装置に、内管を外管内に取り付ける。
- 4) 内管に窒素ガスを 100 mL/分で流す。外管に酸素ガスを 200 mL/分で流す。
- 5) 電気炉(B)の温度を 1000 °Cにする。
- 6) 電気炉(A)を試料の右端に合わせ、温度を 240 °Cにする。
- 7) タールの発生状況、炭化状況を見ながら電気炉(A)を徐々に左へ移動する。酸素ガス及び窒素ガスの流量を一定に保つようにする。
- 8) 電気炉(A)が電気炉(B)に触れるまで移動したら電気炉(A)の温度を 280 °Cまで上げ、1 時間程度燃焼する。燃焼が激しければ温度を下げる。
- 9) 燃焼が安定していれば、電気炉(A)の温度を 350 °Cまで上げ、可燃性の成分を試料から追い出し、電気炉(B)の部分で完全燃焼させる。この状態を 2~3 時間続ける。350 °Cまでの昇温時間は試料の状態により異なり、燃焼の状況に応じて、石英管内の圧力が上昇しないように注意しながら行う。
- 10) 可燃成分の燃焼が終了したならば、電気炉(A)を試料の右端まで移動する。
- 11) 電気炉(A)の温度を 400 °Cにし、内管に酸素ガスを 50 mL/分で流し、炭化した試料を燃焼する。
- 12) 電気炉(A)を徐々に電気炉(B)の方に移しながら、内管の窒素ガスの流量を少なくする。
- 13) さらに燃焼状態を見ながら電気炉(A)の温度を 600 °Cに上げる。燃焼が激しくなるようであれば温度を下げる。
- 14) 内管に酸素ガスを 100 mL/分で流し、更に燃焼する。
- 15) 電気炉(A)が電気炉(B)に達した後、温度を 1000 °Cに上げ試料を完全に燃焼する。内管の出口にタールがたまっている時は、一時的に燃焼が激しくなるおそれがあるので、燃焼の様子を見ながら昇温する。
- 16) 燃焼終了後、電気炉のスイッチを切り、洗浄瓶を取りはずす。
- 17) 1 段目と 2 段目のヨウ素を吸収した溶液を 500 mL ビーカーに移す。洗浄瓶の内側を水酸化カリウム溶液 (5 w/v%) で洗浄し、500 mL ビーカーに移す。

### (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

- 1) ヨウ素を吸収した溶液を、ホットプレート上で加熱、濃縮して、50 mL 程度とする。放冷後、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 2) 分液漏斗を回すことで溶液をかき混ぜながら、硝酸 18 mL 程度を加え、pH を 1 に調整する<sup>\*27</sup>。
- 3) 亜硝酸カリウム溶液<sup>\*28</sup> (10 w/v%) 5 mL を徐々に加える。ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*29</sup>。

---

<sup>\*27</sup> pH 試験紙で確認する。

<sup>\*28</sup> I<sup>-</sup> を I<sub>2</sub> へ酸化する。

<sup>\*29</sup> 有機相は無色から桃色になる。

- 4) 静置後、水相はあらかじめキシレン 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。有機相はろ過（分液ろ紙 90 mm φ 及びガラス漏斗使用）しながら、別の新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 水相を入れた分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜる。静置後、水相は捨てる。有機相は、操作 4) の有機相の入った分液漏斗にろ過（分液ろ紙 90 mm φ 及びガラス漏斗使用）しながら移す。
- 6) 純水 20 mL を加え、2 分間激しく振り混ぜ、有機相を洗浄する。水相は捨てる。
- 7) 純水 20 mL 及び亜硫酸カリウム溶液<sup>\*30</sup>（10 w/v%）0.5 mL を分液漏斗に加え、時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*31</sup>。
- 8) 水相を 100 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、純水 20 mL を加える。
- 9) 時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる。
- 10) 水相を操作 8) の 100 mL ビーカーに合わせる。有機相は捨てる。
- 11) ビーカーを時計皿で覆い、ホットプレート上でキシレンがなくなるまで、加熱、沸騰させる。放冷後、塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）3 mL を加えて沸騰するまで加熱する。（以下、図 I.1.6 を参照しながら操作を行う。）
- 12) 放冷後、沈殿を吸引ろ過（重量既知のろ紙(No. 5C) 24 mm φ、分離型フィルターホルダー及び耐圧瓶使用）する。ろ液は捨てる。
- 13) 沈殿をろ紙ごと乾燥器内 80 °C で 1 時間乾燥後、デシケーター内で 30 分間放冷する。沈殿の重量をはかる。
- 14) 沈殿をろ紙ごとマウント用ディスクにのせ、PET フィルムで覆い、リングで固定する。リングからはみでたフィルムを切り取り、試料皿に移して、測定用試料とする。（図 I.1.5 及び図 I.1.7 を参照しながら操作を行う。）

---

<sup>\*30</sup>  $I_2$  を  $I^-$  へ還元する。

<sup>\*31</sup> 有機相は桃色から無色になる。






図 I.1.8 二連式管状型電気炉

## 第 2 章 陸水・牛乳

陸水及び牛乳については、試料中のヨウ素を陰イオン交換樹脂に吸着させ、燃焼法又は次亜塩素酸ナトリウム溶離法により分離・精製する。燃焼法には活性炭吸着法とアルカリ溶液吸収法がある。

なお、陸水・牛乳中の  $^{127}\text{I}$  量<sup>\*32, \*33</sup>は少なく、分析開始前にヨウ素担体を 20 mg 添加するので、試料中のヨウ素の回収率への影響は 5 %程度以下となることから、試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量は行わない。

### 2.1 試薬・樹脂の調製

陸水・牛乳の放射化学分析法において、使用する試薬及び陰イオン交換樹脂の調製法を示す。試薬は日本産業規格 (JIS) 特級を用い、特に記述がない場合は市販品をそのまま使用する。また、ここでいう純水とは、イオン交換等により精製したものをいう。

#### 2.1.1 試薬の調製

##### (1) 酸

- 1) 硫酸(1+1) : 95 %硫酸<sup>\*34, \*35, \*36</sup> 1 容と純水 1 容の割合で混合する。
- 2) 塩酸(1+1) : 36 %塩酸<sup>\*34, \*35, \*36</sup> 1 容と純水 1 容の割合で混合する。

##### (2) 塩基

###### 1) 水酸化ナトリウム溶液

- ・水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) : 水酸化ナトリウム<sup>\*35, \*36</sup> 24 g を純水 100 mL に溶解する。
- ・水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 水酸化ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。

- 2) 水酸化カリウム溶液 (5 w/v%) : 水酸化カリウム<sup>\*35, \*36</sup> 5 g を純水 100 mL に溶解する。

---

\*32 陸水 5 L に含まれる  $^{127}\text{I}$  量は、多くて 0.05 mg 程度である。

\*33 牛乳 5 L に含まれる  $^{127}\text{I}$  量は、多くて 1 mg 程度である。

\*34 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

\*35 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

\*36 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

### (3) その他溶液

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸ナトリウム<sup>\*36,\*37</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硝酸カリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸カリウム<sup>\*35,\*36</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 3) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 4) 亜硫酸カリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸カリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 5) 塩酸ヒドロキシルアミン溶液 (7 w/v%) : 塩酸ヒドロキシルアミン<sup>\*36,\*38</sup> 7 g を純水 100 mL に溶解する。
- 6) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) : 塩化パラジウム 1.7 g に純水 50 mL 及び塩酸 5 mL を加え、加熱する。放冷してろ過 (ろ紙(No. 5C)使用) し、ろ液に純水を加え、100 mL とする。(図 I.1.1 を参照しながら操作を行う。)
- 7) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム約 14 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。11.812 g を正確にはかり取り、純水 50 mL に溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL を入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。

### (4) その他

- 1) 陰イオン交換樹脂 : 強塩基性陰イオン交換樹脂 (架橋度 8 %、50-100 メッシュ、C1 形)

## 2.1.2 樹脂の調製

樹脂の使用前に、樹脂の調製を行う。

### (1) 器具

- 1) ビーカー : 1 L、2 L、3 L
- 2) 時計皿 : 3 L ビーカー用
- 3) ガラス棒
- 4) 陰イオン交換樹脂

### (2) 試薬

- 1) 水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 2) 塩酸(1+1)
- 3) 純水 : イオン交換等により精製した水

---

<sup>\*37</sup> 消防法で危険物第一類 (酸化性固体) に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*38</sup> 消防法で危険物第五類 (自己反応性物質) に分類される。加熱、衝撃、摩擦を避ける、可燃物を近づけない、他の薬品と接触させない、冷暗所に保存する等の注意が必要である。

### (3) 操作

- 1) 樹脂 500 mL を 3 L ビーカーに入れ、純水 2 L を加えよくかき混ぜた後、デカンテーションにより上澄み液を捨てる。この操作を 3 回繰り返す。
- 2) 水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 L を加えよくかき混ぜた後、デカンテーションにより上澄み液を捨てる。
- 3) 純水 2 L を加えよくかき混ぜた後、デカンテーションにより上澄み液を捨てる。この操作を上澄み液の pH が 7 になるまで繰り返す。
- 4) 塩酸 (1+1) 2 L を加えよくかき混ぜた後、デカンテーションにより上澄み液を捨てる。
- 5) 純水 2 L を加えよくかき混ぜた後、デカンテーションにより上澄み液を捨てる。この操作を上澄み液の pH が 7 になるまで繰り返す。純水に浸したまま保存する。

## 2.2 燃焼-活性炭吸着法

### 2.2.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 三連式管状型電気炉（図 I.1.2）
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0～200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 石英管（図 I.1.3）
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) 陰イオン交換樹脂：「2.1.2 樹脂の調製」を行ったもの
- 5) メスシリンダー：5 L
- 6) ガラス棒
- 7) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 8) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 9) 三角フラスコ：50 mL
- 10) 空気冷却管：長さ 30 cm 程度、50 mL 三角フラスコに取り付ける
- 11) 分液漏斗：100 mL
- 12) 1 L 耐圧瓶
- 13) 分離型フィルターホルダー：20 mm φ、42 mm φ
- 14) アスピレーター
- 15) ガラス漏斗：90 mm φ ろ紙用
- 16) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：47 mm φ
  - ・分液ろ紙：90 mm φ
  - ・No. 5C：24 mm φ
- 17) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm φ、内径 21.8～21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 18) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 19) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 20) ハンドバーナー：都市ガス用又はプロパンガス用
- 21) デシケーター

## 22) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*39, \*40, \*41</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%)
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 4) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*40, \*41, \*42, \*43</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*40</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス

## 2.2.2 分析操作

### (1) 陰イオン交換樹脂への吸着

- 1) 陸水又は牛乳 5 L をメスシリンダーではかり取り、5 L ビーカーに移す。
- 2) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を加える。
- 3) 調製済みの陰イオン交換樹脂 50 mL を加え、スターラーで 30 分間かき混ぜ、30 分間静置する。
- 4) デカンテーションによりイオン交換樹脂が流出しないように注意して、新しい 5 L ビーカーに陸水又は牛乳を移す。イオン交換樹脂は 500 mL ビーカーに移す。

---

<sup>\*39</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*40</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*41</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*42</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*43</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

- 5) 陸水又は牛乳に、再び陰イオン交換樹脂 50 mL を加え、30 分間かき混ぜ、30 分間静置する。デカンテーションによりイオン交換樹脂が流出しないように注意して、陸水又は牛乳を捨てる。イオン交換樹脂は操作 4) の 500 mL ビーカーに合わせる。
- 6) 樹脂に温めた純水（およそ 70 °C）300 mL を加えて、数秒間かき混ぜて静置し、樹脂が沈降後、デカンテーションにより上澄み液を捨てる。この操作を洗液が透明になるまで繰り返す。

## (2) 陰イオン交換樹脂の燃焼

- 1) 陰イオン交換樹脂を、70 °C に設定した乾燥器で少し湿り気のある状態まで乾燥する。
- 2) 「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(2) 試料の燃焼」と同様の操作を行う<sup>\*44</sup>。

## (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(3) 燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様の操作を行う。

## 2.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法

### 2.3.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 二連式管状型電気炉（図 I.1.8）
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0～200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 石英管（図 I.1.2）
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ガーゼ
- 5) 陰イオン交換樹脂：「2.1.2 樹脂の調製」を行ったもの
- 6) メスシリンダー：5 L
- 7) ガラス棒
- 8) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 9) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 10) ガス洗浄瓶：200 mL

---

<sup>\*44</sup> 石英管外管の電気炉に位置する部分に、試料の燃焼効率を上昇させるため、触媒として針状の酸化銅を含んだ石英ウールを詰める。この場合、イオン交換樹脂の燃焼は極めて激しく制御が難しい（樹脂の成分からガスが発生して石英管内の圧力が上昇することがある）ので、内管にイオン交換樹脂を薄く広げ、内管には最初は窒素ガスのみ、外管には酸素を流し、十分に炭化させることが重要である。

- 11) 分液漏斗：100 mL
- 12) 1 L 耐圧瓶
- 13) 分離型フィルターホルダー：20 mm φ、42 mm φ
- 14) アスピレーター
- 15) ガラス漏斗：90 mm φ ろ紙用
- 16) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：90 mm φ
  - ・分液ろ紙：90 mm φ
  - ・No. 5C：24 mm φ
- 17) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm φ、内径 21.8～21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 18) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 19) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 20) デシケーター
- 21) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*45, \*46, \*47</sup>：質量分率 60 %～61 %（約 13 mol/L）、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化カリウム<sup>\*46, \*47</sup>
  - ・水酸化カリウム（顆粒）
  - ・水酸化カリウム溶液（5 w/v%）
- 3) 亜硫酸カリウム
  - ・亜硫酸カリウム（顆粒）
  - ・亜硫酸カリウム溶液（10 w/v%）
- 4) 亜硝酸カリウム溶液（10 w/v%）
- 5) 塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）
- 6) ヨウ素担体溶液（20 mgI/mL）

---

<sup>\*45</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*46</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*47</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。



- 7) キシレン<sup>\*46, \*47, \*48, \*49</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*46</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上

### 2.3.2 分析操作

#### (1) 陰イオン交換樹脂への吸着

「2.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(1) 陰イオン交換樹脂への吸着」と同様の操作を行う。

#### (2) 陰イオン交換樹脂の燃焼

- 1) 陰イオン交換樹脂を、70 °Cに設定した乾燥器で少し湿り気のある状態まで乾燥する。
- 2) 「第1章 大気浮遊じん」の「1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法」における「(2) 試料の燃焼」と同様の操作を行う<sup>\*50</sup>。

#### (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

「第1章 大気浮遊じん」の「1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法」における「(3) 燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様の操作を行う。

---

<sup>\*48</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*49</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*50</sup> イオン交換樹脂の燃焼は極めて激しく制御が難しい（樹脂の成分からガスが発生して石英管内の圧力が上昇することがある）ので、内管にイオン交換樹脂を薄く広げる。

## 2.4 次亜塩素酸ナトリウム溶離法

### 2.4.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 天秤：秤量範囲 0～100 g、読み取り限度 0.01 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 陰イオン交換樹脂：「2.1.2 樹脂の調製」を行ったもの
- 2) メスシリンダー：5 L
- 3) ガラス棒
- 4) ビーカー：100 mL、300 mL、5 L
- 5) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 6) 分液漏斗：100 mL、500 mL
- 7) 1 L 耐圧瓶
- 8) 分離型フィルターホルダー：20 mm  $\phi$
- 9) アスピレーター
- 10) ガラス漏斗：90 mm  $\phi$  ろ紙用
- 11) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：90 mm  $\phi$
  - ・分液ろ紙：90 mm  $\phi$
  - ・No. 5C：24 mm  $\phi$
- 12) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm  $\phi$ 、内径 21.8～21.9 mm  $\phi$
  - ・ステンレス鋼製 25 mm  $\phi$  試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 13) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 14) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 15) デシケーター
- 16) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*51, \*52, \*53</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 硫酸<sup>\*51, \*52, \*53</sup> (1+1)
- 3) 次亜塩素酸ナトリウム溶液 (有効塩素 5 %)
- 4) 塩酸ヒドロキシルアミン溶液 (7 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*52, \*53, \*54, \*55</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水

## 2.4.2 分析操作

### (1) 陰イオン交換樹脂への吸着

「2.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(1) 陰イオン交換樹脂への吸着」と同様の操作を行う。

### (2) 陰イオン交換樹脂からの溶離

- 1) 洗浄の終わった樹脂に次亜塩素酸ナトリウム溶液<sup>\*56</sup> (有効塩素 5 %) 100 mL を加え、5 分間かき混ぜる。
- 2) 樹脂を吸引ろ過 (ガラスフィルター3G、耐圧瓶使用) する。
- 3) イオン交換樹脂は、新たな 300 mL ビーカーに、ろ液は新たな 500 mL ビーカーに移す。
- 4) 操作 3) のイオン交換樹脂に、更に次亜塩素酸ナトリウム溶液 100 mL を加え、スターラーで 5 分間かき混ぜる。
- 5) 樹脂を吸引ろ過 (ガラスフィルター3G、耐圧瓶使用) する。ろ液は操作 3) の 500 mL ビーカーに合わせる。樹脂は捨てる。
- 6) ガラス棒でかき混ぜながら、硫酸(1+1) を加え<sup>\*57</sup>、溶液の pH を 1 とする。溶液からの発泡がなくなるまで、かき混ぜる。
- 7) 溶液をガラス棒でかき混ぜながら硫酸(1+1) 48 mL を加え、ホットプレート上で加熱し、発生する塩素を十分に追い出す。

---

<sup>\*51</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*52</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*53</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*54</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質 (がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*55</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*56</sup> I<sup>-</sup> を IO<sub>3</sub><sup>-</sup> へ酸化する。

<sup>\*57</sup> 多量の塩素が発生するので、ドラフトチェンバー内で行う。

### (3) 溶離後のヨウ素の化学分離

- 1) 塩素を十分に追い出した溶液を放冷後、純水を加え、液量を 400 mL とし、500 mL 分液漏斗に移す。
- 2) キシレン<sup>\*58</sup> 50 mL を加える。時々ガス抜きを行いながら、1 分間激しく振り混ぜる。水相を新たな 500 mL 分液漏斗に移し、キシレンは捨てる<sup>\*59</sup>。
- 3) キシレン 50 mL 及び塩酸ヒドロキシルアミン溶液 (7 w/v%) 5 mL を加える。栓をして、溶液を軽く振り混ぜ、10 分間放置する。
- 4) 時々ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*60</sup>。水相を新たな 500 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 有機相を、純水 100 mL を入れた 500 mL 分液漏斗にろ過 (分液ろ紙 90 mm φ 及びガラス漏斗使用) しながら移す。
- 6) 操作 4) の水相を入れた分液漏斗に、キシレン 50 mL 及び塩酸ヒドロキシルアミン溶液 (7 w/v%) 0.2 mL を加え、栓をして、溶液を軽く振り混ぜ、2 分間放置する。
- 7) 時々ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜる。水相は捨てる。
- 8) 操作 5) の有機相を入れた分液漏斗に、有機相をろ過 (分液ろ紙 90 mm φ 及びガラス漏斗使用) しながら移す。
- 9) 分液漏斗を 2 分間激しく振り混ぜ、有機相を洗浄する。水相は捨てる。
- 10) 純水 50 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液<sup>\*61</sup> (10 w/v%) 0.5 mL を分液漏斗に加え、時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*62</sup>。
- 11) 水相を 200 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、純水 50 mL を加える。
- 12) 時々ガス抜きを行い、2 分間激しく振り混ぜる。
- 13) 水相を操作 11) のビーカーに合わせる。有機相は捨てる。
- 14) ビーカーを時計皿で覆い、ホットプレート上でキシレンがなくなるまで加熱し沸騰させる。放冷後、塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) 3 mL を加えて沸騰するまで加熱する。(以下、図 I.1.4 を参照しながら操作を行う。)
- 15) 放冷後、沈殿を吸引ろ過 (重量既知のろ紙 (No. 5C) 24 mm φ、分離型フィルターホルダー及び耐圧瓶使用) する。ろ液は捨てる。
- 16) 沈殿をろ紙ごと乾燥器で、80 °C、1 時間乾燥し、デシケーター内で 30 分間放冷した後、沈殿の重量をはかる。
- 17) 沈殿をろ紙ごとマウント用ディスクにのせ、PET フィルムで覆い、リングで固定する。リングからはみ出たフィルムを切り取り、試料皿に移して、測定用試料とする。(図 I.1.5 及び図 I.1.7 を参照しながら操作を行う。)

<sup>\*58</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンが使用可能であるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。また、異なる有機溶剤を用いたヨウ素の回収率の例はそれぞれ 91 % (キシレン)、99 % (ベンゼン)、84 % (トルエン) である。

<sup>\*59</sup> 残っている塩素を取り除くための操作である。

<sup>\*60</sup> 有機相は無色から桃色になる。

<sup>\*61</sup>  $I_2$  を  $I^-$  へ還元する。

<sup>\*62</sup> 有機相は桃色から無色になる。

## 第 3 章 海水

海水については、硝酸銀を用いてヨウ素を回収後、溶媒抽出により、ヨウ素を分離・精製する。

海水中の  $^{127}\text{I}$  量は少なく、分析開始前にヨウ素担体 20 mg を添加するので、試料中のヨウ素の回収率への影響は 5 % 程度以下であることから、試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量は行わない。

### 3.1 試薬の調製

海水の放射化学分析法において、使用する試薬の調製法を示す。試薬は日本産業規格 (JIS) 特級を用い、特に記述がない場合は市販品をそのまま使用する。また、ここでいう純水とは、イオン交換等により精製したものをいう。

#### (1) 酸

- 1) 硝酸(1+6) : 60 %硝酸<sup>\*63, \*64, \*65</sup> 1 容と純水 6 容の割合で混合する。
- 2) 硫酸(1+5) : 95 %硫酸<sup>\*63, \*64, \*65</sup> 1 容と純水 5 容の割合で混合する。

#### (2) 塩基

- 1) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) : 水酸化ナトリウム<sup>\*64, \*65</sup> 24 g を純水 100 mL に溶解する。

#### (3) その他溶液

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸<sup>\*65, \*66</sup> ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 3) 硫酸ヒドラジニウム飽和溶液 : 硫酸ヒドラジニウム<sup>\*64, \*67</sup> 5 g を純水 100 mL に溶解した上澄み液を使用する。
- 4) 硝酸銀溶液 (0.3 w/v%) : 硝酸銀<sup>\*64, \*65</sup> 0.3 g を純水 100 mL に溶解する。

---

<sup>\*63</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*64</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*65</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*66</sup> 消防法で危険物第一類 (酸化性固体) に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*67</sup> 消防法で危険物第五類 (自己反応性物質) に分類される。加熱、衝撃、摩擦を避ける、可燃物を近づけない、他の薬品と接触させない、冷暗所に保存する等の注意が必要である。

- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) : 塩化パラジウム 1.7 g に純水 50 mL 及び塩酸 5 mL を加え、加熱する。放冷してろ過 (ろ紙(No. 5C)使用) し、ろ液に純水を加え、100 mL とする。(図 I.1.1 を参照しながら操作を行う。)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム<sup>\*64</sup> 約 14 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。11.812 g を正確にはかり取り、純水 50 mL に溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL を入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。

## 3.2 ヨウ化銀沈殿法

### 3.2.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 天秤 : 秤量範囲 0~100 g、読み取り限度 0.01 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) メスシリンダー : 5 L
- 2) ガラス棒
- 3) ビーカー : 100 mL、200 mL、300 mL、5 L
- 4) 時計皿 : 100 mL ビーカー用
- 5) 分液漏斗 : 100 mL、300 mL
- 6) 1 L 耐圧瓶
- 7) 分離型フィルターホルダー : 20 mm φ
- 8) アスピレーター
- 9) ガラス漏斗 : 90 mm φ ろ紙用
- 10) ブフナー漏斗 : 110 mm φ ろ紙用
- 11) ろ紙
- ・ガラス繊維ろ紙 : 90 mm φ
  - ・分液ろ紙 : 90 mm φ、110 mm φ
  - ・No. 5C : 24 mm φ、110 mm φ
- 12) マウント器具
- ・マウント用ディスク (図 I.1.4)
  - ・ポリエチレンテレフタレート (PET) フィルム (図 I.1.4) : 0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング (図 I.1.4) : 外径 24 mm φ、内径 21.8~21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具 (図 I.1.5)
- 13) マイクロピペット : 1 mL、5 mL
- 14) ピペットチップ : 1 mL、5 mL

- 15) デシケーター
- 16) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*68, \*69, \*70</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
  - ・硝酸 (原液)
  - ・硝酸 (1+6)
- 2) 硫酸 (1+5)<sup>\*68, \*69, \*70</sup>
- 3) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%)
- 4) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 6) 硫酸ヒドラジニウム飽和溶液
- 7) 硝酸銀溶液 (0.3 w/v%)
- 8) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 9) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 10) キシレン<sup>\*69, \*70, \*71, \*72</sup>
- 11) 純水：イオン交換等により精製した水
- 12) 粉末状亜鉛

### 3.2.2 分析操作

- 1) 海水 5 L をメスシリンダーではかり取り、5 L ビーカーに移す。
- 2) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL、硫酸(1+5) 20 mL 及び硫酸ヒドラジニウム飽和溶液<sup>\*73</sup> 40 mL を加える。
- 3) よくかき混ぜ、10 分間放置する。
- 4) 硝酸銀溶液 (0.3 w/v%) 100 mL をかき混ぜながら徐々に加え、ヨウ化銀の沈殿を生成する。
- 5) 沈殿をろ過 (ろ紙(No. 5C) 110 mm φ、ブフナー漏斗及び耐圧瓶使用) する。ろ液は捨てる。

---

<sup>\*68</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*69</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*70</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*71</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質 (がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*72</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*73</sup> ヨウ素を I<sup>-</sup> に還元する。

- 6) ろ紙ごと 300 mL ビーカーに移す。水 50 mL と粉末状亜鉛<sup>\*74</sup> 1 g と硫酸(1+5) 0.5 mL を加え、1 分間加熱する。
- 7) 生じた銀の金属と過剰の亜鉛をろ過（ろ紙(No. 5C) 110 mmφ 及びガラス漏斗使用）する。ろ液は 200 mL ビーカーに受ける。残留物は捨てる。
- 8) ろ液を、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 300 mL 分液漏斗に移す。
- 9) 硝酸(1+5) 1 mL と亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）1 mL を加える<sup>\*75</sup>。時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*76</sup>。水相を新たな 300 mL 分液漏斗に移す。
- 10) 有機相を、純水 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗にろ過（分液ろ紙 90 mmφ 及びガラス漏斗使用）しながら移す。
- 11) 操作 9) の水相を入れた分液漏斗にキシレン 20 mL を加える。時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる。水相は捨てる。
- 12) 操作 10) の有機相を入れた分液漏斗に、有機相をろ過（分液ろ紙 90 mmφ 及びガラス漏斗使用）しながら移す。
- 13) 分液漏斗を、2 分間激しく振り混ぜ、有機相を洗浄する。水相は捨てる。
- 14) 純水 20 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液<sup>\*77</sup>（10 w/v%）0.2 mL を加え、時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる<sup>\*78</sup>。
- 15) 水相を 100 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、純水 20 mL を加える。
- 16) 時々ガス抜きを行いながら、2 分間激しく振り混ぜる。
- 17) 水相を操作 15) のビーカーに合わせる。有機相は捨てる。
- 18) ビーカーを時計皿で覆い、ホットプレート上でキシレンがなくなるまで加熱し沸騰させる。放冷後、塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）3 mL を加えて沸騰するまで加熱する。（以下、図 I.1.6 を参照しながら操作を行う。）
- 19) 放冷後、沈殿を吸引ろ過（重量既知のろ紙(No. 5C) 24 mmφ、分離型フィルターホルダー及び耐圧瓶使用）する。ろ液は捨てる。
- 20) 沈殿をろ紙ごと乾燥器で、80 °C、1 時間乾燥し、デシケーター内で 30 分間放冷する。放冷した後、沈殿の重量をはかる。
- 21) 沈殿をろ紙ごとマウント用ディスクにのせ、PET フィルムで覆い、リングで固定する。リングからはみ出たフィルムを切り取り、試料皿に移して、測定用試料とする。（図 I.1.5 及び図 I.1.7 を参照しながら操作を行う。）

---

<sup>\*74</sup> 銀を還元し、ヨウ素を I<sup>-</sup> として遊離する。

<sup>\*75</sup> I<sup>-</sup> を I<sub>2</sub> へ酸化する。

<sup>\*76</sup> 有機層は無色から桃色になる。

<sup>\*77</sup> I<sub>2</sub> を I<sup>-</sup> へ還元する。

<sup>\*78</sup> 有機層は桃色から無色になる。



## 第 4 章 土壌

土壌を燃焼し、ヨウ素を活性炭に吸着させる活性炭吸着法又はヨウ素をアルカリ溶液に吸収させるアルカリ吸収法により、分離・精製する。

なお、土壌には  $^{127}\text{I}$  が多く含まれるものもある<sup>\*79</sup>ことから、回収率の補正を正確に行う必要がある時は、「4.4 土試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量」に基づき、試料中のヨウ素を定量する。

海底土及び堆積物などの底質試料にも適用できる。

### 4.1 試薬の調製

土壌の放射化学分析において、使用する試薬の調製法を示す。試薬は日本産業規格(JIS)特級を用い、特に記述がない場合は市販品をそのまま使用する。また、ここでいう純水とは、イオン交換等により精製したものをいう。

#### (1) 塩基

- 1) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) : 水酸化ナトリウム<sup>\*80, \*81</sup> 24 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 水酸化カリウム溶液 (5 w/v%) : 水酸化カリウム<sup>\*80, \*81</sup> 5 g を純水 100 mL に溶解する。

#### (2) その他溶液

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸ナトリウム<sup>\*81, \*82</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硝酸カリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸カリウム<sup>\*81, \*82</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 3) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 4) 亜硫酸カリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸カリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) : 塩化パラジウム 1.7 g に純水 50 mL 及び 36 %、塩酸<sup>\*80, \*81, \*83</sup> 5 mL を加え、加熱する。放冷してろ過 (ろ紙(No. 5C)使用) し、ろ液に純水を加え、100 mL とする。(図 I.1.1 を参照しながら操作を行う。)

---

<sup>\*79</sup> 土試料については、試料の種類や採取場所により異なるが、土 100 g 中に 0.1 mg から 4 mg 程度の  $^{127}\text{I}$  が含まれる。また、土壌中  $^{129}\text{I}$  濃度は、一般に下層より表層の方が高いと報告されている。

<sup>\*80</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの): ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*81</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの): 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*82</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*83</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質): 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム<sup>\*80</sup> 約 14 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。11.812 g を正確にはかり取り、純水 50 mL に溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL を入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。

## 4.2 燃焼-活性炭吸着法

### 4.2.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 三連式管状型電気炉 (図 I.1.2)
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤 : 秤量範囲 0~200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 石英管 (図 I.1.3)
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ビーカー : 100 mL
- 5) 時計皿 : 100 mL ビーカー用
- 6) 三角フラスコ : 50 mL
- 7) 空気冷却管 : 長さ 30 cm 程度、50 mL 三角フラスコに取り付ける
- 8) 分液漏斗 : 100 mL
- 9) 1 L 耐圧瓶
- 10) 分離型フィルターホルダー : 20 mm φ、42 mm φ
- 11) アスピレーター
- 12) ガラス漏斗 : 90 mm φ ろ紙用
- 13) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙 : 47 mm φ
  - ・分液ろ紙 : 90 mm φ
  - ・No. 5C : 24 mm φ
- 14) マウント器具
  - ・マウント用ディスク (図 I.1.4)
  - ・ポリエチレンテレフタレート (PET) フィルム (図 I.1.4) : 0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング (図 I.1.4) : 外径 24 mm φ、内径 21.8~21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具 (図 I.1.5)
- 15) マイクロピペット : 1 mL、5 mL

- 16) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 17) ハンドバーナー：都市ガス用又はプロパンガス用
- 18) デシケーター
- 19) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*84, \*85, \*86</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%)
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 4) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*85, \*86, \*87, \*88</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*85</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス

## 4.2.2 分析操作

### (1) 前処理

- 1) 土壌試料を 70 °C 程度で乾燥し重量をはかる。粉碎後、100 g 程度<sup>\*89</sup> を正確にはかりとり、石英管 (図 I.1.2) の内管に詰める<sup>\*90</sup>。この際、あらかじめ石英管内管の先の細くなっている方に石英ウールを詰めておく。(以下、図 I.1.3 を参照しながら操作を行う。)

<sup>\*84</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*85</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*86</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*87</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質(がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*88</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針：対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*89</sup> 一回の操作で 100 g 程度まで燃焼することができる。

<sup>\*90</sup> 石英管内管に試料を入れる際に、酸素及び窒素ガスが通るすき間を確保しないと、うまく燃焼が行えないことがある。また、試料中に有機物が多く含まれる場合には、燃焼途中で急激な燃焼反応が起きることがあるため、十分注意する必要がある。

- 2) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL を正確に加える。
- 3) 内管の端を石英ウールで止める。

## (2) 試料の燃焼

- 1) 外管の細くなっている部分に石英ウールを詰め、活性炭 3 g を入れ、端を石英ウールで止める。
- 2) 外管の中央部の電気炉(B)に位置する部分に、石英ウールを詰める。
- 3) 外管を燃焼装置に、内管を外管内に取り付ける。
- 4) 活性炭保温用電気炉(C)の温度を 150 °C に、電気炉(B)の温度を 1000 °C にする。
- 5) 内管に酸素ガス及び窒素ガスをそれぞれ 50 mL/分で流す。外管に酸素ガスを、200 mL/分で流す。
- 6) 電気炉(A)を試料の右端に合わせ、温度を 250 °C にする。
- 7) 電気炉(A)を徐々に電気炉(B)の方に移動し、水分を追い出す。
- 8) 電気炉(A)が電気炉(B)に触れるまで移動した後、電気炉(A)を試料の右端に戻す。
- 9) 電気炉(A)の温度を 700 °C とし、徐々に電気炉(B)の方に移動し、試料を燃焼する。
- 10) 電気炉(A)が電気炉(B)に触れるまで移動した後、電気炉(A)を試料の中央に戻す。
- 11) 電気炉(A)の温度を 1000 °C とし、試料を 2 時間程度燃焼する。
- 12) 電気炉(B)の温度を 500 °C に設定し、電気炉(A)のスイッチを切る。
- 13) 試料の燃焼終了後、トラップ管の細い部分に石英ウールを詰め、活性炭 0.5 g を入れ、端を石英ウールで止める。外管左端のボールジョイント部分にトラップ管をクランプにより接続する。外管を右にずらし、トラップ管が電気炉(C)に、(D)の右端部分が電気炉(B)の左端になるようにする。外管及び内管に、酸素ガスを毎分 mL/分で流す。
- 14) 活性炭(D)の着火、燃焼状態と石英管内の圧力を見ながら、内管の酸素ガスの流量を調節する。電気炉(B)を徐々に左に移動し、活性炭を完全に燃焼する。
- 15) 活性炭の燃焼終了後、ジョイント部をハンドバーナーで加熱し、燃え残ったタール分を燃焼する。

## (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(3) 燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様の操作を行う。

## 4.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法

### 4.3.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 二連式管状型電気炉 (図 I.1.8)
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0~200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

## (2) 器具

- 1) 石英管 (図 I.1.3)
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ガーゼ
- 5) ビーカー : 100 mL、500 mL
- 6) 時計皿 : 100 mL ビーカー用
- 7) ガス洗浄瓶 : 200 mL
- 8) 分液漏斗 : 100 mL
- 9) 1 L 耐圧瓶
- 10) 分離型フィルターホルダー : 20 mm  $\phi$
- 11) アスピレーター
- 12) ガラス漏斗 : 90 mm  $\phi$  ろ紙用
- 13) ろ紙
  - ・ ガラス繊維ろ紙 : 90 mm  $\phi$
  - ・ 分液ろ紙 : 90 mm  $\phi$
  - ・ No. 5C : 24 mm  $\phi$
- 14) マウント器具
  - ・ マウント用ディスク (図 I.1.4)
  - ・ ポリエチレンテレフタレート (PET) フィルム (図 I.1.4) : 0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・ リング (図 I.1.4) : 外径 24 mm  $\phi$ 、内径 21.8~21.9 mm  $\phi$
  - ・ ステンレス鋼製 25 mm  $\phi$  試料皿
  - ・ 押さえ器具 (図 I.1.5)
- 15) マイクロピペット : 1 mL、5 mL
- 16) マイクロピペットチップ : 1 mL、5 mL
- 17) デシケーター
- 18) ホットプレート

## (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*91, \*92, \*93</sup> : 質量分率 60 %~61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化カリウム<sup>\*92, \*93</sup>
  - ・ 水酸化カリウム (顆粒)

---

<sup>\*91</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*92</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*93</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

- ・水酸化カリウム溶液 (5 w/v%)
- 3) 亜硫酸カリウム
  - ・亜硫酸カリウム (顆粒)
  - ・亜硫酸カリウム溶液 (10 w/v%)
- 4) 亜硝酸カリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*92, \*93, \*94, \*95</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*92</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上

#### 4.3.2 分析操作

##### (1) 前処理

「4.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(1) 前処理」と同様の操作を行う。

##### (2) 試料の燃焼

- 1) 200 mL ガス洗浄瓶<sup>\*96</sup> を 2 本用意し、1 本は 1 段目用として、純水 180 mL、水酸化カリウム 10 g 及び亜硫酸カリウム 1 g を入れる。もう 1 本は 2 段目用として、純水 90 mL、水酸化カリウム 5 g 及び亜硫酸カリウム 0.5 g を入れる。（以下、図 I.1.8 を参照しながら操作を行う。）
- 2) 外管の電気炉(B)に位置する部分に石英ウールを詰める。石英ウール中には触媒として酸化銅(針状)を包む。
- 3) 外管を燃焼装置に、内管を外管内に取り付ける。
- 4) 酸素ガスを内管に 100 mL/分、外管に 200 mL/分で流す。
- 5) 電気炉(B)の温度を 1000 °Cにする。
- 6) 電気炉(A)を試料の右端に合わせ温度を 1000 °Cとし、2 時間程度かけ徐々に電気炉(B)の方に移動して、試料を燃焼する。
- 7) 燃焼終了後、電気炉のスイッチを切り、洗浄瓶を取りはずす。
- 8) 1 段目と 2 段目のヨウ素を吸収した溶液を 500 mL ビーカーに移す。洗浄瓶の内側を少量の水酸化カリウム溶液 (5 w/v%) で洗浄し、先の 500 mL ビーカーに移す。

<sup>\*94</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質(がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*95</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*96</sup> 試料を加熱している間に、洗浄瓶の温度が上昇するので、ガーゼ等を巻き常に水でぬらしておく。

### (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

「第1章 大気浮遊じん」の「1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法」における「(3) 燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様の操作を行う。

## 4.4 土壌試料中の<sup>127</sup>Iの定量

<sup>127</sup>Iの定量法として、幾つかの分析方法が使用かのうである。この項では、イオン電極法を用いて<sup>127</sup>Iを測定する方法を記載する<sup>\*97</sup>。

### 4.4.1 試薬の調製

#### (1) 塩基

- 1) 水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 水酸化ナトリウム<sup>\*92,\*93</sup> 10 gを純水 100 mLに溶解する。

#### (2) その他溶液

- 1) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 gを純水 100 mLに溶解する。
- 2) ホスホン酸溶液 (50 w/v%) : 亜リン酸溶液 1 容と純水 1 容の割合で混合する。
- 3) 酢酸緩衝液 : 硝酸カリウム<sup>\*98</sup> 100 gを氷酢酸 25 mLに加えて溶解する。水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%) を加えて pH を 5 に調整し、純水を加え 1 L とする。
- 4) ヨウ素溶液
  - ・ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム約 14 g を、110 °Cで3時間乾燥後、デシケーター内で1時間放冷する。11.812 gを正確にはかり取り、純水 50 mLに溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mLを入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。
  - ・ヨウ素標準液 (5 µgI/mL) : ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) を、使用直前に純水で 4000 倍に希釈する。

### 4.4.2 分析操作

#### (1) 装置

- 1) 蒸留装置 (図 I.4.1)
- 2) イオンメーター
- 3) 天秤 : 秤量範囲 0~10 g、読み取り限度 0.01 mg 以下

<sup>\*97</sup> 他に、①ICP 質量分析法、②イオンクロマトグラフィー、③重量法、④容量法、⑤吸光光度法、⑥接触法などが<sup>127</sup>Iの定量法として利用できる。

<sup>\*98</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

## (2) 器具

- 1) 蒸留用フラスコ：300 mL
- 2) ビーカー：100 mL
- 3) メスフラスコ：100 mL
- 4) 試験管：30 mL
- 5) 駒込ビペット：10 mL
- 6) マントルヒーター
- 7) 回転子
- 8) マグネチックスターラー
- 9) 温度計（200 °C用）
- 10) ガス流量計
- 11) ホットプレート
- 12) マイクロビペット：1 mL、5 mL、10 mL
- 13) ビペットチップ：1 mL、5 mL、10 mL

## (3) 試薬

- 1) 硫酸<sup>\*99, \*100, \*101</sup>：約 95 %、比重約 1.84
- 2) 水酸化ナトリウム溶液（10 w/v%）
- 3) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）
- 4) 硝酸ナトリウム<sup>\*102</sup>
- 5) 硝酸カリウム<sup>\*102</sup>
- 6) 重クロム酸カリウム<sup>\*103</sup>
- 7) 氷酢酸<sup>\*100, \*101, \*104</sup>
- 8) 酢酸緩衝液
- 9) ホスホン酸溶液（50 w/v%）
- 10) ヨウ素標準液（5  $\mu$ gI/mL）
- 11) 純水（イオン交換等により精製した水）

---

<sup>\*99</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*100</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*101</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*102</sup> 消防法で危険物第一類（酸性固体）に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*103</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）を該当する。局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*104</sup> 消防法で危険物第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。



12) 窒素ガス：純度 99.99%以上

#### (4) 操作


- 1) 試料 0.5 g 程度を正確に蒸留用 300 mL フラスコにはかりとる。
- 2) 重クロム酸カリウム<sup>\*105</sup> 5 g と純水 20 mL を加え、よくかき混ぜる。
- 3) 駒込ピペットを用いて硫酸 30 mL を徐々に加え、よくかき混ぜる。
- 4) フラスコを時々振り混ぜながら、200 °C 程度のホットプレート上で過剰な重クロム酸カリウムの赤がクロムの還元により緑となるまで加熱分解する。少量の硫酸でフラスコの内壁を洗う。
- 5) 純水 20 mL と硝酸ナトリウム 0.2 g とホスホン酸溶液 (50 w/v%) 5 mL を加え、蒸留装置 (図 I.4.1) に設置する。水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%) 10 mL を入れた試験管を設置する。(図 I.4.1 中⑤)
- 6) 窒素ガスを 50 mL/分で流し、マントルヒーターで加熱する。
- 7) 蒸留温度を徐々に上昇して、120 °C で二酸化窒素を発生させる。この二酸化窒素の褐色がなくなるまで蒸留を行う。
- 8) 蒸留用の管をフラスコよりはずし、純水で洗浄する。洗液は留出液に合わせる。
- 9) 試験管内の留出液を、純水で 100 mL ビーカーに洗い移す。
- 10) 酢酸緩衝液 10 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液<sup>\*106</sup> (10 w/v%) 3 mL を加える。
- 11) 氷酢酸及び水酸化ナトリウム溶液 (10 w/v%) を用いて、pH を 5.0 とし<sup>\*107</sup>、100 mL メスフラスコに洗い移し、純水で液量を 100 mL とする。
- 12) この溶液を操作 9) の 100 mL ビーカーに移し、回転子を入れる。
- 13) マグネチックスターラーでかき混ぜながら、イオンメーターの電極電位を測定する。
- 14) 検量線を作成するため、ヨウ素標準液 (5 µgI/mL) から、0, 1, 5, 10, 15, 20 mL ずつ分取して、100 mL ビーカーに入れ、純水を加え 50 mL 程度とする。操作 10) から操作 13) を行う。検量線は試料の測定時に、新しく作成する。
- 15) 検量線から、試料中のヨウ素量を求める。

---

<sup>\*105</sup> 有機物を分解するとともに、ヨウ素を  $\text{IO}_3^-$  に酸化する。

<sup>\*106</sup>  $\text{IO}_3^-$  を  $\text{I}^-$  に還元する。

<sup>\*107</sup> pH メーターで確認する。



- ① ガス流量計
- ② 温度計 (200 °C 用)
- ③ フラスコ (300 mL)
- ④ マントルヒーター (100 V、300 W)
- ⑤ 試験管 (30 mL) : NaOH 溶液 (10 w/v%) 10 mL
- ⑥ 冷却水 (氷冷却用)

図 I.4.1 蒸留装置

## 第 5 章 野菜・精米・海藻

あらかじめ乾燥しておいた試料を、燃焼しながらヨウ素を活性炭に吸着させる活性炭吸着法又はヨウ素をアルカリ溶液に吸収させるアルカリ溶液吸収法により分離・精製する。

なお、野菜や精米に含まれる  $^{127}\text{I}$  量<sup>\*108, \*109</sup>は少なく、分析開始前にヨウ素担体を 20 mg 添加するので、試料中のヨウ素の回収率への影響は 0.5 % 程度以下となることから、試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量は行わない。

一方で海藻については、試料の種類にもよるが、 $^{127}\text{I}$  が多く含まれる<sup>\*110</sup>ため、試料中の  $^{127}\text{I}$  を、「5.4 海藻試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量」に基づき定量し、回収率の補正に用いる。

### 5.1 試薬の調製

野菜・精米・海藻の放射化学分析法において使用する試薬の調製法を示す。試薬は日本産業規格 (JIS) 特級を用い、特に記述がない場合は市販品をそのまま使用する。また、ここでいう純水とは、イオン交換等により精製したものをいう。

#### (1) 塩基

- 1) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) : 水酸化ナトリウム<sup>\*111, \*112</sup> 24 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 水酸化カリウム溶液 (5 w/v%) : 水酸化カリウム<sup>\*111, \*112</sup> 5 g を純水 100 mL に溶解する。

<sup>\*108</sup> 野菜 300 g 生相当に含まれる  $^{127}\text{I}$  は多くて 0.1 mg 程度である。

(以下に各種野菜のおおよその  $^{127}\text{I}$  濃度を示す。)

| 種類     | $^{127}\text{I}$ 濃度 (mg/kg 生) |
|--------|-------------------------------|
| キャベツ   | 0.002 ~ 0.03                  |
| ダイコン   | 0.005 ~ 0.01                  |
| タマネギ   | 0.003 ~ 0.04                  |
| ニンジン   | 0.003 ~ 0.03                  |
| ハクサイ   | 0.01 ~ 0.02                   |
| ホウレンソウ | 0.01 ~ 0.1                    |

<sup>\*109</sup> 精米 50 g に含まれる  $^{127}\text{I}$  は多くて 0.005 mg 程度である。

<sup>\*110</sup> 各種海藻のおおよそのヨウ素濃度及び乾燥残分を示す。

| 種類            | $^{127}\text{I}$ 濃度 (mg/kg 生) | 乾燥残分 (%) |
|---------------|-------------------------------|----------|
| アサクサノリ (アマノリ) | 1 ~ 30                        | 5        |
| コンブ           | 30 ~ 1,300                    | 20       |
| ヒジキ           | 30 ~ 530                      | 20       |
| ワカメ           | 10 ~ 130                      | 5        |

<sup>\*111</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*112</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

## (2) その他溶液

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸ナトリウム<sup>\*112, \*113</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硝酸カリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸カリウム<sup>\*112, \*113</sup> 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 3) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 4) 亜硫酸カリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸カリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) : 塩化パラジウム 1.7 g に純水 50 mL 及び 36 %、塩酸<sup>\*111, \*112, \*114</sup> 5 mL を加え、加熱する。放冷してろ過 (ろ紙 (No. 5C) 使用) し、ろ液に純水を加え、100 mL とする。(図 I. 1. 1 を参照しながら操作を行う。)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム<sup>\*111</sup> 約 14 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。11.812 g を正確にはかり取り、純水 50 mL に溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL を入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。

---

<sup>\*113</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*114</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

## 5.2 燃焼-活性炭吸着法

### 5.2.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 三連式管状型電気炉（図 I.1.2）
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0～200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 石英管（図 I.1.3）
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ビーカー：100 mL
- 5) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 6) 三角フラスコ：50 mL
- 7) 空気冷却管：長さ 30 cm 程度、50 mL 三角フラスコに取り付ける
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 1 L 耐圧瓶
- 10) 分離型フィルターホルダー：20 mm φ、42 mm φ
- 11) アスピレーター
- 12) ガラス漏斗：90 mm φ ろ紙用
- 13) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：47 mm φ
  - ・分液ろ紙：90 mm φ
  - ・No. 5C：24 mm φ
- 14) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm φ、内径 21.8～21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 15) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 16) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 17) ハンドバーナー：都市ガス用又はプロパンガス用
- 18) デシケーター
- 19) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*115, \*116, \*117</sup>：質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%)
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 4) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)
- 5) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL)
- 6) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL)
- 7) キシレン<sup>\*116, \*117, \*118, \*119</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*116</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス

## 5.2.2 分析操作

### (1) 各種試料の前処理

#### ① 野菜<sup>\*120</sup>

- 1) 野菜 1 kg 程度を、70 °C程度で乾燥し、重量をはかる。粉碎した後、30 g 程度を秤量し、石英管 (図 I.1.2) の内管に入れる。この際、あらかじめ石英管内管の先の細くなっている方に石英ウールを詰めておく。
- 2) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL を加え、端を石英ウールで止める<sup>\*121</sup>。

#### ② 精米

- 1) 精米を粉状化した試料 50 g 程度を秤量し、石英管 (図 I.1.2) の内管に入れる<sup>\*122</sup>。この際、あらかじめ石英管内管の先の細くなっている方に石英ウールを詰めておく。
- 2) ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL を加え、端を石英ウールで止める。

---

<sup>\*115</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*116</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*117</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*118</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質 (がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*119</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針：対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*120</sup> 図 I.1.3 に例示した装置で一回約 30 g 試料程度まで燃焼することができる。

<sup>\*121</sup> 試料燃焼中に、試料中の成分がガスとなり、石英管内の圧力が上昇することがあるため、十分注意する必要がある。

<sup>\*122</sup> 内管に精米を入れる時は、加熱時に精米が膨張することもあるため、内管上部に十分なすき間を空けるとよい。

### ③海藻<sup>\*123</sup>

- 1) 海藻 1 kg 程度を、70 °C程度で乾燥し、重量をはかる。粉碎した後、試料を秤量する。  
このとき、あらかじめ、「5.4. 海藻試料中の  $^{127}\text{I}$  の定量」に基づき試料中の  $^{127}\text{I}$  を定量しておき<sup>\*124</sup>、その  $^{127}\text{I}$  の量から供試量を決定する。あらかじめ先の細くなっている方に石英ウールを詰めた石英管（図 I.1.2）の内管に試料を入れる。
- 2) 供試量中のヨウ素が 20 mg 以下のものには、供試量中のヨウ素量が 20 mg 程度になるように、ヨウ素担体溶液（20 mgI/mL）を加え、端を石英ウールで止める<sup>\*125</sup>。

#### (2) 試料の燃焼

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(2) 試料の燃焼」と同様の操作を行う。

#### (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(3) 燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様の操作を行う。

## 5.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法

### 5.3.1 装置・器具・試薬

この項において、次の装置、器具及び試薬が必要である。

#### (1) 装置

- 1) 二連式管状型電気炉（図 I.1.8）
- 2) 乾燥器
- 3) 天秤：秤量範囲 0～200 g、読み取り限度 0.1 mg 以下

#### (2) 器具

- 1) 石英管（図 I.1.2）
- 2) シリコン栓
- 3) 石英ウール
- 4) ガーゼ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) ガス洗浄瓶：200 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 1 L 耐圧瓶

---

<sup>\*123</sup> 試料の形状によって異なるが、一回当たり試料 30 g 程度まで燃焼することができる。

<sup>\*124</sup>  $^{127}\text{I}$  の量が 50 mg を超える場合は、「第6章 測定」の「6.1 計数効率曲線作成用試料の調製」時に、50 mg を超える計数効率曲線用試料を作製する必要がある。

<sup>\*125</sup> 燃焼残さにはヨウ素が残留することがあり、ヨウ素の回収率が低下する場合がある。

- 10) 分離型フィルターホルダー：20 mm φ
- 11) アスピレーター
- 12) ガラス漏斗：90 mm φ ろ紙用
- 13) ろ紙
  - ・ガラス繊維ろ紙：90 mm φ
  - ・分液ろ紙：90 mm φ
  - ・No. 5C：24 mm φ
- 14) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm φ、内径 21.8～21.9 mm φ
  - ・ステンレス鋼製 25 mm φ 試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 15) マイクロピペット：1 mL、5 mL
- 16) ピペットチップ：1 mL、5 mL
- 17) デシケーター
- 18) ホットプレート

### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*126, \*127, \*128</sup>：質量分率 60 %～61 %（約 13 mol/L）、密度 1.38 g/mL
- 2) 水酸化カリウム<sup>\*127, \*128</sup>
  - ・水酸化カリウム（顆粒）
  - ・水酸化カリウム溶液（5 w/v%）
- 3) 亜硫酸カリウム
  - ・亜硫酸カリウム（顆粒）
  - ・亜硫酸カリウム溶液（10 w/v%）
- 4) 亜硝酸カリウム溶液（10 w/v%）
- 5) 塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）
- 6) ヨウ素担体溶液（20 mgI/mL）

---

<sup>\*126</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*127</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*128</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。



- 7) キシレン<sup>\*127, \*128, \*129, \*130</sup>
- 8) 純水：イオン交換等により精製した水
- 9) 活性炭
- 10) 酸化銅<sup>\*127</sup>：針状
- 11) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・窒素ガス：純度 99.99 %以上

### 5.3.2 分析操作

#### (1) 各種試料の前処理

「5.2 燃焼-活性炭吸着法」における「(1) 各種試料の前処理」と同様の操作を行う。

#### (2) 試料の燃焼

「第1章 大気浮遊じん」の「1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法」における「(2) 試料の燃焼」と同様の操作を行う。

#### (3) 燃焼後のヨウ素の化学分離

「第1章 大気浮遊じん」の「1.3 燃焼-アルカリ溶液吸収法」における「(3) 燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様の操作を行う。

### 5.4 海藻試料中の<sup>127</sup>Iの定量

「第4章 土壌試料」の「4.4 土壌試料中の<sup>127</sup>Iの定量」と同様である。

---

<sup>\*129</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質(がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*130</sup> 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

## 第 6 章 測定

第 1 章から第 5 章で作製した測定用試料中  $^{129}\text{I}$  の  $\gamma$  線 (39.578 keV) 又は  $\beta$  線 (189.3 keV) を測定する<sup>\*131</sup>。

### 6.1 計数効率曲線

ヨウ素担体溶液と  $^{129}\text{I}$  標準液を用いて、重量の異なった数個のヨウ化パラジウム沈殿を作製し、 $\gamma$  線又は  $\beta$  線測定時における計数効率曲線作成用試料とする。

#### 6.1.1 試薬の調製

計数効率曲線作成用試料の調製において、使用する試薬の調製法を示す。試薬は日本産業規格(JIS)特級を用い、特に記述がない場合は市販品をそのまま使用する。また、ここでいう純水とは、イオン交換等により精製したものをいう。

##### (1) 放射能標準液<sup>\*132</sup>

- 1)  $^{129}\text{I}$  標準液 : 市販品より、以下の「(4)  $^{129}\text{I}$  標準液の調製」の操作を行い、所定濃度に調製する。

##### (2) 塩基

- 1) 水酸化リチウム溶液 (0.1 w/v%) : 水酸化リチウム一水和物<sup>\*133, \*134</sup> 0.175 g を純水 100 mL に溶解する。

##### (3) その他溶液

###### 1) 亜硫酸ナトリウム

- ・亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 g を純水 100 mL に溶解する。
- ・亜硫酸ナトリウム溶液 (0.1 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 0.1 g を純水 100 mL に溶解する。

---

<sup>\*131</sup>  $^{129}\text{I}$  の壊変図等については、「共通 A  $^{129}\text{I}$  の核データと壊変図」を参照。

<sup>\*132</sup> 放射性同位元素等の規制に関する法律が適用される。使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可対象物質となる。令和 2 年 3 月 18 日の原子力規制委員会告示第六号、【放射線を放出する同位元素の数量等を定める件】に、核種ごとの下限数量(告示数量)が記載されている。使用施設が核種ごとの割合(保有 Bq/告示 Bq)を、保有している全ての核種で計算し、足し合わせた総和が「1」を超えないようにする必要がある。また、平成 17 年 6 月に「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令」において核種ごとに下限数量の考え方が導入、下限数量以下であれば、管理区域外での使用が認められる。実際に応用する際、公益社団法人日本アイソトープ協会より公表した「下限数量以下での非密封 RI の使用に関する安全取扱マニュアル」を参照すること。(https://www.jrias.or.jp/report/cat1/308.html)

<sup>\*133</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの): ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*134</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの): 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

- 2) ヨウ化ナトリウム溶液 (0.01 w/v%) : ヨウ化ナトリウム<sup>\*133</sup> 0.01 g を純水 100 mL に溶解する。褐色のガラス器具で調製し、冷暗所に保存する。
- 3) 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) : 塩化パラジウム 1.7 g に純水 50 mL 及び塩酸 5 mL を加え、加熱する。放冷してろ過 (ろ紙(No. 5C)使用) し、ろ液に純水を加え、100 mL とする。(図 I.1.1 を参照しながら操作を行う。)
- 4) ヨウ素溶液
  - ・ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) : ヨウ化ナトリウム約 14 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。11.812 g を正確にはかり取り、純水 50 mL に溶解する。あらかじめ、水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 0.2 mL 及び亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL を入れた褐色の 500 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで純水を加える。冷暗所に保存する。
  - ・ヨウ素担体液 (5 µgI/mL) : ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) を、使用直前に純水で 4000 倍に希釈する。

#### (4) <sup>129</sup>I 標準液の調製

<sup>129</sup>I 標準液の濃度がおおよそ 0.04 kBq/g のものを使用する場合の調製手順である。入手する標準液の実際の濃度によって、使用量や濃度は適宜計算すること。

- 1) あらかじめ、褐色の 250 mL メスフラスコを洗浄し、乾燥させておく。
  - 2) 乾燥済みのメスフラスコを天秤で秤量し、風袋重量を求める。
  - 3) 風袋測定をしたメスフラスコに、亜硫酸ナトリウム溶液 (0.1 w/v%) 2.5 mL を加える。
  - 4) メスフラスコに水酸化リチウム溶液 (0.1 w/v%) を 2.5 mL 加える。
  - 5) メスフラスコにヨウ化ナトリウム溶液 (0.01 w/v%) を 2.5 mL 加える。
  - 6) メスフラスコに純水を 150 mL 程度加える。
  - 7) 20 mL 蓋付き試料瓶を 0.01 mg まで秤量して、試料瓶の風袋重量を求める。
  - 8) 試料瓶に、<sup>129</sup>I 標準液おおよそ 6.25 g を分取し、蓋をした後、重量を測定する。その重量から試料瓶の風袋重量を差引いて、<sup>129</sup>I 標準液の分取量 (g) を求め、<sup>129</sup>I 標準液の濃度 (kBq/g) から <sup>129</sup>I の添加値 (Bq) を求める。
  - 9) 分取した <sup>129</sup>I 標準液を 6) のメスフラスコに移す。試料瓶を純水で洗浄し、洗液もメスフラスコに移す。
  - 10) 9) のメスフラスコに純水を標線まで加える。重量を測定し、その重量からメスフラスコの風袋重量を差引いて、調製した溶液の重量とする。
  - 11) よく混合した後、冷暗所で保存する。
- 場合によっては、褐色の 50 mL アンプル管に分取し、アンプル管をポリ袋に入れ、真空シーラーで空気を抜きながら圧着封入して保管する。

### 6.1.2 計数効率曲線作成用試料の調製

#### (1) 装置

- 1) 低エネルギー光子スペクトロメータ（以下、「LEPS」という。）〔 $\gamma$ 線測定用〕  
又は n 型ゲルマニウム半導体検出器〔 $\gamma$ 線測定用〕
- 2) バックグラウンドガスフローカウンタ（以下、「LBC」という。）〔 $\beta$ 線測定用〕

#### (2) 器具

- 1) ビーカー：100 mL
- 2) 分離型フィルターホルダー：20 mm  $\phi$
- 3) マウント器具
  - ・マウント用ディスク（図 I.1.4）
  - ・ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム（図 I.1.4）：0.8 mg/m<sup>2</sup> 以下
  - ・リング（図 I.1.4）：外径 24 mm  $\phi$ 、内径 21.8～21.9 mm  $\phi$
  - ・ステンレス鋼製 25 mm  $\phi$  試料皿
  - ・押さえ器具（図 I.1.5）
- 4) マイクロピペット：1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 5) ピペットチップ：1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 6) デシケーター

#### (3) 試薬

- 1) <sup>129</sup>I 標準液 (<sup>129</sup>I：10 Bq/mL)
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）
- 3) 塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）
- 4) ヨウ素担体溶液（5  $\mu$ gI/mL）

#### (4) 操作

- 1) <sup>129</sup>I 標準液 (<sup>129</sup>I：10 Bq/mL) 5 mL を 100 mL ビーカー5 個にそれぞれ分取する。
- 2) これらのビーカーにヨウ素担体溶液（5  $\mu$ gI/mL）をそれぞれ 2, 4, 6, 8, 10 mL 加える。
- 3) 各ビーカーに水を加えて全量を 20 mL とし、亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）0.5 mL を加えてかき混ぜる。塩化パラジウム溶液（10 mgPd/mL）3 mL を加え、ヨウ化パラジウムの沈殿を生成する。（以下、図 I.1.6 を参照しながら操作を行う。）
- 4) 溶液をホットプレート上で加熱、沸騰して、放冷後沈殿を吸引ろ過（重量既知のろ紙（No. 5C）25 mm  $\phi$ 、分離型フィルターホルダー及び耐圧瓶使用）する。ろ液は捨てる。
- 5) 沈殿をろ紙ごと乾燥器で、80 °C、1 時間乾燥後、デシケーターの中で 30 分間放冷する。
- 6) 沈殿の重量をはかり、回収率を求める。

- 7) 沈殿をろ紙ごとマウント用ディスクにのせ、PET フィルムで覆い、リングで固定する。  
リングからはみでたフィルムを切り取り、試料皿に移して、計数効率曲線作成用試料とする。（図 I.1.5 及び図 I.1.7 を参照しながら操作を行う。）

## 6.2 ガンマ線スペクトロメトリー

LEPS 又は n 型ゲルマニウム半導体検出器<sup>\*135</sup>、広帯域(10 keV 以上)の X、 $\gamma$  線 NaI(Tl) シンチレーション検出器により、 $^{129}\text{I}$  の  $\gamma$  線（エネルギー：39.578 keV）<sup>\*136</sup> を測定し、試料中の  $^{129}\text{I}$  を定量する。

### 6.2.1 測定方法

計数効率曲線作成用試料及び測定用試料を、おおよそ 0.2 keV/ch に設定した LEPS 又は n 型ゲルマニウム半導体検出器により、80,000 秒程度測定する。試料は、沈殿を検出器面側に向けできるだけ検出器に近づける。

### 6.2.2 放射能濃度の計算

- (1) 計数効率曲線作成用試料を測定したスペクトルを用いて、対象とする  $\gamma$  線（39.57 keV）のピーク領域とベースライン領域を設定し、ピーク面積を求める。試料のピーク領域とベースライン領域は、計数効率曲線作成用試料と同一のチャンネルとする。ただし、ベースライン領域に他のピークが見られる時は、そこを避けて、ベースライン領域を設定する<sup>\*137</sup>。

- (2) 計数効率曲線作成用試料の測定結果から計数効率曲線を作成する。

- 1) それぞれの計数効率曲線作成用試料の計数効率を次式に従って求める。

$$\varepsilon = \frac{N_s \times 100}{t \times B \times Y}$$

$$Y = \frac{W_p \times R}{W_1} \times 100$$

$\varepsilon$  :  $^{129}\text{I}$  計数効率 (cps/Bq)  
 $t$  : 測定時間 (s)  
 $B$  :  $^{129}\text{I}$  の添加量 (Bq)  
 $Y$  : 回収率 (%)  
 $N_s$  : ピークの正味計数値  
 $W_1$  : 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)

<sup>\*135</sup> 一般の P 型ゲルマニウム半導体検出器は利用できないが、LEPS、又は n 型ゲルマニウム半導体検出器は入射窓が薄くおおよそ 10 keV 以上のエネルギー領域を測定できる。

<sup>\*136</sup> 広帯域 NaI シンチレーションサーベイメーターの中には、エネルギー範囲 10 ～ 200 keV の X 線を高感度で周辺線量当量を最大 4  $\mu\text{Sv/h}$  で測定可能が報告されているものがある。(S.Yamamura et al. : Development of Wide-energy Range X/ $\gamma$ -ray Survey-meter, Journal of Nuclear Science and Technology, Supplement 5, 187-190 (2008))

<sup>\*137</sup> 詳細については、放射能測定法シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器による  $\gamma$  線スペクトロメトリー」を参照すること。

$W_p$  : ヨウ化パラジウム沈殿の重量 (mg)  
 $R$  : ヨウ化パラジウム中の  $^{127}\text{I}$  重量比 (0.7046)

- 2) 計数効率( $\varepsilon$ )を縦軸に、 $^{127}\text{I}$  担体量 (mg) を横軸にとり、計数効率曲線を作成する。図 I.6.1 に LEPS による計数効率曲線の例を示す。




図 I.6.1 計数効率曲線 (LEPS) の例

- (3) 試料中の  $^{129}\text{I}$  の放射能濃度及びその計数誤差を次式に従って求める。

$$A = \frac{N_n \times 100}{t_s \times \varepsilon \times Y \times W_s}$$

$$\sigma_A = \frac{\sigma_{N_n} \times 100}{t_s \times \varepsilon \times Y \times W_s}$$

$$N_n = N_s - N_0$$

$$\sigma_{N_n} = \sqrt{N_s + N_0}$$

$$Y = \frac{W_p \times R}{W_1 + C_1 \times W_s} \times 100$$

$A$  : 試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度 (Bq/kg、Bq/L 等)

$t_s$  : 試料の測定時間 (s)

$\varepsilon$  :  $^{129}\text{I}$  計数効率 (cps/Bq) [試料中のヨウ素量等に相当する計数効率。計数効率曲線から求める。]

$Y$  : 回収率 (%)

$W_s$  : 供試量 (kg、L 等)

$N_n$  : 試料のピークの正味計数値

$\sigma_A$  : 試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度  $A$  の誤差 (Bq/kg、Bq/L 等)

$\sigma_{N_n}$  : 試料のピークの正味計数値の計数誤差

$N_s$  : 試料のピーク領域の計数値

$N_0$  : 試料のベースライン領域の計数値

$W_1$  : 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)

- $C_I$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 (mg/kg、mg/L 等)  
 $W_p$  : ヨウ化パラジウムの沈殿重量 (mg)  
 $R$  : ヨウ化パラジウム中の  $^{127}\text{I}$  重量比 (0.7046)

### 6.3 低バックグラウンドガスフローカウンタによるベータ線の測定

LBC<sup>\*138</sup> により  $^{129}\text{I}$  の  $\beta$  線(189.3 keV)を測定し、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を定量する。

#### 6.3.1 測定方法

計数効率曲線作成用試料とバックグラウンドを交互に 100 分程度測定する。ヨウ化パラジウムとして沈殿させ、作製した測定用試料について、試料とバックグラウンドを交互に 100 分程度測定する<sup>\*139</sup>。

#### 6.3.2 放射能濃度の計算

(1) 正味計数率及びその計数誤差を次式に従って求める。

$$r_n = \frac{N_s}{t_s} - \frac{N_0}{t_0}$$

$$\sigma_{r_n} = \sqrt{\frac{N}{t^2} + \frac{N_0}{t_0^2}}$$

- $r_n$  :  $^{129}\text{I}$  正味計数率  
 $t_s$  : 試料の測定時間 (s)  
 $N_s$  : 試料の計数値  
 $t_0$  : バックグラウンドの測定時間 (s)  
 $N_0$  : バックグラウンドの計数値  
 $\sigma_{r_n}$  :  $^{129}\text{I}$  正味計数率の計数誤差

(2) 計数率曲線作成用試料の測定結果から計数効率曲線を作成する。

1) それぞれの計数効率曲線作成用試料の計数効率を次式に従って求める。

$$\varepsilon = \frac{r_{std} \times 100}{B \times Y}$$

$$Y = \frac{W_p \times R}{W_1} \times 100$$

- $\varepsilon$  :  $^{129}\text{I}$  計数効率 (cps/Bq)  
 $B$  :  $^{129}\text{I}$  の添加量 (Bq)  
 $Y$  : 回収率 (%)  
 $r_{std}$  : 計数効率曲線作成用試料の  $^{129}\text{I}$  正味計数率 (cps)  
 $W_1$  : 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)

<sup>\*138</sup>  $^{129}\text{I}$  の  $\beta$  線エネルギーは 189.3 keV と低いため、窓なし型の検出器を用いたほうがよい。

<sup>\*139</sup> 測定器が汚染していないことを確認するため、試料とバックグラウンドを交互に測定する。

$W_p$  : ヨウ化パラジウムの沈殿重量 (mg)  
 $R$  : ヨウ化パラジウム中の  $^{127}\text{I}$  重量比 (0.7046)

- 2) 計数効率( $\varepsilon$ )を縦軸に、 $^{127}\text{I}$  担体量 (mg) を横軸にとり、計数効率曲線を作成する。図 I.6.2 に LBC による計数効率曲線の例を示す。




図 I.6.2 計数効率曲線 (LBC) の例

- (3) 試料中の  $^{129}\text{I}$  の放射能濃度及びその計数誤差を次式に従って求める。

$$A = \frac{r_n \times 100}{\varepsilon \times Y \times W_s}$$

$$\sigma_A = \frac{\sigma_{r_n} \times 100}{\varepsilon \times Y \times W_s}$$

$$Y = \frac{W_p \times R}{W_1 + C_1 \times W} \times 100$$

$A$  : 試料の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度 (Bq/kg、Bq/L 等)  
 $\varepsilon$  :  $^{129}\text{I}$  計数効率 (cps/Bq) [試料中のヨウ素量等に相当する計数効率。計数効率曲線から求める。]  
 $Y$  : 回収率 (%)  
 $W_s$  : 供試量 (kg、L 等)  
 $r_n$  :  $^{129}\text{I}$  正味計数率 (cps)  
 $\sigma_A$  : 放射能濃度  $A$  の誤差 (Bq/kg、Bq/L 等)  
 $\sigma_{r_n}$  :  $^{129}\text{I}$  正味計数率の計数誤差 (cps)  
 $W_1$  : 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)  
 $C_1$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 (mg/kg、mg/L 等)  
 $W_p$  : ヨウ化パラジウムの沈殿重量 (mg)  
 $R$  : ヨウ化パラジウム中の  $^{127}\text{I}$  重量比 (0.7046)



## 6.4 不確かさ

測定結果がどの程度信頼のおける値であるのかを示す一つの指標として、測定に対する不確かさ（Uncertainty of Measurement）が用いられている。測定の不確かさとは『測定結果に付随した、合理的に測定対象量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴付けるパラメータ』<sup>\*140</sup>である。注意すべき点は測定の不確かさは測定結果それぞれのばらつきではなく、一連の測定の持つ潜在的な変動を示す値であるということである。

従来では、放射能測定における計数の統計による不確かさ（計数誤差）のみを求めて、報告することが一般的であった。低レベルの環境試料の分析においては、計数の不確かさが支配的ではあるものの、前処理や測定機器の校正等を含めた一連の分析においても不確かさの要因は存在しており、各工程における不確かさを評価することが求められている。不確かさを評価することで、技能試験や試験所間比較において、各分析機関の分析結果の一致/不一致を判定することができ、更に、最も不確かさの大きい工程を抽出し、不確かさを小さくする取り組みを行うことで、分析結果の品質の改善につなげることも可能となる。

<sup>129</sup>I の放射化学分析における不確かさの評価方法については、解説 A を参照のこと。

## 6.5 検出下限値

放射能測定における検出下限値は、分析供試量、測定時間、バックグラウンド計数率等に依存して変化するものであり、分析・測定の目的に応じて、目指すべき検出下限値を設定すべきものである。検出された、されない、の判定は、正味計数率の統計による不確かさの3倍を越えているか否か、で行われるのが一般的である。検出下限値を計算することで、その測定がどのレベルまで検出可能かの指標となる。環境放射能は微弱で検出されないことが多いため、分析試料を測定する際には検出下限値を得ておくのが望ましい。ここで注意すべきは、検出下限値以上の放射能より多い放射能があればほとんどの場合検出されるが、それ以下であっても必ず不検出になるわけではなく、検出される可能性があることである。

検出下限値の算出は Cooper の方法<sup>\*141</sup>、Kaiser の方法<sup>\*142, \*143</sup>、Currie の方法<sup>\*144</sup> 及び ISO 11929<sup>\*145</sup> による評価方法などがあり、測定を実施した調査の要求仕様等に則って選択する。なお、検出下限値を報告する際には、採用した評価方法及び危険率を明記しておく必要がある。

---

<sup>\*140</sup> JIS Z 8404-1：測定の不確かさ-第1部（2018）

<sup>\*141</sup> J.A Cooper: Factors determining the ultimate detection sensitivity of Ge(Li) gamma-ray spectrometers, Nuclear Instruments and Methods, 82, 273-277 (1970)

<sup>\*142</sup> H.Kaiser: Zum Problem der Nachweisgrenze, Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 209, 1-18 (1965)

<sup>\*143</sup> IUPAC: Analytical Chemistry Division Commission on Spectrochemical and Other Optical Procedures for Analysis: Nomenclature, Symbols, Units and their Usage in Spectrochemical Analysis - III. Analytical Flame Spectroscopy and Associated Non-Flame Procedures, Pure and Apply Chemistry, 45, 105-123 (1976)

<sup>\*144</sup> L.A. Currie: Limits for qualitative detection and quantitative determination Application to Radiochemistry, Analytical Chemistry, 40, 586-593 (1968)

<sup>\*145</sup> ISO 11929-4:2022, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation -Fundamentals and application- Part 4: Guidelines to application (2022)

また、それぞれの検出下限値の概念において、測定値の分布を考慮しておく必要がある。ある測定対象を十分な回数だけ測定を繰り返すと、測定値は図 I.6.3 のように平均を頂点とした正規分布又はガウス分布といわれる数学モデルで表現される。




図 I.6.3 測定値の分布

これまで検出下限値の導出は試料の測定時間、バックグラウンドの測定時間、バックグラウンド計数率により比較的簡易に導出できる Kaiser の方法が使用されてきた。一方で各国の計量標準の国際比較における統一の観点から、一般的な放射線測定の不確かさとそれに関連する決定しきい値及び検出下限値は ISO 11929 によって規定され、評価に使用され始めている。各測定に対する検出下限値の計算方法については、ユーザーが選択することになるが、必要に応じてどの方法で評価したのかを明示する。本測定法では、「解説 B 検出下限値の計算例」において、ISO 11929 及び Kaiser 法による評価方法について記載した。

## 第 7 章 品質保証

本測定法に記載の手順に沿った分析、測定を実施することと併せて、国家標準等とのトレーサビリティの確保や機器の健全性を担保する日常点検を実施することも極めて重要である。これらの行為を継続的に実施することにより、第三者に対して分析結果の質が保証されていることを証明することができる。分析結果の質の保証を担保する上で、ISO/IEC 17025 の考え方に沿って実施することが望ましく、分析・測定者自身が実施する内部精度管理と外部機関が実施する技能試験等に参加する外部精度管理に大別される。

### 7.1 内部精度管理

#### 7.1.1 トレーサビリティの確保

分析結果において、トレーサビリティを確保すべき項目として、放射能 (Bq) と質量 (kg) があげられる。前者は、標準液線源を用いて校正する測定器について、後者は測定試料調製時に使用する電子天秤について、トレーサビリティを確保しておく必要がある。使用者が効率線源を調製する場合には、国家標準にトレーサブルな標準液線源を、計量法に基づく校正事業者登録制度による校正事業者が発行した校正証明書付きで入手することができる。また、電子天秤については、製造者による校正サービスを利用することができるので、校正証明書の発行を含めた保守点検を実施すればよい。機器の校正は適切な頻度で実施すべきであり、校正の有効期限を設けて管理する必要がある。有効期限内において、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを、「7.1.2 日常点検」で確認する。

トレーサビリティは、分析結果に付随する記録類等に対しても、同様に確保しておく必要がある。具体的には、試料採取日や採取場所を記録した採取記録票、分析試料を識別するユニーク番号（分析番号等）、分析及び測定作業で発生する各種記録類や帳票等が切れ目なく紐づけされた状態で管理されていることが重要である。

#### 7.1.2 日常点検

<sup>129</sup>I 分析及び測定で使用する機器についての点検項目及び点検方法を以下に記載する。機器が健全であり、使用可能と判断するためには、各点検項目における許容基準を設けておく必要がある。実験的に得た初期データで暫定基準を設け、データが蓄積されたのち、統計的な処理により許容基準を再設定<sup>\*146</sup>することが望ましい。なお、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことが確認できればよいので、ここで例示されている方法と異なる方法で確認してもよい。なお、日常点検を実施した日付、担当者、点検結果等は記録として残しておく。

日常点検の結果、許容基準を満たさない場合は機器の使用を一時停止し、その原因を調査し、解消する必要がある。使用者による再測定や機器の再設定などで原因が解消されない場合は、製造者による点検や修理を行う。

---

<sup>\*146</sup> 平均値及び標準偏差を求めて、平均値を中心とした $\pm k\sigma$ （ $k$ として、2もしくは3）の範囲を許容基準とするのが簡便である。また、機器の保守点検を行った際には、許容基準を見直すべきか検討する。

## (1) 測定機器

定期的に LEPS や LBC 等を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する。なお、頻度としては、測定の都度、実施することが望ましい。

### ・計数効率

一定量の放射能が含まれている標準線源<sup>\*147</sup>を同一の条件で測定し、得られた計数値（もしくは計数率）が許容基準内にあることをもって、結果に影響を及ぼすほどの計数効率の変化がないと判断することができる。なお、計数効率の変化を確認する際には標準線源に含まれる放射性核種の減衰を考慮に入れておく必要がある。

### ・設置環境

適切な空調管理ができる場所に測定機器を設置し、その設置環境が維持されていることを確認する。

また、1～2年に1回程度、製造者による定期点検を行うことが望ましい。その際には、例えば LBC であればプラトー特性や効率特性だけでなく、電源や入力感度、エレベータやターnteーブルの動作などを製造者に確認してもらうとよい。

## (2) 電子天秤

定期的に電子天秤を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する。なお、頻度としては、使用の都度行う使用前点検及び月ごとなどに行う定期点検を実施することが望ましい。

### ・使用前点検

天秤使用前に実施する点検である。内蔵分銅がある天秤は、事前に内部校正を実施しておくといよい。実際に秤量する測定試料の質量に近い（もしくは使用範囲の下限）分銅<sup>\*148</sup>を用いて、電子天秤の使用前点検を実施し、秤量結果が許容基準内<sup>\*149</sup>であることを確認する。電子天秤の使用後にも同じ点検を実施すると更によい。

### ・定期点検

使用する電子天秤の最大秤量値に近い質量の分銅を用いて、電子天秤の感度を確認する。内蔵分銅がある天秤は、事前に内部校正を実施しておくといよい。使用する分銅のグレード、許容基準については、使用前点検に準じてよい。一定の間隔で実施する点検であり、1か月程度の頻度で実施することが望ましい。

天秤に関しても、1年に1回程度、製造者やそれに準じた者による定期点検を行うことが望ましい。

---

<sup>\*147</sup> 実際に使用する測定容器と同形状である必要はない。

<sup>\*148</sup> 校正証明書付きの分銅（OIML (JIS) 規格 F2 以上）が望ましい。

<sup>\*149</sup> 許容基準は、秤量の不確かさ、最小計量値、安全係数から求める必要があるが、初期値として、0.5 %を管理幅として設定してもよい。（例：10 g の分銅の場合、許容基準は 9.95～10.05 g となる。）

### (3) マイクロピペット

定期的にマイクロピペットを点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が生じていないことを確認する。なお、頻度としては、担体溶液添加の都度行う使用前点検を実施することが望ましい。

#### ・使用前点検

ヨウ素担体溶液添加前に実施する点検である。マイクロピペットで純水 1 mL を分取し、その重量を電子天秤で秤量し、秤量結果が 1 g となるようマイクロピペットを調整する。秤量結果が、マイクロピペットの校正証明書などに記載されている許容基準内に入ることを確認する。

マイクロピペットに関しても、1 年に 1 回程度、製造者やそれに準じた者による定期点検を行うことが望ましい。

### (4) 試薬及び標準物質の管理

試薬や標準物質などで保証期間の表記があるものについては、期間内に使用すること。また、表記がないものについては、開封日等を管理するなどして、試薬等の品質管理を行うこと。

## 7.2 外部精度管理

### 7.2.1 試験所間比較

同一の試料を用いて他の試験所（ISO/IEC 17025 認定試験所が望ましい）との間で相互比較分析を実施し、両者の分析結果に有意な差が見られないことを確認することで、測定、解析のプロセスの妥当性を確認することができる。

### 7.2.2 技能試験

外部機関（ISO/IEC 17043 認定を取得している機関が望ましい）が提供する技能試験に参加し、試験品の分析結果を添加値(付与値)と比較することにより、試験所としての技能を客観的に示すことができる。ISO/IEC 17043 に基づいた技能試験の場合には、参加試験所のパフォーマンス評価方法として、 $z$  スコアや En スコア等がある。



## 解 説





## 解説 A 不確かさの評価例

測定結果の信頼性をどのように評価・表現するかについては、従来から国や技術分野によって異なる幾つかの考え方が存在し、混乱の原因となっていた。そこで、国際度量衡委員会 (CIPM) は 1970 年代後半にこの問題を提起し、これを契機に、計測に関わる幾つかの国際機関が関与して、測定結果の信頼性の評価と表現の統一的な方法を定める作業が行われた。その成果が、1993 年に ISO (国際標準化機構) を含む 7 つの国際機関の連名で出版された「測定における不確かさの表現のガイド」(以下、「GUM」という。)である。GUM は、評価手順において「真値」や「誤差」といった原理的に知り得ない量は持ち込まない、という立場を採用した。そして、従来からの同種の概念と区別するため、測定結果の信頼性の新しい指標として測定のばらつきを表す「不確かさ」を導入した。GUM に述べられた不確かさ評価の考え方には、高い技術的合理性と一貫性が認められたため、「不確かさ」は急速に普及し、測定の信頼性の表明が重要となる様々な局面で広く利用されるようになっていく。

環境放射線モニタリングでは、得られた測定結果が国内外で広く参照されるようになり、適切な計量標準にトレーサブルであることがますます求められるようになった。国際的に合意された、計量トレーサビリティの確立には、切れ目のない校正の連鎖など幾つかの必要な要素がある。測定の不確かさの評価はその要素の一つであり、合意された方法、具体的には前述の GUM に基づいて計算及び結果の表記が行われなければならない。また、国際原子力機関(以下、「IAEA」という。)の技能試験 (Proficiency test) では、参加する分析機関は不確かさを含めた測定結果の報告が求められている。このように国際的に共通な測定結果に対する信頼性の指標となる「不確かさ」を用いることによって、結果の国際的な整合性、信頼性及び同等性が確保される。さらに、環境試料中の放射能濃度が基準値を超えていないことを高い信頼性をもって示すために、不確かさを考慮した上限値と基準値を比較することもある。

このように、測定の不確かさの評価は、環境放射線モニタリングの信頼性を客観的に示すための標準的手法として広く定着しており、国内の分析機関等においてもこのアプローチを導入し、自らの測定結果の信頼性を担保するのが望ましい。

本解説では、様々な不確かさの要因の評価方法を理解し、個々の分析機関で考慮すべき不確かさの要因を評価できるようにすることを目的として  $^{129}\text{I}$  分析における各要因の不確かさを評価する手順について示した。不確かさ要因は寄与の小さいものまで含めると無数にあるため、全ての要因を考慮した不確かさの推定は困難である。そのため、実際の運用では必ずしも全ての要因を評価する必要はなく、全体の不確かさに有意な寄与をする要因に絞って評価を行うのが現実的である。考慮すべき要因を検討する上での一助となるように、実際の分析及び測定工程の不確かさの評価手順と計算例を示したので参考にされたい。

## A.1 不確かさ評価の基本

放射性核種分析において、最終的に目的とする測定量は放射能濃度である。しかし、どんなに精度良く測定し、あらゆる測定対象量のかたよりを補正したとしても、測定結果は推定値であり、測定対象量の真の値そのものではない。この推定値の信頼性を表現するパラメータとして、測定の不確かさを評価する。化学分析から放射線測定までの工程において、放射能濃度計算に用いられる入力量の値も全て推定値である。各推定値（入力値）の不確かさを合成して、測定対象量である放射能濃度の測定不確かさを算出する。

放射能濃度は、測定試料の供試量、回収率、測定試料中の放射性核種が放出する放射線の計数値、検出器の計数効率、測定時間及びその他の補正係数といった入力値の関数として算出する。

$$A = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \quad (\text{A. 1})$$

$A$  : 放射能濃度の値

$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  : 放射能濃度を導出する計算を表現する関数

求めるべき放射能濃度の値の合成標準不確かさは、放射能濃度の導出に関わる全ての入力値の不確かさを合成した値で評価される。それぞれの入力値が全て独立である（相関がない）場合、それぞれの不確かさは次の式に従って合成される。

$$u(A) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \{c_i u(x_i)\}^2} \quad (\text{A. 2})$$

$u(A)$  : 放射能濃度の値 $A$ の合成標準不確かさ

$u(x_i)$  : 入力量  $x_i$  の標準不確かさ

$c_i$  : 微分係数 ( $\partial f / \partial x_i$ ) で与える、入力値 $x_i$ に対する放射能濃度の値 $A$ の感度係数

式(A. 2)において $c_i$  (感度係数) は、入力値 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ のそれぞれの変化に伴って放射能濃度の値 $A$ がどれだけ変化するかを表す。例えば、入力値 $x_i$ の微小変化 $\Delta x_i$ によって生じる放射能濃度の値 $A$ の変化は $(\Delta A)_i = c_i \Delta x_i$ で与える。入力値 $x_i$ の標準不確かさを反映する放射能濃度の値 $A$ の変化は $|c_i| u(x_i)$ となる。

また、関数 $f$ が $m < n$ として、

$$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \frac{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_m}{x_{m+1} \cdot x_{m+2} \cdot x_{m+3} \cdot \dots \cdot x_n} \quad (\text{A. 3})$$

のように、 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の乗除のみで表される場合、式(A. 2)は次の式と等価となる。

$$\frac{u(A)}{A} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \frac{u(x_i)}{x_i} \right\}^2} \quad (\text{A. 4})$$

$\frac{u(A)}{A}$  : 放射能濃度の値 $A$ の相対合成標準不確かさ

$\frac{u(x_i)}{x_i}$  : 入力値 $x_i$ の相対標準不確かさ

したがって、放射能濃度の値 $A$ の相対標準不確かさはそれぞれの入力値の相対標準不確かさの二乗和の平方根で求めることができる。本解説では、式(A. 2)及び式(A. 4)を用いて測定の不確かさの評価を行う。

## A.2 不確かさの評価手順

土壌又は野菜・精米・海藻試料を放射化学分析法で分析する場合を例に、不確かさを評価する手順について説明する。 $^{129}\text{I}$  の正味計数率を LBC で測定したとすると、放射能濃度に対する不確かさは、以下のように求められる。

(1)  $^{129}\text{I}$  の放射能濃度の計算式（以下、「モデル式」という。）に基づき不確かさの要因を整理する。

例えば、放射化学分析法の場合、 $^{129}\text{I}$  の放射能濃度  $A$  は、次のモデル式で求められる。

$$A = \frac{r_n \times 100}{W_s \times Y \times \varepsilon} \quad (\text{A.5})$$

$A$  : 試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度 (Bq/kg)

$W_s$  : 供試量 (kg)

$Y$  : 回収率 (%)

$\varepsilon$  :  $^{129}\text{I}$  計数効率 (cps/Bq)

$r_n$  :  $^{129}\text{I}$  正味計数率 (cps)

それぞれの項目には様々な不確かさの要因が考えられる。不確かさの要因を整理するために作成したバジェットシートの例を表 I.A.1 に示す。表 I.A.1 に示された要因以外にも、測定結果に影響を及ぼす要因が存在する可能性があることに注意が必要である。

(2) 個々の不確かさの要因について不確かさを評価する。

不確かさを評価する方法は、タイプ A 評価とタイプ B 評価の 2 つに分類される。

タイプ A 評価は、一連の入力値の統計的解析による不確かさの評価方法であり、それぞれの要因について、繰り返し測定から実験標準偏差を求めて標準不確かさとする。

タイプ B 評価は、一連の入力値の統計的解析以外の手段による不確かさの評価方法であり、それぞれの要因について、起こり得る変動について入手できる全ての情報に基づく科学的判断によって評価する。入手できる情報とは、次のようなものがある。

- ・製造業者の仕様
- ・校正その他の証明書に記載されたデータ
- ・ハンドブックから引用した参考データに割り当てられた不確かさ
- ・当該材料及び測定器の挙動及び特性についての一般的知識又は経験

それぞれの不確かさの要因全てが、評価すべき測定結果の不確かさに対して寄与が大きい訳ではない。それぞれの不確かさの評価を行い、不確かさを合成して全体の不確かさに対する寄与を求め、ほとんど寄与しない項目は今後の測定で評価しなくても差し支えない。

(3) 個々の不確かさを全て合成し、測定結果の不確かさを求める。

放射能濃度の相対合成標準不確かさをそれぞれの入力値の相対標準不確かさの二乗和の平方根で求める。放射能濃度の相対合成標準不確かさに放射能濃度を乗じることで放射能濃度の合成標準不確かさを求める。合成標準不確かさは、測定結果に結び付けられた標準偏差を表している。測定値に結び付けられ得る値の分布の大部分を含むと期待できる区間を表すこ

とが必要な場合には、包含係数 $k$ を合成標準不確かさに乗じて拡張不確かさとする。 $k$ は適用する信頼の水準と $t$ 分布とから決定され<sup>\*150</sup>、一般に 2～3 の間で選ばれることが多い。放射能濃度測定では、測定結果の分布は正規分布とみなすことができるため、信頼の水準が約 95 % のとき $k = 2$ となる。測定結果の報告に当たり、不確かさを併記する場合は、その不確かさがどのような値であるのか（合成標準不確かさであるのか拡張不確かさ（ $k = 2 \sim 3$ ）であるのか）を明記する。

表 I . A. 1 の相対合成標準不確かさの計算例では、全体の相対合成標準不確かさは4.1 %（有効数字 2 桁）であるが、内訳は標準溶液に係る不確かさ（ $u_6$ ）と計数の統計による不確かさ（ $u_{10}$ ）の寄与が大部分を占めており、他の項目の寄与が小さいことがわかる。

このことは、計算例と同様の分析及び測定条件、かつ、同程度以下の <sup>129</sup>I 放射能濃度であれば、標準溶液に係る相対標準不確かさ（ $u_6$ ）及び計数の統計による相対標準不確かさ（ $u_{10}$ ）のみを全体の相対合成標準不確かさとして採用しても実用上は支障がないことを示している。相対合成標準不確かさは、各要因の相対標準不確かさの二乗和の平方根で求められるが、その際、最も寄与の大きい不確かさ要因と比較して寄与が 10 分の 1 以下であるような不確かさの要因が最終的な計算結果に与える影響はわずかであり、実用上は無視しても差し支えない。例えば、4 % の相対標準不確かさと 0.4 % の相対標準不確かさを合成した場合、 $\sqrt{4^2 + 0.4^2} = \sqrt{16.16} = 4.02 \%$  となり、不確かさの有効桁数は通常 1～2 桁であるため結果にはほとんど影響しない。

不確かさの評価において重要なのは、寄与の大きい不確かさの要因を確実に評価することであり、寄与の小さい要因を含めて全ての不確かさの要因を評価しようとすることは現実的ではない。放射線計測の場合、寄与の大きい不確かさの要因は、計数の統計による不確かさ、標準線源の付与値の不確かさ等であり、多くの場合はこれら进行评估すれば実用上は十分である。

また、表 I . A. 1 の不確かさの要因の全てを測定ごとに評価する必要はないことに留意すべきである。計数の統計による不確かさのように、測定ごとに変動する項目は毎回評価する必要があるが、それ以外の項目については、機器更新、保守点検、試薬のロット変更等のタイミングで評価すればよい。この場合、測定の相対合成標準不確かさは、計数の統計による不確かさ（測定ごとに変動する）と、それ以外の不確かさ（測定ごとには変動しない）を合成することで得られる。

---

<sup>\*150</sup> 以下の文献の附属書 G に詳しく記載されている（附属書 G の表 G.2 に  $t$ -分布表が示されている）ので参考にするとよい。

今井秀孝 他：測定における不確かさの表現のガイド[GUM]ハンドブック，一般財団法人日本規格協会出版  
ISBN：9784542307056（2018）

表 I . A . 1 不確かさバジェットシート (例)

| 不確かさの要因※1                                                                | 相対標準<br>不確かさ                   | 計算例※2           | 備考                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. 3. 1 供試量 (<math>W_s</math>)</b>                                    | $\frac{u(W_s)}{W_s}$           | <b>0. 011 %</b> | (1) の相対標準不確かさ                                                                        |
| (1) 秤量                                                                   | $u_1$                          | 0. 011 %        |                                                                                      |
| <b>A. 3. 2 回収率 (<math>Y</math>)</b>                                      | $\frac{u(Y)}{Y}$               | <b>0. 52 %</b>  | (2) ～ (4) の相対合成標準不確かさと<br>(6) の相対標準不確かさを合成                                           |
| (2) 担体として加えた $^{127}\text{I}$ 量                                          | $u_2$                          | 0. 18 %         | $u_2 \sim u_4$ の合成標準不確かさ<br>= 0. 036 mg<br>(2) ～ (4) の相対合成標準不確かさ<br>= <b>0. 18 %</b> |
| (3) 試料中 $^{127}\text{I}$ の測定                                             | $u_3$                          | 1. 4 %          |                                                                                      |
| (4) ヨウ化パラジウムの秤量                                                          | $u_4$                          | 0. 49 %         |                                                                                      |
| (6) 回収率測定により求めた $^{127}\text{I}$ 量                                       | $u_5$                          | 0. 49 %         |                                                                                      |
| <b>A. 3. 3 <math>^{129}\text{I}</math> の計数効率 (<math>\epsilon</math>)</b> | $\frac{u(\epsilon)}{\epsilon}$ | <b>3. 1%</b>    | (1) ～ (4) の相対標準不確かさを合<br>成                                                           |
| (1) 標準溶液                                                                 | $u_6$                          | 3. 0 %          |                                                                                      |
| (2) 標準溶液の分取                                                              | $u_7$                          | 0. 074 %        |                                                                                      |
| (3) 効率曲線用試料の測定                                                           | $u_8$                          | 0. 47 %         |                                                                                      |
| (4) 効率曲線用試料の回収率                                                          | $u_9$                          | 0. 38 %         |                                                                                      |
| <b>A. 3. 4 <math>^{129}\text{I}</math> の正味計数率 (<math>r_n</math>)</b>     | $\frac{u(r_n)}{r_n}$           | <b>2. 6 %</b>   | (1) ～ (2) の相対標準不確かさを合<br>成                                                           |
| (1) 計数の統計                                                                | $u_{10}$                       | 2. 6 %          | 測定ごとに評価                                                                              |
| (2) 測定系の変動                                                               | $u_{11}$                       | 0. 35 %         |                                                                                      |
| <b>相対合成標準不確かさ※3</b>                                                      | $\frac{u(A)}{A}$               | <b>4. 1 %</b>   | 測定ごとに評価                                                                              |

※1 各不確かさの要因の前の番号は A. 3 項で参照する箇所に対応している。

※2 表の計算例では、便宜上、計算途中の数値については丸めた数値で記載（表示上丸めているが実際の計算は丸めず実施）している。

※3 相対合成標準不確かさの有効数字は多くても 2 桁とする。

[考慮すべき要因の検討方法]

- ・本解説では様々な要因の評価手法の習得に資する目的で寄与の小さい要因についてもあえて記載しているが、実際に不確かさ評価に取り組む場合には、全体の中で寄与の大きい相対標準不確かさとして、標準溶液に係る不確かさと計数の統計による不確かさを最優先して評価するとよい「A. 3. 3(1) 及び A. 3. 4(1)」。
- ・寄与の大きい不確かさの要因を確実に評価するためには本表の各要因の不確かさを参考にして、不確かさが大きいような要因を追加で評価して、計数の統計による不確かさと合成し、この不確かさの要因を考慮すべきかどうかを判断するとよい。
- ・計数の統計による不確かさ以外の項目については、機器更新、保守点検、試薬のロット変更等のタイミングで評価すればよい。

### A.3 不確かさの計算手順の例

A.2 の例について、表 I.A.1 に示した各要因の計算方法を参考までに記載する。

なお、各要因の不確かさの計算途中では数値を丸めず、最後に相対合成標準不確かさを求める際に一度だけ丸める<sup>\*151</sup>。

$^{129}\text{I}$  の放射能濃度の値 $A$ は、式(A.5)より次のモデル式で求められる。

$$A = \frac{r_n \times 100}{W_s \times Y \times \varepsilon}$$

$A$  : 試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度 (Bq/kg)

$W_s$  : 供試量 (kg)

$Y$  : 回収率 (%)

$\varepsilon$  :  $^{129}\text{I}$  計数効率 (cps/Bq)

$r_n$  :  $^{129}\text{I}$  正味計数率 (cps)

$^{129}\text{I}$  の放射能濃度の値 $A$ の相対合成標準不確かさは、モデル式中の各パラメータ（供試量 $W_s$ 、回収率 $Y$ 、 $^{129}\text{I}$  計数効率 $\varepsilon$ 、 $^{129}\text{I}$  の正味計数率 $r_n$ ）の相対標準不確かさを合成することで求められる。

ここで、 $A$ の合成標準不確かさを $u(A)$ 、相対合成標準不確かさを $\frac{u(A)}{A}$ と定義し、他のパラメータも同様に定義する。

先に示した式(A.4)中の入力量 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の相対標準不確かさ $\left(\frac{u(x_i)}{x_i}\right)$ をモデル式中の各パラメータに当てはめると、次のように表すことができる。

$$\frac{u(A)}{A} = \sqrt{\left(\frac{u(W_s)}{W_s}\right)^2 + \left(\frac{u(Y)}{Y}\right)^2 + \left(\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^2 + \left(\frac{u(r_n)}{r_n}\right)^2} \quad (\text{A.6})$$

$\frac{u(A)}{A}$ を求めるため、A.3.1～A.3.4 で供試量 $W_s$ 、回収率 $Y$ 、 $^{129}\text{I}$  の計数効率 $\varepsilon$ 、 $^{129}\text{I}$  の正味計数率 $r_n$ の順で相対標準不確かさをそれぞれ求め、A.3.5 で式(A.6)よりそれらを合成する。

---

<sup>\*151</sup> 本解説の計算例では、便宜上、計算途中の数値については丸めた数値で記載（表示上丸めているが実際の計算は丸めず実施）している。

### A. 3.1 供試量 $W_s$ の不確かさ ( $\frac{u(W_s)}{W_s}$ )

土壌又は野菜・精米・海藻試料の場合、供試量 $W_s$ の不確かさの要因は秤量の不確かさと考えられる。ここで、秤量の相対標準不確かさを $u_1$ と定義する。

#### (1) 秤量の不確かさ ( $u_1$ )

秤量の不確かさは、使用する電子天秤の校正証明書に不確かさが記載されているかどうかによって、求め方が異なる。

また、試料中での放射性核種の偏在は測定値に影響を与えるが、不確かさを見積もることは困難である。したがって、試料の均質性については評価しなくても構わないが、試料の秤量を行う際には十分に混合し、均一な状態にしてから秤量する必要がある。

#### a) 校正証明書に不確かさの記載がある場合

電子天秤の校正証明書に記載されている不確かさを用いる。記載されている不確かさが相対値でない場合、秤量の相対標準不確かさ ( $u_1$ ) は次の式で求められる。

$$u_1 = \frac{u(W)}{W} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 7})$$

$u(W)$  : 秤量値の不確かさ (g)  
 $W$  : 秤量値 (g)

#### b) 校正証明書に不確かさの記載がない場合

電子天秤の校正証明書に記載がない場合、秤量の相対標準不確かさ ( $u_1$ ) は、秤量値の丸めによる不確かさ ( $u_{1.1}$ ) 及び秤量の繰り返し性による不確かさ ( $u_{1.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。これらを合成して求まるのは秤量時の不確かさのみであるが、校正時の測定不確かさは無視できるほど小さいので考慮しなくてよい。ただし、他に重要な不確かさの要因がある場合にはそれらについても考慮する。

##### 1) 秤量値の丸めによる不確かさ ( $u_{1.1}$ )

電子天秤の読取限界 (最小目盛) を  $l$  とすると、ゼロ点及び秤量値のそれぞれにおいて、読取値は $\pm l/2$ を上下限とする矩形分布となる。これら 2 つの分布を合成すると、 $\pm l$ を上下限とする三角分布になるため、 $u_{1.1}$ は次の式で求められる。

$$u_{1.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 8})$$

$l$  : 読取限界 (g)  
 $W$  : 秤量値 (g)

##### 2) 秤量の繰り返し性による不確かさ ( $u_{1.2}$ )

供試量と同程度の質量の分銅等を用いて、10 回程度繰り返し測定を行い、その平均値及び標準偏差を算出し、相対標準不確かさを求める。 $n$ 回測定の平均値を供試量とする場合、 $u_{1.2}$ は次の式で求められる。

$$u_{1.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 9})$$



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| $\bar{W}$        | : 繰り返し測定の平均値 (g)  |
| $W_{\text{STD}}$ | : 繰り返し測定の標準偏差 (g) |
| $n$              | : 繰り返し数           |

### 3) 不確かさの合成 ( $u_1$ )

$u_{1.1}$ と $u_{1.2}$ とを合成し、 $u_1$ を求める。

$$u_1 = \sqrt{(u_{1.1})^2 + (u_{1.2})^2} \quad (\text{A. 10})$$

【計算例】(校正証明書に不確かさの記載がない場合)

読取限界 0.01 g の電子天秤で、秤量値が 100.10 g のときの $u_{1.1}$ を式(A. 8)より求める。

$$u_{1.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times \bar{W}} \times 100 = \frac{0.01}{\sqrt{6} \times 100.10} \times 100 = 0.0041 \%$$

繰り返し測定の平均値が 100.23 g、標準偏差が 0.01g、試料の測定回数が 1 回のときの $u_{1.2}$ を式 (A. 9) より求める。

$$u_{1.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.01}{100.23} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.010 \%$$

$u_1$ を式 (A. 10) より求める。

$$u_1 = \frac{u(\bar{W})}{\bar{W}} = \sqrt{(u_{1.1})^2 + (u_{1.2})^2} = \sqrt{0.0041^2 + 0.010^2} = 0.011 \%$$

### A. 3. 2 回収率 $Y$ の不確かさ ( $\frac{u(Y)}{Y}$ )

$^{129}\text{I}$  測定における  $^{127}\text{I}$  の回収率 $Y$ は、次の式で求められる。

$$Y = \frac{W_2}{W_1 + C_1 \times W_s} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 11})$$

$W_1$  : 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)

$C_1$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 (mg/g)

$W_s$  : 供試量 (g)

$W_2$  : 回収率測定により求めた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)

ここで、 $W_1$ 、 $C_1$ 、 $W_s$ 及び $W_2$ の相対標準不確かさを次のように定義する。

$\frac{u(W_1)}{W_1} (= u_2)$  :  $W_1$ の相対標準不確かさ

$\frac{u(C_1)}{C_1} (= u_3)$  :  $C_1$ の相対標準不確かさ

$\frac{u(W_s)}{W_s} (= u_4)$  :  $W_s$ の相対標準不確かさ

$\frac{u(W_2)}{W_2} (= u_5)$  :  $W_2$ の相対標準不確かさ

$W_1 + C_1 \times W_s = Z$ とおくと、式(A. 11)は次のように表すことができる。

$$Y = \frac{W_2}{W_1 + C_1 \times W_s} = \frac{W_2}{Z}$$

したがって、 $\frac{u(Y)}{Y}$ は、 $\frac{u(Z)}{Z}$ と $\frac{u(W_2)}{W_2}$  ( $=u_5$ ) とを合成した次の式で求められる。

$$\frac{u(Y)}{Y} = \sqrt{\left(\frac{u(Z)}{Z}\right)^2 + \left(\frac{u(W_2)}{W_2}\right)^2} \quad (\text{A. 12})$$

ここでは、(1)～(5)において $\frac{u(Z)}{Z}$ を求めた後に(6)において $\frac{u(W_2)}{W_2}$  ( $=u_5$ ) を求め、(7)において $\frac{u(Z)}{Z}$ と $\frac{u(W_2)}{W_2}$ とを合成することで $\frac{u(Y)}{Y}$ を求める。

(1)  $Z$ の不確かさ ( $\frac{u(Z)}{Z}$ )

$Z (= W_1 + C_1 \times W_s)$  には積の部分 ( $C_1 \times W_s$ ) と和の部分 ( $W_1 + C_1 \times W_s$ ) があり、積の部分の合成標準不確かさは式 (A. 4) に従って $C_1$ の相対標準不確かさと $W_s$ の相対標準不確かさの二乗和の平方根で求め、和の部分の合成標準不確かさは式 (A. 2) に従って $W_1$ の標準不確かさと $C_1 \times W_s$ の標準不確かさの二乗和の平方根で求める。

まず、積の部分 ( $C_1 \times W_s$ ) の合成標準不確かさについて、次のように求める。

$$\begin{aligned} & (C_1 \pm u(C_1)) \times (W_s \pm u(W_s)) \\ &= (C_1 \times W_s) \pm (C_1 \times W_s) \times \sqrt{\left(\frac{u(C_1)}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{u(W_s)}{W_s}\right)^2} \\ &= (C_1 \times W_s) \pm \left( \sqrt{\left(C_1^2 \times W_s^2 \times \left(\frac{u(C_1)}{C_1}\right)^2\right) + \left(C_1^2 \times W_s^2 \times \left(\frac{u(W_s)}{W_s}\right)^2\right)} \right) \\ &= (C_1 \times W_s) \pm \left( \sqrt{W_s^2 \times (u(C_1))^2 + C_1^2 \times (u(W_s))^2} \right) \end{aligned}$$

次に、 $W_1$ の合成標準不確かさと $C_1 \times W_s$ の合成標準不確かさとを合成する。

$$\begin{aligned} & (W_1 \pm u(W_1)) + \left( (C_1 \times W_s) \pm \left( \sqrt{W_s^2 \times (u(C_1))^2 + C_1^2 \times (u(W_s))^2} \right) \right) \\ &= (W_1 + (C_1 \times W_s)) \pm \left( \sqrt{(u(W_1))^2 + \left( \sqrt{W_s^2 \times (u(C_1))^2 + C_1^2 \times (u(W_s))^2} \right)^2} \right) \\ &= (W_1 + (C_1 \times W_s)) \pm \sqrt{(u(W_1))^2 + W_s^2 \times (u(C_1))^2 + C_1^2 \times (u(W_s))^2} \end{aligned}$$

したがって、 $u(Z)$ は、次の式で求められる。

$$u(Z) = \sqrt{(u(W_1))^2 + W_s^2 \times (u(C_1))^2 + C_1^2 \times (u(W_s))^2} \quad (\text{A. 13})$$

次に、 $Z$ を計算し、 $Z$ で $u(Z)$ を除して $\frac{u(Z)}{Z}$ を求める。

この後、計算例として次の条件で分析を行った際の不確かさについて記載していく。

$$W_1 = 20.00 \text{ mg}$$

$$C_1 = 0.65 \text{ mg/g}$$

$$W_s = 0.50 \text{ g}$$

$$W_2 = 19.80 \text{ mg}$$

また、上記の値から $Z$ を求めると次のようになる。

$$Z = W_1 + C_1 \times W_s = 20.00 \text{ mg} + 0.65 \text{ mg/g} \times 0.50 \text{ g} = 20.3 \text{ mg}$$

(2) 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量の不確かさ ( $u_2$ )

担体溶液は、ヨウ化ナトリウムを純水に溶解して、定容することで作製する。このことから、 $u_2$ は、ヨウ化ナトリウムの秤量 ( $u_{2.1}$ )、ヨウ化ナトリウムの純度 ( $u_{2.2}$ )、担体溶液の希釈 ( $u_{2.3}$ ) 及び担体溶液の添加 ( $u_{2.4}$ )による相対標準不確かさを合成することによって求める。

1) ヨウ化ナトリウムの秤量による不確かさ ( $u_{2.1}$ )

「A. 3. 1 供試量の不確かさ」と同様の計算を行う。

2) ヨウ化ナトリウムの純度による不確かさ ( $u_{2.2}$ )

ヨウ化ナトリウムの純度は、試薬瓶に記載された純度 $R$  %を中心値とする濃度範囲をもつと考えた場合、最大値を1 (100 %)、中心値から最小値までの範囲を、最大値から中心値までの範囲と同じであるとする、次のように表すことができる。

最大値 : 1

中心値 :  $R$

最小値 :  $R - (1 - R) = 2R - 1$

純度の許容誤差 :  $\frac{1-(2R-1)}{2}$

上記の濃度範囲内での分布が矩形分布であるとする、 $u_{2.2}$ は次の式で求められる。

$$u_{2.2} = \frac{1 - (2R - 1)}{2\sqrt{3} \times R} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 14})$$

3) 担体溶液の希釈の不確かさ ( $u_{2.3}$ )

担体溶液の希釈には、メスフラスコを使用する。このことから、 $u_{2.3}$ はメスフラスコの容量の不確かさ ( $u_{2.3.1}$ ) 及び繰り返し性による不確かさ ( $u_{2.3.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

3-1) メスフラスコの容量の不確かさ ( $u_{2.3.1}$ )

メスフラスコの容量の許容誤差の範囲は矩形分布となるため、 $u_{2.3.1}$ は次の式で求められる。

$$u_{2.3.1} = \frac{V_i}{\sqrt{3} \times V} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 15})$$

$V$  : メスフラスコの容量 (mL)

$V_i$  : メスフラスコの容量の許容誤差 (mL)

3-2) メスフラスコの繰り返し性による不確かさ ( $u_{2.3.2}$ )

メスフラスコで定容した純水の質量について、電子天秤で10回程度繰り返し測定を行い、その平均値及び標準偏差を算出する。 $n$ 回測定の平均値を採用する場合、 $u_{2.3.2}$ は次の式で求められる。

$$u_{2.3.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 16})$$

$\bar{W}$  : 繰り返し測定の平均値 (g)

$W_{\text{STD}}$  : 繰り返し測定の標準偏差 (g)

$n$  : 繰り返し数

3-3) 不確かさの合成 ( $u_{2.3}$ )

$u_{2.3.1}$ と $u_{2.3.2}$ とを合成し、 $u_{2.3}$ を求める。

$$u_{2.3} = \sqrt{(u_{2.3.1})^2 + (u_{2.3.2})^2} \quad (\text{A. 17})$$

4) 担体溶液の添加の不確かさ ( $u_{2.4}$ )

担体溶液の添加に関しては、添加の際に使用するマイクロピペットの校正による不確かさ( $u_{2.4.1}$ )と、そのピペットの繰り返し性による不確かさ( $u_{2.4.2}$ )を考慮する必要がある<sup>\*152, \*153, \*154</sup>。これには、体積計の許容誤差などを考慮してもよい<sup>\*155</sup>。

4-1) マイクロピペットの校正による不確かさ ( $u_{2.4.1}$ )

$u_{2.4.1}$ は、使用するマイクロピペットの校正証明書があるかどうかによって、求め方が異なる。

a) 校正証明書がある場合

使用するマイクロピペットの校正証明書に記載されている校正値と、校正時の拡張不確かさを用い、 $u_{2.4.1}$ は次の式によって求められる。

$$u_{2.4.1} = \frac{U_{\text{pipette}}/k}{V_{\text{pipette}}} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 18})$$

$V_{\text{pipette}}$  : マイクロピペットの校正値 (mL)

$k$  : 包含係数

$U_{\text{pipette}}$  : マイクロピペット校正時の拡張不確かさ (mL)

b) 校正証明書がない場合

マイクロピペットの許容誤差を使用し、矩形分布として計算する。 $u_{2.4.1}$ は次の式によって求められる。

$$u_{2.4.1} = \frac{V_{i \text{ pipette}}}{\sqrt{3} \times V_{\text{pipette}}} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 19})$$

$V_{\text{pipette}}$  : マイクロピペットの容量 (mL)

$V_{i \text{ pipette}}$  : マイクロピペットの容量の許容誤差 (mL)

4-2) マイクロピペットの繰り返し性による不確かさ ( $u_{2.4.2}$ )

マイクロピペットで純水を担体添加と同量分取し、その質量について電子天秤で10回程度繰り返し測定を行い、その平均値及び標準偏差を算出する。 $n$ 回測定の平均値を供試量とする場合、 $u_{2.4.2}$ は次の式で求められる。

<sup>\*152</sup> K. Shirono et al.: Evaluation of “method uncertainty” in the calibration of piston pipettes (micropipettes) using the gravimetric method in accordance with the procedure of ISO 8655, Accreditation and Quality Assurance, 19, 377-389 (2014)

<sup>\*153</sup> K. Shirono et al.: Evaluation of reproducibility uncertainty in micropipette calibrations for non-nominal volumes through an interlaboratory study, Accreditation and Quality Assurance, 26, 27-39 (2021)

<sup>\*154</sup> 城野克広、マイクロピペットによる体積測定の精確さの管理、計測標準と計量管理、73(1)、2-9 (2023)

<sup>\*155</sup> JIS K 0970: ピストン式ピペット (2013)

$$u_{2.4.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 20})$$

$\bar{W}$  : 繰返し測定の平均値 (g)

$W_{\text{STD}}$  : 繰返し測定の標準偏差 (g)

$n$  : 繰返し数

4-3) 不確かさの合成 ( $u_{2.4}$ )

$u_{2.4.1} \sim u_{2.4.2}$  を合成し、 $u_{2.4}$  を求める。

$$u_{2.4} = \sqrt{(u_{2.4.1})^2 + (u_{2.4.2})^2} \quad (\text{A. 21})$$

5) 不確かさの合成 ( $u_2$ )

$u_{2.1} \sim u_{2.4}$  を合成し、 $u_2$  を求める。

$$u_2 = \sqrt{(u_{2.1})^2 + (u_{2.2})^2 + (u_{2.3})^2 + (u_{2.4})^2} \quad (\text{A. 22})$$

### 【計算例】

ヨウ素担体溶液の調製において、読取限界 0.0001 g の電子天秤でヨウ化ナトリウムの秤量値が 1.0005 g のときの  $u_{2.1.1}$  を式 (A. 8) より求める。

$$u_{2.1.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 = \frac{0.0001}{\sqrt{6} \times 1.0005} \times 100 = 0.0041 \%$$

繰返し測定の平均値が 10.0110 g、標準偏差が 0.0012 g、試料の測定回数が 1 回のときの  $u_{2.1.2}$  を式 (A. 9) より求める。

$$u_{2.1.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0012}{10.0110} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.012 \%$$

$u_{2.1.1}$  と  $u_{2.1.2}$  とを合成し、 $u_{2.1}$  を式 (A. 10) より求める。

$$u_{2.1} = \sqrt{(u_{2.1.1})^2 + (u_{2.1.2})^2} = \sqrt{0.0041^2 + 0.012^2} = 0.013 \%$$

ヨウ化ナトリウムの純度が 99.95 % のとき、 $u_{2.2}$  を式 (A. 14) より求める。

$$u_{2.2} = \frac{1 - (2R - 1)}{2\sqrt{3} \times R} \times 100 = \frac{1 - (2 \times 0.9995 - 1)}{2\sqrt{3} \times 0.9995} \times 100 = 0.029 \%$$

許容誤差 0.25 mL の 500 mL メスフラスコで担体溶液を調製するときの  $u_{2.3.1}$  を式 (A. 15) より求める。

$$u_{2.3.1} = \frac{V_i}{\sqrt{3} \times V} \times 100 = \frac{0.25}{\sqrt{3} \times 500} \times 100 = 0.029 \%$$

メスフラスコの繰返し測定の平均値が 500.08 g、標準偏差が 0.18 g、試料の測定回数が 1 回のときの  $u_{2.3.2}$  を式 (A. 16) より求める。

$$u_{2.3.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.18}{500.08} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.036 \%$$

$u_{2.3.1}$  と  $u_{2.3.2}$  とを合成し、 $u_{2.3}$  を式 (A. 17) より求める。

$$u_{2.3} = \sqrt{(u_{2.3.1})^2 + (u_{2.3.2})^2} = \sqrt{0.029^2 + 0.036^2} = 0.046 \%$$

担体溶液の添加に使用するマイクロピペットの校正証明書に記載されている校正値が 1000.0  $\mu\text{L}$ 、校正時の拡張不確かさが 0.8  $\mu\text{L}$ 、包含係数が 2 のときの  $u_{2.4.1}$  を式 (A. 18) より求める。

$$u_{2.4.1} = \frac{U_{\text{pipette}}/k}{V_{\text{pipette}}} \times 100 = \frac{0.8/2}{1000.0} \times 100 = 0.040 \%$$

繰り返し測定の平均値が 0.9974 g、標準偏差が 0.0017 g、試料の測定回数が 1 回のときの  $u_{2.4.2}$  を式 (A. 20) より求める。

$$u_{2.4.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0017}{0.9974} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.17 \%$$

担体溶液添加の不確かさ ( $u_{2.4}$ ) を式 (A. 21) より求める。

$$u_{2.4} = \sqrt{(u_{2.4.1})^2 + (u_{2.4.2})^2} = \sqrt{0.040^2 + 0.17^2} = 0.17 \%$$

$u_2$  を式 (A. 22) より求める。

$$\begin{aligned} u_2 &= \sqrt{(u_{2.1})^2 + (u_{2.2})^2 + (u_{2.3})^2 + (u_{2.4})^2} \\ &= \sqrt{0.013^2 + 0.029^2 + 0.046^2 + 0.17^2} = 0.18 \% \end{aligned}$$

### (3) 試料中 $^{127}\text{I}$ の測定の不確かさ ( $u_3$ )

イオンメーター、又は ICP-MS を用いて試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 ( $C_I$ ) を測定した際の不確かさの求め方について記載する。 $u_3$  は、測定試料の秤量の不確かさ ( $u_{3.1}$ )、 $^{127}\text{I}$  測定試料の希釈の不確かさ ( $u_{3.2}$ )、検量線の不確かさ ( $u_{3.3}$ ) 及び検量線溶液の不確かさ ( $u_{3.4}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

#### 1) 測定試料の秤量の不確かさ ( $u_{3.1}$ )

秤量の不確かさは、「A. 3. 1 供試量の不確かさ」と同様に求める。校正証明書に不確かさの記載がない場合、 $u_{3.1}$  は、秤量値の丸めによる不確かさ ( $u_{3.1.1}$ ) 及び秤量の繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.1.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

#### 【計算例】

読取限界 0.01 mg の電子天秤で、秤量値が 1000.34 mg のときの  $u_{3.1.1}$  を式 (A. 8) より求める。

$$u_{3.1.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 = \frac{0.01}{\sqrt{6} \times 1000.34} \times 100 = 0.00041 \%$$

電子天秤の繰り返し測定平均値が 1000.66 mg、標準偏差が 0.09 mg、試料の測定回数が 1 回のときの  $u_{3.1.2}$  を式 (A. 9) より求める。

$$u_{3.1.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.09}{1000.66} \times 100 \times \frac{1}{\sqrt{1}} = 0.0090 \%$$

$u_{3.1.1}$  と  $u_{3.1.2}$  とを合成し、 $u_{3.1}$  を求める。

$$u_{3.1} = \sqrt{(u_{3.1.1})^2 + (u_{3.1.2})^2} = \sqrt{0.00041^2 + 0.0090^2} = 0.0090 \%$$

#### 2) $^{127}\text{I}$ 測定試料の希釈の不確かさ ( $u_{3.2}$ )

$^{127}\text{I}$  測定試料溶液の希釈には、メスフラスコ及びマイクロピペットを使用する。このことから、 $u_{3.2}$  は、前述の  $u_{2.3}$  及び  $u_{2.4}$  と同様に、メスフラスコの容量の不確かさ ( $u_{3.2.1}$ ) 及びマイクロピペットの容量の不確かさ ( $u_{3.2.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

### 2-1) メスフラスコの不確かさ ( $u_{3.2.1}$ )

$u_{3.2.1}$ は、前述の $u_{2.3}$ と同様に、メスフラスコの容量の不確かさ ( $u_{3.2.1.1}$ ) 及びメスフラスコの繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.2.1.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

### 2-2) マイクロピペットの不確かさ ( $u_{3.2.2}$ )

$u_{3.2.2}$ は、前述の $u_{2.4}$ と同様に、添加の際に使用するピペットの校正の不確かさ ( $u_{3.2.2.1}$ ) 及びそのピペットの繰り返し使用の不確かさ ( $u_{3.2.2.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

### 2-3) 不確かさの合成 ( $u_{3.2}$ )

$u_{3.2.1}$ と $u_{3.2.2}$ とを合成し、 $u_{3.2}$ を求める。

$$u_{3.2} = \sqrt{(u_{3.2.1})^2 + (u_{3.2.2})^2} \quad (\text{A. 23})$$

#### 【計算例】

許容誤差 0.05 mL の 100 mL メスフラスコで担体溶液を調製するときの $u_{3.2.1.1}$ を式 (A. 15) より求める。

$$u_{3.2.1.1} = \frac{V_i}{\sqrt{3} \times V} \times 100 = \frac{0.05}{\sqrt{3} \times 100} \times 100 = 0.029 \%$$

繰り返し測定の平均値が 100.03 g、標準偏差が 0.04 g、試料の測定回数が 1 回のときの $u_{3.2.1.2}$ を式 (A. 16) より求める。

$$u_{3.2.1.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.04}{100.03} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.040 \%$$

$u_{3.2.1}$ を式 (A. 17) より求める。

$$u_{3.2.1} = \sqrt{(u_{3.2.1.1})^2 + (u_{3.2.1.2})^2} = \sqrt{0.029^2 + 0.040^2} = 0.049 \%$$

担体溶液の添加に使用するマイクロピペットの校正証明書に記載されている校正値が 1000.0  $\mu\text{L}$ 、校正時の拡張不確かさが 0.8  $\mu\text{L}$ 、包含係数が 2 のときの $u_{3.2.2.1}$ を式 (A. 18) より求める。

$$u_{3.2.2.1} = \frac{U_{\text{pipette}}/k}{V_{\text{pipette}}} \times 100 = \frac{0.8/2}{1000.0} \times 100 = 0.040 \%$$

マイクロピペットの繰り返し測定値の平均値が 0.9974 g、標準偏差が 0.0017 g、試料の測定回数が 1 回のときの $u_{3.2.2.2}$ を式 (A. 20) より求める。

$$u_{3.2.2.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{\bar{W}} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0017}{0.9974} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.17 \%$$

担体溶液添加の不確かさ ( $u_{3.2.2}$ ) を式 (A. 21) より求める。

$$u_{3.2.2} = \sqrt{(u_{3.2.2.1})^2 + (u_{3.2.2.2})^2} = \sqrt{0.040^2 + 0.17^2} = 0.17 \%$$

$u_{3.2}$ を式 (A. 23) より求める。

$$u_{3.2} = \sqrt{(u_{3.2.1})^2 + (u_{3.2.2})^2} = \sqrt{0.049^2 + 0.17^2} = 0.18 \%$$

### 3) 検量線の不確かさ ( $u_{3.3}$ )

$n$ 個の濃度の標準溶液を測定した結果から最小二乗法により検量線を引き、 $y = ax + b$ の一次式を得た際の不確かさを次のように求める。厳密には測定ごとに評価する必要がある

が、各検量線の不確かさの差異が最終的な不確かさに与える影響は無視できるほど小さいため、機器調整や条件変更等がない限り、必ずしも測定ごとに評価する必要はない。

検量線の標準不確かさを $u(C_f)$ と定義すると、 $u(C_f)$ は標準溶液を測定して実際に得られた強度 $y_i$ と、 $y = ax + b$ に濃度 $x$ を代入して得られた強度の推定値 $y_{est}$ との差をとり、そのうちの一番大きい値を傾き $a$ で割った値を用いる<sup>\*156</sup>。

$$u(C_f) = \frac{|\text{MAX}(y_i - y_{est})|}{a} \quad (\text{A. 24})$$

$y_i$  : 標準溶液を測定して実際に得られた各強度

$y_{est}$  :  $y = ax + b$ に濃度 $x$ を代入して得られた強度 $y$ の推定値

したがって、 $u_{3.3}$ は次の式で求められる。

$$u_{3.3} = \frac{u(C_f)}{C_f} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 25})$$

$C_f$  : 測定試料の濃度

#### 【計算例】

0 µg/L～10.0 µg/L の濃度範囲の標準溶液 6 点で測定を行い、表 I . A . 2 の結果を得たとし、一次式は $y = 0.01465x + 0.00139$ であったとする。

表 I . A . 2 検量線測定の結果

|                        | 標準 1     | 標準 2    | 標準 3    | 標準 4     | 標準 5     | 標準 6    |
|------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| $x$ :濃度                | 0        | 0.1     | 0.5     | 1        | 5        | 10      |
| $y_i$ :強度 <sup>*</sup> | 0.00124  | 0.00308 | 0.00955 | 0.01566  | 0.07352  | 0.14839 |
| $y_{est}$              | 0.00138  | 0.00285 | 0.00871 | 0.01603  | 0.07462  | 0.14785 |
| $y_i - y_{est}$        | -0.00015 | 0.00023 | 0.00085 | -0.00037 | -0.00110 | 0.00054 |

<sup>\*</sup>In 内標準により補正済み

式(A. 24)より  $u(C_f)$ を求める。 $y_i - y_{est}$ は、検量線と実測点との差が一番大きい標準 5 の値を用いる。

$$u(C_f) = \frac{|\text{MAX}(y_i - y_{est})|}{a} = \frac{|-0.00110|}{0.01465} = 0.07509$$

測定した試料の濃度が 6 µg/L であったときの $u_{3.3}$ を式(A. 25)より求める。

$$u_{3.3} = \frac{u(C_f)}{C_f} \times 100 = \frac{0.07509}{6} \times 100 = 1.3 \%$$

#### 4) 検量線溶液の不確かさ ( $u_{3.4}$ )

検量線溶液は、検量線溶液原液(市販の標準溶液又はヨウ化ナトリウムを溶解した溶液)を希釈して調製する。このことから、 $u_{3.4}$ は、検量線溶液原液の不確かさ( $u_{3.4.1}$ )及び検量線溶液の希釈の不確かさ( $u_{3.4.2}$ )の相対標準不確かさを合成することによって求める。

<sup>\*156</sup> この評価方法は簡便であるが不確かさが過大に見積もられる。より適切な不確かさ評価を行いたい場合、以下の資料に他の方法が記載されているので参考にとよ。独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター:JCSS 校正における測定不確かさの評価 内挿校正式による不確かさの見積もり, JCG200S21-02 (2022)。



#### 4-1) 検量線溶液原液の不確かさ ( $u_{3.4.1}$ )

##### a) 市販の標準溶液を希釈する場合

標準溶液の成績書に記載されている拡張不確かさを用いる。標準溶液の成績書に記載されている拡張不確かさを  $U$  %、包含係数を  $k$  とすると、 $u_{3.4.1}$  は次の式で求められる。

$$u_{3.4.1} = \frac{U}{k} (\%) \quad (\text{A. 26})$$

##### b) ヨウ化ナトリウムから調製する場合

ヨウ化ナトリウムを純水に溶解し作製する。このことから、ヨウ化ナトリウムの秤量の不確かさ ( $u_{3.4.1.a}$ )、ヨウ化ナトリウムの純度の不確かさ ( $u_{3.4.1.b}$ ) 及びメスフラスコの不確かさ ( $u_{3.4.1.c}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって  $u_{3.4.1}$  を求める。

#### 【計算例】

検量線溶液の調製において、読取限界 0.0001 g の電子天秤で、ヨウ化ナトリウムの秤量値が 1.0002g のときの秤量値の丸めによる不確かさ ( $u_{3.4.1.a1}$ ) を式 (A. 8) より求める。

$$u_{3.4.1.a1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 = \frac{0.0001}{\sqrt{6} \times 1.0002} \times 100 = 0.0041 \%$$

繰り返し測定の実測値が 1.0003 g、標準偏差が 0.0002g、試料の測定回数が 1 回のときの秤量の繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.4.1.a2}$ ) を式 (A. 9) より求める。

$$u_{3.4.1.a2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0002}{1.0003} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.020 \%$$

ヨウ化ナトリウムの秤量による不確かさ ( $u_{3.4.1.a}$ ) を式 (A. 10) より求める。

$$u_{3.4.1.a} = \sqrt{0.0041^2 + 0.020^2} = 0.020 \%$$

ヨウ化ナトリウムの純度が 99.995 % のときのヨウ化ナトリウムの純度による不確かさ ( $u_{3.4.1.b}$ ) を式 (A. 14) より求める。

$$u_{3.4.1.b} = \frac{1 - (2R - 1)}{2\sqrt{3} \times R} \times 100 = \frac{1 - (2 \times 0.99995 - 1)}{2\sqrt{3} \times 0.99995} \times 100 = 0.0029 \%$$

許容誤差 0.1 mL の 100 mL メスフラスコで検量線溶液原液を調製するときのメスフラスコの容量の不確かさ ( $u_{3.4.1.c1}$ ) を式 (A. 15) より求める。

$$u_{3.4.1.c1} = \frac{V_i}{\sqrt{3} \times V} \times 100 = \frac{0.1}{\sqrt{3} \times 100} \times 100 = 0.058 \%$$

繰り返し測定の実測値が 100.05 g、標準偏差が 0.03 g、試料の測定回数が 1 回のとき、メスフラスコの繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.4.1.c2}$ ) を式 (A. 16) より求める。

$$u_{3.4.1.c2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.03}{100.05} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.030 \%$$

$u_{3.4.1.c}$  を式 (A. 17) より求める。

$$u_{3.4.1.c} = \sqrt{0.058^2 + 0.030^2} = 0.065 \%$$

$u_{3.4.1.a} \sim u_{3.4.1.c}$  を合成し、検量線溶液原液の不確かさ ( $u_{3.4.1}$ ) を求める。

$$\begin{aligned} u_{3.4.1} &= \sqrt{(u_{3.4.1.a})^2 + (u_{3.4.1.b})^2 + (u_{3.4.1.c})^2} \\ &= \sqrt{0.020^2 + 0.0029^2 + 0.065^2} = 0.068 \% \end{aligned}$$

#### 4-2) 検量線溶液の希釈の不確かさ ( $u_{3.4.2}$ )

検量線溶液を作製する際は、メスフラスコとマイクロピペットを使用する。濃度によって希釈方法が異なる場合は、不確かさが一番大きくなる時の濃度の不確かさを使用する。このことから、 $u_{3.4.2}$ は、メスフラスコの不確かさ ( $u_{3.4.2.a}$ ) 及びマイクロピペットの不確かさ ( $u_{3.4.2.b}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

#### 4-3) 不確かさの合成 ( $u_{3.4}$ )

$u_{3.4.1}$ と $u_{3.4.2}$ とを合成し、 $u_{3.4}$ を求める。

$$u_{3.4} = \sqrt{(u_{3.4.1})^2 + (u_{3.4.2})^2} \quad (\text{A. 27})$$

#### 【計算例】

10000 mg/L の検量線溶液を用いて表 I . A. 3 のように希釈を行い、0.1 µg/L の  $^{127}\text{I}$  検量線溶液を作製する場合の $u_{3.4.2}$ を求める。

表 I . A. 3 検量線溶液の希釈方法

|   | 希釈前濃度      | 使用する<br>マイクロピペット | 使用する<br>メスフラスコ | 希釈後濃度    |
|---|------------|------------------|----------------|----------|
| 1 | 10000 mg/L | 0.1 mL           | 100 mL         | 10 mg/L  |
| 2 | 10 mg/L    | 1.0 mL           | 100 mL         | 0.1 mg/L |
| 3 | 0.1 mg/L   | 0.1 mL           | 100 mL         | 0.1 µg/L |

このとき、メスフラスコは 100 mL の 1 種、マイクロピペットは 0.1 mL、1.0 mL の 2 種を使用する。このことから、 $u_{3.4.2}$ は、100 mL のメスフラスコ ( $u_{3.4.2.a}$ )、0.1 mL のマイクロピペット ( $u_{3.4.2.b}$ ) 及び 1.0 mL のマイクロピペット ( $u_{3.4.2.c}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

##### a) メスフラスコの不確かさ ( $u_{3.4.2.a}$ )

許容誤差 0.1 mL の 100 mL のメスフラスコを使用するときのメスフラスコの容量による不確かさ ( $u_{3.4.2.a1}$ ) を式(A. 15)より求める。

$$u_{3.4.2.a1} = \frac{V_i}{\sqrt{3} \times V} \times 100 = \frac{0.1}{\sqrt{3} \times 100} \times 100 = 0.058 \%$$

繰り返し測定の実験値が 100.002 g、標準偏差が 0.059 g、試料の測定回数が 1 回のときのメスフラスコの繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.4.2.a2}$ ) を式(A. 16)より求める。

$$u_{3.4.2.a2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.059}{100.002} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.059 \%$$

$u_{3.4.2.a1}$ と $u_{3.4.2.a2}$ とを合成し、 $u_{3.4.2.a}$ を求める。

$$u_{3.4.2.a} = \sqrt{(u_{3.4.2.a1})^2 + (u_{3.4.2.a2})^2} = \sqrt{(0.058)^2 + (0.059)^2} = 0.083 \%$$

##### b) マイクロピペットの不確かさ ( $u_{3.4.2.b}$ 、 $u_{3.4.2.c}$ )

はじめに、 $u_{3.4.2.b}$ を求める。使用するマイクロピペットの校正証明書に記載されている校正値が 1000.0 µL、校正時の拡張不確かさが 0.8 µL、包含係数が 2 のときのマイクロピペットの校正の不確かさ ( $u_{3.4.2.b1}$ ) を式(A. 18)より求める。

$$u_{3.4.2.b1} = \frac{U_{\text{pipette}}/k}{V_{\text{pipette}}} \times 100 = \frac{0.8/2}{1000.0} \times 100 = 0.040 \%$$

繰り返し測定の平均値が 0.9974 g、標準偏差が 0.0017 g、試料の測定回数が 1 回のときの繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.4.2.b2}$ ) を式 (A.20) より求める。

$$u_{3.4.2.b2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0017}{0.9974} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.17 \%$$

$u_{3.4.2.b1}$  と  $u_{3.4.2.b2}$  とを合成し、 $u_{3.4.2.b}$  を求める。

$$u_{3.4.2.b} = \sqrt{(u_{3.4.2.b1})^2 + (u_{3.4.2.b2})^2} = \sqrt{0.040^2 + 0.17^2} = 0.17 \%$$

次に、 $u_{3.4.2.c}$  を求める。許容誤差 0.001 mL の 0.1 mL のマイクロピペットを使用するときの容量による不確かさ ( $u_{3.4.2.c1}$ ) を式 (A.19) より求める。

$$u_{3.4.2.c1} = \frac{V_{i \text{ pipette}}}{\sqrt{3} \times V_{\text{pipette}}} \times 100 = \frac{0.001}{\sqrt{3} \times 0.1} \times 100 = 0.58 \%$$

繰り返し測定 of 平均値が 0.10008 g、標準偏差が 0.000070 g、試料の測定回数が 1 回のときの繰り返し性による不確かさ ( $u_{3.4.2.c2}$ ) を式 (A.20) より求める。

$$u_{3.4.2.c2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.000070}{0.10008} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.070 \%$$

$u_{3.4.2.c1}$  と  $u_{3.4.2.c2}$  とを合成し、 $u_{3.4.2.c}$  を求める。

$$u_{3.4.2.c} = \sqrt{(u_{3.4.2.c1})^2 + (u_{3.4.2.c2})^2} = \sqrt{0.58^2 + 0.070^2} = 0.58 \%$$

c) 不確かさの合成 ( $u_{3.4.2}$ 、 $u_{3.4}$ )

$u_{3.4.2.a} \sim u_{3.4.2.c}$  を合成し、 $u_{3.4.2}$  を求める。

$$u_{3.4.2} = \sqrt{(u_{3.4.2.a})^2 + (u_{3.4.2.b})^2 + (u_{3.4.2.c})^2} = \sqrt{0.083^2 + 0.17^2 + 0.58^2} = 0.61 \%$$

$u_{3.4.1}$  と  $u_{3.4.2}$  とを合成し、 $u_{3.4}$  を求める。

$$u_{3.4} = \sqrt{(u_{3.4.1})^2 + (u_{3.4.2})^2} = \sqrt{0.068^2 + 0.61^2} = 0.61 \%$$

5) 不確かさ ( $u_3$ ) の合成

$u_{3.1} \sim u_{3.4}$  を合成し、 $u_3$  を求める。

$$u_3 = \sqrt{(u_{3.1})^2 + (u_{3.2})^2 + (u_{3.3})^2 + (u_{3.4})^2} \quad (\text{A.28})$$

【計算例】

$u_{3.1} \sim u_{3.4}$  を合成し、 $u_3$  を式 (A.28) より求める。

$$\begin{aligned} u_3 &= \sqrt{(u_{3.1})^2 + (u_{3.2})^2 + (u_{3.3})^2 + (u_{3.4})^2} \\ &= \sqrt{0.0090^2 + 0.18^2 + 1.3^2 + 0.61^2} = 1.4 \% \end{aligned}$$

(4) ヨウ化パラジウムの秤量の不確かさ ( $u_4$ )

「A.3.1 (1) 秤量の不確かさ」における「b) 校正証明書に不確かさの記載がない場合」と同様の計算を行う。 $u_4$  は、秤量値の丸めによる不確かさ ( $u_{4.1}$ ) 及び繰り返し測定による不確かさ ( $u_{4.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

**【計算例】**

読取限界 0.1 mg の電子天秤で、秤量値が 30.06 mg のとき、 $u_{4.1}$ を式 (A. 8) より求める。

$$u_{4.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 = \frac{0.1}{\sqrt{6} \times 30.06} \times 100 = 0.14 \%$$

繰り返し測定の実験の平均値が 29.745 mg、標準偏差が 0.141 mg、試料の測定回数が 1 回のときの $u_{4.2}$ を式 (A. 9) より求める。

$$u_{4.2} = \frac{W_{STD}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.141}{29.745} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.47 \%$$

$u_{4.1}$ と $u_{4.2}$ とを合成し、 $u_4$ を求める。

$$u_4 = \sqrt{(u_{4.1})^2 + (u_{4.2})^2} = \sqrt{0.14^2 + 0.47^2} = 0.49 \%$$

**(5) Zの相対合成標準不確かさの計算**

前述のとおり、 $\frac{u(Z)}{Z}$ を求めるためには、 $u(Z)$ を計算する必要がある。このことから、まず、 $u_2$ 、 $u_3$ 及び  $u_4$ にそれぞれの入力値を乗じて $u(W_1)$ 、 $u(C_1)$ 及び $u(W_s)$ を求める。次に、式 (A. 13) により $u(Z)$ を計算した後、 $\frac{u(Z)}{Z}$ を求める。

**【計算例】**

(2)～(4)で求めた $u_2$ 、 $u_3$ 及び  $u_4$ は次のとおりである。

$$u_2 = \frac{u(W_1)}{W_1} = 0.18 \% = 0.0018$$

$$u_3 = \frac{u(C_1)}{C_1} = 1.4 \% = 0.014$$

$$u_4 = \frac{u(W_s)}{W_s} = 0.49 \% = 0.0049$$

まず、それぞれの相対標準不確かさから標準不確かさを求める。計算には、先に示した分析条件である $W_1 = 20$  mg、 $C_1 = 0.65$  mg/g及び  $W_s = 0.50$  g を用いる。

$$u(W_1) = W_1 \times u_2 = W_1 \times \frac{u(W_1)}{W_1} = 20 \text{ mg} \times 0.0018 = 0.036 \text{ mg}$$

$$u(C_1) = C_1 \times u_3 = C_1 \times \frac{u(C_1)}{C_1} = 0.65 \text{ mg/g} \times 0.014 = 0.0091 \text{ mg/g}$$

$$u(W_s) = W_s \times u_4 = W_s \times \frac{u(W_s)}{W_s} = 0.50 \text{ g} \times 0.0049 = 0.0025 \text{ g}$$

次に、式 (A. 13) より $u(Z)$ を求める。

$$\begin{aligned} u(Z) &= \sqrt{(u(W_1))^2 + W_s^2 \times (u(C_1))^2 + C_1^2 \times (u(W_s))^2} \\ &= \sqrt{0.036^2 + 0.50^2 \times 0.0091^2 + 0.65^2 \times 0.0025^2} = 0.036 \text{ mg} \end{aligned}$$

最後に、 $Z = 20.3$  mgを用いて、 $\frac{u(Z)}{Z}$ を求める。

$$\frac{u(Z)}{Z} = \frac{0.036}{20.3} \times 100 = 0.18 \%$$

(6) 回収率測定により求めた  $^{127}\text{I}$  量の不確かさ ( $u_5$ )

測定対象核種である  $^{129}\text{I}$  の回収率については、 $^{127}\text{I}$  と同一であるとし、系統的あるいは偶然的な効果によるずれはないものとして解析する。 $^{127}\text{I}$  分析における回収率は担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量とヨウ化パラジウム中の  $^{127}\text{I}$  量の合計とを比較することで求める。回収率測定により求めた  $^{127}\text{I}$  量の不確かさ ( $u_5$ ) は、測定試料のヨウ化パラジウムの秤量の不確かさより求める。

【計算例】

ヨウ化パラジウムの秤量において、読取限界 0.1 mg の電子天秤で、秤量値が 30.06 mg のときの秤量の不確かさ ( $u_{5.1}$ ) を式 (A. 8) より求める。

$$u_{5.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 = \frac{0.1}{\sqrt{6} \times 30.06} \times 100 = 0.14 \%$$

繰り返し測定の実測値が 29.745 mg、標準偏差が 0.141 mg、試料の測定回数が 1 回のときの秤量の繰り返し性による不確かさ ( $u_{5.2}$ ) を式 (A. 9) より求める。

$$u_{5.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.141}{29.745} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.47 \%$$

$u_{5.1}$  と  $u_{5.2}$  とを合成し、 $u_5$  を求める。

$$u_5 = \sqrt{(u_{5.1})^2 + (u_{5.2})^2} = \sqrt{0.14^2 + 0.47^2} = 0.49 \%$$

(7) 回収率の値  $Y$  の不確かさの合成 ( $\frac{u(Y)}{Y}$ )

(5)、(6) において求めた  $\frac{u(Z)}{Z}$  及び  $u_5$  ( $= \frac{u(W_2)}{W_2}$ ) を、式 (A. 12) より合成し、 $\frac{u(Y)}{Y}$  を求める。

【計算例】

(5)、(6) において求めた  $\frac{u(Z)}{Z}$  及び  $\frac{u(W_2)}{W_2}$  は次のとおりである。

$$\frac{u(Z)}{Z} = 0.18 \%$$

$$\frac{u(W_2)}{W_2} = 0.49 \%$$

式 (A. 12) より  $\frac{u(Y)}{Y}$  を求める。

$$\frac{u(Y)}{Y} = \sqrt{\left(\frac{u(Z)}{Z}\right)^2 + \left(\frac{u(W_2)}{W_2}\right)^2} = \sqrt{0.18^2 + 0.49^2} = 0.52 \%$$

A. 3.3  $^{129}\text{I}$  の計数効率  $\varepsilon$  の不確かさ ( $\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon}$ )

測定器の計数効率  $\varepsilon$  は、 $^{129}\text{I}$  標準溶液から調製した計数効率曲線作成用試料を測定することで求める。 $^{129}\text{I}$  測定における計数効率の求め方は次式のとおりである。

$$\varepsilon = \frac{r_{\text{std}} \times 100}{B \times Y} \quad (\text{A. 29})$$

$\varepsilon$  : 計数効率 (cps/Bq)

$r_{\text{std}}$  : 計数効率曲線作成用試料の正味計数率 (cps)

$B$  :  $^{129}\text{I}$  の添加量 (Bq)

$Y$  : 回収率 (%)

式 (A. 29) から、不確かさの要因となりうるものを抽出すると、 $B$  から (1) 標準溶液、(2) 標準溶液の分取、 $r_{std}$  から (3) 効率曲線用試料の測定及び (4) 効率曲線用試料の回収率となる。これらの要因について、相対標準不確かさを合成することで、計数効率の不確かさ ( $\frac{u(\varepsilon_s)}{\varepsilon_s}$ ) を求める。

(1) 標準溶液の不確かさ ( $u_6$ )

標準溶液の成績書に記載されている拡張不確かさを用いて、 $u_6$  を求める。

$$u_6 = \frac{U_{std}}{k} (\%) \quad (\text{A. 30})$$

$U_{std}$  : 標準溶液の拡張不確かさ (%)

$k$  : 包含係数

【計算例】

$^{129}\text{I}$  標準溶液の拡張不確かさが 6.0 %、包含係数が 2 であるときの  $u_6$  を式 (A. 30) より求める。

$$u_6 = \frac{U_{std}}{k} = \frac{6.0}{2} = 3.0 \%$$

(2) 標準溶液の分取による不確かさ ( $u_7$ )

前述の  $u_3$  と同様に、添加の際に使用するピペットの校正の不確かさ ( $u_{7.1}$ ) 及びそのピペットの繰り返し性による不確かさ ( $u_{7.2}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

【計算例】

標準溶液を添加する 5 mL マイクロピペットの校正値が 5014.5  $\mu\text{L}$ 、校正時の拡張不確かさが 2.8  $\mu\text{L}$ 、包含係数が 2 であるときの  $u_{7.1}$  を式 (A. 18) より求める。

$$u_{7.1} = \frac{U_{\text{pipette}}/k}{V_{\text{pipette}}} \times 100 = \frac{2.8/2}{5014.5} \times 100 = 0.028 \%$$

繰り返し測定の平均値が 5.0018 g、標準偏差が 0.0034 g、試料の測定回数が 1 回のときの繰り返し性による不確かさ ( $u_{7.2.2}$ ) を式 (A. 20) より求める。

$$u_{7.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0034}{5.0018} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.068 \%$$

$u_{7.1}$  と  $u_{7.2}$  とを合成し、標準溶液の分取による不確かさ ( $u_7$ ) を求める。

$$\begin{aligned} u_7 &= \sqrt{(u_{7.1})^2 + (u_{7.2})^2} \\ &= \sqrt{0.028^2 + 0.068^2} = 0.074 \% \end{aligned}$$

(3) 効率曲線用試料の測定による不確かさ ( $u_8$ )

測定によって得られた効率曲線用試料の計数と計数に係る不確かさから、相対標準不確かさを算出する。

$$u_8 = \frac{\sigma_{\text{std}}}{r_{\text{std}}} \times 100(\%) \quad (\text{A. 31})$$

$r_{\text{std}}$  : 効率曲線用試料の計数率  
 $\sigma_{\text{std}}$  : 計数の統計による不確かさ

【計算例】

標準溶液から効率曲線用試料を調製後測定し、計数率 13.117、計数の統計による不確かさ 0.061 であるときの  $u_8$  を式 (A.31) より求める。

$$u_8 = \frac{0.061}{13.117} \times 100 = 0.47 \%$$

(4) 効率曲線用試料の回収率の不確かさ ( $u_9$ )

効率曲線用試料の回収率は、式 (A.32) より求める。

$$Y = \frac{W_p \times R}{W_1} \times 100 (\%) \quad (\text{A.32})$$

$Y$  : 回収率 (%)  
 $W_1$  : 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量 (mg)  
 $W_p$  : ヨウ化パラジウムの沈殿重量 (mg)  
 $R$  : ヨウ化パラジウム中の  $^{127}\text{I}$  重量比 (0.7046)

式 (A.32) から、効率曲線用試料の回収率の不確かさとなりうる要因は、1) ヨウ化パラジウムの秤量、2) 添加した標準溶液中のヨウ素量となるので、これらの要因について不確かさを合成し、 $u_9$  を求める。

1) ヨウ化パラジウムの秤量による不確かさ ( $u_{9,1}$ )

「A.3.1 供試量の不確かさ」と同様の計算を行う。

2) 標準溶液の分取による不確かさ ( $u_{9,2}$ )

「A.3.2 回収率の不確かさ」の「(2) 担体として加えた  $^{127}\text{I}$  量の不確かさ」と同様の計算を行う。

(5) 計数効率の値  $\varepsilon$  の不確かさの合成 ( $\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon}$ )

$u_6 \sim u_9$  を合成し、 $\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon}$  を求める。

$$\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon} = \sqrt{(u_6)^2 + (u_7)^2 + (u_8)^2 + (u_9)^2} \quad (\text{A.33})$$

【計算例】

ヨウ化パラジウムの秤量において、読取限界 0.1 mg の電子天秤で秤量値が 30.2 mg のときの秤量値の丸めの不確かさ ( $u_{9,1.1}$ ) を式 (A.8) より求める。

$$u_{9,1.1} = \frac{l}{\sqrt{6} \times W} \times 100 = \frac{0.1}{\sqrt{6} \times 30.2} \times 100 = 0.14 \%$$

繰り返し測定の平均値が 29.7 mg、標準偏差が 0.1 mg、試料の測定回数が 1 回のときの秤量の繰り返し性による不確かさ ( $u_{9,1.2}$ ) を式 (A.9) より求める。

$$u_{9,1.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.1}{29.7} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.34 \%$$

$u_{9.1}$ を式 (A. 10) より求める。

$$u_{9.1} = \sqrt{(u_{9.1.1})^2 + (u_{9.1.2})^2} = \sqrt{0.14^2 + 0.34^2} = 0.37 \%$$

マイクロピペットの校正値が 5014.5  $\mu$ L、校正時の拡張不確かさが 2.8  $\mu$ L、包含係数が 2 であるときの校正の不確かさ ( $u_{9.2.1}$ ) を式 (A. 18) より求める。

$$u_{9.2.1} = \frac{U_{\text{pipette}}/k}{V_{\text{pipette}}} \times 100 = \frac{2.8/2}{5014.5} \times 100 = 0.028 \%$$

繰り返し測定の平均値が 5.0018 g、標準偏差が 0.0034 g、試料の測定回数が 1 回のときの繰り返し性による不確かさ ( $u_{9.2.2}$ ) を式 (A. 20) より求める。

$$u_{9.2.2} = \frac{W_{\text{STD}}}{W} \times \frac{1}{\sqrt{n}} \times 100 = \frac{0.0034}{5.0018} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 100 = 0.068 \%$$

$u_{9.2}$ を式 (A. 21) より求める。

$$u_{9.2} = \sqrt{(u_{9.2.1})^2 + (u_{9.2.2})^2} = \sqrt{0.028^2 + 0.068^2} = 0.074 \%$$

$u_{9.1}$ と $u_{9.2}$ とを合成し、効率曲線用試料の回収率の不確かさ ( $u_9$ ) を求める。

$$u_9 = \sqrt{(u_{9.1})^2 + (u_{9.2})^2} = \sqrt{0.37^2 + 0.074^2} = 0.38 \%$$

計数効率の不確かさ ( $\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon}$ ) を式 (A. 33) より求める。

$$\begin{aligned} \frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon} &= \sqrt{(u_6)^2 + (u_7)^2 + (u_8)^2 + (u_9)^2} \\ &= \sqrt{3.0^2 + 0.074^2 + 0.47^2 + 0.38^2} = 3.1 \% \end{aligned}$$

### A. 3. 4 $^{129}\text{I}$ の正味計数率 $r_n$ の不確かさ ( $\frac{u(r_n)}{r_n}$ )

$^{129}\text{I}$  測定においては、測定試料の計数率をバックグラウンド計数率で差し引いた正味計数率に、検出器の計数効率及び回収率補正を行い、放射能濃度を算出する。このことから、 $\frac{u(r_n)}{r_n}$ は、計数の統計による不確かさ ( $u_{10}$ )、測定系の変動による不確かさ ( $u_{11}$ ) の相対標準不確かさを合成することによって求める。

(1) 計数の統計による不確かさ ( $u_{10}$ )

測定によって得られた未知試料の計数率と計数の統計による不確かさから、相対標準不確かさを算出する。

$$u_{10} = \frac{\sigma_{r_n}}{r_n} \times 100 (\%) \quad (\text{A. 34})$$

$r_n$  : 未知試料の正味計数率  
 $\sigma_{r_n}$  : 計数の統計による不確かさ

#### 【計算例】

試料の測定時間を 60 分、未知試料の計数値を 1500 カウント、バックグラウンド計数値を 8 カウントと仮定したときの正味計数率 $0.4144 \pm 0.0108$  cpsの計数の統計による不確かさ $u_{10}$ を式 (A. 34) より求める。

$$u_{10} = \frac{\sigma_{r_n}}{r_n} \times 100 = \frac{0.0108}{0.4144} \times 100 = 2.6 \%$$



(2) 測定系の変動による不確かさ ( $u_{11}$ )

測定系の変動による不確かさは、測定器の安定性、つまり、変動幅の許容基準を求めることによって見積もることができる。

例えば、日常の精度管理として、チェック用線源を一定の条件で測定した際、得られた計数率と成績書の値との差が一定値の範囲内であること、もしくは、得られた計数率と過去 1 年間のチェック用線源の平均値との差が標準偏差の 3 倍以内であること等、変動幅の許容基準  $\pm R$  を設け、その値を不確かさの算出に用いることができる。

$u_{11}$  は、変動幅の許容基準を上下限とする、矩形分布となるため、次の式で求められる。

$$u_{11} = \frac{R}{\sqrt{3}} \times 100(\%) \quad (\text{A. 35})$$

$R$  : 変動幅の許容基準の上限

(3)  $^{129}\text{I}$  の正味計数率の不確かさの合成 ( $\frac{u(r_n)}{r_n}$ )

$u_{10}$  と  $u_{11}$  とを合成し、 $\frac{u(r_n)}{r_n}$  を求める。

$$\frac{u(r_n)}{r_n} = \sqrt{(u_{10})^2 + (u_{11})^2} \quad (\text{A. 36})$$

【計算例】

チェック用線源の測定によって求めた変動幅の許容基準が  $\pm 0.6$  % のときの  $u_{11}$  を式 (A. 35) より求める。

$$u_{11} = \frac{R}{\sqrt{3}} \times 100 = \frac{0.006}{\sqrt{3}} \times 100 = 0.35 \%$$

試料の測定の不確かさ ( $\frac{u(r_n)}{r_n}$ ) を式 (A. 36) より求める。

$$\frac{u(r_n)}{r_n} = \sqrt{(u_{10})^2 + (u_{11})^2} = \sqrt{2.6^2 + 0.35^2} = 2.6 \%$$

A. 3. 5  $^{129}\text{I}$  の放射能濃度  $A$  の不確かさ ( $\frac{u(A)}{A}$ )

式 (A. 6) より A. 3. 1～A. 3. 4 で求めたそれぞれの相対標準不確かさを合成し、 $\frac{u(A)}{A}$  を求める。

【計算例】

A. 3. 1～A. 3. 4 で求めた相対標準不確かさは次のとおりである。

$$\frac{u(W_s)}{W_s} = 0.011 \%$$

$$\frac{u(Y)}{Y} = 0.52 \%$$

$$\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon} = 3.1 \%$$

$$\frac{u(r_n)}{r_n} = 2.6 \%$$

$\frac{u(A)}{A}$ を式(A.6)より求める。

$$\begin{aligned}\frac{u(A)}{A} &= \sqrt{\left(\frac{u(W_s)}{W_s}\right)^2 + \left(\frac{u(Y)}{Y}\right)^2 + \left(\frac{u(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^2 + \left(\frac{u(r_n)}{r_n}\right)^2} \\ &= \sqrt{0.011^2 + 0.52^2 + 3.1^2 + 2.6^2} = 4.1 \%\end{aligned}$$

今回の計算例では不確かさ要因で寄与が大きいものは標準溶液に係る不確かさ及び計数の統計による不確かさであった。環境試料の測定において、検出される  $^{129}\text{I}$  は低濃度であることが多く、計数の統計による不確かさの寄与が大きくなる場合が多い。各不確かさ要因の寄与の大きさを比較し、寄与の大きい要因については、分析及び測定条件を見直すことによって不確かさを小さくできるか検討することが望ましい。この例の場合では、標準溶液に係る不確かさの寄与が最も大きくなる。標準溶液の製造元や製造方法、製造ロットにより不確かさが異なると考えられるため、使用する標準溶液を更新する際は、不確かさの計算を行い、評価したうえで購入することが望ましい。本測定法の計算例は様々な要因の評価手法の習得に資する目的で寄与の小さい要因についてもあえて記載しているが、実際に不確かさ評価に取り組む場合には、まずは標準溶液に係る不確かさと計数の統計による不確かさを最優先して評価するとよい。さらに、寄与の大きい不確かさの要因を確実に評価するためには今回の計算例の各要因の不確かさを参考にして、不確かさが大きそうな要因を追加で評価して、計数の統計による不確かさと合成し、この不確かさの要因を考慮すべきかどうかを判断するとよい。

## 解説 B 検出下限値の計算例

### B.1 ISO 11929 による検出下限値

#### B.1.1 概念

ISO 11929 による検出下限値はバックグラウンド値及び測定値それぞれの分布について、第 1 種の過誤、第 2 種の過誤による概念を導入し、決定しきい値及び検出下限値を定義している<sup>\*157</sup>。

さらに、それぞれの分布の標準偏差に不確かさを取り扱えるようにしたものである。Kaiser の方法では測定値の分布の標準偏差は計数に係る不確かさをを用いるが、ISO 11929 による検出下限値では、分布の標準偏差は、「測定における不確かさの表現のガイド」(GUM) に基づき測定値の合成標準不確かさをを用いる<sup>\*158</sup>。

#### B.1.2 決定しきい値( $A^*$ )

物理的影響が存在すると決定する値で、次のようなブランク測定の分布により定義され、次の式で表される。

$$A^* = k_{1-\alpha} \times \tilde{u}(0) \quad (\text{B.1})$$

$A^*$  : 決定しきい値

$k_{1-\alpha}$  : 信頼度  $1 - \alpha$  となる係数

$\tilde{u}(0)$  : 一次推定値が 0 の場合の測定値の不確かさ

測定の対象となる放射性核種を全く含まないバックグラウンド測定において、測定値は図 I.B.1 のような分布 ( $\mu = 0$ ) となる。この分布において、信頼度  $1 - \alpha$  となる区間の上限値を超える測定値を、ブランクとは有意に異なり物理的影響が存在する「第 1 種の過誤」の値として、決定しきい値とする。このとき、第一種の過誤となる確率は  $\alpha$  である。

---

<sup>\*157</sup> ISO 11929-1:2019, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation Fundamentals and application Part 1: Elementary applications (2019)

<sup>\*158</sup> 今井秀孝 他 著: 日本規格協会出版、2018 年 6 月 27 日発行、ISBN : 9784542307056




図 I . B. 1 決定しきい値

### B. 1. 3 検出下限値( $A^\#$ )

測定値がブランクによるものだけではなく試料に由来するものであるとする値で、次のように定義される。

$$A^\# = a^* + k_{1-\beta} \times \tilde{u}(A^\#) \quad (\text{B. 2})$$

$A^\#$  : 検出下限値

$k_{1-\beta}$  : 検出力  $1 - \beta$  となる係数

$\tilde{u}(a^\#)$  : 一次推定値が  $A^\#$  の場合の測定値の不確かさ

サンプルの測定において、測定値の一次推定値が決定しきい値より大きい値ではあるが決定しきい値に近い値であるとき、測定値は図 I . B. 2 のような分布となり、ブランク測定の分布と重なる。




図 I . B . 2 測定値の一次推定値が決定しきい値に近い値のときの測定値の分布

このとき、図 I . B . 3 の赤で示された区間の測定値は決定しきい値を下回り物理的影響は存在しないと判断される。そこで、サンプル測定分布において、検出力  $1 - \beta$  となる区間を設け、図 I . B . 3 のように、その区間の下限値が決定しきい値と一致するときの測定値の一次推定値を検出下限値とする。このとき、第二種の過誤となる確率は  $\beta$  である。




図 I . B . 3 検出下限値

検出下限値は、ガイドライン値  $A_r$  との比較により測定手順の評価に用いられる。 $A^\# < A_r$  のとき、測定手順は適切と評価される。 $A^\# > A_r$  となった場合、測定時間を長くする、カウントを見直すなど、検出下限値を減らす必要がある。ISO 11929-4:2022 では一般的な測定においてはガイドライン値  $A_r$  を 3 Bq としている。(バックグラウンドのカウントが少ない場合については 0.1 Bq と定めている。)

ここで、ISO 11929-1:2019 によるガイドライン値  $A_r$  とは検出能力に関して科学的、法的又はその他の要件に対応する値であり、更に検出下限値との比較により測定手順の評価を目的とした値のことである。

注記 1 例としてガイドライン値は放射能、比放射能、放射能濃度、放射能面密度又は線量率として与えられる。

注記 2 検出下限値とガイドライン値とを比較することにより、測定手順がガイドライン値によって定められた要件を満たしているかどうかを判断することができ、したがって、測定目的に適しているかどうかが決定的される。測定手順は、検出限界がガイドライン値より小さい場合に要件を満たす。

注記 3 ガイドライン値は適合要求又は規制制限に規定される他の値と混合しないようにする。

図 I . B. 4 は決定しきい値と検出下限値の概念を 1 つの図にまとめたものである。




図 I . B. 4 ISO 11929 による検出下限値の概念

#### B.1.4 ISO 11929 による検出下限値算出例

ISO 11929-4<sup>\*159</sup> に記載されているモデル式を用いて、決定しきい値及び検出下限値を導出する。

(1) 計数値から放射能を求める一般式

$$A = r_n \times w = (r_s - r_0) \times w \quad (\text{B. 3})$$

$A$  : 測定値 (放射能濃度)

$r_n$  : 正味計数率

$w$  : 計数率から放射能への換算係数。検出効率を $\varepsilon$ 、化学回収率を $Y$ 、供試量(kg、L等)を $W_s$ 、減衰補正係数を $DF$ としたとき、

$$w = \frac{1}{\varepsilon \times Y \times W_s \times DF}$$

が成り立つ。

ただし、測定量 $A$ を放射能として求める場合、 $W_s$ は不要である。

$r_s$  : サンプル測定 of 計数率。サンプル測定 of 計数を  $N_s$ 、測定時間を  $t_s$  としたとき、 $r_s = N_s/t_s$  が成り立つ。

$r_0$  : バックグラウンド測定 of 計数率。バックグラウンド測定 of 計数を  $N_0$ 、測定時間を  $t_0$  としたとき、 $r_0 = N_0/t_0$  が成り立つ。

このとき、 $r_n$  及び  $w$  の不確かさをそれぞれ  $u(r_n)$ 、 $u(w)$  としたとき、 $A$  の不確かさ  $u(A)$  は以下で表される。

$$u(A) = r_n \times w \times \sqrt{\left(\frac{u(r_n)}{r_n}\right)^2 + \left(\frac{u(w)}{w}\right)^2} \quad (\text{B. 4})$$

$$= \sqrt{w^2 u^2(r_n) + r_n^2 u^2(w)} \quad (\text{B. 5})$$

さらに、(B. 3)から  $r_n = A/w$  及び  $u(r_n) = \sqrt{r_s/t_s + r_0/t_0}$  であることから、(B. 5)に代入すると、以下で表される。

$$u(A) = \sqrt{w^2 \left( \frac{r_s}{t_s} + \frac{r_0}{t_0} \right) + A^2 \frac{u^2(w)}{w^2}} \quad (\text{B. 6})$$

$u^2(w)/w^2$  は測定 of 計数に係わる不確かさを除いた相対標準不確かさ  $u_{rel}(w)$  を表している。

ISO 11929 における決定しきい値及び検出下限値を算出するためには、測定値 of 一次推定値 $\tilde{a}$ を変数とした測定値 of 不確かさ of 関数  $\tilde{u}(\tilde{A})$  が必要となる。(B. 3)から、一次推定値  $\tilde{A}$  を用いて次の式が表される。

---

<sup>\*159</sup> ISO 11929-4:2022, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 4: Guidelines to applications (2022)



$$r_s = \frac{\tilde{A}}{w} + r_b \quad (\text{B. 7})$$

これを (B. 6) に代入して、次の式が得られる。

$$\tilde{u}(\tilde{A}) = \sqrt{w^2 \left( \frac{\left( \frac{\tilde{A}}{w} + r_0 \right)}{t_s} + \frac{r_0}{t_0} \right) + \tilde{A}^2 \frac{u^2(w)}{w^2}} \quad (\text{B. 8})$$

(2) 決定しきい値

式 (B. 8) に測定値の一次推定値  $\tilde{A} = 0$  を代入し、(B. 1) における  $\tilde{u}(0)$  に代入する。

$$A^* = k_{1-\alpha} w \sqrt{\frac{N_0}{t_0 \times t_s} + \frac{N_0}{t_0^2}} \quad (\text{B. 9})$$

$A^*$  : 決定しきい値 (Bq 又は Bq/kg、Bq/L 等)

$k_{1-\alpha}$  : 第一種の過誤 (ないものを在るとする過誤) を起こさないための係数

(3) 検出下限値

検出下限値を  $A^\#$  としたとき、式 (B. 8) に  $A^\#$  を代入し、(B. 2) の  $\tilde{u}(A^\#)$  に代入する。

$$\begin{aligned} A^\# &= A^* + k_{1-\beta} \sqrt{w^2 \left( \left( \frac{A^\#}{w} + r_0 \right) / t_s + \frac{r_0}{t_0} \right) + A^{\#2} \frac{u^2(w)}{w^2}} \\ (A^\# - A^*)^2 &= k_{1-\beta}^2 \left[ w^2 \left( \left( \frac{A^\#}{w} + r_0 \right) / t_s + \frac{r_0}{t_0} \right) + A^{\#2} \frac{u^2(w)}{w^2} \right] \\ (1 - k_{1-\beta}^2 u_{rel}^2(w)) A^{\#2} - 2 A^* A^\# + A^{*2} &= k_{1-\beta}^2 w^2 \left( \frac{A^\#}{w t_s} + \frac{r_0}{t_s} + \frac{r_0}{t_0} \right) \end{aligned} \quad (\text{B. 10})$$

ここで、 $k_{1-\alpha} = k_{1-\beta} = k$  としたとき、(B. 9) から

$$A^{*2} = k w \left( \frac{r_0}{t_s} + \frac{r_0}{t_0} \right)$$

となるため、この式を (B. 10) に代入する。

$$\begin{aligned} (1 - k^2 u_{rel}^2(w)) A^{\#2} - 2 A^* A^\# + A^{*2} &= \frac{k^2 w}{t_s} A a^\# + A^{*2} \\ (1 - k^2 u_{rel}^2(w)) A^{\#2} - \left( 2 A^* + \frac{k^2 w}{t_s} \right) A^\# &= 0 \end{aligned}$$

2 次方程式を解くことにより、検出下限値が得られる。

$$A^\# = \frac{2 A^* + (k^2 w)/t_s}{1 - k^2 u_{rel}^2(w)} \quad (\text{B. 11})$$

$A^\#$  : 検出下限値 (Bq 又は Bq/kg、Bq/L 等)

$k$  : 包含係数  $k = k_{1-\alpha} = k_{1-\beta}$

$k_{1-\beta}$  : 第二種の過誤（在るものをないとする過誤）を起こさないための係数

一般的に、 $\alpha = \beta = 0.05$  (5 %) ( $k_{1-\alpha} = k_{1-\beta} \cong 1.645$ ) としている。

$u_{rel}(w)$  : 換算係数  $w$  の相対標準不確かさ

試料測定の数値に係る不確かさを除き、測定に係わる全ての不確かさを合成した相対標準不確かさ

## B.2 Kaiser 法における検出下限値

サンプルの測定において、測定の対象となる放射性核種が全く含まれていないとき、バックグラウンドの正味計数値は図 I.B.5 のような分布となる。このとき、正味計数率を  $r_n$ 、計数の統計による不確かさを  $\sigma$  とすると、 $r_{DL} = k\sigma$  となる検出しうる限界の計数率として、検出下限値を定義する。

$$r_{DL} = k\sigma \quad (\text{B. 12})$$

$\sigma$  : 計数に係る不確かさ  
 $k$  : 包含係数 (3 とすることが多い)




図 I.B.5 Kaiser 法による検出下限値の概念図

$r_{DL}$  及び  $\sigma$  は次の式で表される。

$$r_{DL} = r_s - r_0 \quad (\text{B. 13})$$

$$\sigma^2 = \frac{r_s}{t_s} + \frac{r_0}{t_0} \quad (\text{B. 14})$$

$r_s$  : 試料の全計数率 (cps)  
 $r_0$  : バックグラウンド計数率 (cps)  
 $t_s$  : 試料の測定時間 (s)  
 $t_0$  : バックグラウンドの測定時間 (s)

(B. 13) 及び (B. 14) を (B. 12) に代入し、 $r_{DL}$  について二次方程式を解くことで、検出しうる限界の計数率が得られる。

$$r_{DL} = \frac{\frac{k^2}{t_s} + k\sqrt{\left(\frac{k}{t_s}\right)^2 + 4r_0\left(\frac{1}{t_s} + \frac{1}{t_0}\right)}}{2} \quad (\text{B. 15})$$

得られた検出し得る限界の計数率を放射能又は放射能濃度に換算し、検出下限値とする。

### B.3 検出下限値の計算例

ここでは、Kaiser 法及び ISO 11929 による検出下限値を算出する。

#### 【測定条件 (LBC 測定)】

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 分析試料                                | 水                      |
| 供試量 $W_s$                           | 49.689 (mL)            |
| 試料の測定時間 $t_s$                       | 18000 (s)              |
| 試料の計数値 $N_s$                        | 9845 (カウント)            |
| バックグラウンドの測定時間 $t_0$                 | 36000 (s)              |
| バックグラウンドの計数値 $N_0$                  | 81 (カウント)              |
| 試料の回収率 $Y_l$                        | 90.26 (%)              |
| 試料の検出効率 $\varepsilon$               | 2.978 (%)              |
| 秤量に係る不確かさ $u_{rel}(weighting)$      | 0.0002 (%)             |
| 担体添加に係る不確かさ $u_{rel}(carrier)$      | 0.06 (%)               |
| 回収率に係る不確かさ $u_{rel}(Y)$             | 0.07 (%)               |
| 測定器校正に係る不確かさ $u_{rel}(\varepsilon)$ | 3.39 (%)               |
| $^{129}\text{I}$ の半減期 $T_{1/2}$     | $1.57 \times 10^7$ (y) |

- (1) サンプルの計数率  $r_s$  (cps) 及びバックグラウンド計数率  $r_0$  (cps) は、それぞれ以下のようになる。

$$\begin{aligned} r_s &= N_s / t_s \\ &= 9845 / 18000 = 0.54694 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_0 &= N_0 / t_0 \\ &= 81 / 36000 = 0.00225 \end{aligned}$$

よって、正味計数率  $r_n$  (cps) とその不確かさ  $u(r_n)$  は次のようになる。

$$\begin{aligned} r_n &= r_s - r_0 \\ &= 0.54694 - 0.00225 = 0.54469 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(r_n) &= \sqrt{\frac{r_s}{t_s} + \frac{r_0}{t_0}} \\ &= \sqrt{\frac{0.54694}{18000} + \frac{0.00225}{36000}} = 0.005518 \end{aligned}$$

- (2) 半減期補正係数  $DF$  を求める。このとき、試料採取から測定までの経過時間  $E$  (y) を求める必要があるが、 $^{129}\text{I}$  の半減期が  $1.57 \times 10^7$  年と長いことから、この経過時間は半減期と比べはるかに短いため、減衰の影響を無視できることから 0 と近似することができる。

$$DF = \exp\left(\frac{\ln(0.5) \times E}{T_{1/2}}\right)$$

$$\Rightarrow \exp\left(\frac{\ln(0.5) \times 0}{1.57 \times 10^7}\right) = 1$$

(3) 換算係数  $w$  (/mL) とその不確かさ  $u(w)$  及び相対標準不確かさ  $u_{rel}(w)$ を求める。

$$w = \frac{1}{\varepsilon \times Y_l \times d \times m}$$

$$= \frac{1}{2.978/100 \times 90.26/100 \times 1 \times 49.689} = 0.7487$$

$$u(w) = w \sqrt{u_{rel}^2(weighting) + u_{rel}^2(carrier) + u_{rel}^2(Y) + u_{rel}^2(\varepsilon)}$$

$$= 0.7487 \times \sqrt{\left(\frac{0.0002}{100}\right)^2 + \left(\frac{0.06}{100}\right)^2 + \left(\frac{0.07}{100}\right)^2 + \left(\frac{3.39}{100}\right)^2} = 0.02539$$

$$u_{rel}(w) = \frac{u(w)}{w}$$

$$= \frac{0.02539}{0.7487} = 0.03391$$

(4) 放射能濃度  $A$  (Bq/mL) 及び合成標準不確かさ  $u(A)$  (Bq/mL) を求める。

$$A = r_n \times w$$

$$= 0.54469 \times 0.7487 = 0.4078$$

$$u(A) = A \times \sqrt{\left(\frac{u(r_n)}{r_n}\right)^2 + \left(\frac{u(w)}{w}\right)^2}$$

$$= 0.4078 \times \sqrt{\left(\frac{0.005518}{0.54469}\right)^2 + \left(\frac{0.02539}{0.7487}\right)^2} = 0.01443$$

ここから、まず Kaiser 法による検出下限値を求める。求める上で検出しうる計数率  $r_{DL}$  (cps) は(B. 15)により得られる。(このとき、 $k = 3$  とする。)

$$r_{DL} = \frac{\frac{k^2}{t_s} + k \sqrt{\left(\frac{k}{t_s}\right)^2 + 4 r_0 \left(\frac{1}{t_s} + \frac{1}{t_0}\right)}}{2}$$

$$= \frac{\frac{3^2}{18000} + 3 \sqrt{\left(\frac{3}{18000}\right)^2 + 4 \times 0.00225 \times \left(\frac{1}{18000} + \frac{1}{36000}\right)}}{2}$$

$$= 0.001573$$

さらに、供試量、計数効率などを用いて放射能濃度に換算し、検出下限値  $A_{Kaiser}^{\#}$  (Bq/mL) が求められる。

$$A_{Kaiser}^{\#} = \frac{r_{DL}}{W_s \times \varepsilon \times Y_l}$$

$$= \frac{0.0015729}{49.689 \times \frac{2.978}{100} \times \frac{90.26}{100}} = 0.001178$$

次に、ISO 11929 による検出下限値  $A_{ISO11929}^{\#}$  (Bq/mL) は、(B. 9) 及び (B. 11) から決定しきい値 ( $A^*$ ) (Bq/mL) とともに得られる。(このとき、 $k = 1.645$  とする。)

$$\begin{aligned} A^* &= k_{1-\alpha} \times w \times \sqrt{\frac{N_0}{t_0 t_s} + \frac{N_0}{t_0^2}} \\ &= 1.645 \times 0.7487 \times \sqrt{\frac{81}{36000 \times 18000} + \frac{81}{36000^2}} = 0.0005333 \\ A_{ISO11929}^{\#} &= \frac{2 A^* + \frac{k^2 \times w}{t_s}}{1 - k^2 \times u_{rel}^2(w)} \\ &= \frac{2 \times 0.0005333 + \frac{1.645^2 \times 0.7487}{18000}}{1 - 1.645^2 \times 0.03391^2} = 0.001183 \end{aligned}$$

以上の結果を表 I. B. 1 にまとめた。

表 I. B. 1 各パラメータと各算出方法における検出下限値

| パラメータ    |                  | Kaiser 法               | ISO 11929 |
|----------|------------------|------------------------|-----------|
| 放射能濃度    | $A$ (Bq/mL)      | 0.4078                 |           |
| 合成標準不確かさ | $u(A)$ (Bq/mL)   | 0.014                  |           |
| 決定しきい値   | $A^*$ (Bq/mL)    | 0.001178 <sup>※1</sup> | 0.0005333 |
| 検出下限値    | $A^{\#}$ (Bq/mL) | 0.001178               | 0.001183  |

※1 Kaiser 法では決定しきい値＝検出下限値である。

## 解説 C 土壌中の $^{129}\text{I}$ 濃度に基づく精米、葉菜及びジャガイモ中の $^{129}\text{I}$ 濃度の推定

生物試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度は低く、検出されないことが多いが、生育時に使用した土壌の  $^{129}\text{I}$  濃度から、以下の計算により推定することができる。

$$A_{crop} = A_{soil} \times TF$$

$A_{crop}$  : 生物試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度 (Bq/g)

$A_{soil}$  : 土壌試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度 (Bq/g)

$TF$  : 移行係数

平常時の移行係数は、精米は  $0.002^{*160}$ 、葉菜は  $0.003 \sim 0.016^{*161}$  である。

また、「1F 事故」後の 2019 年度に、福島県内で採取されたジャガイモと土壌試料の間の  $^{129}\text{I}$  の移行係数は、幾何平均値で  $0.00021$  であると報告された<sup>\*162</sup>。

---

<sup>\*160</sup> Y.Muramatsu et al.: Some considerations on the sorption and desorption phenomena of iodine and iodate on soil, Water, Air and Soil Pollution, 521, 157-171 (1989)

<sup>\*161</sup> Y.Muramatsu et al.: Tracer experiments on the behavior of radioiodine in the soil-plant-atmosphere system, Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 194, 303-310 (1995)

<sup>\*162</sup> 塚田祥文: 分担研究報告書 1 農作物中 Cs と長半減期核種の濃度測定に関する研究 (研究課題名: 食品中の放射性物質濃度の基準値に対する放射性核種濃度比の検証とその影響評価に関する研究), 2020 年度 厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 食品の安全確保推進研究 (2021)





## 付 録



## 分析フロー

### (1) 大気浮遊じん

#### (1)-1. 燃焼-活性炭吸着法

##### ①前処理

ろ紙及び活性炭ろ紙、又は活性炭カートリッジ

石英管の内管に詰める（両端に石英ウールを詰める）

← ヨウ素担体溶液（20 mgI/mL） 1 mL

##### ②試料の燃焼

外管に活性炭 3 g を入れる（両端に石英ウール）

電気炉(B)の位置する部分に、酸化銅を含んだ石英ウールを詰める

外管を燃焼装置に、内管を外管に取り付ける

← 電気炉(C) 150 °C

##### 燃焼

← 内管：窒素ガス 100 mL/min

← 外管：酸素ガス 200 mL/min

← 電気炉(B) 1000 °C

電気炉(A)を試料の右端へ移動

← 電気炉(A) 240 °C

電気炉(A)を電気炉(B)へ移動

電気炉(A)を電気炉(B)に接触

← 電気炉(A) 280 °C (1 時間)

← 電気炉(A) 350 °C (2~3 時間)

電気炉(A)を試料の右端へ移動

← 電気炉(A) 400 °C

← 内管：酸素ガス 50 mL/min

電気炉(A)を電気炉(B)へ移動（内管の窒素ガス流量を少なくする）

← 電気炉(A) 600 °C

← 内管：酸素ガス 100 mL/min

電気炉(A)が電気炉(B)に触れたら、電気炉(A)を試料の中心へ移動

← 電気炉(A) 1000 °C

← 電気炉(B) 500 °C

← 電気炉(A) 電源 OFF


試料の燃焼終了

### ヨウ素吸着済みの活性炭の燃焼

↓  
トラップ管に新たな活性炭 0.5 g を入れる（両端に石英ウール）  
↓  
外管左端にトラップ管を接続  
トラップ管を電気炉(C)に、(D)右端を電気炉(B)左端にセット  
| ← 外管・内管：酸素ガス 50 mL/min  
↓  
電気炉(B)を左へ移動  
↓  
活性炭(3 g)の燃焼終了

### ③燃焼後のヨウ素の化学分離

活性炭 0.5 g を 50 mL 三角フラスコへ  
| ← 水酸化ナトリウム溶液 (24 w/v%) 20 mL  
↓  
空気冷却管を取り付け、加熱・浸出  
↓  
冷却  
↓  
吸引ろ過  
|-----|  
ろ液を 100 mL 分液漏斗へ 残留物は廃棄  
| ← キシレン 20 mL  
| ← 硝酸 8 mL (pH 1 に調整)  
| ← 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 5 mL  
↓  
激しく振り混ぜる (2 分間)  
|-----|  
有機相は別の 100 mL 分液漏斗へ移す 水相  
|-----| ← キシレン 20 mL  
|-----| 激しく振り混ぜる (2 分間)  
|-----|  
有機相を合わせる 水相は廃棄  
| ← 純水 20 mL  
↓  
激しく振り混ぜる (2 分間)  
|-----|  
有機相 水相は廃棄  
| ← 純水 20 mL  
| ← 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL  
↓  
激しく振り混ぜる (2 分間)  
|-----|  
水相は 100 mL ビーカーへ移す 有機相  
|-----| ← 純水 20 mL  
|-----| 激しく振り混ぜる (2 分間)  
|-----|  
水相を合わせる 有機相は廃棄



## (1)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法

### ①前処理

「(1)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「①前処理」と同様

### ②試料の燃焼

200 mL ガス洗浄瓶を 2 本用意し、外管に取り付ける

1 段目：純水 180 mL、水酸化カリウム 10 g、亜硫酸カリウム 1 g

2 段目：純水 90 mL、水酸化カリウム 5 g、亜硫酸カリウム 0.5 g

電気炉(B)の位置する部分に酸化銅を含んだ石英ウールを詰める

外管を燃焼装置に、内管を外管に取り付ける

← 内管：窒素ガス 100 mL/min

← 外管：酸素ガス 200 mL/min

← 電気炉(B) 1000 °C

#### 燃焼

電気炉(A)を試料の右端へ移動

← 電気炉(A) 240 °C

電気炉(A)を電気炉(B)へ移動

電気炉(A)を電気炉(B)に接触

← 電気炉(A) 280 °C (1 時間)

← 電気炉(A) 350 °C (2~3 時間)

電気炉(A)を試料の右端へ移動

← 電気炉(A) 400 °C

← 内管：酸素ガス 50 mL/min

電気炉(A)を電気炉(B)へ移動 (内管の窒素ガス流量を少なくする)

← 電気炉(A) 600 °C

← 内管：酸素ガス 100 mL/min

電気炉(A)が電気炉(B)に触れたら、電気炉(A)を試料の中心へ移動

← 電気炉(A) 1000 °C

← 電気炉(A) (B) 電源 OFF

#### 試料の燃焼終了

洗浄瓶を取り外す

洗浄瓶の溶液を 500 mL ビーカーへ移す

### ③燃焼後のヨウ素の化学分離

溶液を加熱・濃縮（～50 mL）

ろ液を 100 mL 分液漏斗へ

- ← キシレン 20 mL
- ← 硝酸 18 mL (pH 1 に調整)
- ← 亜硝酸カリウム溶液 (10 w/v%) 5 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

有機相は 100 mL 分液漏斗へ移す

水相

- ← キシレン 20 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

有機相を合わせる

水相は廃棄

- ← 純水 20 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

有機相

水相は廃棄

- ← 純水 20 mL
- ← 亜硫酸カリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

水相は 100 mL ビーカーへ移す

有機相

- ← 純水 20 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

水相を合わせる

有機相は廃棄

加熱・沸騰

放冷

- ← 塩化パラジウム溶液 (10 mgPd/mL) 3 mL

加熱・沸騰

放冷

吸引ろ過

沈殿は 80 °C で 1 時間乾燥

ろ液は廃棄

デシケーターで 30 分間放冷

沈殿の重量を測定

測定試料作製

測定へ

## (2) 陸水・牛乳

### (2)-1. 燃焼-活性炭吸着法

#### ①陰イオン交換樹脂への吸着

陸水又は牛乳 5 L

|

5 L ビーカーへ移す

- ← ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL
- ← 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL
- ← 陰イオン交換樹脂 50 mL

かくはん (30 分間)、静置 (30 分間)

|

デカンテーション

|

樹脂は 500 mL ビーカーへ移す

試料は別の 5 L ビーカーへ移す

- ← 陰イオン交換樹脂 50 mL

かくはん (30 分間)、静置 (30 分間)

|

デカンテーション

樹脂を合わせる

試料は廃棄

- ← 温かい純水 (60~70 °C) 300 mL

数秒間かき混ぜて静置

洗液が透明になるまで  
繰り返す

デカンテーション

樹脂

上澄みは廃棄

#### ②試料の燃焼

樹脂を 70 °C で乾燥させる (少し湿り気がある状態まで)

|

石英管の内管内に薄く広げる

(あらかじめ先の細くなっている方に石英ウールを詰めておく)

|

「(1)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「②試料の燃焼」と同様

#### ③燃焼後のヨウ素の化学分離

「(1)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「③燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様



(2)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法

①陰イオン交換樹脂への吸着

「(2)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「①陰イオン交換樹脂への吸着」と同様

②試料の燃焼

樹脂を乾燥 (70 °C)

|

石英管の内管内に薄く広げる (両端に石英ウール)

|

「(1)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法」の「②試料の燃焼」と同様

③燃焼後のヨウ素の化学分離

「(1)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法」の「③燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様

## (2)-3. 次亜塩素酸ナトリウム溶離法

### ①陰イオン交換樹脂への吸着

「(2)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「①陰イオン交換樹脂への吸着」と同様

### ②陰イオン交換樹脂からの溶離

洗浄の終わった樹脂

← 次亜塩素酸ナトリウム溶液 100 mL

かくはん (5 分間)

吸引ろ過

ろ液は 500 mL ビーカーへ移す

樹脂は別の 300 mL ビーカーへ移す

← 次亜塩素酸ナトリウム溶液  
100 mL

かくはん (5 分間)

吸引ろ過

ろ液を合わせる

樹脂は廃棄

← 9 mol/L 硫酸 48 mL

発泡がなくなるまでかき混ぜる

← 9 mol/L 硫酸 48 mL

加熱

放冷

### ③溶離後のヨウ素の化学分離

溶離後の次亜塩素酸ナトリウム溶液

← 純水 (～400 mL)


500 mL 分液漏斗へ

← キシレン 20 mL

激しく振り混ぜる (1 分間)

水相は 500 mL 分液漏斗へ移す

有機相は廃棄



### (3) 海水

海水 5 L

- ← ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL
- ← 3 mol/L 硫酸 20 mL
- ← 硫酸ヒドラジニウム飽和溶液 40 mL

かくはん、静置 (10 分間)

- ← 硝酸銀溶液 (0.3 w/v%) 100 mL (かき混ぜながら、徐々に加える)

ヨウ化銀沈殿を生成

吸引ろ過

沈殿はろ紙ごと 300 mL ビーカーへ沈殿はろ紙ごとろ液は廃棄

- ← 純水 50 mL
- ← 粉末状亜鉛 1 g
- ← 3 mol/L 硫酸 0.5 mL

1 分間加熱する

吸引ろ過

ろ液を 300 mL 分液漏斗へ移す 残留物は廃棄

- ← キシレン 20 mL
- ← 2 mol/L 硝酸 1 mL
- ← 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

有機相は 100 mL 分液漏斗へ移す 水相は 100 mL 分液漏斗へ

- ← キシレン 20 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

有機相は合わせる 水相は廃棄

- ← 純水 20 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)


有機相 水相は廃棄

- ← 純水 20 mL
- ← 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.2 mL

激しく振り混ぜる (2 分間)

水相は 100 mL ビーカーへ 有機相  
← 純水 20 mL  
激しく振り混ぜる (2 分間)

水相を合わせる 有機相は廃棄



#### (4) 土壌

##### (4)-1. 燃焼-活性炭吸着法

###### ①前処理

###### 土試料

|

乾燥 (70 °C)

|

粉碎

|

秤量

|

内管に入れる (両端に石英ウール)

|

← ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL

(次の工程)

###### ②試料の燃焼

外管に活性炭 3 g を入れる (両端に石英ウール)

電気炉(B) の位置する部分に酸化銅を含んだ石英ウールを詰める

|

外管を燃焼装置に、内管を外管に取り付ける

|

← 電気炉(C) 150 °C

← 電気炉(B) 1000 °C

|

← 内管：酸素ガス・窒素ガス それぞれ 50 mL/min

|

← 外管：酸素ガス 200 mL/min

気炉(A) を試料の右端へ

|

← 電気炉(A) 250 °C

###### 燃焼

|

電気炉(A) を電気炉(B) へ

|

電気炉(A) が電気炉(B) に触れたら、電気炉(A) を試料の右端へ

|

← 電気炉(A) 700 °C

電気炉(A) を電気炉(B) へ

|

電気炉(A) が電気炉(B) に触れたら、電気炉(A) を試料の中央へ

|

← 電気炉(A) 1000 °C (2 時間)

← 電気炉(B) 500 °C

← 電気炉(A) 電源 OFF

###### 試料の燃焼終了

ヨウ素吸着済みの活性炭の燃焼

↓

トラップ管に新たな活性炭 0.5 g を入れる（両端に石英ウール）

↓

外管左端にトラップ管を接続

トラップ管を電気炉(C)に、(D)の右端を電気炉(B)の左端にセット  
トラップ管を電気炉(C)に、(D)右端を電気炉(B)左端にセット

↓

電気炉(B)を左へ

↓

活性炭(3 g)の燃焼終了

③燃焼後のヨウ素の化学分離

「(1)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「③燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様

#### (4)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法

##### ①前処理

「(4)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「①前処理」と同様

##### ②試料の燃焼

200 mL ガス洗浄瓶を2本用意し、外管に取り付ける

1 段目：純水 180 mL、水酸化カリウム 10 g、亜硫酸カリウム 1 g

2 段目：純水 90 mL、水酸化カリウム 5 g、亜硫酸カリウム 0.5 g

電気炉(B)の位置する部分に酸化銅を含んだ石英ウールを詰める

|

外管を燃焼装置に、内管を外管に取り付ける

| ← 内管：窒素ガス 100 mL/min

| ← 外管：酸素ガス 200 mL/min

| ← 電気炉(B) 1000 °C

電気炉(A)を試料の右端へ

| ← 電気炉(A) 1000 °C

電気炉(A)を電炉(B)へ (2 時間)

| ← 電気炉(A) (B) 電源 OFF

試料の燃焼終了

|

洗浄瓶を取り外す

|

洗浄瓶の溶液を 500 mL ビーカーへ移す

##### ③燃焼後のヨウ素の化学分離

「(1)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法」の「③燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様



(5) 野菜・精米・海藻

(5)-1. 燃焼-活性炭吸着法

①各種試料の前処理

1) 野菜

野菜 1 kg

|

乾燥 (70 °C)

|

粉碎

|

秤量

|

内管に入れる (両端に石英ウール)

|

← ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL

(次の工程)

2) 精米

精米 1 kg

|

粉碎

|

秤量

|

内管に入れる (両端に石英ウール)

|

← ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL

(次の工程)

3) 海藻

海藻 1 kg

|

乾燥 (70 °C)

|

粉碎

|

秤量

|

内管に入れる (両端に石英ウール)

|

← ヨウ素担体溶液 (20 mgI/mL) 1 mL

(次の工程)

②試料の燃焼

「(1)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「②試料の燃焼」と同様

③燃焼後のヨウ素の化学分離

「(1)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「③燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様

(5)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法

①各種試料の前処理

「(5)-1. 燃焼-活性炭吸着法」の「①各種試料の前処理」と同様


②試料の燃焼

「(1)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法」の「②試料の燃焼」と同様

③燃焼後のヨウ素の化学分離

「(1)-2. 燃焼-アルカリ溶液吸収法」の「③燃焼後のヨウ素の化学分離」と同様

# 放射化学分析法



付図 I.1 放射化学分析法を用いた  $^{129}\text{I}$  分析



## Ⅱ．トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法



## 第 1 章 海水

採取した海水試料を酸等無添加でろ過後、希釈し、トリプル四重極 ICP-MS により  $^{129}\text{I}$  を測定し、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。分析工程の妥当性確認のため、同時に  $^{127}\text{I}$  の濃度を求めるとよい<sup>\*163, \*164, \*165</sup>。

総合モニタリング計画における海水調査において、目標として設定された検出下限値は 0.01 Bq/L ～ 1.2 Bq/L であり、この目標検出下限値を満たすように希釈倍率を設定する必要がある。また、海水試料の塩濃度は一般的に 3 % であり、一般的なプラズマ条件で分析するには、塩濃度が 0.1 % 以下になるよう希釈することが望ましい。

希釈倍率と検出可能レベルの例を表Ⅱ.1.1 に示す。目標検出下限値を十分に満たし、かつ塩濃度が 0.1 % 以下になる希釈倍率として、本測定法では 50 倍希釈を採用した。

ICP-MS の試料導入系であるネブライザーは、試料を霧化する微細な管を持っている。サンプル中の不溶残分等固形物によってネブライザーが閉塞することを防ぐため、ろ過を行うことが望ましい。ろ過法としては吸引ろ過、シリンジによるろ過がある。本測定法では、分析供試量が少量であることから、簡便なシリンジによるろ過を採用した。

表Ⅱ.1.1 海水試料における  $^{129}\text{I}$  検出可能レベル

| 希釈倍率 | 塩濃度<br>(%) <sup>*1</sup> | 検出可能レベル<br>(Bq/L) <sup>*2</sup> | 検出可能<br>$^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ 同位体比<br><sup>*3, *4</sup> | 目標検出下限値<br>〔同位体比 <sup>*3, *4</sup> 〕<br>(Bq/L) <sup>*5</sup> |
|------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1000 | 0.003                    | 0.1                             | $3 \times 10^{-4}$                                                | 0.01～1.2<br>〔 $3 \times 10^{-5} \sim 3 \times 10^{-3}$ 〕     |
| 100  | 0.03                     | 0.01                            | $3 \times 10^{-5}$                                                |                                                              |
| 50   | 0.06                     | 0.007                           | $2 \times 10^{-5}$                                                |                                                              |
| 10   | 0.3                      | 0.001                           | $3 \times 10^{-6}$                                                |                                                              |

※1 海水の塩濃度を 3 % とした。

※2 方法検出下限を 0.02 ng/L、比放射能を  $6.53 \times 10^6$  Bq/g とした。

※3 ( $^{129}\text{I}$  検出可能レベル又は目標検出下限値)/(海水中  $^{127}\text{I}$  濃度)より求めた  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比である。

※4 海水中  $^{127}\text{I}$  濃度を 0.06 mg/L とした。

※5 総合モニタリング計画における各種調査において目標として設定された検出下限値である。

\*163 海水中の  $^{127}\text{I}$  濃度は 0.06 mg/L 程度である。

\*164 同一地点で採取した海水試料であれば、 $^{127}\text{I}$  濃度の経年変化を確認するとよい。

\*165  $^{127}\text{I}$  の定量は「解説 B  $^{127}\text{I}$  の定量」参照。

## 1.1 装置・器具・試薬

試薬についての本文中の重量及び容量の数字は、単に調製の割合を示したもので、調製にあたっては必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格に規定されていないものについては、できるだけ純度の高いものを用いる。

### (1) 装置

- 1) 超純水製造装置

### (2) 器具

- 1) ディスポシリンジ：針なし、容量 10 mL (図Ⅱ.1.1)
- 2) シリンジフィルター：親水性、孔径 0.45  $\mu\text{m}$  (図Ⅱ.1.1)
- 3) ろ過受け用ビーカー又はポリ容器
- 4) マイクロピペット：1 mL
- 5) ピペットチップ：1 mL
- 6) メスフラスコ：50 mL

### (3) 試薬

- 1) 超純水：抵抗率 18  $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$  以上に精製された水<sup>\*166</sup>
- 2) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*167, \*168, \*169</sup>：質量分率 25 %

## 1.2 分析操作

### (1) 海水のろ過

- 1) ディスポシリンジに海水試料を分取し、フィルターをセットする。
- 2) シリンジの押し子を押して海水試料を排出し、シリンジ及びフィルターを共洗いする。
- 3) シリンジに海水を分取し、フィルターをセットする。
- 4) シリンジの押し子を押して海水試料を排出し、容器にろ過した海水を受ける。

### (2) 測定試料の調製

- 1) ろ過した海水 1 mL をマイクロピペットで分取する。
- 2) 50 mL メスフラスコに加える。
- 3) 25 %TMAH 溶液 1 mL を加える。
- 4) 超純水をメスフラスコの標線まで加える。

---

<sup>\*166</sup> JIS K 0211：分析化学用語(基礎部門)(2013)、番号 5218 の定義である。


<sup>\*167</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*168</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*169</sup> 消防法で第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない(熱膨張による容器破損のおそれあり)等の注意が必要である。



5) よく振り混ぜ、 $^{129}\text{I}$  測定試料とする<sup>\*170</sup>。



図Ⅱ.1.1 ディスポシリンジとシリンジフィルター

---

<sup>\*170</sup> 内標準を個別添加する場合は、内標準が正確に  $10 \mu\text{g/L}$  になるよう添加する。

## 第 2 章 海藻

あらかじめ凍結乾燥<sup>\*171</sup>した試料を熱加水分解し、発生したヨウ素をアルカリ捕集液に吸着させ、捕集液を希釈することで測定試料とする。トリプル四重極 ICP-MS により  $^{129}\text{I}$  を測定し、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。分析工程の妥当性確認のため、同時に  $^{127}\text{I}$  濃度を求めるとよい<sup>\*172, \*173</sup>。

海藻試料の特徴として、一般的に  $^{127}\text{I}$  濃度が高く、 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) による  $m/z$  129 へのスペクトル干渉に注意する必要がある。 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 量と  $^{127}\text{I}$  量の比（以下「 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比」<sup>\*174</sup>という。）は、装置状態や測定パラメータによってある程度一定であるため、 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 量を計算によって求め、測定値から補正することによって、干渉の影響を低減可能である（以下、この補正法を「 $\text{IH}_2$  (ID) 補正」という。）<sup>\*175, \*176</sup>。この補正法が有効なのは、試料の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比が ( $\text{IH}_2$  (ID) 生成比 + 標準偏差) から求められる補正可能基準<sup>\*177</sup>以上である場合に限られる。補正可能基準未満の場合は、不確かさが大きくなるため適用できない<sup>\*178</sup>。

$^{129}\text{I}$  分析における分析供試量と希釈倍率は、以下 3 点を満たす組み合わせを設定する。

- ① 検出可能レベルが目標検出下限値以下である組み合わせ。
- ② 検出可能レベルと試料中  $^{127}\text{I}$  濃度から計算する検出可能  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比が補正可能基準以上である組み合わせ。
- ③ 塩の影響がなく、内標準補正が有効である希釈倍率。

希釈倍率低く、分析供試量を大きくした場合は検出可能レベルを低くできるが、それに伴い検出可能同位体比も低くなるため、補正可能基準を下回らないよう注意する。希釈倍率については、高濃度の亜硫酸ナトリウムは  $m/z$  129 に干渉を生じるおそれがあり<sup>\*179</sup>、高マトリクス試料では内標準補正の不確かさが大きくなるおそれがある<sup>\*180</sup>ため、希釈倍率 50 倍以上が必要である。

<sup>\*171</sup> 凍結乾燥については、放射能測定法シリーズ No. 9 「トリチウム分析法」 参照。

<sup>\*172</sup>  $^{127}\text{I}$  の定量は「解説 B  $^{127}\text{I}$  の定量」 参照。

<sup>\*173</sup> 各種海藻のヨウ素濃度及び乾燥残分の代表的な例を以下に示す。

| 種類            | ヨウ素濃度 (mg/kg 生) | 乾燥残分 (%) |
|---------------|-----------------|----------|
| アサクサノリ (アマノリ) | 1 ~ 30          | 5        |
| コンブ           | 30 ~ 1,300      | 20       |
| ヒジキ           | 30 ~ 530        | 20       |
| ワカメ           | 10 ~ 130        | 5        |

<sup>\*174</sup> 詳しい算出法は「第 3 章 測定」の「3.4 二水素化物生成比の確認」 参照。

<sup>\*175</sup> 補正法の手順は「第 3 章 測定」の「3.5.1  $^{129}\text{I}$  放射能濃度の計算」 参照。

<sup>\*176</sup> その他の対策法は、「解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因」の「A.1.1  $^{127}\text{I}$  水素化物」 参照。

<sup>\*177</sup> 算出方法は「第 3 章 測定」の「3.5.2 補正適用の判断」 参照。

<sup>\*178</sup> 本測定法における二水素化生成比は  $8 \times 10^{-9}$  であり、大野らは  $5 \times 10^{-9}$  を報告している。(T. Ohno et al.: Determination of ultratrace  $^{129}\text{I}$  in soil samples by Triple Quadrupole ICP-MS and its application to Fukushima soil samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28, 1283–1287 (2013)) 同位体比  $10^{-9}$  以下の測定は困難と考えられるため、 $10^{-9}$  以下の同位体比を目標とする場合は、加速器質量分析法(「III. 加速器質量分析法」 参照)を推奨する。

<sup>\*179</sup> 塩の影響については、「解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因」の「A.3 塩による影響の検討」 参照。

<sup>\*180</sup> 希釈倍率による内標準補正の変化については「解説 E 内標準元素の選定」の「E.2 内標準元素選定のための  $^{129}\text{I}$  添加試験」 参照。

$^{127}\text{I}$  濃度が高いことで知られるコンブを想定し、分析供試量と希釈倍率の組み合わせによる検出可能レベル、検出可能同位体比を表Ⅱ.2.1に、その概念図を図Ⅱ.2.1に示す。本測定法では、総合モニタリング計画の目標検出下限値  $0.1 \text{ Bq/kg 生}$  を満たし、検出可能同位体比が補正可能基準以上である条件として、分析供試量  $0.6 \text{ g 乾物}$ 、希釈倍率 100 倍を採用した。

表Ⅱ.2.1 海藻試料における  $^{129}\text{I}$  検出可能レベルの例

| 分析<br>供試量<br>(g 乾物) | 希釈倍率 | 検出可能レベル<br>(Bq/kg 生)※1, ※2 | 検出可能<br><sup>129</sup> I/ <sup>127</sup> I 同位体比<br>※3-※5 | 目標検出下限値<br>〔同位体比※3, ※4〕<br>(Bq/kg 生)※6 |
|---------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0.1                 | 500  | 3                          | $3 \times 10^{-7}$                                       | 0.1<br>〔 $1 \times 10^{-8}$ 〕          |
|                     | 100  | 0.5                        | $6 \times 10^{-8}$                                       |                                        |
|                     | 10   | 0.05                       | ( $6 \times 10^{-9}$ )                                   |                                        |
| 0.6                 | 2500 | 2                          | $3 \times 10^{-7}$                                       |                                        |
|                     | 100  | 0.09                       | $1 \times 10^{-8}$                                       |                                        |
|                     | 10   | 0.01                       | ( $1 \times 10^{-9}$ )                                   |                                        |
| 2                   | 5000 | 1                          | $2 \times 10^{-7}$                                       |                                        |
|                     | 100  | 0.03                       | ( $3 \times 10^{-9}$ )                                   |                                        |
|                     | 10   | 0.003                      | ( $3 \times 10^{-10}$ )                                  |                                        |

※1 方法検出下限を  $0.02 \text{ ng/L}$ 、比放射能を  $6.53 \times 10^6 \text{ Bq/g}$  とした。


※2 海藻の生試料に対する乾物の重量比を 20 % とした。

※3 ( $^{129}\text{I}$  検出可能レベル又は目標検出下限値) / (海藻中  $^{127}\text{I}$  濃度) より求めた  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比である。

※4 海藻の  $^{127}\text{I}$  濃度を  $1300 \text{ mg/kg 生}$  とした (コンブを想定)。

※5 本測定法における補正可能基準 ( $9 \times 10^{-9}$ ) を満たさない同位体比は ( ) 付きで表した。

※6 総合モニタリング計画における各種調査において目標として設定された検出下限値である。



図Ⅱ.2.1 海藻試料における分析供試量及び希釈倍率設定方法の概念図

## 2.1 装置・器具・試薬

熱加水分解法の装置概略図を図Ⅱ.2.2に示す。

### (1) 装置

- 1) 管状型電気炉：温度コントローラー、ガス流量計付き、Max Temp.  $\geq 1000$  °C (図Ⅱ.2.3)
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置
- 4) 乾燥器
- 5) 超音波洗浄器

### (2) 器具

- 1) 石英管
  - ・石英外管 (図Ⅱ.2.4)
  - ・石英内管 (図Ⅱ.2.5)
- 2) バブラー管 (図Ⅱ.2.6)<sup>\*181</sup>
- 3) 石英ウール
- 4) クランプ
- 5) ビーカー：500 mL、5 L
- 6) マントルヒーター
- 7) フッ素樹脂テープ
- 8) 薬さじ及びステンレス製さじ
- 9) マイクロスパーテル
- 10) CB ボート (又は半割石英ガラス)：14 mm × 12 mm × 140 mm
- 11) スナップ管：容量 26 mL
- 12) メスフラスコ：100 mL
- 13) マイクロピペット：1 mL、2 mL、10 mL
- 14) ピペットチップ：1 mL、2 mL、10 mL
- 15) アルミ箔
- 16) ガスコンロ

### (3) 試薬

試薬についての本文中の重量及び容量の数字は、単に調製の割合を示したもので、調製にあたっては必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格に規定されていないものについては、できるだけ純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%)：亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。

---

<sup>\*181</sup> JIS 規格 G2、ISO 規格 P40 (細孔の規格：40  $\mu\text{m}$  ~ 50  $\mu\text{m}$ )

- 2) 硝酸<sup>\*182, \*183, \*184</sup> : 質量分率 60 %～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL
  - ・ 硝酸 (1+13) : 水 13 容に硝酸 1 容を加えて混合する。
- 3) アセトン<sup>\*183, \*184, \*185</sup>
- 4) エタノール<sup>\*183, \*185</sup>
- 5) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*183, \*184, \*185</sup> : 質量分率 25%
- 6) 五酸化バナジウム<sup>\*183, \*184, \*186</sup>
- 7) 超純水 : 抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*187</sup>
- 8) ガス
  - ・ 酸素ガス : 純度 99.999%以上
  - ・ 都市ガス (プロパンガス)

---

<sup>\*182</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。


<sup>\*183</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*184</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*185</sup> 消防法で危険物第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない(熱膨張による容器破損のおそれあり)等の注意が必要である。

<sup>\*186</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質 (がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。


<sup>\*187</sup> JIS K 0211 : 分析化学用語(基礎部門) (2013)、番号 5218 の定義である。




図Ⅱ.2.2 熱加水分解の分析装置



図Ⅱ.2.3 管状型電気炉




図Ⅱ.2.4 石英外管



図Ⅱ.2.5 石英内管





図Ⅱ.2.6 バブラー管

## 2.2 熱加水分解

### 2.2.1 分析の準備

#### (1) ガラス器具

- 1) ガラス器具をアセトン、エタノール、純水で洗浄する。
- 2) 5L ビーカーに 1) のガラス器具と硝酸 (1+13) を入れ、時計皿で蓋をし、ガスコンロで溶液が沸騰するまで加熱する。
- 3) 沸騰している状態で、1 時間保持する。
- 4) 加熱を止め、溶液が室温になるまで放置する。
- 5) 超純水を用いてガラス器具を洗浄し、乾燥器にて 110 °C で一昼夜乾燥する<sup>\*188</sup>。

#### (2) CB ボード (もしくは半割石英製ガラス)

- 1) 500 mL ビーカーに CB ボート、超純水を入れ、超音波洗浄器にて 30 分洗浄する<sup>\*189</sup>。
- 2) ビーカー内の超純水を捨て、1) の操作を 3 回繰り返す。
- 3) ビーカー内の超純水を捨て、アセトンを入れ、超音波洗浄器にて 10 分洗浄する。
- 4) ピンセットで CB ボートを取り出し、洗浄済の 500 mL ビーカーに入れ、80 °C で一昼夜乾燥する。

#### (3) 石英外管、内管及び CB ボードの空焼き

- 1) 石英外管、内管に石英ウールを詰める。
- 2) 「(2) CB ボード (もしくは半割石英製ガラス)」の CB ボートを内管に装入し、石英外管に入れ、管状型電気炉に CB ボートの右端に合わせ、設置する<sup>\*190</sup>。
- 3) 石英外管、内管をそれぞれ酸素ガスラインに接続し、内管 : 11.0 mL/分、外管 : 12.0 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 4) 管状型電気炉の電源を入れ、設定温度 1000 °C で加熱後、30 分間保持する。
- 5) 石英外管を 10 cm 程度右端に移動させる<sup>\*191</sup>。
- 6) 管状型電気炉の温度が 1000 °C であることを確認してから、30 分間保持する。
- 7) 5) と 6) の操作を繰り返しながら、石英外管を移動させ、石英外管全体を空焼きする。
- 8) 石英外管全体の空焼き終了後、管状型電気炉の電源を切り、酸素ガスラインを止め、石英外管の温度が室温に下がるまで待つ。
- 9) (CB ボートを石英内管に入れたまま) アルミ箔を用いて、石英外管の両端に蓋をする。

### 2.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集

#### (1) ヨウ素捕集液の調製

- 1) スナップ管の空重量を秤量する。

---

<sup>\*188</sup> メスフラスコの洗浄は、硝酸 (1+13) に 24 時間含浸し、超純水ですすぐ。

<sup>\*189</sup> 超音波洗浄時、超音波洗浄器内が発熱するため、超音波洗浄器内に氷水を入れる。

<sup>\*190</sup> 管状型電気炉の蓋を閉じる時、CB ボートが見えないように設置する。

<sup>\*191</sup> 図 II. 2. 4 に示した燃焼外管の場合、石英外管全体を空焼きするには 4~5 回移動する。

- 2) マイクロピペットを用いて、超純水 8 mL、25 %TMAH 溶液 0.36 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL、超純水 8 mL の順でスナップ管に入れ、<sup>129</sup>I の捕集液とする。

## (2) 試料の秤量、燃焼準備

- 1) 五酸化バナジウム 1 g ~ 2 g を秤量し、CB ボートに半量を入れる。
- 2) 試料を正確に秤量し、1) の上に入れる。
- 3) 1) の残りの五酸化バナジウムを 2) の CB ボート中の試料の上に覆い入れ、試料を五酸化バナジウムで上下に挟み込む。
- 4) 3) を石英内管に入れる。
- 5) 石英外管の摺り部分にグリースを塗り、バブラー管と石英外管を的確に繋ぎ、クランプで止める。
- 6) 「(1) ヨウ素捕集液の調製」で調製したヨウ素捕集液入りのスナップ管をバブラー管に入れ、フッ素樹脂テープで蓋をする。
- 7) 4) を 5) に入れる。
- 8) 石英内管、外管に酸素ガスラインに接続し、内管：11.0 mL/分、外管：12.5 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 9) 6) のバブラー管から気泡が出ることを確認する。気泡が出ない場合は、接続箇所を確認する。

## (3) 熱加水分解

- 1) マントルヒーターの電源を入れる<sup>\*192</sup>。管状型電気炉の電源を入れ、電気炉の温度を 1000 °C に設定し昇温する。
- 2) 管状型電気炉が 1000 °C に達したら、電気炉内に外管を 1 cm/3 分で移動し<sup>\*193</sup>、試料を熱分解させ、CB ボートが全て電気炉内に移動したら、15 分間保持する<sup>\*194</sup>。
- 3) 管状型電気炉内から外管を外管先端部分に向かって 2 cm/1.5 分で移動させ、加熱する。先端まで移動したら、約 5 分間保持する<sup>\*195</sup>。
- 4) 管状型電気炉の電源を切り、外管からバブラー管とスナップ管を外す。
- 5) アセトンとエタノールで濡らした紙製ウエスを用いて、外管及びバブラー管に塗布したグリースを拭き取る<sup>\*196</sup>。
- 6) マイクロピペットを用いて、25 %TMAH 溶液 0.14 mL、超純水 4 mL の順でバブラー管の内側、外側を洗浄する。洗浄液は捕集液の入ったスナップ管に加える。
- 7) スナップ管の重さを秤量し、ヨウ素捕集液の重量を計算する。

---

<sup>\*192</sup> マントルヒーター中の超純水が沸騰したら、マントルヒーターのスイッチを切る。

<sup>\*193</sup> 石英外管の移動速度が早いと、管状型電気炉内の温度が下がるおそれがある。電気炉内は常時 1000 °C を保持する。

<sup>\*194</sup> 五酸化バナジウムと試料が完全に熔融状態であることを確認してから、3) の作業に進む。

<sup>\*195</sup> 1) ~ 3) の作業中、バブラー管から気泡が出ているか常に確認する。

<sup>\*196</sup> 石英外管及びバブラー管は高温のため、やけどに注意する。

- 8) ヨウ素捕集溶液の入ったスナップ管は、蓋とスナップ管の間にフッ素樹脂テープを巻き密閉し、アルミ箔で遮光保管する。

## 2.3 測定試料の調製

捕集液を希釈し、0.5 %TMAH の  $^{129}\text{I}$  測定試料を調製する。捕集液中には 0.6 %の TMAH が存在するが、100 倍希釈によって 0.006 %となるため、影響は無視できるものとする。

- 1) 「2.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」で調製した捕集液 1 g を、マイクロピペットで分取する。
- 2) 100 mL メスフラスコに加える。
- 3) 25 %TMAH 溶液 2 mL を加える。
- 4) 超純水をメスフラスコの標線まで加える。
- 5) よく振り混ぜ、 $^{129}\text{I}$  測定試料とする<sup>\*197</sup>。

---

<sup>\*197</sup> 内標準を個別添加する場合は、内標準が正確に 10  $\mu\text{g/L}$  になるよう添加する。

### 第 3 章 測定

本章では、測定前の準備からトリプル四重極 ICP-MS による測定操作、 $^{129}\text{I}$  放射能濃度の計算までの一連の流れを記述する。主な内容は次のとおりである。

測定前の準備として、検量線用溶液を作製する。

測定では、第 1 章又は第 2 章で作製した 0.5 %TMAH 溶液とした測定試料を、トリプル四重極 ICP-MS で測定する。定量法は、レニウムを内部標準とした内標準法を用い、 $m/z$  129 と 185 との計数率の比から  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。アルゴンガス中に不純物として存在する  $^{129}\text{Xe}$  は、コリジョン・リアクションセル（以下「CRC」という。）内で酸素ガスとの電荷移動反応<sup>\*198</sup>により除去する。 $^{129}\text{Xe}$  を除去しかつ感度のよい酸素流量を設定することが重要であるため、事前に CRC の酸素ガス流量を検討し、酸素流量を最適化しておく必要がある。

$^{129}\text{I}$  放射能濃度の計算には、 $\text{IH}_2$  (ID) 補正を用いる。 $\text{IH}_2$  (ID) 補正には、 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 量と  $^{127}\text{I}$  量の比 ( $\text{IH}_2$  (ID) 生成比) が必要である。

本測定法で検出可能な  $^{129}\text{I}$  放射能濃度の認証値又は参考値がある標準物質はほとんど存在しないため、 $^{127}\text{I}$  の定量による分析工程の妥当性確認が必要である<sup>\*199</sup>。

---

<sup>\*198</sup> 酸素との電荷移動反応 ( $\text{Xe}^+ + \text{O}_2 \rightarrow \text{Xe} + \text{O}_2^+$ ) により、電荷を失った  $^{129}\text{Xe}$  が除去される。

<sup>\*199</sup>  $^{127}\text{I}$  の定量については、「解説 B  $^{127}\text{I}$  の定量」参照。

### 3.1 検量線用溶液の調製

#### 3.1.1 装置・器具・試薬

##### (1) 装置

- 1) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 2) 超純水製造装置

##### (2) 器具

- 1) マイクロピペット：0.2 mL、1 mL、2 mL、5 mL
- 2) ピペットチップ：0.2 mL、1 mL、2 mL、5 mL
- 3) メスフラスコ：100 mL

##### (3) 試薬

試薬についての本文中の重量及び容量の数字は、単に調製の割合を示したもので、調製にあたっては必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格に規定されていないものについては、できるだけ純度の高いものを用いる。

- 1) 水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)溶液<sup>\*200, \*201, \*202</sup>：質量分率 25 %
- 2) 超純水：抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*203</sup>
- 3) <sup>129</sup>I 標準液 (40 Bq/g (6 μg<sup>129</sup>I/g))<sup>\*204, \*205</sup>
  - ・<sup>129</sup>I 溶液 (2 Bq/L (0.3 μg<sup>129</sup>I/L))：<sup>129</sup>I 標準液 (40 Bq/g (6 μg<sup>129</sup>I/g)) 0.1 g を 100 mL メスフラスコに分取し、25 %TMAH 溶液 2 mL を加え、超純水を標線まで加える。さらに 5 g を 100 mL メスフラスコに分取し、25 %TMAH 溶液 2 mL を加え、超純水を標線まで加える。

---

<sup>\*200</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*201</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*202</sup> 消防法で第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。

<sup>\*203</sup> JIS K 0211：分析化学用語(基礎部門)(2013)、番号 5218 の定義である。

<sup>\*204</sup> ヨウ素は揮発性が高く、<sup>129</sup>I による汚染に十分注意する。<sup>129</sup>I 標準液は <sup>129</sup>I 濃度が非常に高いため、<sup>129</sup>I 標準液を使用する実験室と、環境試料を扱う実験室を分けるとよい。

<sup>\*205</sup> 放射性同位元素等の規制に関する法律が適用される。使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可対象物質となる。令和 2 年 3 月 18 日に原子力規制委員会告示第六号により、【放射線を放出する同位元素の数量等を定める件】に、核種ごとの下限数量(告示数量)が記載されている。使用施設が核種ごとの割合(保有 Bq/告示 Bq)を、保有している全ての核種で計算し、足し合わせた総和が「1」を超えないようにする必要がある。また、平成 17 年 6 月に「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令」で核種ごとに下限数量の考え方が導入、下限数量以下であれば、管理区域外での使用が認められる。実際に応用する際、公益社団法人日本アイソトープ協会より公表された「下限数量以下での非密封 RI の使用に関する安全取扱マニュアル」を参照すること。<https://www.jrias.or.jp/report/cat1/308.html>

### 3.1.2 $^{129}\text{I}$ 検量線用溶液の調製

- 1)  $^{129}\text{I}$  溶液 (2 Bq/L ( $0.3 \mu\text{g}^{129}\text{I/L}$ )) 0.2, 0.5, 1, 2, 4 mL を正確に 100 mL メスフラスコに分取する<sup>\*206</sup>。
- 2) 25 %TMAH 溶液を 2 mL 加える。
- 3) 超純水をメスフラスコの標線まで加える。
- 4) よく振り混ぜ、 $^{129}\text{I}$  検量線用溶液 (0.6, 1.5, 3, 6, 12 ng $^{129}\text{I/L}$ )<sup>\*207, \*208</sup>とする。

### 3.1.3 $^{129}\text{I}$ 検量線作成例

「3.1.2  $^{129}\text{I}$  検量線用溶液の調製」に従い作製した検量線溶液の測定例を、以下に示す。内標準元素としてはレニウムを用い、縦軸に  $m/z$  129 及び 185 の計数率比、横軸に  $^{129}\text{I}$  濃度をプロットした検量線を作成した (表Ⅱ.3.1、図Ⅱ.3.1)。

$^{129}\text{I}$  標準液 : 市販品 ( $41.7 \pm 1 \text{ Bq/g}$ )

内標準元素 : レニウム (オンライン添加で導入、約  $10 \mu\text{gRe/L}$ )

---

<sup>\*206</sup> 本測定法に示す検量線の濃度域は一例であり、装置の感度、試料濃度に応じて決定するとよい。

<sup>\*207</sup> 装置ソフトウェアの単位に合わせ、本測定法では質量濃度での検量線を示す。標準液が放射能単位の場合は、比放射能によって単位換算する。


<sup>\*208</sup> 検量線ブランク液 (0 ng/L) は 0.5 %TMAH 溶液を用いる。

内標準を測定試料に個別添加する場合は、内標準が正確に  $10 \mu\text{g/L}$  になるよう検量線用溶液に添加する。

表Ⅱ.3.1  $^{129}\text{I}$  検量線溶液測定例

| 検量線<br>No. | $^{129}\text{I}$ 濃度 <sup>※1</sup><br>(ng $^{129}\text{I}$ /L) | $m/z$ 129<br>(cps) | $m/z$ 185<br>(cps) | 計数率比                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1          | 0                                                             | 0.10               | $5.30 \times 10^4$ | $1.89 \times 10^{-6}$ |
| 2          | 0.65                                                          | 6.24               | $5.28 \times 10^4$ | $1.18 \times 10^{-4}$ |
| 3          | 1.63                                                          | 16.14              | $5.22 \times 10^4$ | $3.09 \times 10^{-4}$ |
| 4          | 3.26                                                          | 30.26              | $5.20 \times 10^4$ | $5.82 \times 10^{-4}$ |
| 5          | 6.52                                                          | 61.04              | $5.21 \times 10^4$ | $1.17 \times 10^{-3}$ |
| 6          | 13.05                                                         | 125.68             | $5.23 \times 10^4$ | $2.40 \times 10^{-3}$ |

※1 比放射能を  $6.53 \times 10^6$  Bq/g とし、放射能濃度から単位換算した。



図Ⅱ.3.1  $^{129}\text{I}$  検量線作成例



## 3.2 測定操作

### 3.2.1 装置・器具・試薬

試薬についての本文中の重量及び容量の数字は、単に調製の割合を示したもので、調製にあたっては必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格に規定されていないものについては、できるだけ純度の高いものを用いる。

#### (1) 装置

- 1) トリプル四重極 ICP-MS
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置

#### (2) 器具

- 1) 測定試料用容器
- 2) 洗浄液用容器
- 3) オンライン添加用コネクタ<sup>\*209</sup>

#### (3) 試薬

- 1) 硝酸<sup>\*210, \*211, \*212</sup>：質量分率 60～61 % (約 13 mol/L)、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用  
・ 2 %硝酸 (0.4 mol/L 硝酸、硝酸(1+29))：水 29 容に硝酸 1 容を加えて混合する。
- 2) 水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)溶液<sup>\*211, \*212, \*213</sup>：質量分率 25 %  
・ 0.5 %TMAH 溶液：25 %TMAH 溶液 20 mL を超純水で 1000 mL とする。
- 3) チューニング液<sup>\*211, \*214</sup>
- 4) ヨウ化カリウム<sup>\*211, \*215</sup> (<sup>129</sup>I/<sup>127</sup>I 同位体比が  $10^{-10}$  以下のもの)  
・ <sup>127</sup>I 溶液 (10 mgI/mL)：ヨウ化カリウム約 3 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。1.308 g を超純水で溶解し、亜硫酸ナトリウム 2.3 g を加えた後、100 mL メスフラスコに移し超純水を標線まで加える。

---

<sup>\*209</sup> 内標準を測定試料に個別添加する場合は不要である。

<sup>\*210</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*211</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*212</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*213</sup> 消防法で危険物第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない(熱膨張による容器破損のおそれあり)等の注意が必要である。

<sup>\*214</sup> 機器の調整に用いる。通常はリチウム、イットリウム、セリウム、タリウムの溶液(1 µg/L 程度)である。

<sup>\*215</sup> 冷暗所で保管すること。なお、保管の状況によっては、一部ヨウ素が遊離することがあるので、長期保管は避けること。

- $^{127}\text{I}$  溶液 (100  $\mu\text{gI/L}$ ) :  $^{127}\text{I}$  溶液 (10  $\text{mgI/mL}$ ) 0.1 mL を 100 mL メスフラスコに分取し、超純水を標線まで加える。さらに 1 mL を 100 mL メスフラスコに分取し、25 %TMAH 溶液 2 mL を加え、超純水を標線まで加える。
  - $^{127}\text{I}$  溶液 (10  $\mu\text{gI/L}$ ) :  $^{127}\text{I}$  溶液 (100  $\mu\text{gI/L}$ ) 10 mL を 100 mL メスフラスコに分取し、25 %TMAH 溶液 2 mL を加え、超純水を標線まで加える。
- 5) レニウム標準液 (1000  $\text{mgRe/L}$ ) <sup>\*210, \*211</sup> : 市販品
- レニウム内標準液 (100  $\mu\text{gRe/L}$ ) : レニウム標準液 (1000  $\text{mgRe/L}$ ) 1 mL を 100 mL メスフラスコに分取し、超純水を標線まで加える。さらに 1 mL を 100 mL メスフラスコに分取し、25 %TMAH 溶液 2 mL を加え、超純水を標線まで加える。
- 6) 超純水 : 抵抗率 18  $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$  以上に精製された水<sup>\*216</sup>
- 7) ガス
- アルゴンガス : 純度 99.99 %以上
  - 酸素ガス : 純度 99.999 %以上

### 3.2.2 測定前の確認

以下項目の確認を行う。詳しい内容及び手順は機器メーカーの手順書を確認すること。

- (1) セルガス (CRC ガス) のパージ
- (2) 導入系パーツの確認
- (3) オンライン添加用コネクタの接続<sup>\*217</sup> (図 II. 3. 2)




図 II. 3. 2 内標準オンライン添加の概略図

- (4) アルゴンガスの残量確認
- (5) 冷却水の確認
- (6) 排気装置の確認

<sup>\*216</sup> JIS K 0211 : 分析化学用語 (基礎部門) (2013)、番号 5218 の定義である。

<sup>\*217</sup> 内標準を測定試料に個別添加する場合は不要である。

### 3.2.3 機器の立ち上げ

測定試料の吸引方法は、送液ポンプによる吸引（手動、オートサンプラによる吸引）、負圧吸引がある。負圧吸引は、送液ポンプを使用しないため脈流がなく、信号が安定しやすいが、粘性の高い試料には向かず、測定試料を手動で交換しなければならない。本測定法では、ルーチン分析では一般的なオートサンプラで吸引する方法を想定する。

- 1) アルゴンガスのバルブを開ける。
- 2) 冷却水循環装置、排気装置の電源を入れる。
- 3) 酸素ガスのバルブを開ける<sup>\*218</sup>。
- 4) サンプルチューブ及びドレインチューブを送液ポンプに取り付ける。
- 5) オートサンプラの電源を入れる。
- 6) 洗浄液（2 %硝酸及び超純水）をセットする。
- 7) プラズマを点灯する。
- 8) 2 %硝酸又は超純水を導入しながら、プラズマが安定するまで 10 分程度待つ<sup>\*219</sup>。

### 3.2.4 機器の調整

日によって最適なパラメータが変化するため、立ち上げ後に毎回機器の調整を行う。

- 1) チューニング溶液を用いて感度調整、マス軸調整を行う<sup>\*220</sup>。合わせて短時間安定性<sup>\*221</sup>、装置バックグラウンド<sup>\*222</sup>を確認する。
- 2) チューニング溶液を用い、各ガス種にて感度調整を行う。酸素ガスは、最適なガス流量<sup>\*223</sup>を設定してから調整を行う。
- 3)  $^{127}\text{I}$  溶液（100  $\mu\text{gI/L}$ ）を用い、PA ファクタの調整を行う<sup>\*224</sup>。
- 4) 超純水を導入したのち、2 %硝酸を導入し、試料導入系を洗浄する。
- 5) 超純水を 15 分程度導入したのち、0.5 %TMAH 溶液を導入する。
- 6)  $^{127}\text{I}$  溶液（10  $\mu\text{gI/L}$ ）を導入する。
- 7)  $m/z$  129 のバックグラウンドが十分に低く、 $m/z$  127 の計数率が十分に高いパラメータに調整する<sup>\*225, \*226</sup>。
- 8) 0.5 %TMAH 溶液を導入し、試料導入系を洗浄する。

---

<sup>\*218</sup>  $^{127}\text{I}$  測定時など、必要に応じてヘリウムガスも開ける。

<sup>\*219</sup> インターフェース圧力、アナライザー圧力、キャリアガス流量が前回のプラズマ点灯時と変化ないことを確認する。

<sup>\*220</sup> この調整により感度（検出下限値など）が決まる。

<sup>\*221</sup> 短時間安定性が 5 %より大きい場合は、送液ポンプの締め付けを調整する。

<sup>\*222</sup> バックグラウンドが高い場合は、洗浄液の導入による経路の洗浄を行う。

<sup>\*223</sup> 「3.3 酸素ガス流量の最適化」に従い、あらかじめ最適なガス流量を検討しておく。

<sup>\*224</sup> P（パルス計測）と A（アナログ計測）の感度差を調整する。試料測定時に行ってもよい。特に  $m/z$  129 がパルス、 $m/z$  127 がアナログ計測となる  $\text{IH}_2$ （ID）生成比の測定で重要であり、 $\text{IH}_2$ （ID）補正を行う場合は必ず調整する。

<sup>\*225</sup> 本来であれば分析対象元素である  $^{129}\text{I}$  の SB 比（シグナルとバックグラウンド計数率の比）で調整することが望ましいが、 $^{129}\text{I}$  標準液が貴重であることから  $^{127}\text{I}$  溶液を用いる。

<sup>\*226</sup> パラメータ例は「解説 C 測定パラメータ例」参照。

### 3.2.5 ヨウ素の定量

ヨウ素はメモリー効果が大きく、測定順に注意する必要がある<sup>\*227</sup>。測定試料濃度がある程度わかっているならば、濃度の低いものから測定するとよい。

本測定法では、メモリー効果の影響を低減するため、試料の前後で 0.5 %TMAH 溶液を測定し、測定試料の計数率からメモリー寄与分として差引する。

#### (1) 測定メソッドの作成

- 1) 測定する  $m/z$ 、積分時間、くり返し回数などの条件を設定する<sup>\*228</sup>。なお、 $m/z$  127,  $m/z$  129,  $m/z$  185 を測定する<sup>\*229</sup>。
- 2) 洗浄時間を設定する<sup>\*230</sup>。
- 3) 検量線溶液及び測定試料の情報、測定順を登録する。オートサンプラ上の測定試料位置を指定し、測定試料と 0.5 %TMAH 洗浄液が交互になるように、測定順を設定する。

#### (2) 定量

- 1) 検量線用溶液、測定試料を測定容器に移す。
- 2) 測定メソッドに設定したとおりの位置でオートサンプラーにセットする。
- 3) オンライン添加によりレニウム内標準液 (100  $\mu$ gRe/L) を導入し、安定性を確認する。
- 4) 検量線ブランク液として 0.5 %TMAH 溶液、検量線用溶液を測定し、 $m/z$  129 と 185 における計数率比を求め、 $^{129}\text{I}$  濃度と計数率比との検量線を作成する。
- 5) 測定試料溶液を測定し、 $m/z$  129 と 185 における計数率比と検量線から、測定試料溶液の  $^{129}\text{I}$  濃度 (ng/L) を求める。

### 3.2.6 測定上の注意点

より正確な測定を行うためには、以下の点に注意する必要がある。

#### (1) 操作ブランクの確認

操作ブランクの計数率が高く、検量線ブランク液の計数率が十分に低い場合には、分析工程での汚染が疑われる。汚染度合いによっては、考えられる原因を取り除き、再分析を行う。

#### (2) スペクトル干渉の確認

測定試料ごとにモリブデン、カドミウムの計数率が十分に低いことを確認する<sup>\*231</sup>。

---

<sup>\*227</sup>  $^{127}\text{I}$  の定量を行う場合は、 $^{127}\text{I}$  と  $^{129}\text{I}$  は測定試料の希釈倍率が異なるため別々に測定し、測定の順序は、 $^{127}\text{I}$ 、 $^{129}\text{I}$  とする。 $^{129}\text{I}$  測定試料は希釈倍率が低く、測定の際には同時に高濃度の  $^{127}\text{I}$  も装置内に導入されるため、 $^{129}\text{I}$  の測定後に  $^{127}\text{I}$  を測定する際には、長時間の装置内の洗浄操作、又は導入系パーツの洗浄が必要となる。

<sup>\*228</sup> パラメータ例は「解説 C 測定パラメータ例」参照。

<sup>\*229</sup>  $\text{IH}_2$  (ID) 補正可能か判断するため、 $m/z$  129 と同時に  $m/z$  127 を測定する。

<sup>\*230</sup> ヨウ素はメモリー効果が大きいので、十分な洗浄時間が必要である。あらかじめ必要な洗浄時間を確認しておくこと。

<sup>\*231</sup> あらかじめ許容上限計数率を求めておくこと。詳しくは「解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因」の「A.1 スペクトル干渉」を参照のこと。

### (3) メモリー効果の確認

測定試料の前後で 0.5 %TMAH 洗浄液又は検量線ブランク液を測定し、メモリー効果の確認を行う。十分に洗浄できていない場合は、洗浄時間を長くする、洗浄液濃度を高くする等の対策を行う。

### (4) 内標準計数率の増減

非スペクトル干渉と装置ドリフト(経時変動)の確認のため、測定試料の内標準計数率が、検量線ブランク液と比べ大幅に増減していないことを確認する。詳しくは JIS K 0133<sup>\*232</sup>を参照すること。

## 3.2.7 測定の終了

- 1) 0.5 %TMAH 溶液を 15 分以上導入したのち、超純水を 15 分間導入し流路を洗浄する。
- 2) プラズマを消灯する。
- 3) 導入系パーツに汚れが見られた場合や装置バックグラウンドが上昇していた場合は、取り外しての洗浄を行う<sup>\*233</sup>。

---

<sup>\*232</sup> JIS K 0133 : 誘導結合プラズマ質量分析通則 (2022)

<sup>\*233</sup> 詳しい洗浄方法は機器メーカーの手順書を参照のこと。

### 3.3 酸素ガス流量の最適化

理想的な酸素流量は、 $^{129}\text{Xe}$  が十分に除去され、かつ  $^{129}\text{I}$  の感度がよく、 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比が低い酸素流量であるため、酸素流量条件の最適化の検討を行う。 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) を用いた  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比で検討することが望ましいが、非常に高濃度の  $^{127}\text{I}$  を導入する必要がありメモリー効果が大きいので、 $^{127}\text{I}^1\text{H}$  を用いた一水素化物生成比 (以下「IH 生成比」という。) による確認とする。酸素ガス流量を変化させながら、海水又は海藻試料中の  $m/z$  127, 128 及び 129 を測定し、 $m/z$  127 の感度が良好であり、 $m/z$  129 のバックグラウンド及び  $m/z$  128 と 127 計数率比である IH 生成比が十分に低い流量を選定する。

$^{127}\text{I}$  濃度の高い試料にて  $m/z$  127 及び 128 を測定し、試料マトリクス中における  $^{127}\text{I}$  感度及び IH 生成比を確認する。また、 $^{127}\text{I}$  濃度の低い試料にて  $m/z$  129 を測定し、 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) が影響しない条件で  $^{129}\text{Xe}$  除去を確認する。

酸素ガス流量の検討例については、「解説 C 測定パラメータ例」を参照のこと。

#### 3.3.1 装置・器具・試薬

この項において、次の器具及び試薬が必要である。また、その他「3.2 測定操作」の「3.2.1 装置・器具・試薬」記述の測定に必要な器具・試薬一式が必要となる。

##### (1) 装置

- 1) 天秤：最小目盛 1 mg のもの
- 2) 超純水製造装置

##### (2) 器具

- 1) メスフラスコ：100 mL
- 2) マイクロピペット：1 mL、10 mL
- 3) ピペットチップ：1 mL、10 mL

##### (3) 試薬

- 1)  $^{127}\text{I}$  溶液 (10 mgI/mL)：3.2.1 参照
  - ・  $^{127}\text{I}$  溶液 (10 mgI/L)： $^{127}\text{I}$  溶液 (10 mgI/mL) 0.1 mL を 100 mL メスフラスコに分取し、25 %TMAH 溶液 2 mL を加え、超純水を標線まで加える。
- 2) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*234, \*235, \*236</sup>：質量分率 25 %
  - ・ 0.5 %TMAH 溶液：25 %TMAH 溶液 20 mL を超純水で 1000 mL とする。

<sup>\*234</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*235</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*236</sup> 消防法で第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。

3) 超純水：抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*237</sup>

### 3.3.2 操作

#### (1) 測定試料の調製

- 1) 海水については「第 1 章 海水」、海藻については「第 2 章 海藻」の操作に従い、<sup>129</sup>I 測定試料を調製し、<sup>129</sup>I 確認用試料とする。
- 2) <sup>129</sup>I 測定試料 9 mL に <sup>127</sup>I 溶液 (10 mgI/L) 1 mL を添加し (1 mgI/L となる)、<sup>127</sup> 及び <sup>128</sup> 測定用試料とする。

#### (2) 測定操作

- 1) 酸素ガス流量を 0.05 mL/分程度の間隔で、0 から最大まで変化させ、<sup>129</sup>I 確認用試料及び 0.5 %TMAH ブランク溶液の  $m/z$  129 を測定する。
- 2) 同様に、<sup>127</sup> 及び <sup>128</sup> 測定試料と 0.5 %TMAH ブランク溶液の  $m/z$  127 及び 128 を測定する。
- 3) <sup>127</sup>I 感度が高く、 $m/z$  129 計数率及び  $m/z$  128 と 127 の計数率比 (IH 生成比) が十分に低い酸素ガス流量を決定する。(詳しい検討例は「解説 C 測定パラメータ例」参照)。

### 3.4 二水素化物生成比の確認

IH<sub>2</sub> (ID) 補正には、IH<sub>2</sub> (ID) 生成比を求めておく必要がある。IH<sub>2</sub> (ID) 生成比を、本測定法では以下のように定義する。

$$[\text{IH}_2 (\text{ID}) \text{ 生成比}] = \frac{[m/z 129 \text{ 正味計数率}]}{[m/z 127 \text{ 計数率}]}$$

IH<sub>2</sub> (ID) 生成比は、数 100 ppm の <sup>127</sup>I 溶液を測定し、得られた  $m/z$  129 の正味計数率を <sup>127</sup>IH<sub>2</sub> (<sup>127</sup>I<sup>2</sup>D) の信号とみなし、 $m/z$  127 の計数率で除することで求める。装置には非常に高濃度のヨウ素溶液を導入するため、メモリー効果<sup>\*238</sup>が大きい。IH<sub>2</sub> (ID) 生成比の測定後に通常の試料を測定するのは避け、必ず導入系を取り外しての洗浄を行う。

IH<sub>2</sub> (ID) 生成比は日によって変動するため<sup>\*239</sup>、定期的に測定することが望ましい。

#### 3.4.1 装置・器具・試薬

この項において、次の器具及び試薬が必要である。また、その他に「3.2 測定操作」の「3.2.1 装置・器具・試薬」記述の測定に必要な器具一式が必要となる。

<sup>\*237</sup> JIS K 0211：分析化学用語(基礎部門)(2013)、番号 5218 の定義である。

<sup>\*238</sup> ヨウ素はメモリー効果(前に測定した試料中の元素が装置内に残留し、信号として現れる現象)が大きいことで知られている。

<sup>\*239</sup> 日間変動については「解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因」の「A.1.1 <sup>127</sup>I 水素化物」参照。

## (1) 装置

### 1) 超純水製造装置

## (2) 器具

### 1) マイクロピペット：2 mL、5 mL

### 2) ピペットチップ：2 mL、5 mL

### 3) 100 mL 容器：メスフラスコ、ポリ容器、遠沈管など

## (3) 試薬

### 1) $^{127}\text{I}$ 溶液：3.2.1 参照

- $^{127}\text{I}$  溶液 (10 mgI/mL)

- $^{127}\text{I}$  溶液 (100  $\mu\text{gI/L}$ )

### 2) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*240, \*241, \*242</sup>：質量分率 25 %

### 3) 超純水：抵抗率 18 M $\Omega$ ・cm 以上に精製された水<sup>\*243</sup>

## 3.4.2 測定試料の調製

本測定法では、400 mgI/L の  $^{127}\text{I}$  溶液を水素化物確認用試料とする。 $^{127}\text{I}$  によるメモリー効果が低減するため低濃度にしてもよいが、 $m/z$  129 の計数率減少にともなう計数誤差の増加に注意する<sup>\*244</sup>。400 mgI/L より高濃度とする場合は、メモリー効果だけでなく、装置の計数上限<sup>\*245</sup>を超過しないか注意する。

### 1) 4 mL の $^{127}\text{I}$ 溶液 (10 mgI/mL) を 100 mL 容器に分取する。

### 2) 25 %TMAH 溶液 2 mL を加える。

### 3) 超純水で 100 mL とし、水素化物確認用試料 (400 mgI/L) とする。

## 3.4.3 測定

### 1) 「3.2 測定操作」の「3.2.2 測定前の確認」～「3.2.4 機器の調整」に従い、トリプル四重極 ICP-MS を立ち上げ、機器の調整を行う。

---

<sup>\*240</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*241</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*242</sup> 消防法で危険物第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない(熱膨張による容器破損のおそれあり)等の注意が必要である。

<sup>\*243</sup> JIS K 0211：分析化学用語(基礎部門)(2013)、番号 5218 の定義である。

<sup>\*244</sup>  $^{127}\text{I}$  濃度域によるばらつきについては、「解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因」の「A.1.1  $^{127}\text{I}$  水素化物」参照。

<sup>\*245</sup> 一般的なトリプル四重極 ICP-MS での計数上限は、アナログ計測で  $5 \times 10^9 \sim 8 \times 10^{10}$  cps である。 $^{127}\text{I}$  の 1  $\mu\text{g/L}$  当たり感度が 10000 cps のとき、 $^{127}\text{I}$  1000 mgI/L 溶液は  $1 \times 10^{10}$  cps である。



- 2)  $^{127}\text{I}$  溶液 (100  $\mu\text{gI/L}$ ) を用い、PA ファクタの調整を行う<sup>\*246</sup>。
- 3) 水素化物確認用試料 (400  $\text{mgI/L}$ ) を測定し、前後でブランク試料 (0.5 %TMAH 溶液) を測定する。測定パラメータは  $^{129}\text{I}$  測定時の条件と同一とするが、積分時間は  $m/z$  127 が 0.1 秒、 $m/z$  129 が 10 秒とする<sup>\*247</sup>。
- 4) 測定終了後、試料導入系のパーツを取り外し洗浄する<sup>\*248</sup>。

### 3.4.4 計算

$\text{IH}_2$  (ID) 生成比を計算する際は、 $\text{IH}_2$  (ID) 補正の適用判断に用いるため (3.5.2 参照)、標準偏差も同時に計算する。

(1) 前後ブランクの平均値を差引し、水素化物確認用試料の  $m/z$  129 正味計数率を求める。計数率の標準偏差は、5 回繰り返し測定の標準偏差である。

$$r_{129n} \pm \sigma_{129n} = r_{129} - (r_{129b1} + r_{129b2})/2 \pm \sqrt{\sigma_{129}^2 + (\frac{\sigma_{129b1}}{2})^2 + (\frac{\sigma_{129b2}}{2})^2}$$

$r_{129n}$ ,  $\sigma_{129n}$  : 試料の  $m/z$  129 正味計数率及び標準偏差 (cps)

$r_{129}$ ,  $\sigma_{129}$  : 試料の  $m/z$  129 計数率及び標準偏差 (cps)

$r_{129b1}$ ,  $\sigma_{129b1}$  : 前ブランクの  $m/z$  129 計数率及び標準偏差 (cps)

$r_{129b2}$ ,  $\sigma_{129b2}$  : 後ブランクの  $m/z$  129 計数率及び標準偏差 (cps)

(2)  $m/z$  127 の計数率を除することで、 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比を求める。

$$H2 \pm \sigma_{H2} = r_{129n}/r_{127} \pm r_{129n}/r_{127} \times \sqrt{(\frac{\sigma_{129n}}{r_{129n}})^2 + (\frac{\sigma_{127}}{r_{127}})^2}$$

$H2$ ,  $\sigma_{H2}$  :  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比及び標準偏差

$r_{127}$ ,  $\sigma_{127}$  : 試料の  $m/z$  127 計数率及び標準偏差 (cps)

<sup>\*246</sup> P (パルス計測) と A (アナログ計測) の感度差を調整する。 $^{127}\text{I}$  を定量しない場合は行わなくてもよいが、 $^{129}\text{I}$  の測定条件と同一とする。

<sup>\*247</sup> 非常に高濃度のヨウ素溶液を導入するため測定時間は短くすることが望ましく、他元素の測定は行わない。

<sup>\*248</sup> ガラスパーツの洗浄法として一般的な希硝酸に浸け置く方法では汚染が残る場合は、0.5 %程度の TMAH 溶液に数時間～一晩含浸したのち、超純水で洗浄後、希硝酸に浸け置くとよい。

### 3.5 <sup>129</sup>I 放射能濃度の計算

#### 3.5.1 <sup>129</sup>I 放射能濃度の計算

<sup>129</sup>I 放射能濃度は、IH<sub>2</sub> (ID) 補正したのち試料中濃度を求め、比放射能から放射能濃度へ換算する。IH<sub>2</sub> (ID) 補正は、<sup>127</sup>I 濃度の低い海水試料であれば行わなくてもよいが、海藻試料では行うことが望ましい。補正の際は、試料の <sup>129</sup>I/<sup>127</sup>I 同位体比を計算し、補正が有効な同位体比か確認する。分析操作は 100 %の回収を想定しており、回収率補正は行わない。

##### (1) IH<sub>2</sub> (ID) 補正

試料の *m/z* 127 計数率と IH<sub>2</sub> (ID) 生成比<sup>\*249</sup>から、<sup>127</sup>I<sup>1</sup>H<sub>2</sub> (<sup>127</sup>I<sup>2</sup>D) 計数率を求める。

$$r_{\text{H2}} = r_{127} \times H2$$

$r_{\text{H2}}$  : <sup>127</sup>I<sup>1</sup>H<sub>2</sub> (<sup>127</sup>I<sup>2</sup>D) 計数率 (cps)  
 $r_{127}$  : 測定試料の *m/z* 127 計数率 (cps)  
 $H2$  : IH<sub>2</sub> (ID) 生成比

##### (2) 正味計数率

試料の *m/z* 129 計数率よりブランク計数率及び <sup>127</sup>I<sup>1</sup>H<sub>2</sub> (<sup>127</sup>I<sup>2</sup>D) 計数率を減算し、正味計数率を求める。ヨウ素はメモリー効果の影響が大きいため、本測定法では前後ブランクを差引する<sup>\*250</sup>。

$$r_{129n} = r_{129} - (r_{129b1} + r_{129b2})/2 - r_{\text{H2}}$$

$r_{129n}$  : *m/z* 129 正味計数率 (cps)  
 $r_{129}$  : 測定試料の *m/z* 129 計数率 (cps)  
 $r_{129b1}$  : 前ブランクの *m/z* 129 計数率 (cps)  
 $r_{129b2}$  : 後ブランクの *m/z* 129 計数率 (cps)

##### (3) 測定試料中の <sup>129</sup>I 濃度

検量線の傾き、切片、内標準計数率から、測定試料中の <sup>129</sup>I 濃度を求める。

$$C_s = \frac{r_{129n}/r_{is} - b}{a}$$

$C_s$  : 測定試料の濃度 (ng/L)  
 $r_{is}$  : 内標準元素の計数率 (cps)  
 $a$  : 検量線の傾き (cps/(ng/L))  
 $b$  : 検量線の切片

<sup>\*249</sup> 「3.4 二水素化物生成比の確認」に従い求める。

<sup>\*250</sup> どのブランクの影響が強いかが判断し、差引するブランクを選択してもよい。以下にブランク種類と、補正可能と見込める影響を示す。

検量線ブランク：バックグラウンド

操作ブランク：分析工程における汚染

前後ブランク：メモリー効果

#### (4) 試料中の $^{129}\text{I}$ 濃度

希釈倍率、供試量から、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。

##### 1) 海水試料の場合

試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を次式に従って求める。

$$C_{\text{sp}} = \frac{C_s \times V}{W_s}$$

$C_{\text{sp}}$  : 試料の濃度 (ng/L)  
 $V$  : メスフラスコの容量 (mL)  
 $W_s$  : 供試量 (mL)

##### 2) 海藻試料の場合

試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を次式に従って求める。

$$C_{\text{sp}} = \frac{C_s \times Z \times w \times D}{m \times 100}$$

$C_{\text{sp}}$  : 試料の濃度 (ng/kg 生)  
 $Z$  : 乾燥残分 (%)  
 $w$  : 捕集液の重量 (g)  
 $D$  : 希釈倍率  
 $W_s$  : 供試量 (g 乾物)

#### (5) 放射能濃度の算出

試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度を次式に従って求める。

$$A = C_{\text{sp}} \times S \times 10^{-9}$$

$A$  : 試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度 (Bq/L 又は Bq/kg 生)  
 $S$  : 比放射能 (Bq/g)

$$S = \frac{\ln 2 \times N_A}{T \times A_r}$$

$N_A$  : アボガドロ数 ( $\text{mol}^{-1}$ )  
 $T$  :  $^{129}\text{I}$  の半減期 (s)  
 $A_r$  :  $^{129}\text{I}$  の原子量

### 3.5.2 補正適用の判断

$\text{IH}_2$  (ID) 補正のようなスペクトル干渉補正法は、補正後の結果を信頼できる場合のみ適用すべきであり、あらかじめ適用可能な基準値を設定しておくことが望ましい。

JIS K 0102<sup>\*251</sup> には、スペクトル干渉の補正の適用範囲について“補正量が元の測定値の 50 %を超える試料については正確さが低下するため、補正式を用いる方法は適用できない”、とある。これをそのまま  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比に適用すると、試料の同位体比が  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比

---

<sup>\*251</sup> JIS K 0102 : 工場排水試験方法 (2016)

未満であるときこの補正法は適用できないことになる<sup>\*252</sup> が、本測定法では、更に測定のばらつきを考慮し、IH<sub>2</sub> (ID) 生成比に計数率の標準偏差を加えたものを基準値（以下、「補正可能基準」という。）とした。試料の同位体比が補正可能基準未満であるとき、IH<sub>2</sub> (ID) 補正は不可となる。

#### (1) 補正可能基準の計算

補正可能基準は次式に従って求める。

$$L = H2 + \sigma_{H2}$$

$L$  : 補正可能基準

$H2, \sigma_{H2}$  : IH<sub>2</sub> (ID) 生成比及び標準偏差

#### (2) 同位体比の確認

試料の同位体比は次式に従って求める。

$$r_{127n} = r_{127} - (r_{127b1} + r_{127b2})/2$$

$r_{127n}$  :  $m/z$  127 正味計数率 (cps)

$r_{127b1}$  : 前ブランクの  $m/z$  127 計数率 (cps)

$r_{127b2}$  : 後ブランクの  $m/z$  127 計数率 (cps)

$$R_{129/127} = r_{129n}/r_{127n}$$

$R_{129/127}$  : 試料中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比

$r_{129n}$  :  $m/z$  129 正味計数率 (cps)

#### (3) 補正適用の判断

試料中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比が補正可能基準以上であるときのみ、「3.5.1  $^{129}\text{I}$  放射能濃度の計算」の「(1) IH<sub>2</sub> (ID) 補正」の補正法を適用可能である。なお、ここで求めた試料の同位体比は質量差別効果<sup>\*253</sup>を補正していないため、不確かさは大きい可能性があることに注意する。

#### (4) 検出の判定

$^{129}\text{I}$  が検出できない理由としては、 $^{129}\text{I}$  が少ない場合と、 $^{127}\text{I}$  が多いために干渉が起こる場合の2とおり存在する。検出・不検出は、 $^{129}\text{I}$  放射能濃度の検出下限値のみで判断せず、IH<sub>2</sub> (ID) 補正を適用できないほど  $^{127}\text{I}$  量が多いときは不検出とするとよい。補正前の  $^{129}\text{I}$  が検出であり、試料の同位体比が補正可能基準未満の試料の測定は、加速器質量分析法を推奨する。

<sup>\*252</sup> JIS K 0102 の補正許容値を式で表し、IH<sub>2</sub> (ID) 補正について適用すると次のようになる。

$$0.5 = [\text{補正量}] / ([\text{補正量}] + [\text{試料中の量}])$$

$$\rightarrow 0.5 = [^{127}\text{I } ^1\text{H}_2 (^{127}\text{I } ^2\text{D}) \text{ 量}] / ([^{127}\text{I } ^1\text{H}_2 (^{127}\text{I } ^2\text{D}) \text{ 量}] + [\text{試料中の } ^{129}\text{I 量}])$$


$^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比に適用し、整理すると次のようになる。

$$0.5 = [\text{IH}_2 \text{ (ID) 生成比}] / ([\text{IH}_2 \text{ (ID) 生成比}] + [\text{試料の同位体比}])$$

$$[\text{試料の同位体比}] = [\text{IH}_2 \text{ (ID) 生成比}]$$

<sup>\*253</sup> 質量差別効果とは、元素の質量によって元素イオンの透過効率が異なる現象である。質量差別効果の補正法として、同位体比既知の溶液を用いる方法がある。

検出・不検出の判定フロー例を図Ⅱ.3.3に示す。



図Ⅱ.3.3 検出判定フロー例

### 3.5.3 不確かさ

測定結果がどの程度信頼のおける値であるのかを示す一つの指標として、測定に対する不確かさ (Uncertainty of Measurement) が用いられている。測定の不確かさとは『測定結果に付随した、合理的に測定対象量に結び付けられ得る値のばらつきを特徴付けるパラメータ』<sup>\*254</sup>である。注意すべき点は測定の不確かさは測定結果それぞれのばらつきではなく、一連の測定の持つ潜在的な変動を示す値であるということである。

従来の ICP-MS 分析では、繰り返し測定の不確かさ(標準偏差)のみを求めて、報告することが一般的であった。低レベルの環境試料の分析においては、計数の不確かさが支配的ではあるものの、前処理や測定機器の校正等を含めた一連の分析においても不確かさの要因は存在している。不確かさを評価することで、技能試験や試験所間比較において、各分析機関の分析結果の一致/不一致を判定することができ、更に、最も不確かさの大きい工程を抽出し、不確かさを小さくする取り組みを行うことで、分析結果の品質の改善につなげることも可能となる。

### 3.5.4 検出下限値

質量分析による放射性核種の測定における検出下限値は、分析供試量、希釈倍率、ブランク計数率等に依存して変化するものであり、分析・測定の目的に応じて、目指すべき検出下限値を設定すべきものである。検出下限値を計算することで、その測定がどのレベルまで検出可能かの指標となる。環境放射性核種は微量で検出されないことが多いため、分析試料を測定する際には検出下限値を得ておくのが望ましい。ここで注意すべきは、検出下限値以上の濃度より高い濃度であればほとんどの場合検出されるが、それ以下であっても必ず不検出になるわけではなく、検出される可能性があることである。

検出下限値の算出には、Kaiser の方法<sup>\*255, \*256</sup>や、日本産業規格である JIS K 0133<sup>\*257</sup>による評価方法などがある。それぞれの検出下限値の概念において、測定値の分布を考慮しておく必要がある。ある測定対象を十分な回数だけ測定を繰り返すと、測定値は図Ⅱ.3.4のように平均を頂点とした正規分布又はガウス分布といわれる数学モデルで表現される。


---

<sup>\*254</sup> JIS Z 8404-1 : 測定の不確かさ-第1部 (2018)

<sup>\*255</sup> H.Kaiser : Zum Problem der Nachweisgrenze, Analytische Chemie, 209, 1-18 (1965)

<sup>\*256</sup> IUPAC: Analytical Chemistry Division Commission on Spectrochemical and Other Optical Procedures for Analysis: Nomenclature, Symbols, Units and their Usage in Spectrochemical Analysis - III. Analytical Flame Spectroscopy and Associated Non-Flame Procedures, Pure and Applied Chemistry, 45, 105-123 (1976)

<sup>\*257</sup> JIS K 0133 : 誘導結合プラズマ質量分析通則 (2022)



$\mu$  : 測定値の平均  
 $\sigma$  : 測定値の分布の標準偏差

図Ⅱ.3.4 測定値の分布

JIS K 0133 によれば、ICP-MS の検出下限値は装置検出下限及び方法検出下限の 2 種類存在する。検量線用ブランク液の標準偏差から求める装置検出下限は、主として機器の性能確認に使用される。操作ブランクの標準偏差から求める方法検出下限は、主として通常業務の分析や新たに開発した分析法の評価に用いられる。

検出下限値の評価方法及び種類は複数あるが、どれを選択するかは測定を実施した調査の要求仕様等に則って選択する。なお、検出下限値を報告する際には、採用した評価方法を明記しておく必要がある。

## 第 4 章 品質保証

本測定法に記載の手順に沿った分析、測定を実施することと併せて、国家標準等とのトレーサビリティの確保や機器の健全性を担保する日常点検を実施することも極めて重要である。これらの行為を継続的に実施することにより、第三者に対して分析結果の質が保証されていることを証明することができる。分析結果の質の保証を担保する上で、ISO/IEC 17025 の考え方に沿って実施することが望ましく、分析・測定者自身が実施する内部精度管理と外部機関が実施する技能試験等に参加する外部精度管理に大別される。

### 4.1 内部精度管理

#### 4.1.1 トレーサビリティの確保

<sup>129</sup>I 分析結果において、トレーサビリティを確保すべき項目として、放射能(Bq)と質量(kg)があげられる。前者は、標準液を用いて校正するトリプル四重極 ICP-MS について、後者は測定試料調製時に使用する電子天秤について、トレーサビリティを確保しておく必要がある。使用者が検量線用標準液を調製する場合には、国家標準にトレーサブルな標準液を、計量法に基づく校正事業者登録制度による校正事業者が発行した校正証明書付きで入手することができる。また、電子天秤については、製造者による校正サービスを利用することができるので、校正証明書の発行を含めた保守点検を実施すればよい。機器の校正は適切な頻度で実施すべきであり、校正の有効期限を設けて管理する必要がある。有効期限内において、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを、「4.1.2 日常点検」で確認する。

トレーサビリティは、分析結果に付随する記録類等に対しても、同様に確保しておく必要がある。具体的には、試料採取日や採取場所を記録した採取記録票、分析試料を識別するユニーク番号(分析番号等)、分析及び測定作業で発生する各種記録類や帳票等が切れ目なく紐づけされた状態で管理されていることが重要である。

#### 4.1.2 日常点検

<sup>129</sup>I 分析及び測定で使用する機器についての点検項目及び点検方法を以下に記載する。機器が健全であり、使用可能と判断するためには、各点検項目における許容基準を設けておく必要がある。実験的に得た初期データで暫定基準を設け、データが蓄積されたのち、統計的な処理により許容基準を再設定<sup>\*258</sup>することが望ましい。なお、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことが確認できればよいので、ここで例示されている方法と異なる方法で確認してもよい。なお、日常点検を実施した日付、担当者、点検結果等は記録として残しておくといよい。

日常点検の結果、許容基準を満たさない場合は機器の使用を一時停止し、その原因を調査し、解消する必要がある。使用者による再測定や機器の再設定などで原因が解消されない場合は、製造者による点検や修理を行う。

---

<sup>\*258</sup> 平均値及び標準偏差を求めて、平均値を中心とした $\pm k\sigma$  ( $k$ として、2もしくは3)の範囲を許容基準とするのが簡便である。



### (1) トリプル四重極 ICP-MS

定期的にトリプル四重極 ICP-MS を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する<sup>\*259</sup>。なお、頻度としては、測定の都度、実施することが望ましい。

#### 1) 装置立ち上げ時の確認

- ・「第3章 測定」の「3.2.2 測定前の確認」～「3.2.4 機器の調整」を参照。

#### 2) 機器調整時の確認

- ・感度
- ・装置バックグラウンド
- ・酸化物イオン及び二価イオン生成比
- ・短時間安定性
- ・質量分解能

#### 3) 検量線の確認

- ・検量線の直線性

### (2) 電子天秤

定期的に電子天秤を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する。なお、頻度としては、使用の都度行う使用前点検及び月ごとなどに行う定期点検を実施することが望ましい。

#### ・使用前点検

天秤使用前に実施する点検である。内蔵分銅がある天秤は、事前に内部校正を実施しておくといよい。実際に秤量する測定試料の質量に近い（もしくは使用範囲の下限）分銅<sup>\*260</sup>を用いて、電子天秤の使用前点検を実施し、秤量結果が許容基準内<sup>\*261</sup>であることを確認する。電子天秤の使用後にも同じ点検を実施すると更によい。

#### ・定期点検

使用する電子天秤の最大秤量値に近い質量の分銅を用いて、電子天秤の感度を確認する。内蔵分銅がある天秤は、事前に内部校正を実施しておくといよい。使用する分銅のグレード、許容基準については、使用前点検に準じてよい。一定の間隔で実施する点検であり、1か月程度の頻度で実施することが望ましい。

### (3) マイクロピペット

定期的にマイクロピペットを点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が生じていないことを確認する。なお、頻度としては、使用の都度行う使用前点検を実施することが望ましい。

---

<sup>\*259</sup> 詳細は「JIS K 0133：誘導結合プラズマ質量分析通則（2022）」参照。

<sup>\*260</sup> 校正証明書付きの分銅(OIML(JIS)規格 F2 以上)が望ましい。

<sup>\*261</sup> 許容基準は、秤量の不確かさ、最小計量値、安全係数から求める必要があるが、初期値として、0.5 %を管理幅として設定してもよい（例 10 g の分銅の場合、許容基準は 9.95～10.05g となる）。

- ・使用前点検

マイクロピペットで純水 1 mL を分取し、その重量を電子天秤で秤量し、秤量結果が 1 g となるようマイクロピペットを調整する。秤量結果が、マイクロピペットの校正証明書などに記載されている許容基準内に入ることを確認する。

マイクロピペットに関しても、1 年に 1 回程度、製造者やそれに準じた者による定期点検を行うことが望ましい。

#### (4) 試薬及び標準物質の管理

試薬や標準物質などで保証期間の表記があるものについては、期間内に使用すること。また、表記がないものについては、開封日等を管理するなどして、試薬等の品質管理を行うこと。

## 4.2 外部精度管理

### 4.2.1 試験所間比較

同一の試料を用いて他の試験所（ISO/IEC 17025 認定試験所が望ましい）との間で相互比較分析を実施し、両者の分析結果に有意な差が見られないことを確認することで、測定、解析のプロセスの妥当性を確認することができる。

### 4.2.2 技能試験

外部機関（ISO/IEC 17043 認定を取得している機関が望ましい）が提供する技能試験に参加し、試験品の分析結果を添加値(付与値)と比較することにより、試験所としての技能を客観的に示すことができる。ISO/IEC 17043 に基づいた技能試験の場合には、参加試験所のパフォーマンス評価方法として、 $z$  スコアや  $E_n$  スコア等がある。

## 解 説



## 解説 A トリプル四重極 ICP-MS の干渉要因

ICP-MS における主な干渉要因は、スペクトル干渉、非スペクトル干渉、隣接した同位体のピーク裾が±1 の質量に影響を与える現象（テーリング）である。テーリングは、アバンダンス感度が  $10^{-6} \sim 10^{-7}$  であったシングル四重極では、測定を妨害する大きな要因であった。一方、トリプル四重極 ICP-MS はアバンダンス感度が  $10^{-11}$  以下に改善している。 $^{127}\text{I}$  のテーリングよりも、 $m/z$  129 に  $10^{-8} \sim 10^{-9}$  干渉する  $^{127}\text{I}$  水素化物の影響が遥かに大きいため、テーリングによる影響は考慮しなくてもよい。

### A.1 スペクトル干渉

ICP-MS では測定対象の同位体に同重体、多原子イオン等のスペクトルが重なる、スペクトル干渉が問題となる。トリプル四重極 ICP-MS による  $^{129}\text{I}$  分析で問題となるのは、安定ヨウ素である  $^{127}\text{I}$  の二水素化物  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  又は重水素化物  $^{127}\text{I}^2\text{D}$ 、モリブデン及びカドミウムの酸化物  $^{97}\text{Mo}^{16}\text{O}_2$ 、 $^{113}\text{Cd}^{16}\text{O}$ 、アルゴンガス中の  $^{129}\text{Xe}$  である。

#### A.1.1 $^{127}\text{I}$ 水素化物

##### (1) $^{127}\text{I}$ 水素化物 の対策

$^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) による干渉は  $^{127}\text{I}/^{129}\text{I}$  同位体比が装置の  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比より低く、かつ  $^{127}\text{I}$  濃度が高い海藻試料で顕著である。

$^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) の計数率を  $^{129}\text{I}$  と見誤らないための対策として、次の 2 点がある。

- ① 分析供試量や希釈倍率を調整し、 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 生成量を減少させる。
- ②  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 生成量を計算し、差引する<sup>\*262</sup>。

方法①は、分析供試量を小さく、希釈倍率を高くすることで測定試料中の  $^{127}\text{I}$  量が低くなるように調整し、 $^{127}\text{I}$  から生成する  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) の生成量を減少させる。 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) がバックグラウンドレベルの計数率となれば、 $m/z$  129 に影響を与えないとする考え方である。海藻試料における分析供試量及び希釈倍率の組み合わせによる  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値を表 II. A. 1 に示す。簡便な方法であるが、分析供試量の減少及び希釈の高倍率化に伴い検出可能レベルが上昇するため、目標とする検出下限値がある場合は適用が難しい。また、検出可能レベルの上昇に伴い検出可能な  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比が上昇するため、目標値を下回るよう注意する必要がある。本測定法では、より低い検出可能レベル及び検出可能同位体比を達成可能な方法②を採用した。

---

<sup>\*262</sup> 「第 3 章 測定」の「3.5.1  $^{129}\text{I}$  放射能濃度の計算」を参照。

表Ⅱ.A.1 海藻試料における  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値及び検出可能レベル

| 分析<br>供試量<br>(g 乾物) | 希釈<br>倍率 | $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$ ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ )<br>計算値<br>(cps) ※1, ※2 | 検出可能レベル<br>(Bq/kg 生) ※2, ※3 | 検出可能<br>$^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$<br>同位体比 ※4, ※5 | 目標検出下限値<br>〔同位体比 ※4〕<br>(Bq/kg 生) ※6 |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.1                 | 500      | 0.01                                                                               | 3                           | $3 \times 10^{-7}$                                     | 0.1<br>[ $1 \times 10^{-8}$ ]        |
|                     | 100      | 0.03                                                                               | 0.5                         | $6 \times 10^{-8}$                                     |                                      |
|                     | 10       | 0.26                                                                               | 0.05                        | ( $6 \times 10^{-9}$ )                                 |                                      |
| 0.6                 | 2500     | 0.01                                                                               | 2                           | $3 \times 10^{-7}$                                     |                                      |
|                     | 100      | 0.16                                                                               | 0.09                        | $1 \times 10^{-8}$                                     |                                      |
|                     | 10       | 1.56                                                                               | 0.01                        | ( $1 \times 10^{-9}$ )                                 |                                      |
| 2                   | 5000     | 0.01                                                                               | 1                           | $2 \times 10^{-7}$                                     |                                      |
|                     | 100      | 0.52                                                                               | 0.03                        | ( $3 \times 10^{-9}$ )                                 |                                      |
|                     | 10       | 5.20                                                                               | 0.003                       | ( $3 \times 10^{-10}$ )                                |                                      |

※1  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比を  $8 \times 10^{-9}$ 、捕集液重量を 20 g、 $^{129}\text{I}$  の 1 ng/L 当たり感度を 10 cps とした。

※2 海藻の  $^{127}\text{I}$  濃度を 1300 mg/kg 生、生試料に対する乾物の重量比を 20 % とした。

※3 方法検出下限を 0.02 ng/L、比放射能を  $6.53 \times 10^6$  Bq/g とした。

※4 ( $^{129}\text{I}$  検出可能レベル又は目標検出下限値) / (海藻中  $^{127}\text{I}$  濃度) より求めた  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比である。

※5 本測定法における補正可能基準 ( $9 \times 10^{-9}$ ) を満たさない同位体比は()付きで表した。

※6 総合モニタリング計画における各種調査において目標として設定された検出下限値である。

## (2) 二水素化物生成比

$^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 生成量の計算に必要な  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比の求め方について、適切な  $^{127}\text{I}$  濃度及び測定頻度を調べるため、 $^{127}\text{I}$  濃度による変化と、繰り返し安定性及び日間変動を調査した。

### 1) $^{127}\text{I}$ 濃度による変化


#### ① 検討の手順

$^{127}\text{I}$  が下記濃度の試料を調製し、「第3章 測定」の「3.4 二水素化物生成比の確認」の手順にて測定及び  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比の算出を行った。

- ・  $^{127}\text{I}$  濃度 : 50, 200, 400, 500, 800 mgI/L (0.5 %TMAH 溶液)
- ・ 測定パラメータ :  $^{129}\text{I}$  測定条件(「解説 C 測定パラメータ例」参照)

#### ② 検討の結果

$m/z$  129 正味計数率と  $m/z$  127 の相関図及び  $^{127}\text{I}$  濃度における  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比を図Ⅱ.A.1 に示す。直線性はおおむねよい結果であった。 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比については、50 mgI/L がその他濃度から外れ、ばらつきが大きい結果となった。



図Ⅱ.A.1  $m/z$  127 及び  $m/z$  129 の相関(左)と  $^{127}\text{I}$  濃度における  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比(右)

## 2) 繰り返し安定性


### ① 検討の手順

$^{127}\text{I}$  が下記濃度の試料を調製し、酸素流量を変えて「第3章 測定」の「3.4 二水素化物生成比の確認」の手順にて測定及び  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比の算出を行った。同一サンプルにて下記条件で繰り返し測定を行った。

- ・測定試料 : 400 mgI/L (0.5 %TMAH 溶液)
- ・酸素流量 : 1.05 mL/分又は 1.2 mL/分
- ・繰り返し安定性 : 同一日に 3 回測定 (試料間でブランクを測定)
- ・日間変動 : 3 日間測定

### ② 検討の結果

繰り返しの検討結果を図Ⅱ.A.2 に示す。どちらの流量も繰り返し安定性は安定していたが、日間変動はばらつきがみられる結果となった。



図Ⅱ.A.2  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比の繰り返し安定性と日間変動

### 3) まとめ

IH<sub>2</sub> (ID) 生成比は <sup>127</sup>I 高濃度域ほどばらつきが少ないことから、本測定法では 400 mgI/L を採用した。日間変動が見られたため、定期的に測定することが望ましい。

今回の検討での IH<sub>2</sub> (ID) 生成比は  $8 \times 10^{-9}$  程度であったが、大野らは  $5 \times 10^{-9}$  を報告している<sup>\*263</sup>。今回の検討結果では、酸素流量を増加すれば IH<sub>2</sub> (ID) 生成比を低減可能であったが、感度の減少により検出下限値の上昇の可能性があることから、適する流量を検討しておく必要がある(詳しくは「解説 C 測定パラメータ例」参照)。

#### A. 1. 2 モリブデン及びカドミウム

モリブデン及びカドミウムは環境試料中に存在し、酸化物生成比が高く、それぞれ <sup>97</sup>Mo<sup>16</sup>O<sub>2</sub> 又は <sup>113</sup>Cd<sup>16</sup>O が <sup>129</sup>I に干渉する可能性がある。これらの干渉の有無について、測定試料ごとにモリブデン、カドミウムの計数率を測定し、確認するとよい。影響なしと判断する基準、許容上限計数率については、事前に検討しておくことよい。許容上限計数率を超過した場合は、測定試料の希釈倍率を高くする等の対応を行う。

以下に、許容上限計数率検討の例を示す。

(1) モリブデン標準液又はカドミウム標準液を希釈し、それぞれ別々に 0, 100, 500, 1000 μg/L の検量線用標準液(0.5 %TMAH 溶液)を作製する。

(2) 各標準液をトリプル四重極 ICP-MS にて測定する。測定条件は以下のとおりである。

- ・パラメータ : <sup>129</sup>I 測定条件(「解説 C 測定パラメータ例」参照)
- ・測定質量 : モリブデン  $m/z$  97 → 129 及び  $m/z$  129  
カドミウム  $m/z$  111 及び  $m/z$  129

(3)  $m/z$  129 の計数率から検量線ブランクの計数率を差引し、 $m/z$  129 正味計数率を縦軸、モリブデン又はカドミウムの計数率を横軸に取ったグラフを作成する。


---

<sup>\*263</sup> T. Ohno et al.: Determination of ultratrace <sup>129</sup>I in soil samples by Triple Quadrupole ICP-MS and its application to Fukushima soil samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28, 1283-1287 (2013)




例) モリブデン

0, 100, 500, 1000  $\mu\text{gMo/L}$



カドミウム

0, 100, 500, 1000  $\mu\text{gCd/L}$



図Ⅱ.A.3 モリブデン(左)及びカドミウム(右)計数率による  $m/z\ 129$  変化

(4)  $m/z\ 129$  に何 cps までの干渉が許容できるか決定する。ここでは、 $m/z\ 129$  に 0.05 cps 検出する計数率<sup>\*264</sup>をモリブデン又はカドミウムの許容上限計数率とする。

(5) 検量線の傾きから、モリブデン又はカドミウムの許容上限計数率を算出する<sup>\*265</sup>。安全側に評価するため、切片は加味しない。

例) モリブデン許容上限計数率

$$m/z\ 97 \rightarrow 129\ (\text{cps}) = 0.05 / (2.81 \times 10^{-6}) = 17,800\ (36\ \mu\text{gMo/L})$$

カドミウム許容上限計数率

$$m/z\ 111 \rightarrow 129\ (\text{cps}) = 0.05 / (1.07 \times 10^{-6}) = 46,700\ (12\ \mu\text{gCd/L})$$

### A.1.3 アルゴンガス中の $^{129}\text{Xe}$

プラズマの生成に用いるアルゴンガス中には微量のキセノンが含まれており、 $^{129}\text{Xe}$  が  $m/z\ 129$  に干渉することが知られている。 $^{129}\text{I}$  測定時は酸素ガスにより  $^{129}\text{Xe}$  を除去するが、酸素流量 0 mL/分にて  $m/z\ 129$  を測定した場合の結果を図Ⅱ.A.4 に示す。

$m/z\ 129$  には数 1000 cps の干渉があり、検出下限値を低減した測定を行うには、酸素による  $^{129}\text{Xe}$  除去が必須である。

<sup>\*264</sup> バックグラウンド計数率を 0.5 cps とし、その 10 分の 1 量として設定した。

<sup>\*265</sup> 大野らは、土壌試料における Agilent 8800 トリプル四重極 ICP-MS の測定において、 $m/z\ 129$  に 0.2 cps 干渉する濃度としてモリブデンは 20 ppb、カドミウムは 10 ppb と報告している (T. Ohno et al.: Determination of ultratrace  $^{129}\text{I}$  in soil samples by Triple Quadrupole ICP-MS and its application to Fukushima soil samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28, 1283-1287 (2013))。今回の検討の許容値はこの報告と異なっており、装置ごとに検討する必要がある。

測定パラメータ： $^{129}\text{I}$  測定条件（「解説 C 測定パラメータ例」参照。ただし、酸素流量 0 mL/分）

繰り返し測定：1 回測定×4 日間




図 II.A.4 酸素流量 0 mL/分での  $m/z$  129 計数率

## A.2 非スペクトル干渉

### A.2.1 物理干渉

測定試料の酸又は塩基濃度、共存成分濃度が変動するとネブライザーの霧化効率が変動し、計数率変動の要因となる。この物理干渉を低減するには、検量線標準液と測定試料の液性を一致する、内標準補正を用いる等がある。

また、塩濃度が高いとサンプリグコーン及びスキマーコーンに塩が析出し、オリフィス径が小さくなるために感度低下を招く。通常のプラズマ条件では、塩濃度を 0.1 %以内に抑えることが望ましい。

### A.2.2 イオン化干渉

特にアルカリ金属やアルカリ土類金属などのイオン化エネルギーの低い元素が多量に存在すると、分析対象元素のイオン化効率が大きく変化する現象。内標準補正によって低減できる場合がある。

### A.2.3 マトリクス干渉

多量の共存元素が存在することで、分析対象元素の計数率が一般的に減少する現象。内標準補正によって低減可能である。

### A.3 塩による影響の検討

本測定法の測定試料には、海水試料には主に塩化ナトリウム、海藻試料には主に亜硫酸ナトリウムが含まれる。海水の総塩濃度は一般的に 3.4 % であり、そのうち塩化ナトリウムは 2.7 % であるため、50 倍希釈した海水試料での塩化ナトリウム濃度は 0.05 % と見積もられる。海藻試料のヨウ素捕集液には 0.5 % 亜硫酸ナトリウムが含まれており、50 倍希釈で 0.01 % である。これら塩が  $^{129}\text{I}$  測定に影響を与えるか検討した。 $^{129}\text{I}$  標準液は貴重であるため、検討には  $^{127}\text{I}$  を用いた。感度として  $m/z$  127、バックグラウンドとして  $m/z$  129 を測定し、塩による影響を調査した。

#### A.3.1 検討手順

$^{127}\text{I}$  が  $10\ \mu\text{gI/L}$  となる 0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.3 % の塩化ナトリウム又は亜硫酸ナトリウム溶液 (0.5 % TMAH 溶液) を作製し、下記条件で 3 回測定を 3 日間行った。

- ・測定パラメータ :  $^{127}\text{I}$  測定条件 (「解説 C 測定パラメータ例」参照)
- ・積分時間 : [ $m/z$  127] 1 秒、[ $m/z$  129] 10 秒
- ・繰返し : 3 回測定  $\times$  3 日間

#### A.3.2 塩化ナトリウム

3 日間の計数率の平均値及び塩化ナトリウム濃度を図 II.A.5 に示す。 $^{127}\text{I}$  計数率は濃度 0.01 % で最大であり、濃度が上昇するにつれて減少した。物理干渉又はマトリクス効果が原因と考えられる。

$m/z$  129 のバックグラウンド計数率は、0.01 % でやや上昇し 0.1 % まではほぼ一定であるが、0.3 % のとき上昇がみられた。原因は不明であるが、塩化ナトリウム濃度が高い試料は  $m/z$  129 に干渉を引き起こす可能性が示された。

塩化ナトリウム濃度を 0.1 % 以下にすれば、 $^{129}\text{I}$  測定に大きな影響はないと考えられる。3 % 塩化ナトリウム濃度の海水試料では、50 倍希釈により 0.06 % となる。





図 II.A.5 塩化ナトリウム濃度における  $m/z$  127 (左) 及び  $m/z$  129 (右) 計数率変化

### A. 3. 3 亜硫酸ナトリウム

3 日間の計数率の平均値及び亜硫酸ナトリウム濃度を図Ⅱ.A. 6 に示す。 $^{127}\text{I}$  計数率は濃度 0.01 %で上昇し、その後はほぼ一定であった。物理干渉又はマトリクス効果が原因と考えられるが、塩化ナトリウムに比べ影響は小さいことが分かった。

$m/z$  129 のバックグラウンド計数率は、濃度が高くなるほど上昇し、0.3 %で 0 %の場合の約 6 倍と顕著に上昇した。

海藻試料では、亜硫酸ナトリウム濃度を 0.1 %以下に抑えるよう希釈することが望ましい。0.5 %亜硫酸ナトリウムのヨウ素捕集液では、50 倍希釈で 0.01 %となる。



図Ⅱ.A. 6 亜硫酸ナトリウム濃度による  $m/z$  127(左)及び  $m/z$  129(右)計数率変化

### A. 3. 4 まとめ

塩濃度の増加により、 $m/z$  129 におけるバックグラウンドは上昇する可能性が示された。バックグラウンド上昇の原因は不明であるが、試薬の微量成分の影響、装置内に残留していた  $^{129}\text{I}$  が洗い流された、といった可能性がある。3 日間の測定で同様の結果が得られているためある程度再現性はあると判断できるものの、1 cps 前後と非常に低い計数率での現象であるため、判断には注意を要する。

今回の検討結果から、海水試料は塩化ナトリウム濃度を、海藻試料は亜硫酸ナトリウム濃度を 0.1 %以下にすれば  $^{129}\text{I}$  測定への影響は少ないと考えられる。この塩濃度は一般的に ICP-MS 分析で推奨される測定試料の塩濃度と同一であり、通常の実験条件であれば塩の影響は受けにくいと判断できる。

## 解説 B $^{127}\text{I}$ の定量

本測定法で検出可能な  $^{129}\text{I}$  濃度の認証値又は参考値がある標準物質はほとんど存在しないため、分析工程の妥当性確認として、 $^{127}\text{I}$  の定量が必要である。

$^{127}\text{I}$  の定量手順を以下に示す。

### B.1 測定試料の調製

#### B.1.1 海水

「第1章 海水」の操作と同様に調製する。

#### B.1.2 海藻

基本的に「第2章 海藻」の操作と同様に調製するが、海藻の  $^{129}\text{I}$  測定試料は希釈倍率が低く、 $^{127}\text{I}$  濃度が非常に高いため、 $^{127}\text{I}$  測定試料は  $^{129}\text{I}$  測定試料と別で調製するとよい。

海藻の  $^{127}\text{I}$  濃度は、種類によって大幅に異なる。 $^{127}\text{I}$  測定試料は、検量線の濃度域に収まる濃度となるよう、試料中  $^{127}\text{I}$  濃度に合わせて希釈倍率を変更する。ここでは、海藻試料中  $^{127}\text{I}$  濃度を 500 mg/kg 生と想定し、25000 倍希釈の例を示す。

##### (1) 器具、試薬

「第2章 海藻」の「2.1 装置・器具・試薬」記述の測定試料調製に必要なもの

##### (2) 操作

「第2章 海藻」の「2.2 熱加水分解」における「2.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」に従い分析したのち、次のとおり測定試料を調製する。

- 1) 「2.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」で得られた捕集液 1 g をマイクロピペットで分取し、50 mL メスフラスコに加える。
- 2) 25 %TMAH 溶液 1 mL を加える。
- 3) 超純水をメスフラスコの標線まで加え、メスフラスコをよく振り混ぜる。
- 4) メスフラスコの溶液をビーカー等容器にあげ、マイクロピペットで 0.1 mL 分取する。
- 5) 50 mL メスフラスコに加える。
- 6) 25 %TMAH 溶液 1 mL を先のメスフラスコに加える。
- 7) 超純水をメスフラスコの標線まで加える。
- 8) よく振り混ぜ、 $^{127}\text{I}$  測定用試料とする。

### B.2 検量線用溶液の作製

ヨウ化カリウムから調製した  $^{127}\text{I}$  溶液を希釈し、 $^{127}\text{I}$  検量線用溶液を作製する。市販品の標準溶液を使用してもよい。分析する前に  $^{127}\text{I}$  の認証値をもつ標準物質を用いて、使用可能かあらかじめ確認する必要がある。

## (1) 器具

「第3章 測定」の「3.1 検量線溶液の調製」における「3.1.1 装置・器具・試薬」記述の器具を使用する。

## (2) 試薬

- 1)  $^{127}\text{I}$  溶液 (100  $\mu\text{gI/L}$ ) : 3.2.1 参照
- 2) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*266, \*267, \*268</sup> : 質量分率 25 %
- 3) 超純水 : 抵抗率 18  $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$  以上に精製された水<sup>\*269</sup>

## (3) 操作

- 1)  $^{127}\text{I}$  溶液 (100  $\mu\text{gI/L}$ ) 0.1, 0.5, 1, 5, 10 mL を正確に 100 mL メスフラスコに分取する。
- 2) 25 %TMAH 溶液 2 mL を加える。
- 3) 超純水をメスフラスコの標線まで加える。
- 4) よく振り混ぜ  $^{127}\text{I}$  検量線溶液 (0.1, 0.5, 1, 5, 10  $\mu\text{gI/L}$ )<sup>\*270</sup> とする。

## B.3 $^{127}\text{I}$ の定量

ヨウ素はメモリー効果が大きく、測定順に注意する必要がある。ある程度測定試料濃度がわかっていれば、濃度の低いものから測定するとよい。

$^{127}\text{I}$  の定量を行う場合は、 $^{127}\text{I}$  と  $^{129}\text{I}$  は測定試料の希釈倍率が異なるため別々に測定する必要がある。測定の順序は、 $^{127}\text{I}$ 、 $^{129}\text{I}$  の順とする。 $^{129}\text{I}$  測定試料は希釈倍率が低く、測定の際には同時に高濃度の  $^{127}\text{I}$  も装置内に導入される。このため、 $^{129}\text{I}$  の測定後に  $^{127}\text{I}$  を測定する際には、長時間の装置内の洗浄操作、又は導入系パーツの洗浄が必要となる。

また、試料の前後で洗浄液又は検量線ブランク液を測定し、測定試料の計数率からメモリー寄与分として差引する方法も有効である。

## (1) 器具、試薬

「第3章 測定」の「3.2 測定操作」における「3.2.1 装置・器具・試薬」記述の器具、試薬を使用する。

<sup>\*266</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*267</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*268</sup> 消防法で危険物第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない(熱膨張による容器破損のおそれあり)等の注意が必要である。

<sup>\*269</sup> JIS K 0211 : 分析化学用語(基礎部門) (2013)、番号 5218 の定義である。

<sup>\*270</sup> 検量線ブランク液(0  $\mu\text{gI/L}$ )は 0.5 %TMAH 溶液を用いる。

## (2) 操作

### ① 測定前の確認～機器の調整

- 1) 「第3章 測定」の「3.2 測定操作」における「3.2.2 測定前の確認」～「3.2.4 機器の調整」に従い、操作を行う。

### ② 測定メソッドの作成

- 1) 測定する  $m/z$ 、積分時間、繰り返し回数などの条件を設定する<sup>\*271</sup>。 $m/z$  127,  $m/z$  185 を測定する。
- 2) 洗浄時間を設定する<sup>\*272</sup>。
- 3) 検量線溶液及び測定試料の情報、測定順を登録する。オートサンプラ上の測定試料位置を指定し、測定試料と 0.5 %TMAH 洗浄液が交互になるように、測定順を設定する。

### ③ $^{127}\text{I}$ の定量

- 1) 検量線用溶液、測定試料を測定容器に移す。
- 2) オートサンプラーにセットする。
- 3) オンライン添加によりレニウム内標準液 (100  $\mu\text{gRe/L}$ ) を導入し、安定性を確認する。
- 4) 検量線ブランク液として 0.5 %TMAH 溶液、検量線用溶液を測定し、 $m/z$  127 と 185 における計数率比を求め、 $^{127}\text{I}$  濃度と計数率比との検量線を作成する。
- 5) 測定試料溶液を導入し、 $m/z$  127 と 185 における計数率比と検量線から、測定試料溶液の  $^{127}\text{I}$  濃度 ( $\mu\text{g/L}$ ) を求める。

## B.4 $^{127}\text{I}$ 濃度の計算

### (1) 正味計数率

試料の  $m/z$  127 計数率よりブランク計数率を減算し、正味計数率を求める。ヨウ素はメモリー効果の影響が大きいいため、本測定法では前後ブランクを差引する<sup>\*273</sup>。

$$r_{127n} = r_{127} - (r_{127b1} + r_{127b2})/2$$

$r_{127n}$  :  $m/z$  127 正味計数率 (cps)

$r_{127}$  : 測定試料の  $m/z$  127 計数率 (cps)

$r_{127b1}$  : 前ブランクの  $m/z$  127 計数率 (cps)

$r_{127b2}$  : 後ブランクの  $m/z$  127 計数率 (cps)

---

<sup>\*271</sup> パラメータ例は「解説 C 測定パラメータ例」参照。

<sup>\*272</sup> ヨウ素はメモリー効果が大きいいため、十分な洗浄時間が必要である。あらかじめ必要な洗浄時間を確認しておくとい。

<sup>\*273</sup> どのブランクの影響が強いかわかり、差引するブランクを選択してもよい。以下にブランク種類と、補正可能と見込まれる影響を示す。

検量線ブランク : バックグラウンド

操作ブランク : 分析工程における汚染

前後ブランク : メモリー効果



(2) 測定試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度

検量線の傾き、切片、内標準計数率から、測定試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度を求める。

$$C_s = \frac{\frac{r_{127n}}{r_{is}} - b}{a}$$

- $C_s$  : 測定試料の濃度 ( $\mu\text{ g/L}$ )  
 $X_{is}$  : 内標準元素の計数率 (cps)  
 $a$  : 検量線の傾き (cps/( $\mu\text{ g/L}$ ))  
 $b$  : 検量線の切片

(3) 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度

希釈倍率、供試量から、試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度を求める。

1) 海水試料の場合

試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度を次式に従って求める。

$$C_{sp} = \frac{C_s \times V}{W_s}$$

- $C_{sp}$  : 試料の濃度 ( $\mu\text{ g/L}$ )  
 $V$  : メスフラスコの容量 (mL)  
 $W_s$  : 供試量 (mL)

2) 海藻試料の場合

試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度を次式に従って求める。

$$C_{sp} = \frac{C_s \times Z \times w \times D}{W_s \times 100}$$

- $C_{sp}$  : 試料の濃度 ( $\mu\text{ g/kg 生}$ )  
 $Z$  : 乾燥残分 (%)  
 $w$  : 捕集液の重量 (g)  
 $D$  : 希釈倍率  
 $W_s$  : 供試量 (g 乾物)

## B.5 分析工程の妥当性確認

$^{127}\text{I}$  の定量による分析工程の妥当性確認のため、標準物質の分析を行った。CRC のガスとして、 $^{129}\text{I}$  測定条件の酸素ガスだけでなく、ガスを流さない条件(以下、「ノーガス」とする)及びヘリウムガスでも測定を行った。

### (1) 操作

「第2章 海藻」の操作に従い、表Ⅱ.B.1の標準物質を熱加水分解し、測定試料の調製を行った。「B.3  $^{127}\text{I}$  の定量」の手順で  $^{127}\text{I}$  を定量した。

- ・CRC ガス：ノーガス、ヘリウム又は酸素ガス
- ・繰り返し：1 試料×3 日間(NIST SRM 3232、NIST SRM 1547)  
2 試料×1 日 (NIST RM 8435)


表Ⅱ.B.1  $^{127}\text{I}$  の標準物質

| 標準物質          | 試料種類              | $^{127}\text{I}$ 濃度<br>(mg/kg 乾) | ばらつき<br>(mg/kg 乾) | 備考  |
|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| NIST SRM 3232 | Kelp Powder       | 944                              | 88 (k=2)          | 認証値 |
| NIST SRM 1547 | Peach Leaves      | 0.3                              | —※1               | 参考値 |
| NIST RM 8435  | Whole Milk Powder | 2.3                              | 0.4 (95 %CI)      | 参考値 |

※1 日本分析センターにて分析<sup>\*274</sup>した結果(検体数 22)の標準偏差は 0.02 である。

### (2) 結果

CRC ガスをノーガス、ヘリウム又は酸素ガスとしたときの  $^{127}\text{I}$  定量結果を図Ⅱ.B.1に示す。結果はよく一致しており、認証値又は参考値のばらつきの範囲内であった。なお NIST SRM 1547 の範囲は、日本分析センターにおける過去 10 年間の分析結果のばらつきを 3 倍したものである。



<sup>\*274</sup> 分析は、「Ⅲ. 加速器質量分析法」の「第4章 海藻」及び「第7章 測定」における「7.1 誘導結合プラズマ質量分析法による  $^{127}\text{I}$  の定量」のとおり実施した。

c) NIST RM 8435 (Whole Milk Powder)




図 II.B.1 標準物質の  $^{127}\text{I}$  定量結果

- a) 1 試料を 3 日間測定した結果である。ただし、ノーガスは 1, 2 日目の結果のみである。なお、示した範囲は不確かさ ( $k=3$ ) である。
- b) 1 試料を 3 日間測定した結果である。ただし、ノーガスは 1 日目の結果のみである。なお、示した範囲は JCAC における分析結果 (検体数 22) の標準偏差を 3 倍したものである。
- c) 2 試料を測定した結果である。なお、示した範囲は不確かさ ( $k=3$ ) である。

### (3) まとめ

CRC ガスをノーガス、ヘリウム又は酸素ガスとしたときの  $^{127}\text{I}$  定量結果はよく一致しており、熱加水分解による  $^{127}\text{I}$  分析の妥当性を確認できた。

$^{129}\text{I}$  の認証標準物質はほとんどないため、分析工程の確認には、 $^{127}\text{I}$  標準物質の分析による妥当性確認が有効である。

## 解説 C 測定パラメータ例

### C.1 酸素ガス流量の検討例

$^{129}\text{I}$  測定における酸素ガス流量の最適化において重要な点は、 $^{129}\text{Xe}$  が十分に除去されており、かつ感度が十分であることであり、バックグラウンド等価濃度（以下「BEC」という。）による評価がよく行われる<sup>\*275, \*276, \*277</sup>。本測定法では  $\text{IH}_2$  (ID) 補正が有効な条件として、試料中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  同位体比が補正可能基準 ( $\text{IH}_2$  (ID) 生成比+標準偏差) 以上としており、 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比が十分に低い流量を設定することが望ましい。 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比の直接測定は高濃度の  $^{127}\text{I}$  溶液によるメモリー効果の不安があるため、本検討例では、IH 生成比による評価を行う。

「第3章 測定」の「3.3 酸素ガス流量の最適化」に従い酸素ガス流量ごとの  $m/z$  127、128 及び 129 計数率を測定し、以下の式に基づき  $^{127}\text{I}$  感度、IH 生成比、 $\text{BEC}_{129}$  を計算した結果を図Ⅱ.C.1(海水)及び図Ⅱ.C.2(海藻)に示す。 $^{127}\text{I}$  感度は海水、海藻試料共に酸素流量 0.4～0.5 mL/分で最大を示し、それ以降は酸素流量が大きくなるにつれ減少した。IH 生成比は、酸素流量が大きくなるにつれ減少した。 $m/z$  129 計数率は海水、海藻試料共に酸素流量が大きくなるにつれ減少した( $^{129}\text{Xe}$  が除去された)が、同時に  $^{127}\text{I}$  感度が低くなるために、海藻試料では 1.05 mL/分で最小の BEC を示した。海水試料の BEC は 0.90 mL/分からほぼ一定であったが、1.5 mL/分で最小を示した。

本測定法では、海藻試料において最も BEC が低く、IH 生成比が良好であった酸素流量 1.05 mL/分を採用した。海水試料においては 1.5 mL/分で最小の BEC であったが、1.05 mL/分と遜色ない結果であったため、より感度が高く、利便性の良い 1.05 mL/分を採用した。

#### (1) 計算

##### 1) $^{127}\text{I}$ 感度

$$S_{127} = r_{127n}/C_{s127}$$

$S_{127}$  : 1  $\mu\text{g/L}$  当たりの  $^{127}\text{I}$  感度 (cps/( $\mu\text{g/L}$ ))

$r_{127n}$  :  $m/z$  127 正味計数率 (cps)

$C_{s127}$  : 測定試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 ( $\mu\text{g/L}$ )

##### 2) IH 生成比

$$H1 = r_{128n}/r_{127}$$

$H1$  : IH 生成比

$r_{128n}$  :  $m/z$  128 正味計数率 (cps)

<sup>\*275</sup> T. Ohno et al.: Determination of ultratrace  $^{129}\text{I}$  in soil samples by Triple Quadrupole ICP-MS and its application to Fukushima soil samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28, 1283-1287 (2013)

<sup>\*276</sup> Agilent Technologies: 酸素リアクションモードを用いた 7700x ICP-MS による水溶液サンプル中ヨウ素 129 の超微量分析(5990-8171JAJP) (2013)

<sup>\*277</sup> 安積 潔ら: ICP 質量分析法による葉菜中のヨウ素-129 分析の検討, 青森県原子力センター所報, 14, 3-17 (2019)

$r_{127}$  :  $m/z$  127 計数率 (cps)

### 3) BEC (バックグラウンド等価濃度)

$$\text{BEC}_{129\text{I}} = r_{129}/s_{127} \times M_{129}/M_{127} \times 1000$$

$\text{BEC}_{129\text{I}}$  :  $^{129}\text{I}$  バックグラウンド等価濃度 (ng/L)

$r_{129}$  :  $m/z$  129 計数率 (cps)

$M_{129}$  :  $^{129}\text{I}$  モル質量 (g/mol)

$M_{127}$  :  $^{127}\text{I}$  モル質量 (g/mol)

### (2) 測定条件

- ・測定パラメータ :  $^{129}\text{I}$  測定条件(「解説 C 測定パラメータ例」参照)
- ・積分時間 : [ $m/z$  127 及び 128] 1 秒、[ $m/z$  129] 10 秒




図 II.C.1 海水における酸素流量の検討




図 II.C.2 海藻(アオサ)における酸素流量の検討

## C.2 測定パラメータ例

トリプル四重極 ICP-MS での測定において、機器パラメータ及び測定メソッドの一例を表 II.C.1 に示す。

表 II.C.1 トリプル四重極 ICP-MS のパラメータ例

| パラメータ                | $^{129}\text{I}$ 定量                                                                                | $^{127}\text{I}$ 定量                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 機種名                  | Agilent 8900                                                                                       |                                                       |
| スキャンタイプ              | MS/MS                                                                                              |                                                       |
| RF 出力                | 1550 W                                                                                             |                                                       |
| プラズマガス流量             | 15 L/分                                                                                             |                                                       |
| 補助ガス流量               | 1.0 L/分                                                                                            |                                                       |
| ネブライザーガス流量           | 1.0 L/分                                                                                            |                                                       |
| メイクアップガス流量           | 0.10 L/分                                                                                           |                                                       |
| スプレーチャンバー温度          | 2 °C                                                                                               |                                                       |
| サンプル流量<br>(ポンプ速度)    | 300 $\mu$ L/分<br>(0.1 rps)                                                                         |                                                       |
| サンプリング深さ             | 8 mm                                                                                               |                                                       |
| 引き出し電極 1, 2          | 0 V, -200 V                                                                                        |                                                       |
| エネルギー<br>ディスクリミネーション | -7 V                                                                                               |                                                       |
| 繰り返し回数               | 5                                                                                                  |                                                       |
| セルガス                 | 酸素                                                                                                 | 酸素 <sup>*278</sup>                                    |
| セルガス流量               | 1.05 mL/分                                                                                          | 1.05 mL/分                                             |
| 軸方向加速                | 0 V                                                                                                | 1.5 V                                                 |
| 積分時間                 | 0.1 秒 for $m/z = 97 \rightarrow 129, 113, 127$<br>1 秒 for $m/z = 128, 185$<br>10 秒 for $m/z = 129$ | 0.1 秒 for $m/z = 95, 111$<br>1 秒 for $m/z = 127, 185$ |
| 洗浄時間<br>(ポンプ速度)      | 1: 超純水 120 秒(0.3 rps)<br>2: 0.5 %TMAH 溶液 120 秒(0.3 rps)                                            | 1: 超純水 60 秒(0.3 rps)<br>2: 0.5 %TMAH 溶液 60 秒(0.3 rps) |

<sup>\*278</sup> セルガスは、ノーガス(ガスを流さないモード)又はヘリウムガスでもよい(「解説 B  $^{127}\text{I}$  の定量」の「B.5 分析工程の妥当性確認」参照)。ヘリウムガスの流量例は 3 mL/分である。

### C.3 洗浄時間の確認

ヨウ素はメモリー効果が大きい元素として知られている。試料測定後は、次の試料測定結果に影響を与えないよう十分な導入経路洗浄を行う必要があるため、「C.2 測定パラメータ例」の表Ⅱ.C.1の洗浄パラメータにおける洗浄効果を評価した。同時に、長時間の洗浄及びTMAH濃度が高く亜硫酸ナトリウムを含む洗浄液で洗浄効率が改善するか確認した。

#### (1) 検討条件

測定条件を表Ⅱ.C.2、検討に用いた溶液を以下に示す。1試料につき、洗浄液の導入時間が約30秒となるよう調整したため、4試料分繰り返し測定すると合計約120秒となる。ヨウ素溶液の測定後、超純水を4試料分(約120秒)測定し、TMAH洗浄液を8試料分(約240秒)測定した。2種類のTMAH洗浄液にて、同様の検討を行った。

- ・ヨウ素溶液 : 1 mgI/L (0.5 %TMAH 溶液)
- ・超純水 : 抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*279</sup>
- ・TMAH 洗浄液 : 0.5 %TMAH 溶液 又は 1 %TMAH+0.01 %亜硫酸ナトリウム溶液

表Ⅱ.C.2 洗浄時間の確認における測定条件<sup>\*1</sup>

| パラメータ                         | 設定時間<br>(秒) | ポンプ速度<br>(rps) |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| 置換時間                          | 20          | 0.3            |
| 安定化時間                         | 10          | 0.3            |
| <i>m/z</i> 127 積分時間<br>(繰り返し) | 1<br>(3 回)  | 0.1            |
| プローブ洗浄                        | 1           | 0.3            |

※1 実施した洗浄操作は、本表に記載した操作のみである。その他の測定パラメータは、<sup>127</sup>I 測定条件(「C.2 測定パラメータ例」の「表Ⅱ.C.1」参照)と同一である。


#### (2) 検討結果

ヨウ素溶液の測定値を1とした時の *m/z* 127 相対強度を図Ⅱ.C.3に示す。超純水及び0.5 %TMAH 溶液をそれぞれ約120秒(4試料分)導入した後の *m/z* 127 相対強度は  $1.6 \times 10^{-4}$  であった。続けて0.5 %TMAH 溶液を計約240秒(計8試料分)導入した後の *m/z* 127 相対強度は  $8.8 \times 10^{-5}$  であり、相対強度の減少は緩やかだった。

TMAH 洗浄液を1 %TMAH+0.01 %亜硫酸ナトリウム溶液とした場合、約120秒(4試料分)測定後の *m/z* 127 相対強度は  $1.0 \times 10^{-4}$  であり、0.5 %TMAH 溶液と比べわずかに洗浄効率がよい結果であった。

<sup>\*279</sup> JIS K 0211 : 分析化学用語(基礎部門)(2013)、番号 5218 の定義である。





図Ⅱ.C.3 洗浄時間による  $m/z$  127 相対強度の推移

### (3) まとめ

相対強度が  $10^{-4}$  程度まで減少すれば、同一レベルの測定試料であれば結果に影響しないと考えられるため、表Ⅱ.C.1の洗浄条件である0.5 %TMAH 溶液、120 秒で十分な洗浄効果が確認された。長時間洗浄や TMAH 濃度の高い洗浄液では大きな改善は見られなかったため、作業の利便性を考慮し、TMAH 洗浄液は0.5 %TMAH 溶液、洗浄時間120 秒とした。

ただし、 $IH_2$  (ID) 生成比確認用試料のように、高濃度のヨウ素溶液を導入した場合は上記の洗浄のみでは不十分であるため、導入系を取り外しての洗浄が必要である。

## 解説 D ヨウ素測定における溶媒の影響

ICP-MS の感度変化の要因として、多量の共存元素による影響（マトリクス干渉）、イオン化エネルギーの低い元素の存在によるイオン化効率の変化（イオン化干渉）がよく知られている。その他の要因として、溶媒種類や濃度による感度変化が報告されている。Grindlay ら<sup>\*280</sup>は、炭素含有の溶媒（グリセロール）中、イオン化エネルギーの高い一部の元素が増感すること、炭素濃度が高いほど感度が高くなることを報告している。本測定法では測定試料の溶媒として炭素を含有する水酸化テトラメチルアンモニウム（TMAH）を用いているため、ヨウ素測定における TMAH 溶媒の影響を調査した。

また、環境試料のヨウ素化学形は、 $I^-$ 、 $IO_3^-$ 、有機ヨウ素など複数存在するが、溶媒によっては  $I^-$  及び  $IO_3^-$  に感度差があることが報告されている。放射能測定法シリーズ No. 32「環境試料中ヨウ素 129 迅速分析法」では、1 M 硝酸にて  $I^-$  の感度は高い一方ばらつきが大きく、 $IO_3^-$  は感度が低い一方安定という結果を得ている。Takaku ら<sup>\*281</sup>は、1 %硝酸にて同様の結果を報告しているが、1 %TMAH では  $I^-$  及び  $IO_3^-$  に感度差はないと報告している。本測定法の測定試料調製条件である 0.5 %TMAH について、トリプル四重極 ICP-MS 測定において  $I^-$  及び  $IO_3^-$  に感度差があるか確認した。

また、本測定法の試料調製条件である 0.5 %TMAH（検量線溶液の化学形  $I^-$ 、測定試料は化学形不明）と、「Ⅲ. 加速器質量分析法」の ICP-MS 測定条件である 1 M 硝酸（化学形  $IO_3^-$ ）にて、ヨウ素測定結果に差異がないか確認を行った。

### D.1 TMAH 濃度による影響

#### (1) 検討手順

TMAH 濃度による影響を確認するため、TMAH 濃度を変化させた  $^{127}I$  溶液を測定し、 $^{127}I$  の感度変化及び  $m/z$  129 バックグラウンド変化の確認を行った。

##### 1) 測定試料の調製

- ・ヨウ化カリウムを 10  $\mu gI/L$  になるよう添加した 0, 0.1, 0.5, 1 %TMAH 溶液

##### 2) 測定条件

- ・測定パラメータ :  $^{127}I$  測定条件（「解説 C 測定パラメータ例」参照）
- ・積分時間 :  $[m/z\ 127]$  1 秒、 $[m/z\ 129]$  10 秒
- ・繰り返し : 1 試料につき 1 日 3 回×3 日間

#### (2) 検討結果

3 日間測定の平均計数率、標準偏差を図Ⅱ.D.1 に示す。TMAH 濃度が高いと  $m/z$  127 計数率は増加し、 $m/z$  129 バックグラウンド計数率はわずかに減少する傾向を示した。

<sup>\*280</sup> G. Grindlay et al.: A systematic study on the influence of carbon on the behavior of hard-to-ionize elements in inductively coupled plasma-mass spectrometry, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 86, 42-49 (2013)

<sup>\*281</sup> Y. Takaku et al.: Iodine determination in natural and tap water using inductively coupled plasma mass spectrometry, Analytical Sciences, 11, 823-827 (1995)




図 II.D.1 TMAH 濃度による  $m/z$  127 及び  $m/z$  129 計数率

### (3) まとめ

TMAH 濃度が高いと  $^{127}\text{I}$  感度は上昇することから、正確な分析のためには、検量線溶液と試料溶液の TMAH 濃度を合わせることが重要である。また、高感度の測定を行う場合には TMAH 濃度を高めることが選択肢となるが、塩濃度の高い試料では塩基性が高いほど塩の析出による繰り返し安定性の低下が懸念されるため、注意が必要である。

## D.2 化学形による感度差

本測定法の試料調製条件である 0.5 %TMAH について、トリプル四重極 ICP-MS 測定において  $\text{I}^-$  及び  $\text{IO}_3^-$  に感度差があるか確認を行った。比較のため、純水中の  $\text{I}^-$  及び  $\text{IO}_3^-$  についても検討した。また、「Ⅲ. 加速器質量分析法」の ICP-MS 測定条件である 1 M 硝酸と  $\text{IO}_3^-$  の組み合わせでも測定し、感度及び安定性の比較を行った。

### (1) 検討手順

#### 1) 測定試料の調製

- ・ヨウ素濃度 :  $10 \mu\text{gI/L}$
- ・TMAH 溶媒 : ヨウ化カリウム又はヨウ素酸カリウムを超純水に溶解し、 $10 \mu\text{gI/L}$ 、0.5 %TMAH となるよう調製した。
- ・純水溶媒 : ヨウ化カリウム又はヨウ素酸カリウムを超純水に溶解し、 $10 \mu\text{gI/L}$  となるよう調製した。
- ・硝酸溶媒 : ヨウ化カリウムを超純水に溶解した後、次亜塩素酸ナトリウムを添加し、 $\text{I}^-$  を  $\text{IO}_3^-$  に酸化した。硝酸を加え、1 M 硝酸、 $10 \mu\text{gI/L}$  となるよう調製した。

#### 2) 測定条件

- ・測定パラメータ :  $^{127}\text{I}$  測定条件(「解説 C 測定パラメータ例」参照)
- ・積分時間 : [ $m/z$  127] 1 秒
- ・繰り返し : 1 試料 1 日 3 回×3 日間測定

## (2) 検討結果

各溶媒における  $I^-$  又は  $IO_3^-$  の計数率を図 II.D.2 に示す。化学形の感度差については、純水にて  $I^-$  及び  $IO_3^-$  の計数率に差が見られたが、TMAH 溶媒はほぼ同様であった。

溶媒間の感度差については、TMAH 溶媒、純水 ( $I^-$ )、硝酸溶媒、純水 ( $IO_3^-$ ) の順に感度が高い結果であった。どの条件においても繰り返し安定性及び再現性は良好な結果であった。




図 II.D.2 各溶媒における  $I^-$  又は  $IO_3^-$  の計数率

## (3) まとめ

0.5 %TMAH 溶液について、トリプル四重極 ICP-MS 測定において  $I^-$  及び  $IO_3^-$  による感度差はないことがわかった。純水では感度が異なることから、溶媒によって感度差は異なることが確認できた。

純水及び硝酸溶媒と比べ TMAH 溶媒は感度が高い結果であったが、TMAH 中の炭素による増感効果と考えられる。

## D.3 TMAH 溶媒と硝酸溶媒

本測定法の試料調製条件である 0.5 %TMAH（検量線溶液の化学形  $I^-$ 、測定試料は化学形不明）と、「Ⅲ. 加速器質量分析法」の ICP-MS 測定条件である 1 M 硝酸（化学形  $IO_3^-$ ）で、検量線及び試料測定結果を比較した。

### D.3.1 感度と直線性

#### (1) 検討手順

下記の手順で検量線用溶液の調製及び測定を行った。

##### 1) 検量線用溶液の調製

- 検量線濃度 : 0, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0  $\mu\text{gI/L}$
- TMAH 溶媒 : ヨウ化カリウムを超純水に溶解し、0.5 %TMAH の検量線溶液となるよう調製した。
- 硝酸溶媒 : ヨウ化カリウムを純水に溶解した後、次亜塩素酸ナトリウムを添加し、 $I^-$  を  $IO_3^-$  に酸化した。硝酸を加え、1 M 硝酸の検量線用溶液となるよう調製した。

## 2) 測定条件

- ・測定パラメータ :  $^{127}\text{I}$  測定条件(「解説 C 測定パラメータ例」参照)
- ・積分時間 :  $[m/z\ 127]$  1 秒
- ・測定日 : TMAH 溶媒及び硝酸溶媒を同一日に測定

## (2) 検討結果

$^{127}\text{I}$  計数率及び  $^{127}\text{I}$  濃度の検量線を図 II.D.3 に示す。どちらの溶媒も良好な直線性であった。検量線の傾き(感度)は、本条件では TMAH 溶媒の方が硝酸溶媒より 20 %大きい結果であった。




図 II.D.3 TMAH 及び硝酸溶媒の  $^{127}\text{I}$  検量線

## D.3.2 試料測定結果

### (1) 検討手順

標準物質又は環境試料を分析し、0.5 %TMAH 又は 1 M 硝酸に調製した測定試料にて  $^{127}\text{I}$  定量結果を比較した。

#### 1) 測定試料の調製

- ・TMAH 溶媒 : 試料原液(ヨウ素捕集液又は海水)から適宜分取し、0.5 %TMAH 溶液になるよう調製
- ・硝酸溶媒 : TMAH 溶媒と同一の試料原液から適宜分取し、次亜塩素酸ナトリウムを加えた後、1 M 硝酸溶液になるよう調製
- ・検量線溶液 : 0, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0  $\mu\text{gI/L}$ 、試料溶液と同様の溶媒に調製
- ・内標準元素 : (TMAH 溶媒) レニウム (硝酸溶媒) インジウム

#### 2) 測定条件

- ・測定パラメータ :  $^{127}\text{I}$  測定条件(「解説 C 測定パラメータ例」参照)
- ・積分時間 :  $[m/z\ 127]$  1 秒、[内標準元素] 1 秒
- ・繰り返し : (標準物質) 1 試料を 3 日間測定  
(環境試料) 1 試料を 1 日で測定

## (2) 標準物質

### 1) 検討試料

検討に用いた米国立標準技術研究所（以下、「NIST」という。）の標準物質を表Ⅱ.D.1に示す。


表Ⅱ.D.1 TMAH 及び硝酸溶媒の検討に用いた標準物質

| 標準物質          | 試料種類         | $^{127}\text{I}$ 濃度<br>(mg/kg 乾) | ばらつき<br>(mg/kg 乾) | 備考  |
|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| NIST SRM 3232 | Kelp Powder  | 944                              | 88 (k=2)          | 認証値 |
| NIST SRM 1547 | Peach Leaves | 0.3                              | —※1               | 参考値 |

※1 日本分析センターにて分析<sup>\*282</sup>した結果（検体数 22）の標準偏差は 0.02 である。

### 2) 検討結果

標準物質を TMAH 又は硝酸条件にて測定した結果を図Ⅱ.D.4に示す。どちらの溶媒もばらつきの範囲内であった。



図Ⅱ.D.4 標準物質測定結果の比較

- a) 1 試料を 3 日間測定した結果である。なお、示した範囲は不確かさ (k=3) である。  
b) 1 試料を 3 日間測定した結果である。なお、示した範囲は JCAC における分析結果（検体数 22）の標準偏差を 3 倍したものである。

## (3) 環境試料

### 1) 検討試料

下記の海水及び海藻試料を用い、検討を行った。

- ・海水試料：福島県沖の海水 6 試料
- ・海藻試料：コンブ、アオサ、アラメ、ハリガネ

### 2) 検討結果

<sup>\*282</sup> 分析は、「Ⅲ. 加速器質量分析法」の「第 4 章 海藻」及び「第 7 章 測定」における「7.1 誘導結合プラズマ質量分析法による  $^{127}\text{I}$  の定量」に示したとおり実施した。

TMAH 又は硝酸溶媒にて測定した結果を図 II.D.5 に示す。測定結果はよく一致した。




図 II.D.5 環境試料測定結果の比較

### D.3.3 まとめ

本測定法の試料調製条件 0.5 %TMAH 溶液は、直線性がよく、標準物質測定結果はばらつきの範囲内であり、環境試料測定結果は「Ⅲ. 加速器質量分析法」の ICP-MS 測定結果とよく一致したことから、トリプル四重極 ICP-MS によるヨウ素分析の溶媒として問題ないことが確認された。

## 解説 E 内標準元素の選定

内標準補正法は非スペクトル干渉を低減可能であるが、分析対象元素と内標準元素の挙動に近いほど正確に補正可能である。 $^{129}\text{I}$  分析に最適な内標準元素の検討を行った。

### E.1 候補元素の選定

内標準元素は、分析対象元素へスペクトル干渉がなく、測定試料溶液の溶媒で使用可能であることが重要である。さらに、対象元素と同様の挙動を示すことが望ましく、質量が近く、測定試料中の濃度が十分に低い元素を選定することが望ましい。合わせて、イオン化ポテンシャルが近いとなおよい。

はじめに、 $^{127}\text{I}$  の定量でよく用いられる元素と、塩基性溶液で使用可能な元素を中心に選定した結果を表 II. E. 1 に示す。

$^{127}\text{I}$  定量において硝酸条件での内標準としてよく使用されるインジウムは、塩基性条件では使用不可であり、また  $m/z$  129 への干渉があることから、検討の候補から外した。また日本食品標準成分表分析マニュアル<sup>\*283</sup>にヨウ素分析の内標準として使用されるテルルは、同様に  $m/z$  129 への干渉があることから検討候補から外した。

よって、本検討ではガリウム、ロジウム、セシウム、レニウムで検討を行った。

表 II. E. 1 内標準元素の候補

| 候補元素名 | 元素記号 | 候補質量数 | $^{129}\text{I}$ との質量差 | 第一イオン化ポテンシャル (eV) | I とのポテンシャル差 (eV) | $m/z$ 129 への干渉                 | 備考     |
|-------|------|-------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| ガリウム  | Ga   | 71    | -58                    | 6.00              | -4.45            | -                              |        |
| ロジウム  | Rh   | 103   | -26                    | 7.46              | -2.99            | -                              |        |
| インジウム | In   | 115   | -14                    | 5.79              | -4.66            | $^{113}\text{In}^{16}\text{O}$ | ※塩基性不可 |
| テルル   | Te   | 125   | -4                     | 9.01              | -1.44            | $^{128}\text{Te}^1\text{H}$    |        |
| セシウム  | Cs   | 133   | 4                      | 3.89              | -6.56            | -                              |        |
| レニウム  | Re   | 185   | 56                     | 7.83              | -2.62            | -                              |        |
| ヨウ素   | I    | 129   | -                      | 10.45             | -                | -                              |        |

### E.2 内標準元素選定のための $^{129}\text{I}$ 添加試験

#### (1) 検討手順

海水及び陸水は希釈、海藻、土壌、野菜、牛乳、大気浮遊じんは熱加水分解を行い、希釈倍率を変えながら、 $^{129}\text{I}$  を添加した測定試料を調製した。オンライン添加で複数の内標準候補元素を添加し、下記条件で測定を行った。

#### 1) $^{129}\text{I}$ 標準液

- $^{129}\text{I}$  標準液 ( $41.7 \pm 1$  Bq/g)

<sup>\*283</sup> 文部科学省 科学技術・学術制作局政策課資源室：日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)分析マニュアル (第 2 章 無機質) (2015) ([https://www.mext.go.jp/a\\_menu/syokuhinseibun/1368931.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1368931.htm))



## 2) 添加量

- $^{129}\text{I}$  : 30~300 pg (200~2000  $\mu\text{Bq}$ 、測定試料濃度 20 mBq/L)

## 3) 測定条件

- 検量線 : 「第3章 測定」の「3.1 検量線溶液の調製」で調製した検量線溶液
- 内標準元素 : ガリウム、ロジウム、セシウム、レニウム
- 内標準添加方法 : オンライン
- 測定パラメータ :  $^{129}\text{I}$  測定条件 (「解説C 測定パラメータ例」参照)
- 積分時間 :  $[m/z\ 129]$  10 秒、[内標準元素] 1 秒


## 4) 検討試料

- 海水、陸水 : 試料及び 25 %TMAH 溶液をメスフラスコに分取し、希釈倍率を変えながら、 $^{129}\text{I}$  溶液を添加した測定試料 (0.5 %TMAH 溶液) を調製した。
- 海藻 (アカモク)、土壌、野菜 (キャベツ)、牛乳、大気浮遊じん : 海藻は第2章、土壌、野菜、牛乳、大気浮遊じんは「Ⅲ 加速器質量分析法」に従い、熱加水分解を行った。捕集液から適宜分取し、希釈倍率を変えながら、 $^{129}\text{I}$  を添加した測定試料 (0.5 %TMAH 溶液) を調製した。

## (2) 検討結果

測定値と添加値の比を図Ⅱ.E.1に示す。内標準補正を行わない場合、測定値は添加値より全体的に 10~20 %程度高い結果となった。ロジウムは、複数の試料で添加値より高い結果となった。ガリウム、セシウム、レニウムは挙動が似ており、添加値に近い良好な結果であった。これら3元素は、希釈倍率が低い試料では添加値より 5~10 %程度低い結果を示した。

最も良好な結果を示したのはレニウムであった。



図Ⅱ.E.1 内標準元素の違いによる  $^{129}\text{I}$  添加試験の結果

### E.3 レニウム内標準による確認

標準物質を中心に、「E.2 内標準元素選定のための<sup>129</sup>I 添加試験」とは異なる試料で<sup>129</sup>I 添加試験を行い、レニウム内標準の確認を行った。

#### (1) 検討手順


<sup>129</sup>I 標準液、添加量、測定条件は「E.2 内標準元素選定のための<sup>129</sup>I 添加試験」と同様に検討した。ただし、内標準元素はレニウムのみで検討した。検討試料は「E.2 内標準元素選定のための<sup>129</sup>I 添加試験」と異なる次の試料を用いた。

##### 1) 検討試料

- ・海水、海藻（NIST SRM 3232）、大気浮遊じん（2 試料）、牛乳（NIST RM 8435）：  
E.2 と同様の手順で調製した。
- ・海底土（IAEA-412）：E.2 土壌と同様の手順で調製した。
- ・植物（NIST SRM 1547）：E.2 海藻と同様の手順で調製した。
- ・操作ブランク（BL）：試料を用いず、E.2 海藻と同様の手順で調製した。
- ・0.5 %TMAH 溶液：メスフラスコに<sup>129</sup>I 標準液を添加し、0.5 %TMAH 溶液を標線まで加えることで作製した。

#### (2) 検討結果

測定値と添加値の比を図Ⅱ.E.2 に示す。「E.2 内標準元素選定のための<sup>129</sup>I 添加試験」のレニウム内標準と同様に、高希釈倍率の試料では測定値と添加値がよく一致し、低希釈倍率の試料では測定値が小さくなる傾向を示した。0.5 %TMAH 溶液、操作ブランクでは低希釈倍率でも添加値とよく一致したことから、試料において測定値が小さくなる傾向を示したのは、マトリクスの影響による非スペクトル干渉と考えられる。希釈倍率が低い試料では、非スペクトル干渉を十分に補正できない可能性があり、測定試料は 50 倍以上に希釈することが望ましい。



図Ⅱ.E.2 レニウム内標準の  $^{129}\text{I}$  添加試験結果

## 解説 F 海水試料分析法の検討

本測定法で作成した海水分析法の妥当性確認として、海水試料にて  $^{129}\text{I}$  添加試験を行った。また、化学分離によりマトリクス成分を除去すれば分析供試量を増やすことができ、検出下限値を下げるのが可能であるため、溶媒抽出によるヨウ素の分離を検討した。

### F.1 希釈測定での $^{129}\text{I}$ 添加試験

#### (1) 分析手順

測定試料調製は「第1章 海水」の操作に従った。海水6試料から分取後、 $^{127}\text{I}$ を含む  $^{129}\text{I}$  溶液を添加し、メスアップした。この試料を「第3章 測定」の「3.2 測定操作」の手順で測定した。

##### 1) $^{129}\text{I}$ 溶液


- ・ tRIC-2 ( $^{129}\text{I}$ :  $18.4 \pm 0.7$  Bq/kg、 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ :  $(3.34 \pm 0.13) \times 10^{-6}$ )<sup>\*284</sup>

##### 2) 添加量

- ・  $^{129}\text{I}$ : 6 pg (40  $\mu\text{Bq}$ 、測定試料中濃度 7 mBq/kg)
- ・  $^{127}\text{I}$ : 2  $\mu\text{g}$  (測定試料中濃度 300  $\mu\text{g/kg}$ )

#### (2) 検討結果

$^{129}\text{I}$  の測定値と添加値の比及び  $^{127}\text{I}$  回収率を図Ⅱ.F.1に示す。 $^{127}\text{I}$  回収率は 99~101 % であり、良好な結果であった。 $^{129}\text{I}$  の添加値からのずれは 2~5 % であり、良好な結果であった。



図Ⅱ.F.1 希釈測定での  $^{129}\text{I}$  添加試験結果

### F.2 溶媒抽出法の適用結果

#### F.2.1 溶媒抽出法分析手順

##### (1) 検討手順

溶媒抽出は、下記の手順で検討した。検討フローを図Ⅱ.F.2に示す。

<sup>\*284</sup> M. Honda et al.: Preparation of Iodine-129 Standard Solutions for Triple Quadrupole ICP-MS, Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 18, 1-4 (2018)


- 1) 海水 50 倍希釈試料 (0.5 %TMAH 溶液) を調製し、「解説 B  $^{127}\text{I}$  の定量」の手順でトリプル四重極 ICP-MS 測定を行い、分離前の  $^{127}\text{I}$  を定量した。
- 2) 100 mL 分液漏斗にろ過した海水 100 mL、0.1 mol/L アスコルビン酸 0.4 mL、3 mol/L 塩酸 0.8 mL、ヘキサン 20 mL、10 w/v% 亜硝酸ナトリウム 0.4 mL を加え、振とうした。有機層と水層に分離した。
- 3) 100 mL 分液漏斗に水層、ヘキサン 10 mL を加え、振とうした。有機層と水層に分離した。この操作を繰り返した。
- 4) 有機層を合わせ、超純水 2 mL を加え振とうした。
- 5) 有機層に 0.5 %TMAH 溶液 5 mL、10 w/v% 亜硫酸アンモニウム 0.6 mL を加え、振とうした。有機層と水層を分離した。
- 6) 有機層に 0.5 %TMAH 溶液 5 mL、10 w/v% 亜硫酸アンモニウム 0.2 mL を加え、振とうした。有機層と水層を分離した。
- 7) 水層をビーカーに合わせ、100 °C で 5 mL 程度になるまで加熱濃縮した。
- 8) 重量を確認し、「解説 B  $^{127}\text{I}$  の定量」の手順でトリプル四重極 ICP-MS 測定を行い、 $^{127}\text{I}$  を定量した。分離前の  $^{127}\text{I}$  と比較し、 $^{127}\text{I}$  回収率を計算した。
- 9) 「第 3 章 測定」の「3.2 測定操作」の手順でトリプル四重極 ICP-MS 測定を行い、「3.5.1  $^{129}\text{I}$  放射能濃度の計算」の手順で  $^{129}\text{I}$  放射能濃度を計算した。
- 10) 回収率補正を行い、海水試料中の  $^{129}\text{I}$  測定値とした。

## (2) 測定条件

$^{129}\text{I}$  測定条件 (ただし、軸方向加速 1.5 V) 及び  $^{127}\text{I}$  測定条件 (「解説 C 測定パラメータ例」の「C.2 測定パラメータ例」参照)

## (3) $^{129}\text{I}$ 計算式

$$[^{129}\text{I}\text{測定値}] = \frac{[3.5.1 \text{ の } ^{129}\text{I} \text{ 放射能濃度}]}{[^{127}\text{I} \text{ 回収率}]} \times 100$$



図Ⅱ.F.2 海水試料における溶媒抽出法の検討フロー

## F.2.2 $^{129}\text{I}$ 添加試験

### (1) 手順

海水 6 試料 100 mL に、 $^{127}\text{I}$  を含む  $^{129}\text{I}$  溶液を添加し、「F.2.1 溶媒抽出法分析手順」の手順で分析操作を行った。

#### 1) $^{129}\text{I}$ 溶液

- tRIC-2 ( $^{129}\text{I}$ :  $18.4 \pm 0.7$  Bq/kg、 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ :  $(3.34 \pm 0.13) \times 10^{-6}$ )<sup>\*285</sup>

#### 2) 添加量

- $^{129}\text{I}$ : 17 pg (100  $\mu\text{Bq}$ 、海水 100 g 中濃度 1 mBq/kg)
- $^{127}\text{I}$ : 5  $\mu\text{g}$  (海水 100 g 中濃度 50  $\mu\text{g/kg}$ )

### (2) 結果

$^{129}\text{I}$  測定値と添加値の比及び  $^{127}\text{I}$  回収率を図 II.F.3 に示す。 $^{127}\text{I}$  回収率は 60 % 程度であった。分離精製において、微量元素では回収率が低下する現象が知られている。海水中の  $^{127}\text{I}$  濃度は 60  $\mu\text{g/L}$  程度であり、 $^{127}\text{I}$  の添加量は海水含有量と同程度であったため  $^{127}\text{I}$  は微量であり、回収率が低下したと考えられる。

$^{127}\text{I}$  回収率補正後の  $^{129}\text{I}$  測定値は、添加値の 5 % 以内であり、良好な結果であった。




図 II.F.3 溶媒抽出法における  $^{129}\text{I}$  添加試験結果

<sup>\*285</sup> M. Honda et al.: Preparation of Iodine-129 Standard Solutions for Triple Quadrupole ICP-MS, Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 18, 1-4 (2018)

## F.2.3 環境試料の分析

### (1) 手順

海水 6 試料について、「F.2.1 溶媒抽出法分析手順」の手順で分析を行った。

### (2) 結果

溶媒抽出後の  $^{127}\text{I}$  回収率及び  $^{129}\text{I}$  濃度、計数率及び  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値を表 II.F.1 に示す。 $^{127}\text{I}$  回収率は 36～52 %であり、添加試験より低い結果となった。添加試験では微量の  $^{127}\text{I}$  を添加したが、環境試料はより低い  $^{127}\text{I}$  濃度であったためと考えられる。

海水測定試料の  $m/z$  129 計数率は操作ブランクより高い傾向を示した。 $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値は 0.2～0.4 cps であったことから、海水中の  $^{127}\text{I}$  が溶媒抽出操作により濃縮されたために、 $^{127}\text{I}$  水素化物が干渉したと考えられる。 $\text{IH}_2$  (ID) 補正後の  $^{129}\text{I}$  測定結果は、全て検出下限値未満であった。

表 II.F.1 溶媒抽出後海水試料の測定結果

| 海水 No. | 濃縮倍率 | 回収率 (%) | $m/z$ 127 計数率 (cps) ※1 | $m/z$ 129 計数率 (cps) ※1 | $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$ ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値 (cps) ※2 | $^{129}\text{I}$ 濃度 (mBq/L) ※3, ※4 |
|--------|------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | 20   | 36      | $1.1 \times 10^7$      | 0.56                   | 0.24                                                                     | < 0.02                             |
| 2      | 20   | 39      | $1.2 \times 10^7$      | 0.52                   | 0.26                                                                     | < 0.02                             |
| 3      | 20   | 49      | $1.6 \times 10^7$      | 0.64                   | 0.34                                                                     | < 0.01                             |
| 4      | 20   | 52      | $1.5 \times 10^7$      | 0.62                   | 0.33                                                                     | < 0.01                             |
| 5      | 20   | 49      | $1.3 \times 10^7$      | 0.40                   | 0.28                                                                     | < 0.02                             |
| 6      | 20   | 52      | $1.8 \times 10^7$      | 0.72                   | 0.41                                                                     | < 0.01                             |
| 操作 BL  | —    | —       | $4.2 \times 10^4$      | 0.28                   | 0.00                                                                     | —                                  |

※1 ブランク及び  $\text{IH}_2$  (ID) 補正前の計数率である。

※2 この検討における測定条件での  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比は  $2.2 \times 10^{-8}$  であった\*286。

※3 ブランク及び  $\text{IH}_2$  (ID) 補正後の結果である。

※4 不検出の場合、< 検出下限値として示した。

\*286 「解説 C 測定パラメータ例」のパラメータと異なり、感度を優先し  $\text{IH}_2$  (ID) 生成比が高い条件での測定である。



### F.3 海水試料の検出可能レベル

希釈測定、溶媒抽出法の検出可能レベル及び  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値を表Ⅱ.F.2に示す。

海水の分析法は、目標とする検出下限値、許容できる手順の煩雑さに応じて決定するとよい。ただし、溶媒抽出法は  $^{127}\text{I}$  の濃縮による  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 干渉のおそれがあるため、 $\text{IH}_2$  (ID) 補正が必要である点に注意し、検出下限値と海水中  $^{127}\text{I}$  濃度から算出した同位体比が、補正が有効な同位体比であるか（補正可能基準<sup>\*287</sup>以上であるか）確認すること。

表Ⅱ.F.2 海水試料の検出可能レベル及び  $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$  ( $^{127}\text{I}^2\text{D}$ ) 計算値

| 分析法  | 濃縮倍率 | 供試量 (mL) | 回収率 (%) | $^{127}\text{I}^1\text{H}_2$ 計算値 (cps) ※1, ※2 | 検出可能レベル (Bq/L) ※3  | 検出可能同位体比 ※4, ※5      |
|------|------|----------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 溶媒抽出 | 100  | 100      | 40      | 0.19                                          | $3 \times 10^{-6}$ | $(8 \times 10^{-9})$ |
|      | 20   | 100      | 40      | 0.04                                          | $2 \times 10^{-5}$ | $4 \times 10^{-8}$   |
|      | 1    | 100      | 40      | 0.002                                         | $3 \times 10^{-4}$ | $8 \times 10^{-7}$   |
| 希釈測定 | 0.02 | 1        | 100     | 0.0001                                        | $7 \times 10^{-3}$ | $2 \times 10^{-5}$   |

※1 海水中の  $^{127}\text{I}$  濃度を 0.06 mg/L とした。

※2  $^{127}\text{I}$  の 1  $\mu\text{g/L}$  当たり感度を 10000 cps、 $\text{IH}_2$  (ID) 生成比を  $8 \times 10^{-9}$  とした。

※3 方法検出下限を 0.02 ng/L、 $^{129}\text{I}$  の比放射能を  $6.53 \times 10^6$  Bq/g とした。

※4 ( $^{129}\text{I}$  検出可能レベル)/(海水中  $^{127}\text{I}$  濃度) によって算出した同位体比である。

※5 本測定法における補正可能基準 ( $9 \times 10^{-9}$ ) を満たさない同位体比は () 付きで表した。

<sup>\*287</sup> 「第3章 測定」の「3.5.2 補正適用の判断」参照。

## 解説 G クロスチェック結果

### G.1 クロスチェック用試料

試料：溶液（ $^{129}\text{I}$  を添加した水溶液）

調製： $^{129}\text{I}$  標準液から数 mL をメスフラスコに分取し、ヨウ化ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、水酸化リチウムを添加後、イオン交換水を標線まで加えた。

配布：調製した溶液をアンプル管に分取後封緘し、各機関に配布した。

### G.2 参加機関

青森県原子力センター

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

公益財団法人 日本分析センター

### G.3 分析結果

各機関の分析結果を表Ⅱ.G.1 に示す。

表Ⅱ.G.1 クロスチェック試料分析結果

| 分析機関 | 希釈倍率  | $^{129}\text{I}$ 分析値 <sup>※1</sup> | 単位 <sup>※3</sup> |
|------|-------|------------------------------------|------------------|
| a    | 10000 | 0.42 ± 0.024                       | Bq/mL            |
|      | 50000 | 0.42 ± 0.025                       | Bq/mL            |
| b    | 10000 | 0.42 ± 0.015                       | Bq/g             |
|      |       | 0.41 ± 0.012                       | Bq/g             |
| c    | 10000 | 0.44 ± 0.01                        | Bq/mL            |
|      | 20000 | 0.44 ± 0.01                        | Bq/mL            |
| 添加値  |       | 0.42 ± 0.01 <sup>※2</sup>          | Bq/g             |

※1 分析値の誤差は繰り返し測定における標準偏差である。

※2 添加値の誤差は  $^{129}\text{I}$  標準溶液の不確かさ ( $k=2$ ) である。

※3 校正済のピペット (1 mL) を用いて、10000 倍希釈したクロスチェック試料を秤量した結果の平均値と標準偏差を以下に示す。


1.00 ± 0.002 g/mL (10 回測定)

## 付 録




## 分析フロー

### (1) 海水



(2) 海藻



### Ⅲ. 加速器質量分析法





## 第 1 章 大気浮遊じん

大気を吸引したろ紙を試料とする<sup>\*288</sup>。試料を熱加水分解し、発生したヨウ素を強塩基性捕集溶液に捕集する(図Ⅲ. 1. 1)。得られた捕集液から一部分取し、<sup>127</sup>I を測定する。分取後の捕集液にヨウ素キャリア溶液を添加し、溶媒抽出法を用いてヨウ素を精製・分離する。硝酸銀溶液を加えて、ヨウ化銀沈殿を生成し、AMS 測定試料のターゲットを調製する。

AMS 測定で得られた <sup>129</sup>I/<sup>127</sup>I の原子数比から、あらかじめ測定していた試料中に含まれる <sup>127</sup>I 量より、試料中の <sup>129</sup>I 濃度を求める。

### 1.1 装置・器具・試薬

#### (1) 装置

- 1) 管状型電気炉：温度コントローラー、ガス流量計付き、Max Temp.  $\geq 1000$  °C (図Ⅲ. 1. 2)
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置
- 4) 遠心分離機
- 5) 乾燥器
- 6) 超音波洗浄器

#### (2) 器具

- 1) 石英管
  - ・石英外管 (図Ⅲ. 1. 2)
  - ・石英内管 (図Ⅲ. 1. 3)
- 2) バブラー管 (図Ⅲ. 1. 4)<sup>\*289</sup>
- 3) 石英ウール
- 4) クランプ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) メスフラスコ：25 mL、50 mL、100 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 50 mL プラスチック遠沈管
- 10) 26 mL スナップ管
- 11) マントルヒーター
- 12) フッ素樹脂テープ
- 13) 薬さじ及びステンレス製さじ
- 14) マイクロスパーテル

<sup>\*288</sup> 大気浮遊じん中の安定ヨウ素 (<sup>127</sup>I) 量は、捕集場所及び天候などにより異なるが、大気 1,000 m<sup>3</sup> に含まれる量は多くて 0.002 mg 程度である。

<sup>\*289</sup> JIS 規格 G2、ISO 規格 P40 (細孔の規格：40 ～ 50 μm)。

- 15) CB ボート（又は半割石英ガラス）：15 mm × 13 mm × 90 mm
- 16) メノウ乳鉢
- 17) デシケーター
- 18) 3 mL ガラスマイクロチューブ
- 19) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 20) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 21) ガラス棒
- 22) アルミ箔
- 23) 赤外線ランプ
- 24) ホットプレート
- 26) ガスコンロ
- 27) デシケーター

### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸ナトリウム<sup>\*290, \*291</sup> 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 3) 硝酸(1+13)：硝酸<sup>\*291, \*292, \*293</sup>（質量分率 60 %～61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用）1 容と超純水 13 容を混合する。
- 4) ヨウ素担体溶液（10 mgI/mL）：ヨウ化カリウム<sup>\*292, \*294</sup> 約 3 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。1.308 g を秤量し、超純水約 50 mL に溶解する。あらかじめ亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）0.2 mL を入れた 100 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで超純水を加える。溶液は、冷暗所に保存する。
- 5) 硝酸銀溶液（10 mgAg/mL）：硝酸銀<sup>\*292, \*293</sup> 1.575 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで超純水を加える。

<sup>\*290</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*291</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*292</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*293</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*294</sup> 冷暗所で保管すること。なお、保管の状況によっては、一部ヨウ素が遊離することがあるので、長期保管は避けること。

- 6) キシレン<sup>\*295, \*296, \*297, \*298</sup>
- 7) アセトン<sup>\*295, \*296, \*299</sup>
- 8) メタノール<sup>\*295, \*296, \*299</sup>
- 9) アンモニア水<sup>\*291, \*295, \*296</sup>：質量分率 28.0 %～30.0 %
- 10) 水酸化テトラメチルアンモニウム（TMAH）溶液<sup>\*295, \*296, \*299</sup>：質量分率 25 %
- 11) 次亜塩素酸ナトリウム：有効塩素量 4 %以上（食品添加物）
- 12) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999%以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス
- 13) ニオブ粉末<sup>\*296</sup>
- 14) 五酸化バナジウム<sup>\*295, \*296, \*297</sup>
- 15) 超純水：抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*300</sup>

---

<sup>\*295</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。


<sup>\*296</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*297</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。


<sup>\*298</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を意味する。  
対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*299</sup> 消防法で危険物第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。


<sup>\*300</sup> JIS K 0211：分析化学用語（基礎部門）（2013）、番号 5218 の定義である。




図Ⅲ. 1. 1 熱加水分解法の分析装置




図Ⅲ. 1. 2 管状型電気炉



図Ⅲ. 1. 3 石英外管



図Ⅲ. 1. 4 石英内管



図Ⅲ. 1. 5 バブラー管

## 1.2 分析操作

### 1.2.1 分析の準備及び試料の前処理

#### (1) ガラス器具

- 1) ガラス器具をアセトン、エタノール、純水で洗浄する。
- 2) 5 L ビーカーに 1) のガラス器具と硝酸 (1+13) を入れ、時計皿で蓋をして、溶液が沸騰するまで加熱する。
- 3) 2) が沸騰している状態で、1 時間保持する。
- 4) 加熱を止め、溶液が室温になるまで放置する。
- 5) 超純水を用いてガラス器具を洗浄し、乾燥器にて 110 °C で一昼夜乾燥する<sup>\*301</sup>。

#### (2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）

- 1) 500 mL ビーカーに CB ボート、超純水を入れ、超音波洗浄器にて 30 分洗浄する<sup>\*302</sup>。
- 2) ビーカー内の超純水を捨て、1) の操作を 3 回繰り返す。
- 3) ビーカー内の超純水を捨て、アセトンを入れ、超音波洗浄器にて 10 分洗浄する。
- 4) ピンセットで CB ボートを取り出し、洗浄済の 500 mL ビーカーに入れ、80 °C で一昼夜乾燥する。

#### (3) 石英外管、内管、及び CB ボートの空焼き

- 1) 石英外管、内管に石英ウールを詰める。
- 2) 「(2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）」の CB ボートを内管に装入し、石英外管に入れ、管状型電気炉に CB ボートの右端に合わせ、設置する<sup>\*303</sup>。
- 3) 石英外管、内管それぞれ酸素ガスラインに接続し、内管：11.0 mL/分、外管：12.0 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 4) 管状型電気炉の電源を入れ、設定温度 1000 °C で加熱後、30 分間保持する。
- 5) 石英外管を 10 cm 程度右端に移動させる<sup>\*304</sup>。
- 6) 管状型電気炉の温度が 1000 °C であることを確認してから、30 分間保持する。
- 7) 5) と 6) の操作を繰り返しながら、石英外管を移動させ、石英外管全体を空焼きする。
- 8) 石英外管全体の空焼き終了後、管状型電気炉の電源を切り、酸素ガスを止め、石英外管の温度が室温に下がるまで待つ。
- 9) (CB ボートを石英内管に入れたまま) アルミ箔を用いて、石英外管の両端に蓋をする。

#### (4) 試料の前処理

- 1) 大気浮遊じんを集塵したろ紙を乾燥器に入れ、60 °C で 5 時間乾燥後、ろ紙の重量を秤量し、積算流量に換算 (m<sup>3</sup>/g ろ紙乾物) する。

---

<sup>\*301</sup> メスフラスコの洗浄は、硝酸 (1+13) に 24 時間含侵し、超純水ですすぐ。

<sup>\*302</sup> 超音波洗浄時、超音波洗浄器内が発熱するため、超音波洗浄器内に氷水を入れる。

<sup>\*303</sup> 管状型電気炉の蓋を閉じる時、CB ボートが見えないように設置する。

<sup>\*304</sup> 図Ⅲ. 1.3 に示した燃焼外管の場合、石英外管全体を空焼きするには 4～5 回移動する。

- 2) プラスチック製容器に入れ、薬さじ等を用いて粉碎し、ヨウ素分析用試料とする。

### 1.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集

#### (1) ヨウ素捕集液の調製

- 1) スナップ管の空重量を秤量する。
- 2) マイクロピペットを用いて、超純水 8 mL、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.36 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL、超純水 8 mL の順でスナップ管に入れ、 $^{129}\text{I}$  の捕集液とする。

#### (2) 試料の秤量、燃焼準備

- 1) 五酸化バナジウム 1 ～ 2 g を秤量し、CB ボートに半量を入れる。
- 2) 試料 1.0 g を正確に秤量し、1) の上に入れる。
- 3) 1) の残りの五酸化バナジウムを 2) の CB ボート中の試料の上に覆い入れ、試料を五酸化バナジウムで上下に挟み込む。
- 4) 3) を石英内管に入れる。
- 5) 石英外管の摺り部分にグリースを塗り、バブラー管と石英外管を的確に繋ぎ、クランプで止める。
- 6) 「(1) ヨウ素捕集液の調整」で調製したヨウ素捕集液入りのスナップ管にバブラー管を入れ、フッ素樹脂テープで蓋をする。
- 7) 4) を 5) に入れる。
- 8) 石英内管、外管に酸素ガスラインに接続し、内管：11.0 mL/分、外管：12.5 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 9) 6) のバブラー管から気泡が出ることを確認する。気泡が出ない場合は、接続箇所を確認する。

#### (3) 熱加水分解

- 1) マントルヒーターの電源を入れる<sup>\*305</sup>。管状型電気炉の電源を入れ、電気炉の温度を 1000 °C に設定し昇温する。
- 2) 管状型電気炉が 1000 °C に達したら、電気炉内に外管を 1 cm/3 分で移動し<sup>\*306</sup>、試料を熱分解させ、CB ボートが全て電気炉内に移動したら、15 分間保持する<sup>\*307</sup>。
- 3) 管状型電気炉内から外管を外管先端部分に向かって 2 cm/1.5 分で移動させ、加熱する。先端まで移動したら、約 5 分間保持する<sup>\*308</sup>。
- 4) 管状型電気炉の電源を切り、外管からバブラー管とスナップ管を外す。

---

<sup>\*305</sup> マントルヒーター中の超純水が沸騰したら、マントルヒーターのスイッチを切る。

<sup>\*306</sup> 石英外管の移動速度が早いと、管状型電気炉内の温度が下がるおそれがある。電気炉内は常時 1000 °C を保持する。

<sup>\*307</sup> 五酸化バナジウムと試料が完全に熔融状態であることを確認してから、3) の作業に進む。

<sup>\*308</sup> 1) ～ 3) の作業中、バブラー管から気泡が出ているか常に確認する。

- 5) アセトンとエタノールで濡らした紙製ウェスを用いて、外管及びバブラー管に塗布したグリースを拭き取る<sup>\*309</sup>。
- 6) マイクロピペットを用いて、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.14 mL、超純水 4 mL の順でバブラー管の内側、外側を洗浄する。洗浄液は捕集液の入ったスナップ管に加える。
- 7) スナップ管を秤量し、ヨウ素捕集液の重量を計算する。
- 8) ヨウ素捕集溶液の入ったスナップ管は、蓋とスナップ管の間にフッ素樹脂テープを巻き密閉し、アルミ箔で遮光保管する。

#### (4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取

- 1) 「(3) 熱加水分解」の 8) から、100 mL メスフラスコに一部を正確に分取する<sup>\*310</sup>。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液約 0.15 mL を添加し、少量の超純水でメスフラスコ内壁に付着した次亜塩素酸ナトリウム溶液を洗い落とす。約 15 分間静置する。
- 3) 2) に少量の硝酸(1+13)を入れ、内標準元素としてインジウム溶液 (1 μgIn/mL) を正確に分取し、硝酸(1+13)で定容後、よく振り混ぜ測定試料溶液とする<sup>\*311</sup>。

### 1.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製

#### (1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)

- 1) 「1.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」における「(4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取」の 1) で残った溶液に、分取後のヨウ素捕集溶液にヨウ素担体 (10 mgI/mL) 1 mL を添加し、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 2) 硝酸 3 mL 程度を加え、振り混ぜて pH を 1 に調整する。
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*312</sup>。
- 4) 静置後、水相はあらかじめキシレン<sup>\*313</sup> 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 有機相に超純水 20 mL を入れる。
- 6) 4) の水相を移した分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。静置後、水相は捨て、有機相は 5) に合わせる。
- 7) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を 5) の分液漏斗に加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*314</sup>。

<sup>\*309</sup> 石英外管及びバブラー管は高温のため、やけどに注意する。

<sup>\*310</sup> 希釈倍率は、試料中に含まれるヨウ素量により適宜変更し、測定条件に合わせて測定試料溶液を作製する。(通常、積算流量が 3500 ~ 4000 m<sup>3</sup> の場合には、0.0 ~ 10.0 ppb の検量線に合わせて、約 0.5 mL 程度で分取する。)

<sup>\*311</sup> 内標準元素の添加は、「Ⅱ. トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法」に示したオンライン添加法を採用してもよい。

<sup>\*312</sup> ヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)をヨウ素分子(I<sub>2</sub>)に酸化する。(有機相：無色→桃色)

<sup>\*313</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンなども使えるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。

<sup>\*314</sup> ヨウ素分子(I<sub>2</sub>)をヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)に還元する。(有機相：桃色→無色)



- 8) 水相を 50 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、超純水 20 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.1 mL を加える。
- 9) ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。
- 10) 水相を 8) に合わせ、有機相は廃棄する。
- 11) 10) をホットプレートで 10 ～20 mL まで加熱濃縮する。冷却後、プラスチック製遠沈管 (50 mL) に移し、これをターゲット調製溶液とする<sup>\*315</sup>。

## (2) ヨウ化銀沈殿の作製

- 1) 「(1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)」で調製したターゲット調製溶液に、超純水を加え約 30 mL とし、アンモニア水 1 mL 及び銀担体溶液 (10 mgAg/mL) 2 ～ 5 mL を加え<sup>\*316</sup>、ヨウ化銀(AgI)を沈殿させる。
- 2) 1) でヨウ化銀沈殿の生成を目視で確認後、プラスチック製遠沈管の周囲をアルミ箔で遮光し、遠心分離を行う。
- 3) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水約 30 mL とアンモニア水 1 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 4) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 5) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、エタノール 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 6) ミクロチューブの風袋重量を秤量する。
- 7) 静置後の 5) からマイクロピペットなどを用いて上澄み溶液が 2 mL～3 mL 程度残るように取り除く。遠沈管に残ったヨウ化銀沈殿とエタノールを混合後、ミクロチューブに移す。
- 8) ヨウ化銀沈殿を移したミクロチューブを遠心分離し、上澄み溶液を取り除き、赤外線ランプの下、エタノールが蒸発するまで乾燥する。
- 9) ミクロチューブの重量を秤量し、ヨウ化銀沈殿の重量を算出する。

## (3) AMS 測定試料の作製

- 1) 「(2) ヨウ化銀沈殿の作製」の 9) のミクロチューブを電子天秤で秤量し、重量を記録する。
- 2) ヨウ化銀沈殿の正味重量から算出した必要量の金属ニオブ粉末を秤量し、「(2) ヨウ化銀沈殿の作製」の 9) のミクロチューブに入れる<sup>\*317</sup>。
- 3) 2) をメノウ乳鉢、又はミクロチューブ内で均一になるまで十分に混合してから、デシケーターに保管する。これを AMS ターゲット試料とする。

---

<sup>\*315</sup> 濃縮量については、ヨウ素イオンの量により適宜調整する。

<sup>\*316</sup> 銀担体の添加量については、ヨウ素イオンの量の 3 倍になるように添加する。

<sup>\*317</sup> AMS 測定施設装置の測定条件により、金属ニオブ粉末の添加量を調整する。

## 第 2 章 海水

海水中の無機ヨウ素は、多くはヨウ素酸イオン ( $\text{IO}_3^-$ ) の形で存在するが、表層近傍では、ヨウ化物イオン ( $\text{I}^-$ ) でも存在する。この他に、微量な溶存有機体もしくは粒子態をとるヨウ素も存在するが、本稿では、全無機ヨウ素の分析について述べる。この場合、海水試料に対して、ろ過を行い、還元剤により化学形をヨウ化物イオンにそろえる。適量のヨウ素担体(キャリア)溶液を添加し、溶媒抽出法によってヨウ素を分離・精製後、ヨウ化銀を作成し、AMS 測定試料(ターゲット)を作製する。試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度は、AMS 測定で得られたターゲット中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  の原子数比、別に測定された試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度及び添加した担体量から計算される<sup>\*318</sup>。

### 2.1 装置・器具・試薬

#### (1) 装置

- 1) 電子天秤：最小表示 0.01 g
- 2) 超純水製造装置
- 3) 遠心分離機
- 4) 乾燥器
- 5) 振とう機
- 6) 超音波洗浄器
- 7) 真空ポンプ

#### (2) 器具

- 1) メンブレンフィルターユニット：0.45  $\mu\text{m}$
- 2) メスシリンダー：100 mL、1 L
- 3) ビーカー：100 mL、500 mL、1 L
- 4) 分液漏斗：1 L、2 L
- 5) メスフラスコ：100 mL
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) 50 mL プラスチック遠沈管
- 8) フッ素樹脂テープ
- 9) 薬さじ及びステンレス製さじ
- 10) マイクロスパーテル
- 11) デシケーター
- 12) 3 mL ガラスマイクロチューブ
- 13) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 14) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL

---

<sup>\*318</sup> 海水中のヨウ素量は採取地域や採取深度により異なるが、現在、日本近海表層海水にはヨウ素が 0.06 mg/L 程度含まれている。

- 15) ガラス棒
- 16) アルミ箔
- 17) 赤外線ランプ
- 18) ホットプレート
- 19) ガスコンロ
- 20) デシケーター

### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硝酸ナトリウム<sup>\*319,\*320</sup> 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) : 亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 3) アスコルビン酸溶液 (2 w/v%) : アスコルビン酸 2.0 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、超純水で定容する。
- 4) 硝酸(1+13) : 硝酸<sup>\*320,\*321,\*322</sup> (質量分率 60 %~61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用) 1 容と超純水 13 容を混合する。
- 5) 塩酸(1+4) : 塩酸<sup>\*320,\*321,\*322</sup> (質量分率 35.0 %~37.0 %、密度 1.18 g/mL) 1 容と超純水 4 容を混合する。
- 6) ヨウ素担体溶液 (1 mgI/mL) : ヨウ化カリウム<sup>\*322,\*323</sup> 約 2 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。0.1308 g を秤量し、超純水約 50 mL に溶解する。あらかじめ亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.02 mL を入れた 100 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで超純水を加える。
- 7) 硝酸銀溶液 (2 mgAg/mL) : 硝酸銀<sup>\*320,\*322</sup> 0.315 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで超純水を加える。

---

<sup>\*319</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*320</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*321</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*322</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*323</sup> 冷暗所で保管すること。なお、保管の状況によっては、一部ヨウ素が遊離することがあるので、長期保管は避けること。

- 8) ヘキサン<sup>\*320, \*324, \*325</sup>
- 9) アセトン<sup>\*320, \*322, \*326</sup>
- 10) メタノール<sup>\*320, \*322, \*326</sup>
- 11) アンモニア水<sup>・\*320, \*321, \*322</sup>：質量分率 28.0 %～ 30.0 %
- 12) 次亜塩素酸ナトリウム：有効塩素量 4 %以上（食品添加物）
- 13) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999 %以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス
- 14) ニオブ粉末<sup>\*320</sup>

## 2.2 分析操作

### 2.2.1 分析の準備と試料の前処理

#### (1) ガラス器具

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備と試料の前処理」における「(1) ガラス器具」と同様の操作を行う。

#### (2) 海水試料の前処理（吸引ろ過）

- 1) 真空ポンプとメンブレンフィルターユニットを繋ぐ。
- 2) 真空ポンプの電源を入れ、超純水、海水の順にメンブレンフィルターユニットを洗浄する。
- 3) 海水試料を 2) に入れ、連続的にろ過を行う<sup>\*327</sup>。
- 4) ろ過後の海水を集め、保管する。

### 2.2.2 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製

#### (1) <sup>127</sup>I 測定のための分取

- 1) 「2.2.1 分析の準備を試料の前処理」の「(2) 海水試料の前処理（吸引ろ過）」で処理した海水より 1 mL 正確に分取し、100 mL メスフラスコに入れる<sup>\*328</sup>。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液約 0.15 mL を入れ、少量の超純水でメスフラスコ内壁に付着した次亜塩素酸ナトリウム溶液を洗い落とす。約 15 分間静置する。

---

<sup>\*324</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*325</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を該当する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*326</sup> 消防法で第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。

<sup>\*327</sup> 海水ろ過中に明らかに速度が遅い場合には、メンブレンフィルターユニットを交換する。新たなメンブレンフィルターユニットを使用する際は 1 回目の海水を回収せず、廃棄する。

<sup>\*328</sup> 海水の分取量は、試料中に含まれるヨウ素量によって適宜変更し、測定条件に合わせて測定試料溶液を作製する。

- 3) 2)に少量の硝酸(1+13)をいれ、内標準元素としてインジウム溶液 ( $1 \mu\text{gIn/mL}$ ) を正確に分取し、硝酸(1+13)をメスフラスコの標線まで加えた後、よく振り混ぜ測定試料溶液とする。

## (2) ヨウ素の抽出及び精製

- ろ過した海水 1 L をメスシリンダーで測り取った後、天秤で重量を秤量し、2 L 分液漏斗に入れる。
- アスコルビン酸溶液 (2 w/v%) 2 mL と塩酸(1+4) 4 mL を加え、2 L 分液漏斗を激しく振とう後、1 分間静置する<sup>\*329</sup>。
- ヨウ素担体溶液 ( $1 \text{ mgI/mL}$ ) 2 mL を正確に加え、2 L 分液漏斗を激しく振とう後、1 分間静置する。
- ヘキサン 100 mL、亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 2 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とう後、5 分間静置する。
- 水相を新たな 2 L 分液漏斗に移し、有機相を 1 L 分液漏斗に移す。
- 5)の水相を入れた分液漏斗に、ヘキサン 20 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とう後、静置する。水相は別の 2 L 分液漏斗に移し、有機相は 5)の有機相を入れた 1 L 分液漏斗に移す。この操作を更に有機相が完全に無色になるまで繰り返す。最後に残った水相は廃棄する。
- 6)の有機相を入れた分液漏斗に、超純水 10 mL を加え、時々ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。5 分程度静置以後、水相は捨てる。
- 超純水 10 mL と亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.1 mL を加え、時々ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とう後、水相を 100 mL ビーカーに移す<sup>\*330</sup>。
- 超純水 10 mL を加え、時々ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とう後、水相を 8)の 100 mL ビーカーに移す。
- ビーカーを時計皿で覆い、ホットプレート上で液量が 5 ～ 8 mL になるまで加熱沸騰させる。これをターゲット調製溶液とする<sup>\*331</sup>。

## (3) ヨウ化銀沈殿の作製

- 「(2) ヨウ素の抽出及び精製」で調製したターゲット調製溶液に、超純水を加え約 10 mL とし、アンモニア水 1 mL 及び銀担体溶液 ( $2 \text{ mgAg/mL}$ ) 3 ～ 5 mL を加え<sup>\*332</sup>、ヨウ化銀( $\text{AgI}$ )を沈殿させる。
- ヨウ化銀沈殿の生成を目視で確認後、プラスチック製遠沈管の周囲をアルミ箔で遮光し、遠心分離を行う。

<sup>\*329</sup> 海水中のヨウ素が還元される(ヨウ素酸イオン  $\text{IO}_3^- \rightarrow$  ヨウ素イオン  $\text{I}^-$ )

<sup>\*330</sup> 有機相の色が無色にならない場合は、更に亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.1 mL を加え、8)の操作を繰り返す。

<sup>\*331</sup> 残液量が少ないため、乾固しないよう注意する。

<sup>\*332</sup> 銀担体の添加量については、ヨウ素イオンの量の 3 倍になるように添加する。

- 3) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水約 10 mL とアンモニア水 0.5 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 4) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 5) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、エタノール 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 6) ミクロチューブの風袋重量を秤量する。
- 7) 静置後の 5) からマイクロピペットなどを用いて上澄み溶液が 2 mL～3 mL 程度残るように取り除く。遠沈管に残ったヨウ化銀沈殿とエタノールを混合後、ミクロチューブに移す。
- 8) ヨウ化銀沈殿を移したミクロチューブを遠心分離し、上澄み溶液を取り除き、赤外線ランプの下で、エタノールが蒸発するまで乾燥する。
- 9) ミクロチューブの重量を秤量し、ヨウ化銀沈殿の重量を算出する。

#### (4) AMS 測定試料の作製

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製」における「(3) AMS 測定試料の作製」と同様の操作を行い、AMS 測定試料を作製する。

## 第 3 章 土壌

土壌<sup>\*333</sup>試料を熱加水分解し、発生したヨウ素を強塩基性溶液に捕集する（図Ⅲ. 1. 1）。得られた捕集液から一部分取し、<sup>127</sup>I を測定する。分取後の捕集液にヨウ素担体溶液を添加し、溶媒抽出法を用いてヨウ素を分離・精製する。硝酸銀溶液を加えて、ヨウ化銀沈殿を生成し、AMS 測定試料のターゲットを調製する。

AMS 測定で得られた <sup>129</sup>I/<sup>127</sup>I の原子数比から、あらかじめ測定していた試料中に含まれる <sup>127</sup>I 量より、試料中の <sup>129</sup>I 濃度を求める。

海底土及び堆積物などの底質試料にも適用できる。

### 3.1 装置・器具・試薬

#### (1) 装置

- 1) 管状型電気炉：温度コントローラー、ガス流量計付き、Max Temp.  $\geq 1000$  °C（図Ⅲ. 1. 2）
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置
- 4) 遠心分離機
- 5) 乾燥器
- 6) 超音波洗浄器
- 7) 振動ミル

#### (2) 器具

- 1) 石英管
  - ・石英外管（図Ⅲ. 1. 2）
  - ・石英内管（図Ⅲ. 1. 3）
- 2) バブラー管（図Ⅲ. 1. 4）<sup>\*334</sup>
- 3) 石英ウール
- 4) クランプ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) メスフラスコ：25 mL、50 mL、100 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 50 mL プラスチック遠沈管
- 10) 26 mL スナップ管
- 11) マントルヒーター
- 12) フッ素樹脂テープ

---

<sup>\*333</sup> 土試料については、試料の種類や採取場所により異なるが、土試料 100 g 中に、約 0.1 mg ～ 0.4 mg の <sup>127</sup>I が含まれる。また、土壌中 <sup>129</sup>I 濃度は、一般に下層より表層の方が高いと報告されている。

<sup>\*334</sup> JIS 規格 G2、ISO 規格 P40（細孔の規格：40 ～ 50  $\mu\text{m}$ ）。

- 13) 薬さじ及びステンレス製さじ
- 14) マイクロスパーテル
- 15) CB ボート（又は半割石英ガラス）：15 mm × 13 mm × 90 mm
- 16) メノウ乳鉢
- 17) デシケーター
- 18) 3 mL ガラスマイクロチューブ
- 19) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 20) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 21) ガラス棒
- 22) アルミ箔
- 23) 赤外線ランプ
- 24) ホットプレート
- 26) ガスコンロ
- 27) デシケーター
- 28) 磁製乳鉢と乳棒
- 29) 耐熱性バット

### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸ナトリウム<sup>\*335, \*336</sup> 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 3) 硝酸(1+13)：硝酸<sup>\*336, \*337, \*338</sup>（質量分率 60 %～61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用）1 容と超純水 13 容を混合する。
- 4) ヨウ素担体溶液（10 mgI/mL）ヨウ化カリウム<sup>\*338, \*339</sup> 約 3 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。1.308 g を秤量し、超純水約 50 mL に溶解する。あ

<sup>\*335</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*336</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*337</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*338</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*339</sup> 冷暗所で保管すること。なお、保管の状況によっては、一部ヨウ素が遊離することがあるので、長期保管は避けること。



らかじめ亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）0.2 mL を入れた 100 mL メスフラスコに移し、超純水をメスフラスコの標線まで加える。溶液は、冷暗所に保存する。

- 5) 硝酸銀溶液（10 mgAg/mL）：硝酸銀<sup>\*338, \*340</sup> 1.575 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、超純水をメスフラスコの標線まで加える。
- 6) キシレン<sup>\*338, \*340, \*341, \*342</sup>
- 7) アセトン<sup>\*338, \*340, \*343</sup>
- 8) メタノール<sup>\*338, \*340, \*343</sup>
- 9) アンモニア水<sup>\*337, \*338, \*340</sup>：質量分率 28.0 %～30.0 %
- 10) 水酸化テトラメチルアンモニウム（TMAH）溶液<sup>\*338, \*340, \*343</sup>：質量分率 25 %
- 11) 次亜塩素酸ナトリウム：有効塩素量 4 %以上（食品添加物）
- 12) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999%以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス
- 13) ニオブ粉末<sup>\*340</sup>
- 14) 五酸化バナジウム<sup>\*338, \*340, \*341</sup>
- 15) 超純水：抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*344</sup>

## 3.2 分析操作

### 3.2.1 分析の準備及び試料の前処理

#### (1) ガラス器具

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(1) ガラス器具」と同様の操作を行う。

#### (2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(2) CB ボード（もしくは半割石英製ガラス）」と同様の操作を行う。

#### (3) 石英外管、内管、及び CB ボートの空焼き

---

<sup>\*340</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*341</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*342</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を意味する。

対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*343</sup> 消防法で危険物第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。

<sup>\*344</sup> JIS K 0211：分析化学用語（基礎部門）（2013）、番号 5218 の定義である。

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(3) 石英外管、内管、及びCBボートの空焼き」と同様の操作を行う。

#### (4) 試料の前処理

- 1) 試料(湿土)を耐熱性バットに広げ、重量を測り記録し、乾燥器に入れ、70℃で12時間以上乾燥する。
- 2) 1)で乾燥した試料は、磁製乳鉢と乳棒を用いて軽く摩砕し、混入した石礫、植物根等を取り除きながら、2 mmふるいを用いてふるい分ける。
- 3) 振動ミルを用いて微粉碎後、混合してヨウ素分析用試料とする。

### 3.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集

#### (1) ヨウ素捕集液の調製

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」における「(1) ヨウ素捕集液の捕集」と同様の操作を行う。

#### (2) 試料の秤量、燃焼準備

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」における「(2) 試料の秤量、燃焼準備」と同様の操作を行う。

#### (3) 熱加水分解

- 1) マントルヒーターの電源を入れる<sup>\*345</sup>。管状型電気炉の電源を入れ、電気炉の温度を1000℃に設定し昇温する。
- 2) 管状型電気炉が1000℃に達したら、電気炉内に外管を1 cm/3分で移動し<sup>\*346</sup>、試料を熱分解させ、CBボートが全て電気炉内に移動したら、15分間保持する<sup>\*347</sup>。
- 3) 管状型電気炉内から外管を外管先端部分に向かって2 cm/1.5分で移動させ、加熱する。先端まで移動したら、約5分間保持する<sup>\*348</sup>。
- 4) 管状型電気炉の電源を切り、外管からバブラー管とスナップ管を外す。
- 5) アセトンとエタノールで濡らした紙製ウェスを用いて、外管及びバブラー管に塗布したグリースを拭き取る<sup>\*349</sup>。
- 6) マイクロピペットを用いて、水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)溶液0.14 mL、超純水4 mLの順でバブラー管の内側、外側を洗浄する。洗浄液は捕集液の入ったスナップ管に加える。
- 7) スナップ管を秤量し、ヨウ素捕集液の重量を計算する。

---

<sup>\*345</sup> マントルヒーター中の超純水が沸騰したら、マントルヒーターのスイッチを切る。

<sup>\*346</sup> 石英外管の移動速度が早いと、管状型電気炉内の温度が下がるおそれがある。電気炉内は常時1000℃を保持する。また、有機物が多い場合不完全燃焼でタールがバブラー側に付着することもある。

<sup>\*347</sup> 五酸化バナジウムと試料が完全に熔融状態であることを確認してから、3)の作業に進む。

<sup>\*348</sup> 1)～3)の作業中、バブラー管から気泡が出ているか常に確認する。

<sup>\*349</sup> 石英外管及びバブラー管は高温のため、やけどに注意する。

- 8) ヨウ素捕集溶液入りスナップ管は、蓋とスナップ管の間にフッ素樹脂テープを巻き密閉し、アルミ箔で遮光保管する。

(4)  $^{127}\text{I}$  測定のための捕集液の分取

- 1) 「(3) 熱加水分解」の 8) から、一部を 100 mL メスフラスコに正確に分取する<sup>\*350</sup>。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液約 0.15 mL を添加し、少量の超純水でメスフラスコ内壁に付着した次亜塩素酸ナトリウム溶液を洗い落とす。約 15 分間静置する。
- 3) 2) に少量の硝酸(1+13)を入れ、内標準元素としてインジウム溶液 ( $1\ \mu\text{gIn/mL}$ ) を正確に分取し、硝酸(1+13)をメスフラスコの標線まで加えた後、よく振り混ぜ測定試料溶液とする<sup>\*351</sup>。

### 3.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製

(1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)

- 1) 「3.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」の「(4)  $^{127}\text{I}$  測定のための捕集液の分取」の 1) で残った溶液に、分取後のヨウ素捕集溶液にヨウ素担体 ( $10\ \text{mgI/mL}$ ) 1 mL を添加し、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 2) 硝酸 3 mL 程度を加え、振り混ぜて pH を 1 に調整する。
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 ( $10\ \text{w/v}\%$ ) 0.5 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*352</sup>。
- 4) 静置後、水相はあらかじめキシレン<sup>\*353</sup> 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 有機相に超純水 20 mL を入れる。
- 6) 4) の水相を入れた分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。静置後、水相は捨て、有機相は 5) に合わせる。
- 7) 亜硫酸ナトリウム溶液 ( $10\ \text{w/v}\%$ ) 0.5 mL を 5) の分液漏斗に加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*354</sup>。
- 8) 水相を 50 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、超純水 20 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 ( $10\ \text{w/v}\%$ ) 0.1 mL を加える。
- 9) ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。
- 10) 水相を 8) に合わせ、有機相は廃棄する。
- 11) 10) をホットプレートで 10 mL ~ 20 mL まで加熱濃縮する。冷却後、50 mL プラスチック遠沈管に移し、これをターゲット調製溶液とする<sup>\*355</sup>。

<sup>\*350</sup> 希釈倍率は、試料中に含まれるヨウ素量により適宜変更し、測定条件に合わせて測定試料溶液を作製する。(通常、土試料の場合には、0 ~ 10 ppb の検量線に合わせて、約 0.5 ~ 1.0 mL 程度で分取する。)

<sup>\*351</sup> 内標準元素の添加は、「II. トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法」に示したオンライン添加法を採用してもよい。

<sup>\*352</sup> ヨウ素イオン( $\text{I}^-$ )をヨウ素分子( $\text{I}_2$ )に酸化する。(有機相：無色→桃色)

<sup>\*353</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンなども使えるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。

<sup>\*354</sup> ヨウ素分子( $\text{I}_2$ )をヨウ素イオン( $\text{I}^-$ )に還元する。(有機相：桃色→無色)

<sup>\*355</sup> 濃縮量については、ヨウ素イオンの量により適宜調整する。

(2) ヨウ化銀沈殿の作製

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.3 ヨウ素の精製及びAMS測定試料の調製」における「(2) ヨウ化銀沈殿の作製」と同様の操作を行う。

## 第 4 章 海藻

海藻についてはあらかじめ凍結乾燥しておいたものを分析試料とする。試料を熱加水分解し、発生したヨウ素を強塩基性溶液に捕集する。得られた捕集液から一部分取し、 $^{127}\text{I}$  を測定する。分取後の捕集液にヨウ素担体溶液を添加し、溶媒抽出法を用いてヨウ素を分離・精製する。硝酸銀溶液を加えて、ヨウ化銀沈殿を生成し、AMS 測定試料のターゲットを調製する。

AMS 測定で得られた  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  の原子数比から、あらかじめ測定していた試料中に含まれる  $^{127}\text{I}$  量より、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。

なお、海藻の種類によって試料に含まれる  $^{127}\text{I}$  濃度が異なるため、供試量を適宜に増減する必要がある<sup>\*356</sup>。

### 4.1 装置・器具・試薬

#### (1) 装置

- 1) 管状型電気炉：温度コントローラー、ガス流量計付き、Max Temp.  $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  (図Ⅲ. 1. 2)
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置
- 4) 遠心分離機
- 5) 乾燥器
- 6) 超音波洗浄器
- 7) 凍結乾燥器

#### (2) 器具

- 1) 石英管
  - ・石英外管 (図Ⅲ. 1. 2)
  - ・石英内管 (図Ⅲ. 1. 3)
- 2) バブラー管 (図Ⅲ. 1. 4) <sup>\*357</sup>
- 3) 石英ウール
- 4) クランプ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) メスフラスコ：25 mL、50 mL、100 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL

<sup>\*356</sup> 海藻のヨウ素濃度及び乾燥残分の代表的な例を以下に示す。

| 種類            | $^{127}\text{I}$ 濃度 (mg/kg 生) | 乾燥残分 (%) |
|---------------|-------------------------------|----------|
| アサクサノリ (アマノリ) | 1 ~ 30                        | 5        |
| コンブ           | 30 ~ 1,300                    | 20       |
| ヒジキ           | 30 ~ 530                      | 20       |
| ワカメ           | 10 ~ 130                      | 5        |

<sup>\*357</sup> JIS 規格 G2、ISO 規格 P40 (細孔の規格：40 ~ 50  $\mu\text{m}$ )。

- 9) 50 mL プラスチック遠沈管
- 10) 26 mL スナップ管
- 11) マントルヒーター
- 12) フッ素樹脂テープ
- 13) 薬さじ及びステンレス製さじ
- 14) マイクロスパーテル
- 15) CB ボート（又は半割石英ガラス）：15 mm × 13 mm × 90 mm
- 16) メノウ乳鉢
- 17) デシケーター
- 18) 3 mL ガラスマイクロチューブ
- 19) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 20) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 21) ガラス棒
- 22) アルミ箔
- 23) 赤外線ランプ
- 24) ホットプレート
- 26) ガスコンロ
- 27) デシケーター

### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格（JIS）試薬を用い、規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸ナトリウム<sup>\*358, \*359</sup> 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 3) 硝酸（1+13）：硝酸<sup>\*359, \*360, \*361</sup>（質量分率 60 %～61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用）1 容と超純水 13 容を混合する。

---

<sup>\*358</sup> 消防法で危険物第一類（酸化性固体）に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*359</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質（急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの）：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*360</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質（大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*361</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質（作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの）：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント（リスクの低減対策等）が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

- 4) ヨウ素担体溶液 (10 mgI/mL) : ヨウ化カリウム<sup>\*361, \*362</sup> 約 3 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。1.308 g を秤量し、超純水約 50 mL に溶解する。あらかじめ亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.2 mL を入れた 100 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで超純水を加える。溶液は、冷暗所に保存する。
- 5) 硝酸銀溶液 (10 mgAg/mL) : 硝酸銀<sup>\*359, \*361</sup> 1.575 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、メスフラスコの標線まで超純水を加える。
- 6) キシレン<sup>\*359, \*361, \*363, \*364</sup>
- 7) アセトン<sup>\*359, \*361, \*365</sup>
- 8) メタノール<sup>\*359, \*361, \*365</sup>
- 9) アンモニア水<sup>\*359, \*360, \*361</sup> : 質量分率 28.0 % ~ 30.0 %
- 10) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*359, \*361, \*365</sup> : 質量分率 25 %
- 11) 次亜塩素酸ナトリウム : 有効塩素量 4 % 以上 (食品添加物)
- 12) ガス
  - ・酸素ガス : 純度 99.999% 以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス
- 13) ニオブ粉末<sup>\*359</sup>
- 14) 五酸化バナジウム<sup>\*359, \*361, \*363</sup>
- 15) 超純水 : 抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*366</sup>

## 4.2 分析操作

### 4.2.1 分析の準備

#### (1) ガラス器具

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(1) ガラス器具」と同様の操作を行う。

#### (2) CB ボート (もしくは半割石英製ガラス)

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(2) CB ボード (もしくは半割石英製ガラス)」と同様の操作を行う。

---

<sup>\*362</sup> 冷暗所で保管すること。なお、保管の状況によっては、一部ヨウ素が遊離することがあるので、長期保管は避けること。

<sup>\*363</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質(がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*364</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を意味する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*365</sup> 消防法で危険物第四類(引火性液体)に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない(熱膨張による容器破損のおそれあり)等の注意が必要である。

<sup>\*366</sup> JIS K 0211 : 分析化学用語(基礎部門)(2013)、番号 5218 の定義である。

(3) 石英外管、内管、及びCBボートの空焼き

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(3) 石英外管、内管、及びCBボートの空焼き」と同様の操作を行う。

(4) 試料の前処理

- 1) 生試料(含水状態)を秤量後、ポリプロピレン製の容器に入れ、-20℃以下の冷凍庫内で36時間以上予備凍結させる。
- 2) 容器ごと凍結乾燥器に移し、真空度1 Torr以下に維持しながら、連続的に凍結乾燥を行う。
- 3) 重量を測り記録し、微粉碎後、ヨウ素分析用試料とする。

#### 4.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集

(1) ヨウ素捕集液の調製

- 1) スナップ管の空重量を秤量する。
- 2) マイクロピペットを用いて、超純水8 mL、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液0.36 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1 mL、超純水8 mLの順でスナップ管に入れ、<sup>129</sup>Iの捕集液とする。

(2) 試料の秤量、燃焼準備

- 1) 五酸化バナジウム1～1.5 gを秤量し、CBボートに半量を入れる。
- 2) 試料0.5 gを正確に秤量し、1)の上に入れる。
- 3) 1)の残りの五酸化バナジウムを2)のCBボート中の試料の上に覆い入れ、試料を五酸化バナジウムで上下に挟み込む。
- 4) 3)を石英内管に入れる。
- 5) 石英外管の摺り部分にグリースを塗り、バブラー管と石英外管を的確に繋ぎ、クランプで止める。
- 6) 「(1) ヨウ素捕集液の調製」で調製したヨウ素捕集液入りのスナップ管に、バブラー管を入れ、フッ素樹脂テープで蓋をする。
- 7) 4)を5)に入れる。
- 8) 石英内管、外管に酸素ガスラインに接続し、内管：11.0 mL/分、外管：12.5 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 9) 6)のバブラー管から気泡が出ることを確認する。気泡が出ない場合は、接続箇所を確認する。

(3) 熱加水分解

- 1) マントルヒーターの電源を入れる<sup>\*367</sup>。管状型電気炉の電源を入れ、電気炉の温度を1000℃に設定し昇温する。

---

<sup>\*367</sup> マントルヒーター中の超純水が沸騰したら、マントルヒーターのスイッチを切る。



- 2) 管状型電気炉が 1000℃に達したら、電気炉内に外管を 1 cm/3 分で移動し<sup>\*368</sup>、試料を熱分解させ、CB ボートが全て電気炉内に移動したら、15 分間保持する<sup>\*369</sup>。
- 3) 管状型電気炉内から外管を外管先端部分に向かって 2 cm/1.5 分で移動させ、加熱する。先端まで移動したら、約 5 分間保持する<sup>\*370</sup>。
- 4) 管状型電気炉の電源を切り、外管からバブラー管とスナップ管を外す。
- 5) アセトンとエタノールで濡らした紙製ウエスを用いて、外管及びバブラー管に塗布したグリースを拭き取る<sup>\*371</sup>。
- 6) マイクロピペットを用いて、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.14 mL、超純水 4 mL の順でバブラー管の内側、外側を洗浄する。洗浄液は捕集液の入ったスナップ管に加える。
- 7) スナップ管を秤量し、ヨウ素捕集液の重量を計算する。
- 8) ヨウ素捕集溶液入りスナップ管は、蓋とスナップ管の間にフッ素樹脂テープを巻き密閉し、アルミ箔で遮光保管する。

#### (4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取

- 1) 「(3) 熱加水分解」の 8) から、100 mL メスフラスコに一部を正確に分取する<sup>\*372</sup>。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液約 0.15 mL を添加し、少量の超純水でメスフラスコ内壁に付着した次亜塩素酸ナトリウム溶液を洗い落とす。約 15 分間静置する。
- 3) 2) に少量の硝酸(1+13)を入れ、内標準元素としてインジウム溶液 (1 µgIn/mL) を正確に分取し、硝酸(1+13)をメスフラスコの標線まで加えた後、よく振り混ぜ測定試料溶液とする<sup>\*373</sup>。

### 4.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製

#### (1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)

- 1) 「4.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」の「(4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取」の 1) で残った溶液に、分取後のヨウ素捕集溶液にヨウ素担体 (10 mgI/mL) 1 mL を添加し、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 2) 硝酸 3 mL 程度を加え、振り混ぜて pH を 1 に調整する。
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*374</sup>。

<sup>\*368</sup> 石英外管の移動速度が早いと、管状型電気炉内の温度が下がるおそれがある。電気炉内は常時 1000℃を保持する。また、有機物が多い場合不完全燃焼でタールがバブラー側に付着することもある。

<sup>\*369</sup> 五酸化バナジウムと試料が完全に熔融状態であることを確認してから、3) の作業に進む。

<sup>\*370</sup> 1) ~ 3) の作業中、バブラー管から酸素ガスの気泡が出ているか常に確認する。

<sup>\*371</sup> 石英外管及びバブラー管は高温のため、やけどに注意する。

<sup>\*372</sup> 希釈倍率は、試料中に含まれるヨウ素量により適宜変更し、測定条件に合わせて測定試料溶液を作製する。(通常、コンプの場合には、0.0 ~ 10.0 ppb の検量線に合わせて、約 0.01 mL 程度で分取する。)

<sup>\*373</sup> 内標準元素の添加は、「Ⅱ. トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法」に示したオンライン添加法を採用してもよい。

<sup>\*374</sup> ヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)をヨウ素分子(I<sub>2</sub>)に酸化する。(有機相：無色→桃色)

- 4) 静置後、水相はあらかじめキシレン<sup>\*375</sup> 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 有機相に超純水 20 mL を入れる。
- 6) 4) の水相を入れた分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。静置後、水相は捨て、有機相は 5) に合わせる。
- 7) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 1.0 mL を 5) の分液漏斗に加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*376</sup>。
- 8) 水相を 50 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、超純水 20 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を加える<sup>\*377</sup>。
- 9) ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。
- 10) 水相を 8) に合わせ、有機相は廃棄する。
- 11) 10) をホットプレートで 10 mL～20 mL まで加熱濃縮する。冷却後、50 mL プラスチック遠沈管に移し、これをターゲット調製溶液とする<sup>\*378</sup>。

## (2) ヨウ化銀沈殿の作製

- 1) 「(1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)」で調製したターゲット調製溶液に、超純水を加え約 30 mL とし、アンモニア水 1 mL 及び銀担体溶液 (10 mgAg/mL) 3 ～ 5 mL を加え<sup>\*379</sup>、ヨウ化銀 (AgI) を沈殿させる。
- 2) 1) でヨウ化銀沈殿の生成を目視で確認後、プラスチック製遠沈管の周囲をアルミ箔で遮光し、遠心分離を行う。
- 3) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水約 30 mL とアンモニア水 1 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 4) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 5) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、エタノール 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 6) ミクロチューブの風袋重量を秤量する。
- 7) 静置後の 5) からマイクロピペットなどを用いて上澄み溶液が 2 mL～3 mL 程度残るように取り除く。遠沈管に残ったヨウ化銀沈殿とエタノールを混合後、ミクロチューブに移す。
- 8) ヨウ化銀沈殿を移したミクロチューブを遠心分離し、上澄み溶液を取り除き、赤外線ランプの下、エタノールが蒸発するまで乾燥する。
- 9) ミクロチューブの重量を秤量し、ヨウ化銀沈殿の重量を算出する。

---

<sup>\*375</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンなども使えるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。

<sup>\*376</sup> ヨウ素分子 (I<sub>2</sub>) をヨウ素イオン (I<sup>-</sup>) に還元する。(有機相：桃色→無色)

<sup>\*377</sup> 桃色が消えない場合には、亜硫酸ナトリウム溶液の添加量が適宜追加する。

<sup>\*378</sup> 濃縮量については、ヨウ素イオンの量により適宜調整する。

<sup>\*379</sup> 銀担体の添加量については、ヨウ素イオンの量の 3 倍になるように添加する。

(3) AMS ターゲット試料の作製

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製」における「(3) AMS ターゲット試料の作製」と同様の操作を行う。

## 第 5 章 野菜

本測定法では、ハクサイ、キャベツを野菜試料の例として記載する。

あらかじめ凍結乾燥しておいたものを分析試料とする。試料を熱加水分解し、発生したヨウ素を強塩基性溶液に捕集する。得られた捕集液から一部分取し、 $^{127}\text{I}$  を測定する。分取後の捕集液にヨウ素担体溶液を添加し、溶媒抽出法を用いてヨウ素を分離・精製する。硝酸銀溶液を加えて、ヨウ化銀沈殿を生成し、AMS 測定試料のターゲットを調製する。

AMS 測定で得られた  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  の原子数比から、あらかじめ測定していた試料中に含まれる  $^{129}\text{I}$  量より、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。

### 5.1 装置・器具・試薬

#### (1) 装置

- 1) 管状型電気炉：温度コントローラー、ガス流量計付き、Max Temp.  $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  (図Ⅲ. 1. 2)
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置
- 4) 遠心分離機
- 5) 乾燥器
- 6) 超音波洗浄器
- 7) 凍結乾燥器

#### (2) 器具

- 1) 石英管
  - ・石英外管 (図Ⅲ. 1. 2)
  - ・石英内管 (図Ⅲ. 1. 3)
- 2) バブラー管 (図Ⅲ. 1. 4) <sup>\*380</sup>
- 3) 石英ウール
- 4) クランプ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) メスフラスコ：25 mL、50 mL、100 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 50 mL プラスチック遠沈管
- 10) 26 mL スナップ管
- 11) マントルヒーター
- 12) フッ素樹脂テープ
- 13) 薬さじ及びステンレス製さじ

---

<sup>\*380</sup> JIS 規格 G2、ISO 規格 P40 (細孔の規格：40 ～ 50  $\mu\text{m}$ )。

- 14) マイクロスパーテル
- 15) CB ボート（又は半割石英ガラス）：15 mm × 13 mm × 90 mm
- 16) メノウ乳鉢
- 17) デシケーター
- 18) 3 mL ガラスマイクロチューブ
- 19) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 20) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 21) ガラス棒
- 22) アルミ箔
- 23) 赤外線ランプ
- 24) ホットプレート
- 26) ガスコンロ
- 27) デシケーター
- 28) ポリプロピレン製の容器

### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格（JIS）試薬を用い、規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸ナトリウム<sup>\*381</sup> <sup>\*382</sup> 0 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 3) 硝酸(1+13)：硝酸<sup>\*382, \*383, \*384</sup>（質量分率 60 %～61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用）1 容と超純水 13 容を混合する。
- 4) 低レベルヨウ素担体溶液（5 mgI/mL）
- 5) 硝酸銀溶液（10 mgAg/mL）：硝酸銀<sup>\*382, \*384</sup> 1.575 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、超純水をメスフラスコの標線まで加える。

---

<sup>\*381</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*382</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*383</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*384</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

- 6) キシレン<sup>\*382, \*384, \*385, \*386</sup>
- 7) アセトン<sup>\*382, \*384, \*387</sup>
- 8) メタノール<sup>\*382, \*384, \*387</sup>
- 9) アンモニア水<sup>\*382, \*383, \*384</sup>：質量分率 28.0 %～30.0 %
- 10) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*382, \*384, \*387</sup>：質量分率 25 %
- 11) 次亜塩素酸ナトリウム：有効塩素量 4 %以上（食品添加物）
- 12) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999%以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス
- 13) ニオブ粉末<sup>\*382</sup>
- 14) 五酸化バナジウム<sup>\*382, \*384, \*385</sup>
- 15) 超純水：抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*388</sup>

## 5.2 分析操作

### 5.2.1 分析の準備及び試料の前処理

#### (1) ガラス器具

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(1) ガラス器具」と同様の操作を行う。

#### (2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）」と同様の操作を行う。

#### (3) 石英外管、内管、及びCB ボートの空焼き

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(3) 石英外管、内管、及びCB ボートの空焼き」と同様の操作を行う。

#### (4) 試料の前処理

「第4章 海藻」の「4.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(4) 試料の前処理」と同様の操作を行う。

---

<sup>\*385</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質（がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの）：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*386</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を意味する。対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

<sup>\*387</sup> 消防法で第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。

<sup>\*388</sup> JIS K 0211：分析化学用語（基礎部門）（2013）、番号 5218 の定義である。

## 5.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集

### (1) ヨウ素捕集液の調製

- 1) 26 mL スナップ管の空重量を秤量する。
- 2) マイクロピペットを用いて、超純水 8 mL、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.09 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.25 mL、超純水 8 mL の順でスナップ管に入れ、<sup>129</sup>I の捕集液とする。

### (2) 試料の秤量、燃焼準備

- 1) 五酸化バナジウム 2.0 g 程度を秤量し、CB ボートに約 1/3 量を入れる。
- 2) 試料 2.0 g を正確に秤量し、1) の上に入れる<sup>\*389</sup>。
- 3) 1) の残りの五酸化バナジウムを 2) の CB ボート中の試料の上に覆い入れ、試料を五酸化バナジウムで上下に挟み込む。
- 4) 3) を石英内管に入れる。
- 5) 石英外管の摺り部分にグリースを塗り、バブラー管と石英外管を的確に繋ぎ、クランプで止める。
- 6) 「(1) ヨウ素捕集液の調製」で調製したヨウ素捕集液入りのスナップ管にバブラー管を入れ、フッ素樹脂テープで蓋をする。
- 7) 4) を 5) に入れる。
- 8) 石英内管、外管に酸素ガスラインに接続し、内管：10.0 mL/分、外管：12.5 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 9) 6) のバブラー管から酸素ガスの気泡が出ることを確認する。酸素ガスの気泡が出ない場合は、接続箇所を確認する。

### (3) 熱加水分解

- 1) マントルヒーターの電源を入れる<sup>\*390</sup>。管状型電気炉の電源を入れ、電気炉の温度を 1000 °C に設定し昇温する。
- 2) 管状型電気炉が 1000 °C に達したら、電気炉内に外管を 1 cm/3 分で移動し<sup>\*391</sup>、試料を熱分解させ、CB ボートが全て電気炉内に移動したら、15 分間保持する<sup>\*392</sup>。
- 3) 管状型電気炉内から外管を外管先端部分に向かって 2 cm/1.5 分で移動させ、加熱する。先端まで移動したら、約 5 分間保持する<sup>\*393</sup>。
- 4) 管状型電気炉の電源を切り、外管からバブラー管とスナップ管を外す。

---

<sup>\*389</sup> 乾燥した野菜粉末を操作する場合には、静電気に注意が必要がある。(静電気除去装置を設置することを推奨する。また、場合により、秤量後、CB ボートに試料を移した後、移しきれず残留した試料の重量を測定し、差し引く必要がある。)

<sup>\*390</sup> マントルヒーター中の超純水が沸騰したら、マントルヒーターのスイッチを切る。

<sup>\*391</sup> 石英外管の移動速度が早いと、管状型電気炉内の温度が下がるおそれがある。電気炉内は常時 1000°C を保持する。また、有機物が多い場合不完全燃焼でタールがバブラー側に付着することもある。

<sup>\*392</sup> 五酸化バナジウムと試料が完全に熔融状態であることを確認してから、3) の作業に進む。また、野菜など試料が熱分解時、タールを発生することにより、詰めやすい傾向がある。

<sup>\*393</sup> 1) ~ 3) の作業中、バブラー管から酸素ガスの気泡が出ているか常に確認する。

- 5) アセトンとエタノールで濡らした紙製ウエスを用いて、外管及びバブラー管に塗布したグリースを拭き取る<sup>\*394</sup>。
- 6) マイクロピペットを用いて、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.05 mL、超純水 4 mL の順でバブラー管の内側、外側を洗浄する。洗浄液は捕集液の入ったスナップ管に加える。
- 7) スナップ管を秤量し、ヨウ素捕集液の重量を計算する。
- 8) ヨウ素捕集溶液入りスナップ管は、蓋とスナップ管の間にフッ素樹脂テープを巻き密閉し、アルミ箔で遮光保管する。

#### (4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取

- 1) 「(3) 熱加水分解」の 8) から、100 mL メスフラスコに一部を正確に分取する<sup>\*395</sup>。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液約 0.15 mL を添加し、少量の超純水でメスフラスコ内壁に付着した次亜塩素酸ナトリウム溶液を洗い落とす。約 15 分間静置する。
- 3) 2) に少量の硝酸(1+13)を入れ、内標準元素としてインジウム溶液 (1 μgIn/mL) を正確に分取し、硝酸(1+13)をメスフラスコの標線まで加えた後、よく振り混ぜ測定試料溶液とする<sup>\*396</sup>。

### 5.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製

#### (1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)

- 1) 「5.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」の「(4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取」の 1) で残った溶液に、分取後のヨウ素捕集溶液に低レベルヨウ素担体 (5 mgI/mL) 0.6 mL を添加し、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 2) 硝酸 3 mL 程度を加え、振り混ぜて pH を 1 に調整する。
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*397</sup>。
- 4) 静置後、水相はあらかじめキシレン<sup>\*398</sup> 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 有機相に超純水 20 mL を入れる。
- 6) 4) の水相を入れた分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。静置後、水相は捨て、有機相は 5) に合わせる。
- 7) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を 5) の分液漏斗に加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*399</sup>。

<sup>\*394</sup> 石英外管及びバブラー管は高温のため、やけどに注意する。

<sup>\*395</sup> 希釈倍率は、試料中に含まれるヨウ素量により適宜変更し、測定条件に合わせて測定試料溶液を作製する。(通常、ハクサイやキャベツの場合には、0.0 ~ 10.0 ppb の検量線に合わせて、約 2 mL 程度で分取する。)

<sup>\*396</sup> 内標準元素の添加は、「Ⅱ. トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法」に示したオンライン添加法を採用してもよい。

<sup>\*397</sup> ヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)をヨウ素分子(I<sub>2</sub>)に酸化する。(有機相：無色→桃色)

<sup>\*398</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンなども使えるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。

<sup>\*399</sup> ヨウ素分子(I<sub>2</sub>)をヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)に還元する。(有機相：桃色→無色)



- 8) 水相を 50 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、超純水 20 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.1 mL を加える<sup>\*400</sup>。
- 9) ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。
- 10) 水相を 8) に合わせ、有機相は廃棄する。
- 11) 10) をホットプレートで 5 mL 程度まで加熱濃縮する。冷却後、プラスチック製遠沈管 (50 mL) に移し、これをターゲット調製溶液とする<sup>\*401</sup>。

## (2) ヨウ化銀沈殿の作製

- 1) 「(1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)」で調製したターゲット調製溶液に、超純水を加え約 10 mL とし、アンモニア水 0.5 mL 及び銀担体溶液 (10 mgAg/mL) 1.5 ~ 2.5 mL を加え<sup>\*402</sup>、ヨウ化銀 (AgI) を沈殿させる。
- 2) 1) でヨウ化銀沈殿の生成を目視で確認後、プラスチック製遠沈管の周囲をアルミ箔で遮光し、遠心分離を行う。
- 3) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水約 10 mL とアンモニア水 0.5 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 4) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 5) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、エタノール 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 6) ミクロチューブの風袋重量を秤量する。
- 7) 静置後の 5) からマイクロピペットなどを用いて上澄み溶液が 2 mL~3 mL 程度残るように取り除く。遠沈管に残ったヨウ化銀沈殿とエタノールを混合後、ミクロチューブに移す。
- 8) ヨウ化銀沈殿を移したミクロチューブを遠心分離し、上澄み溶液を取り除き、赤外線ランプの下、エタノールが蒸発するまで乾燥する。
- 9) ミクロチューブの重量を秤量し、ヨウ化銀沈殿の重量を算出する。

## (3) AMS ターゲット試料の作製

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製」における「(3) AMS ターゲット試料の作製」と同様の操作を行う。

---

<sup>\*400</sup> 桃色が消えない場合には、亜硫酸ナトリウム溶液の添加量が適宜追加する。

<sup>\*401</sup> 濃縮量については、ヨウ素イオンの量により適宜調整する。

<sup>\*402</sup> 銀担体の添加量については、ヨウ素イオンの量の 3 倍になるように添加する。

## 第 6 章 牛乳

牛乳については、あらかじめ凍結乾燥しておいたものを分析試料とする。試料を熱加水分解し、発生したヨウ素を強塩基性溶液に捕集する。得られた捕集液から一部分取し、 $^{127}\text{I}$  を測定する。分取後の捕集液にヨウ素担体溶液を添加し、溶媒抽出法を用いてヨウ素を分離・精製する。硝酸銀溶液を加えて、ヨウ化銀沈殿を生成し、AMS 測定試料のターゲットを調製する。

AMS 測定で得られた  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  の原子数比から、あらかじめ測定していた試料中に含まれる  $^{127}\text{I}$  量より、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度を求める。

### 6.1 装置・器具・試薬

#### (1) 装置

- 1) 管状型電気炉：温度コントローラー、ガス流量計付き、Max Temp.  $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  (図Ⅲ. 1. 2)
- 2) 電子天秤：最小表示 0.1 mg
- 3) 超純水製造装置
- 4) 遠心分離機
- 5) 乾燥器
- 6) 超音波洗浄器

#### (2) 器具

- 1) 石英管
  - ・石英外管 (図Ⅲ. 1. 2)
  - ・石英内管 (図Ⅲ. 1. 3)
- 2) バブラー管 (図Ⅲ. 1. 4) <sup>\*403</sup>
- 3) 石英ウール
- 4) クランプ
- 5) ビーカー：100 mL、500 mL、5 L
- 6) 時計皿：100 mL ビーカー用
- 7) メスフラスコ：25 mL、50 mL、100 mL
- 8) 分液漏斗：100 mL
- 9) 50 mL プラスチック遠沈管
- 10) 26 mL スナップ管
- 11) マントルヒーター
- 12) フッ素樹脂テープ
- 13) 薬さじ及びステンレス製さじ
- 14) マイクロスパーテル

---

<sup>\*403</sup> JIS 規格 G2、ISO 規格 P40 (細孔の規格：40 ～ 50  $\mu\text{m}$ )。

- 15) CB ボート（又は半割石英ガラス）：15 mm × 13 mm × 90 mm
- 16) メノウ乳鉢
- 17) デシケーター
- 18) 3 mL ガラスマイクロチューブ
- 19) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 20) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL
- 21) ガラス棒
- 22) アルミ箔
- 23) 赤外線ランプ
- 24) ホットプレート
- 26) ガスコンロ
- 27) デシケーター
- 28) ポリプロピレン製容器

### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格(JIS)試薬を用い、JIS 規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

- 1) 亜硝酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硝酸ナトリウム<sup>\*404, \*405</sup> 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 2) 亜硫酸ナトリウム溶液（10 w/v%）：亜硫酸ナトリウム 10 g を超純水 100 mL に溶解する。
- 3) 硝酸(1+13)：硝酸<sup>\*405, \*406, \*407</sup>（質量分率 60 %～61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用）1 容と超純水 13 容を混合する。
- 4) 低レベルヨウ素担体溶液（5 mgI/mL）
- 5) 硝酸銀溶液（10 mgAg/mL）：硝酸銀<sup>\*405, \*407</sup> 1.575 g を秤量し、超純水で溶解し、100 mL メスフラスコに移し、超純水をメスフラスコの標線まで加える。
- 6) キシレン<sup>\*405, \*407, \*408, \*409</sup>

---

<sup>\*404</sup> 消防法で危険物第一類(酸化性固体)に分類される。強酸とは接触させない、可燃物との貯蔵を避ける、加熱・衝撃・摩擦を避ける等の注意が必要である。

<sup>\*405</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質(急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの)：貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*406</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質(大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*407</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質(作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの)：ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント(リスクの低減対策等)が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*408</sup> 特定化学物質障害予防規則の第二類物質(がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの)：局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*409</sup> 労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針を意味する。  
対象物質へのばく露を低減するための措置を取る必要がある。

- 7) アセトン<sup>\*405, \*407, \*410</sup>
- 8) メタノール<sup>\*405, \*407, \*410</sup>
- 9) アンモニア水<sup>\*405, \*406, \*407</sup>：質量分率 28.0 %～30.0 %
- 10) 水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液<sup>\*405, \*407, \*410</sup>：質量分率 25 %
- 11) 次亜塩素酸ナトリウム：有効塩素量 4 %以上（食品添加物）
- 12) ガス
  - ・酸素ガス：純度 99.999%以上
  - ・都市ガス又はプロパンガス
- 13) ニオブ粉末<sup>\*405</sup>
- 14) 五酸化バナジウム<sup>\*405, \*407, \*408</sup>
- 15) 超純水：抵抗率 18 MΩ・cm 以上に精製された水<sup>\*411</sup>

## 6.2 分析操作

### 6.2.1 分析の準備及び試料の前処理

#### (1) ガラス器具

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び資料の前処理」における「(1) ガラス器具」と同様の操作を行う。

#### (2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び資料の前処理」における「(2) CB ボート（もしくは半割石英製ガラス）」と同様の操作を行う。

#### (3) 石英外管、内管、及びCB ボートの空焼き

「第1章 大気浮遊じん」の「1.2.1 分析の準備及び資料の前処理」における「(3) 石英外管、内管、及びCB ボートの空焼き」と同様の操作を行う。

#### (4) 試料の前処理

「第4章 海藻」の「4.2.1 分析の準備及び試料の前処理」における「(4) 試料の前処理」と同様の操作を行う。

### 6.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集

#### (1) ヨウ素捕集液の調製

- 1) スナップ管の空重量を秤量する。

---

<sup>\*410</sup> 消防法で危険物第四類（引火性液体）に分類される。火気厳禁、引火点より低い温度で保管及び使用する、第一類及び第五類危険物を近づけない、静電気の発生に気を付ける、小分けする場合は容器の容量いっぱいまで入れない（熱膨張による容器破損のおそれあり）等の注意が必要である。

<sup>\*411</sup> JIS K 0211：分析化学用語（基礎部門）（2013）、番号 5218 の定義である。

- 2) マイクロピペットを用いて、超純水 8 mL、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.09 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.25 mL、超純水 8 mL の順でスナップ管に入れ、<sup>129</sup>I の捕集液とする。

## (2) 試料の秤量、燃焼準備

- 1) 五酸化バナジウム 2.0 g 程度を秤量し、CB ボートに約 1/3 量を入れる。
- 2) 試料 1.5 g を正確に秤量し、1) の上に入れる。
- 3) 1) の残りの五酸化バナジウムを 2) の CB ボート中の試料の上に覆い入れ、試料を五酸化バナジウムで上下に挟み込む。
- 4) 3) を石英内管に入れる。
- 5) 石英外管の摺り部分にグリースを塗り、バブラー管と石英外管を的確に繋ぎ、クランプで止める。
- 6) 「(1) ヨウ素捕集液の調製」で調製したヨウ素捕集液入りのスナップ管にバブラー管を入れ、フッ素樹脂テープで蓋をする。
- 7) 4) を 5) に入れる。
- 8) 石英内管、外管に酸素ガスラインに接続し、内管：10.0 mL/分、外管：11.0 mL/分になるように酸素流量を調節する。
- 9) 6) のバブラー管から気泡が出ることを確認する。気泡が出ない場合は、接続箇所を確認する。

## (3) 熱加水分解

- 1) マントルヒーターの電源を入れる<sup>\*412</sup>。管状型電気炉の電源を入れ、電気炉の温度を 1000 °C に設定し昇温する。
- 2) 管状型電気炉が 1000 °C に達したら、電気炉内に外管を 1 cm/3 分で移動し<sup>\*413</sup>、試料を熱分解させ、CB ボートが全て電気炉内に移動したら、20 分間保持する<sup>\*414</sup>。
- 3) 管状型電気炉内から外管を外管先端部分に向かって 2 cm/1.5 分で移動させ、加熱する。先端まで移動したら、約 5 分間保持する<sup>\*415</sup>。
- 4) 管状型電気炉の電源を切り、外管からバブラー管とスナップ管を外す。
- 5) アセトンとエタノールで濡らした紙製ウェスを用いて、外管及びバブラー管に塗布したグリースを拭き取る<sup>\*416</sup>。
- 6) マイクロピペットを用いて、水酸化テトラメチルアンモニウム (TMAH) 溶液 0.05 mL、超純水 4 mL の順でバブラー管の内側、外側を洗浄する。洗浄液は捕集液の入ったスナップ管に加える。

---

<sup>\*412</sup> マントルヒーター中の超純水が沸騰したら、マントルヒーターのスイッチを切る。

<sup>\*413</sup> 石英外管の移動速度が早いと、管状型電気炉内の温度が下がるおそれがある。電気炉内は常時 1000°C を保持する。また、有機物が多い場合不完全燃焼でタールがバブラー側に付着することもある。

<sup>\*414</sup> 五酸化バナジウムと試料が完全に熔融状態であることを確認してから、3) の作業に進む。また、野菜など試料が熱分解時、タールを発生することにより、詰りやすい傾向がある。

<sup>\*415</sup> 1) ~ 3) の作業中、バブラー管から気泡が出ているか常に確認する。

<sup>\*416</sup> 石英外管及びバブラー管は高温のため、やけどに注意する。

- 7) スナップ管を秤量し、ヨウ素捕集液の重量を計算する。
- 8) ヨウ素捕集溶液入りスナップ管は、蓋とスナップ管の間にフッ素樹脂テープを巻き密閉し、アルミ箔で遮光保管する。

#### (4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取

- 1) 「(3) 熱加水分解」の8)から、100 mL メスフラスコに一部を正確に分取する<sup>\*417</sup>。
- 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液約 0.15 mL を添加し、少量の超純水でメスフラスコ内壁を洗い落とす。約 15 分間静置する。
- 3) 2)に少量の硝酸(1+13)を入れ、内標準元素としてインジウム溶液 (1 μgIn/mL) を正確に分取し、硝酸(1+13)をメスフラスコの標線まで加えた後、よく振り混ぜ測定試料溶液とする<sup>\*418</sup>。

### 6.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製

#### (1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)

- 1) 「6.2.2 熱加水分解によるヨウ素の捕集」の「(4) <sup>127</sup>I 測定のための捕集液の分取」における 1)で残った溶液に、分取後のヨウ素捕集溶液に低レベルヨウ素担体 (5 mgI/mL) 0.6 mL を添加し、あらかじめキシレン 20 mL を入れた 100 mL 分液漏斗に移す。
- 2) 硝酸 3 mL 程度を加え、振り混ぜて pH を 1 に調整する。
- 3) 亜硝酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.5 mL を加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*419</sup>。
- 4) 静置後、水相はあらかじめキシレン<sup>\*420</sup> 20 mL を入れた新たな 100 mL 分液漏斗に移す。
- 5) 有機相に超純水 20 mL を入れる。
- 6) 4)の水相を入れた分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。静置後、水相は捨て、有機相は 5)に合わせる。
- 7) 亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.1 mL を 5)の分液漏斗に加え、ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする<sup>\*421</sup>。
- 8) 水相を 50 mL ビーカーに移す。有機相は分液漏斗に残し、超純水 20 mL、亜硫酸ナトリウム溶液 (10 w/v%) 0.1 mL を加える<sup>\*422</sup>。
- 9) ガス抜きを行いながら、分液漏斗を 1 分間激しく振とうする。
- 10) 水相を 8)に合わせ、有機相は廃棄する。

<sup>\*417</sup> 希釈倍率は、試料中に含まれるヨウ素量により適宜変更し、測定条件に合わせて測定試料溶液を作製する。(通常、ハクサイやキャベツの場合には、0.0 ~ 10.0 ppb の検量線に合わせて、約 2 mL 程度で分取する。)

<sup>\*418</sup> 内標準元素の添加は、「II. トリプル四重極誘導結合プラズマ質量分析法」に示したオンライン添加法を採用してもよい。

<sup>\*419</sup> ヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)をヨウ素分子(I<sub>2</sub>)に酸化する。(有機相：無色→桃色)

<sup>\*420</sup> キシレンのほか、ベンゼン、トルエンなども使えるが、使用上の安全確保に注意する必要がある。

<sup>\*421</sup> ヨウ素分子(I<sub>2</sub>)をヨウ素イオン(I<sup>-</sup>)に還元する。(有機相：桃色→無色)

<sup>\*422</sup> 桃色が消えない場合には、亜硫酸ナトリウム溶液の添加量が適宜追加する。

- 11) 10)をホットプレートで 10 mL～20 mL まで加熱濃縮する。冷却後、プラスチック製遠沈管 (50 mL) に移し、これをターゲット調製溶液とする<sup>\*423</sup>。

## (2) ヨウ化銀沈殿の作製

- 1) 「(1) ヨウ素の分離と精製 (溶媒抽出)」で調製したターゲット調製溶液に、超純水を加え約 10 mL とし、アンモニア水 0.5 mL 及び銀担体溶液 (1 mgAg/mL) 3 ～ 5 mL を加え<sup>\*424</sup>、ヨウ化銀 (AgI) を沈殿させる。
- 2) 1) でヨウ化銀沈殿の生成を目視で確認後、プラスチック製遠沈管の周囲をアルミ箔で遮光し、遠心分離を行う。
- 3) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水約 10 mL とアンモニア水 0.5 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 4) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、超純水 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 5) マイクロピペットなどを用いて上澄み溶液を取り除き、エタノール 10 mL を加え、激しく振とう後、遠心分離を行う。
- 6) ミクロチューブの風袋重量を秤量する。
- 7) 静置後の 5) からマイクロピペットなどを用いて上澄み溶液が 2 mL～3 mL 程度残るように取り除く。遠沈管に残ったヨウ化銀沈殿とエタノールを混合後、ミクロチューブに移す。
- 8) ヨウ化銀沈殿を移したミクロチューブを遠心分離し、上澄み溶液を取り除き、赤外線ランプの下、エタノールが蒸発するまで乾燥する。
- 9) ミクロチューブの重量を秤量し、正味のヨウ化銀沈殿の重量を算出する。

## (3) AMS ターゲット試料の作製

「第 1 章 大気浮遊じん」の「1.2.3 ヨウ素の精製及び AMS 測定試料の調製」における「(3) AMS ターゲット試料の作製」と同様の操作を行う。

---

<sup>\*423</sup> 濃縮量については、ヨウ素イオンの量により適宜調整する。

<sup>\*424</sup> 銀担体の添加量については、ヨウ素イオンの量の 3 倍になるように添加する。

## 第 7 章 測定

### 7.1 誘導結合プラズマ質量分析法による $^{127}\text{I}$ の定量

誘導結合プラズマ質量分析計 (ICP-MS) は、試料導入部、イオン化部 (ICP チャンバー)、インターフェース部、イオンレンズ部、質量分離部 (高周波四重極又は磁場セクター)、検出部、システム制御部、データ出力部から構成される。イオン化部における ICP は、高温 (6000 ~ 10000 K) かつ高電子密度 ( $10^{15} / \text{cm}^3$ ) のドーナツ構造のプラズマであるため、試料導入部のネブライザーを経由して導入された試料は、効率よくイオン化される。生成したイオンは、サンプリングコーンとスキマーコーンで構成されるインターフェース部を通過し、イオンレンズ部で軌道収束されたあと、質量分離部に取り込まれる。質量分離部では特定の質量電荷数比 (質量数/電荷数:  $m/z$ ) のイオンを選択し、検出部に通す。検出部で読み取り可能な信号に変換されてデータとして出力される。

$^{127}\text{I}$  の測定では、質量電荷数比 ( $m/z$ ) =  $127^{*425}$  のイオンを計測することになる。第 1 章から第 6 章に従ってヨウ素を化学分離後、硝酸溶液とした測定試料を ICP-MS で測定する。定量法は、インジウムを内部標準とした内標準法を用いる。これは、測定試料に既知量のインジウムを加えておき、 $m/z = 127$  (ヨウ素) と  $m/z = 115$  (インジウム) における信号の強度比から、 $^{127}\text{I}$  を定量する方法である。

#### 7.1.1 装置・器具・試薬

##### (1) 装置

- 1) 電子天秤：最小表示 0.0001 g
- 2) 超純水製造装置
- 3) 誘導結合プラズマ質量分析計：ICP-MS <sup>\*426</sup>
- 4) 超音波洗浄器

##### (2) 器具

- 1) ビーカー：50 mL、100 mL
- 2) マイクロピペット：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL
- 3) ピペットチップ：0.1 mL、1 mL、2 mL、5 mL
- 4) ガラス棒
- 5) プラスチック容器：18 mL

##### (3) 試薬

本文中の質量及び容量の数字は、単に調製の割合を例示したもので、調製時、必要に応じて適宜増減する。試薬は日本産業規格 (JIS) 試薬を用い、JIS 規格外の試薬については、可能な限り純度の高いものを用いる。

---

<sup>\*425</sup> 通常の装置と条件では、+1 価 ( $\text{I}^+$ ) を測定の対象とする。

<sup>\*426</sup> 内標準の添加は、オンライン添加法ではなく個別添加法を示す。



- 1)  $^{127}\text{I}$  溶液 (10 mgI/mL) : ヨウ化カリウム約 3 g を、110 °C で 3 時間乾燥後、デシケーター内で 1 時間放冷する。ヨウ化カリウム 1.309 g を超純水で溶解し、亜硫酸ナトリウム 2.3g を加えた後、100mL メスフラスコに移し、超純水を標線まで加える。
- 2) インジウム標準液<sup>\*427, \*428</sup> (In:1  $\mu\text{g/mL}$ ) : 市販品 (1,000  $\mu\text{gIn/mL}$ ) を硝酸 (1+13) で 1,000 倍に希釈する。
- 3) 硝酸 (1+13) : 硝酸<sup>\*427, \*428, \*429</sup> (質量分率 60 % ~ 61 %、約 13 mol/L、密度 1.38 g/mL、有害金属測定用) 1 容と超純水 13 容を混合する。
- 4) 次亜塩素酸ナトリウム : 有効塩素量 4 % 以上 (食品添加物)
- 5)  $^{127}\text{I}$  標準液 (I:0.1 ~ 10  $\mu\text{g/L}$ ) : マイクロピペットを用いて  $^{127}\text{I}$  溶液 (10 mgI/mL) を 0.1、0.5、1.0、5.0、10  $\mu\text{gI/mL}$  となるように正確に分取し、100 mL メスフラスコに加える。次亜塩素酸ナトリウム溶液 0.15 mL を添加し、少量の超純水でメスフラスコ内を洗い落とす。15 分間後、少量の硝酸 (1+13) を添加し、インジウム標準液 (1  $\mu\text{gIn/mL}$ ) 0.4 mL を添加後、硝酸 (1+13) をメスフラスコの標線まで加える。よく振り混ぜ検量線用標準液とする。
- 6) ガス
  - ・ヘリウムガス : 純度 99.999% 以上
  - ・アルゴンガス : 純度 99.99% 以上
- 7) 超純水 : 抵抗率 18  $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$  以上に精製された水<sup>\*430</sup>

## 7.1.2 測定前の確認

プラズマ点灯前に以下項目の確認を行う。詳しい内容及び手順は機器メーカーの手順書を確認すること。

- (1) サンプリングコーン及びスキマーコーンの汚れ<sup>\*431</sup>の確認
- (2) 冷却水循環装置の冷却水量<sup>\*432</sup>の確認
- (3) 溶液を導入しながら、ICP-MS に附随するチューブ類の劣化<sup>\*433</sup>の確認
- (4) アルゴンガスの残量<sup>\*434</sup>の確認
- (5) ICP-MS の排気装置の動作確認の確認

<sup>\*427</sup> 特定化学物質障害予防規則の第三類物質 (大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質) : 局所排気装置を設置する等、ばく露される濃度の低減措置をとる必要がある。

<sup>\*428</sup> 労働安全衛生法の有害物表示対象物質 (作業者に危険や健康障害を生ずるおそれのあるもの) : ラベル表示や安全データシート交付、リスクアセスメント (リスクの低減対策等) が義務付けられており、これらについて作業者に周知及び教育を行う必要がある。

<sup>\*429</sup> 毒物及び劇物取締法の対象物質 (急性毒性による健康被害が発生するおそれが高いもの) : 貯蔵及び陳列場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をし、盗難・紛失・漏えいなどを防ぐために必要な措置を講じる必要がある。

<sup>\*430</sup> JIS K 0211 : 分析化学用語 (基礎部門) (2013)、番号 5218 の定義である。

<sup>\*431</sup> コーンの汚れは感度が低下し、安定したデータが得られなくなるため、メーカーごとの手順書に従い洗浄する。

<sup>\*432</sup> 冷却水が蒸発等により不足した場合、ICP-MS の冷却が不十分となり、測定中に装置が停止する可能性がある。

<sup>\*433</sup> くり返しの使用によるチューブ類の劣化は、ガス漏れや脈流の原因となる。

<sup>\*434</sup> 7  $\text{m}^3$  のボンベ一本で約 4.5 時間の運転が可能である。(使用条件により多少変動する。) 一方、可搬式液化ガスには、176 L 極低温容器 (液体充填用) で 120  $\text{m}^3$  のアルゴンガスが充填されている。

### 7.1.3 測定前操作

試料の測定に先立ち、以下の操作を行う。

#### (1) 装置の起動

- 1) アルゴンガスのバルブを開ける。
- 2) プラズマを点灯し、安定していることを確認する。
- 3) プラズマが安定するまで約 30 分間待つ。

#### (2) 測定条件の最適化

- 1) 硝酸(1+13)を導入し、トーチまでの試料の流れを確認する。
- 2) チューニング溶液<sup>\*435</sup>を用いて感度調整、マス軸調整を行う<sup>\*436</sup>。
- 3) 硝酸(1+13)を導入し、トーチまでの試料経路を洗浄して、 $m/z$  127 計数率の変化を確認する。
- 4) 測定する  $m/z$ 、測定時間、くり返し測定回数、試料経路の洗浄時間などの条件を設定作成する<sup>\*437</sup>。
- 5) 分析試料、ブランク試料、確認試料の測定順序を設定し、測定する。

### 7.1.4 $^{127}\text{I}$ の定量

調製した  $^{127}\text{I}$  測定溶液に対し、以下の操作を行い、 $^{127}\text{I}$  を定量する。

#### (1) $^{127}\text{I}$ の定量操作

- 1)  $^{127}\text{I}$  標準液 ( $\text{I}:0.1\sim10\ \mu\text{g/L}$ ) を用いて検量線用溶液を順次導入し、 $m/z$  127 と 115 の強度比を求め、 $^{127}\text{I}$  濃度と強度比との検量線を作成する。
- 2) 測定試料溶液を導入し、 $m/z$  127 と 115 の強度比と検量線から、測定試料溶液の  $^{127}\text{I}$  濃度 ( $\text{ng/mL}$ ) を求める<sup>\*438</sup>。

#### (2) 試料中の $^{127}\text{I}$ 濃度の計算

得られた結果から、試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度を次式に従って計算する。

$$C = \frac{C_{127}}{P/W_s}$$

$$C_{127} = \frac{C_{S_{127}} \times w_{S_{127}} \times D_{S_{127}}}{10^6}$$

$C$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 ( $\text{mg/kg}$ ,  $\text{mg/L}$  等)

$C_{127}$  :  $^{127}\text{I}$  測定原液中の  $^{127}\text{I}$  量 ( $\text{mg}$ )

$P$  : 分取率<sup>\*439</sup>

$W_s$  : 供試量 ( $\text{kg}$ ,  $\text{L}$  等)

<sup>\*435</sup> 通常はイットリウムやタリウムの標準液 ( $10\ \text{ng/mL}$  程度) を用いる。

<sup>\*436</sup> この調整により感度 (検出下限値など) が決まる。

<sup>\*437</sup> 測定時間は 3 秒、くり返し回数はそれぞれ 5 回とする。

<sup>\*438</sup> 測定後は 5 分以上硝酸(1+13)を導入して経路を洗浄し、次の試料の測定前にブランク試料を測定し、バックグラウンドレベルになったことを確認する。

<sup>\*439</sup> 本法では 0.01 の割合である。ただし、分取しない場合は 1 とする。

$$\begin{aligned}
C_{S_{127}} &: {}^{127}\text{I 測定溶液の } {}^{127}\text{I 濃度 (ng/mL)} \\
w_{S_{127}} &: {}^{127}\text{I 測定原液の液量 (mL)}^{*440} \\
D_{S_{127}} &: {}^{127}\text{I 測定原液から } {}^{127}\text{I 測定溶液の希釈倍率}^{*441}
\end{aligned}$$

## 7.2 加速器質量分析法による $^{129}\text{I}$ の定量

加速器質量分析法（以下、「AMS 法」という。AMS = Accelerator Mass Spectrometry）は、分析対象イオンを加速器により高エネルギー（核子当たり MeV 程度）に加速した上で、質量分析を行う方法である。通常の質量分析系（エネルギー keV 程度）では目的核種の検出にとって重大な妨害となる、同重体や同重分子イオンを、加速器で得られた高い運動エネルギーを利用して排除することができる。このため、AMS 法は極めて高感度な核種分析法となる。

AMS システムの基本構成は、①イオン源、②低エネルギー側分析系、③加速器、④高エネルギー側分析系（安定同位体測定システムを含む）、⑤検出器（目的核種検出用）である。現在世界で稼働している AMS 装置のほとんどが、加速器としてタンデム型静電加速器（タンデム加速器）を採用している。タンデム加速器は、入口と出口がグランド電位となっており、中央部の電極（ターミナルと呼ばれる）に高電位が付加される構造となっているため、加速する粒子は、負イオンで入射する必要がある。そのため、必然的に負イオン源と組み合わせられる。AMS 法の負イオン源としては、Cs スパッター型の固体イオン源が主流であるが、ガスイオン源が使われる場合もある。

なお、スパッターされて負イオンを供給する固体物質（AMS 法の場合は、個々の測定試料）はターゲットと呼ばれる。AMS においては、測定したい試料をイオン源装填に適した形にすることを、ターゲットを作成する、又はターゲットを準備する、などと言う。ターゲットから引き出された負イオンには、目的核種の元素以外のイオンも多量に含まれるため、低エネルギー側分析系で質量分析を行い、加速器に入射するイオンを選別する。加速器に入射した負イオンは入り口からターミナルまで加速する。ターミナル部には、荷電変換装置があり、正イオンに変換される。正イオンは、ターミナルの高電位から出口のグランド電位に向かって再度加速される<sup>\*442</sup>。加速後のイオンは、様々な電荷数とエネルギーを持っている。高エネルギー側の分析電磁石は、ここから特定の電荷数とエネルギーを持つイオンを選別することになる。

$^{129}\text{I}$  の AMS 法（以下、「 $^{129}\text{I}$ -AMS」という。）においては、ターゲットに含まれる  $^{129}\text{I}$ （目的核種、極微量な存在量）と  $^{127}\text{I}$ （安定同位体、豊富に存在）の同位体比を計測することができる。低エネルギー側分析系では、質量数 129 を選別して加速器に入射するように、入射電磁石の磁場が設定されているが、電磁石に入射する際に、イオンをわずかに加速し、短時間だけ質量数 127 が加速器に入射するようにできる。このわずかな加速を行う電圧を周期的に付与することにより、質量数 129 と 127 のイオンを交互に加速器に入射する。このような方法を逐次入射（Sequential Injection）と呼んでいる。

<sup>\*440</sup> 本法では 50 又は 100 mL である。なお、希釈しない場合は  $^{127}\text{I}$  測定溶液と読み替える。

<sup>\*441</sup>  $^{127}\text{I}$  濃度により調整が必要となる。なお、希釈しない場合は 1 とする。

<sup>\*442</sup> このように 2 段階に加速されることからタンデム加速器と呼ばれている。

$^{129}\text{I}$ -AMS においては、タンデム加速器の加速電圧は 3~5 MV が用いられ、高エネルギー側では電荷数 5+ が選択されることが多い。分析電磁石は、 $^{129}\text{I}^{5+}$  に合わせて磁場が設定されている。逐次入射によって加速された  $^{127}\text{I}^{5+}$  は、分析電磁石内で異なる軌道を取るため、中心軌道からずらした位置にファラデーカップを置くことによって、 $^{127}\text{I}^{5+}$  を計測することができる。一方、 $^{129}\text{I}^{5+}$  は、最終検出器まで導かれる。最終検出器は、ガスイオン検出器 (Gas Ionization Chamber) が用いられることが一般的である。

ガスイオン検出器では、到達した  $^{129}\text{I}^{5+}$  の数を数えるが、典型的には 0.1~100cps 程度の計数率である。一方、 $^{127}\text{I}^{5+}$  の計測はファラデーカップにより電流として計測され、その値は数 100 nA~数  $\mu\text{A}$  といったところである。得られる同位体比は、 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I} = 10^{-14} \sim 10^{-10}$  である。このように、存在度が大きく異なり、検出法もまったく異なる場合、様々な理由により、得られた結果をそのままターゲットの持つ同位体比であるとすることはできない。同位体比が既知の標準試料を測定し、その結果で規格化することが必要である。

## 7.2.1 装置・器具・試薬

### (1) 装置

#### 1) 加速器質量分析装置<sup>\*443</sup>

### (2) 器具

- 1) ターゲットピース (カソード) : 2.2.3 の (3) 等で作成した粉末試料をターゲットピースにプレスし、イオン源のターゲットとする。イオン源内ではターゲット自体が負極となることから、カソードとも呼ばれる。カソードは数十個まとめてターゲットホイールにセットされ、イオン源に装填し、真空引きされる。同じターゲットホイールに、未知試料及び標準試料、必要に応じてビーム調整用試料とブランク試料をセットする。なお、プレス後、ターゲットホイールのイオン源への装填・真空引き開始の時間はなるべく短くすること。

## 7.2.2 測定機器に関する注意

- (1) イオン源は定期的に洗浄しなければならない。AMS の測定を進めることは、多くの試料をスパッターすることになる。スパッターしてもイオン化しないものは、イオン源内のチャンバー内の各所に付着していく。このような汚れが甚だしくなると、測定試料へのコンタミが懸念される。
- (2) 適正な真空度。イオン源から最終検出器まで、イオンが通る空間 (ビームダクト内) は真空状態である。真空度はターボポンプで実現される程度以上の高真空が望まれる。
- (3) 加速器の安定性。加速器の変動は、イオンエネルギーの変動を招き、最終的には透過効率を落とし、測定精度に影響する。加速器を安定させるためには、日々のメンテナンス

---

<sup>\*443</sup>  $^{129}\text{I}$ -AMS が可能な加速器としては、NEC 社 (National Electrostatics Corporation, USA)、HVEE 社 (High Voltage Engineering Europa, Netherlands)、Ionplus 社 (Switzerland) のものがあるが、国内では、NEC と HVEE のものがある。2023 年において、国内で  $^{129}\text{I}$ -AMS が可能な施設は、日本原子力研究開発機構青森研究開発センター、同東濃地科学センター、東京大学タンデム加速器研究施設、筑波大学放射線・アイソトープ地球システム研究センター、国立環境研究所などがある。

が重要であるが、高電圧による放電を防ぐためには、絶縁ガス(SF6)の露点(絶縁ガスに混入している湿気の度合いを評価)に気をつけることも重要である。

### 7.2.3 測定前操作

試料測定に先立ち、以下の操作を行う。

#### (1) 装置の起動

- 1) ターゲットホイールをイオン源にセットし、真空引きする。
- 2) 加速器、分析系装置(静電ディフレクター及び電磁石)、レンズ類(アインツェルレンズ、静電Qレンズ、マグネティックQレンズ)、ステアラ、逐次入射システム、安定同位体測定用ファラデーカップ等に適切なパラメーターをセットする。
- 3) 検出器のセット(ガスイオン検出器の場合は、ガスフローや、電極への印加、エレクトロニクスのセット等)を行う。  
1)～3)は個別に行うため、順番は前後しても構わない。通常、複数のターゲットホイールを順次測定することもあるため、その場合は、加速器系、検出器系の状態は保持したまま、イオン源のみ落として、真空パージ、ホイール交換、真空引き、イオン源立ち上げ、となる。
- 4) イオン源の真空度が十分良くなったらイオン源を立ち上げ、ビームを引き出し、安定化させる。

#### (2) 測定装置の最適化

- 1) ビーム調整用試料からイオンを引き出し、 $^{129}\text{I}$ が最終検出器に最も良く到達するように、加速器系の各パラメータを最適化する。
- 2) 安定同位体測定用ファラデーカップにおける $^{127}\text{I}$ 電流値が最大となるように、逐次入射システムに関するパラメータ(負荷電圧、ステアラ等)を最適化する。

### 7.2.4 測定

#### (1) AMS ターゲット試料の調製

- 1) ヨウ化銀沈殿とヨウ化銀沈殿重量の2.5～4.0倍量の金属ニオブ粉末をメノウ乳鉢に移し、よく混合し十分均一になるまで混合する。
- 2) イオン源装填用ターゲットピースにプレスし未知試料及び標準試料、必要に応じてビーム調整用試料とブランク試料をターゲットホイールにセットする。試料のヨウ化銀は極めて潮解性が高く、金属製のターゲットピースにプレスされると同時に、大気中の水分を吸着し始める。複数の試料をプレスし、都度ターゲットホイールにセットしていく間に、試料は大気と触れている。したがって、プレスしている間、ターゲットホイールを低湿度環境に保持し、かつプレス終了後は即座にイオン源にセットし、真空引きを開始する。試料が水分を吸ってしまうと、イオン源内でクロスコンタミネーションが起きやすくなる。

## (2) 測定操作

- 1) 測定シーケンス（未知試料の測定時間と回数、標準試料の測定時間と回数、未知試料の測定順や、標準試料を測定するタイミング等）は、あらかじめ測定プログラムに入力しておく。実際の測定は、測定プログラムを実行することで行う。
- 2) 一つの測定が終わり、次の試料に移る場合、新しい試料から引き出されるイオンカレントは安定するまでに時間を要する。データ取得のための計測は、イオンカレントが安定してから行うことが望ましい。通常は、このような計測開始までの予備照射も測定プログラムに入力可能である。
- 3) 異なる試料間のメモリー効果を排除するため、未知試料間にブランク試料を照射する考え方もあるが、前節におけるプレスからイオン源セットまでにおける低湿度管理をしっかりと行えば、不要である。

### 7.2.5 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ 原子数比の計算

連続測定の際、同時に標準物質<sup>\*444</sup>を測定し、その標準物質の値で規格化することにより、ターゲット中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比、 $R_{\text{Target}}$  を求める。

供試料中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比、 $R_{\text{Sample}}$  を次式に従って計算する。

$$M_C = C \times \frac{W_s}{126.904/N_A} \times 10^{-3}$$
$$M_I = \frac{W}{126.904/N_A} \times 10^{-3}$$
$$R_{\text{Sample}} = R_{\text{Target}} + (M_I/M_C) \times (R_{\text{Target}} - R_{\text{Carrier}})$$

$R_{\text{Sample}}$  : 試料中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比

$R_{\text{Target}}$  : 測定ターゲット中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比

$R_{\text{Carrier}}$  : ヨウ素担体中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比

$C$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 (mg/kg, mg/L 等)

$W_s$  : 供試量 (kg, L 等)

$W$  : ヨウ素担体量 (mg)

$M_C$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  の原子数

$M_I$  : ヨウ素担体中の  $^{127}\text{I}$  の原子数

$N_A$  : アボガドロ数 ( $6.02 \times 10^{23}$ )

### 7.2.6 $^{129}\text{I}$ 放射能濃度の計算

---

<sup>\*444</sup> 東京大学タンデム加速器研究施設 (MALT) では標準試料として、米国 Purdue 大学 PRIME Lab から提供された Z94 シリーズの中の 2 つ (Z94-0596、Z94-0597) を用いている。それらの既知同位体比は、Sharma1997 ([https://doi.org/10.1016/S0168-583X\(96\)00675-1](https://doi.org/10.1016/S0168-583X(96)00675-1)) に記載がある。Z94-0596:  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=6.3565 \times 10^{-11}$ 、Z94-0597:  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=8.378 \times 10^{-12}$ 。(その後、Z94-0596 については、 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=6.540 \times 10^{-11}$  に修正された。) なお、米国立標準技術研究所 (NIST) から標準試料が提供されており、既知同位体比は、NIST-SRM3230 Level I:  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=4.920 \times 10^{-10}$ 、Level II:  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=0.985 \times 10^{-12}$  となっている。

7.2.5 で得られた原子数比の結果及び 7.1.4 (2) で得られた試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度から、 $^{129}\text{I}$  放射能濃度を次式に従って計算する。

$$M_C = C \times \frac{W_s}{126.904/N_A} \times 10^{-3}$$

$$A = \frac{\ln 2}{T} \times R_{\text{sample}} \times \frac{M_C}{W_s}$$

$R_{\text{sample}}$  : 試料中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比

$C$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  濃度 (mg/kg, mg/L 等)

$W_s$  : 供試量 (kg, L 等)

$M_C$  : 試料中の  $^{127}\text{I}$  の原子数

$N_A$  : アボガドロ数 ( $6.02 \times 10^{23}$ )

$A$  : 試料中の  $^{129}\text{I}$  放射能濃度 (Bq/kg, Bq/L 等)

$T$  :  $^{129}\text{I}$  の半減期 ( $4.95 \times 10^{14}$  s)

### 7.3 不確かさ

AMS を用いた分析では、標準試料の繰り返し誤差と未知試料の統計誤差を合成して結果の不確かさを評価することが一般的である。しかし、異なる AMS 施設の間では、分析結果が系統的にずれることもある。施設間のずれの最も大きな原因は、異なった標準試料を用いていることである。 $^{129}\text{I}$ -AMS では、米国 Purdue 大学 PRIME Lab 提供の Z-94 シリーズ、米国 NIST 提供の NIST-SRM3230 シリーズ、原子力研究開発機構の内製標準試料、等複数の標準試料が存在し、それらの標準試料の値付値は必ずしも整合していない現状がある。したがって、AMS 施設間の相互比較などを進め、施設間の系統的差異（すなわち、標準試料間の差異）を明確にしていくことが重要である。また、今後  $^{129}\text{I}$  の分析が増加していくと、標準試料が枯渇していく問題も生じる。近い将来には、少なくとも国内の AMS 施設間で値付け値について合意される共通の標準試料を新たに作製するなどの努力が求められる。

このような現状で、重要なことは、分析結果の報告に際しては、使用した標準試料を明記しておき、標準試料に起因する系統誤差の可能性を明確にしておくことである。

分析結果の不確定性については、AMS のターゲットを作製する前処理過程も重要である。特に  $^{129}\text{I}$  の場合、異なる種類の試料間でのヨウ素の存在形態や前処理過程での挙動の違いが必ずしも明らかになっていない。前処理を行う分析機関の間での比較（同一試料を処理し、AMS の結果を比較するなど）を進めることによって、不確かさを生じさせる工程を明らかにしていくことも重要であろう。

## 7.4 検出下限値

AMS による放射性核種の検出下限値を考える場合には、AMS の特性をよく理解しなければならない。 $^{129}\text{I}$ -AMS の場合、極微量の放射性同位体である  $^{129}\text{I}$  は検出器でイオンを一つ一つ数えるのに対して、安定同位体  $^{127}\text{I}$  はファラデーカップにより電流として測定する。そのため、測定系におけるバックグラウンドは、検出器におけるノイズカウントで決まり、許容可能な長い測定時間(例えば 10 時間程度)を考えてもほぼゼロである。しかし現実の試料の測定では、多くの試料では、前処理で担体(キャリア)を用いる。現在知られている最も  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  比の小さい担体として Woodward Iodine があるが、 $1\sim 1.5\times 10^{-14}$  といわれている。すなわち、担体を使う以上は、これが実質的な AMS のバックグラウンドとなる。実試料(未知試料)から作成したターゲット中の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  比は、試料の  $^{129}\text{I}$  含有量、試料の供試量、及び担体の量で決まる。バックグラウンド近辺では、測定誤差はほぼ、 $^{129}\text{I}$  のカウント数(統計誤差)で決まる。そこで、未知試料の  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  とブランク(通常担体から直接作成したターゲット)との差が統計的に有意となるところが、検出下限値ということになる。

とはいえ、 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=1\sim 1.5\times 10^{-14}$  という同位体比は極めて小さく、現代の環境試料の多くは、これより有意に高い同位体比をもつターゲットを作成可能である。十分に高い  $^{129}\text{I}$  量を含んでいる試料に対しては、より入手しやすい一般のヨウ素試薬( $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}=1.5\sim 1.7\times 10^{-13}$ )を担体として用いることも可能である。



## 第 8 章 品質保証

本測定法に記載の手順に沿った分析、測定を実施することと併せて、国家標準等とのトレーサビリティの確保や機器の健全性を担保する日常点検を実施することも極めて重要である。これらの行為を継続的に実施することにより、第三者に対して分析結果の質が保証されていることを証明することができる。現状では、AMS 法を用いた  $^{129}\text{I}$  分析法における不確かさの算出は各分析機関の測定装置に大きく依存し、トレーサビリティ体制が国際機関により配布された標準試料を用いることが一般的である。分析結果の質の保証を担保する上で、ISO/IEC 17025 の考え方に沿って実施することが望ましく、分析・測定者自身が実施する内部精度管理と外部機関が実施する技能試験等に参加する外部精度管理に大別される。

### 8.1 内部精度管理

#### 8.1.1 トレーサビリティの確保

AMS を用いた  $^{129}\text{I}$  分析結果において、トレーサビリティを確保すべき項目として、放射能 (Bq) と質量 (kg) があげられる。前者は、標準物質を用いて校正する測定装置 (AMS) について、後者は測定試料調製時に使用する電子天秤について、トレーサビリティを確保しておく必要がある。使用者が必要な標準物質を使用する場合には、国家標準にトレーサブルな標準物質を、計量法に基づく校正事業者登録制度による校正事業者が発行した校正証明書付きで入手できる場合にもある。また、電子天秤については、製造者による校正サービスを利用することができるので、校正証明書の発行を含めた保守点検を実施すればよい。機器の校正は適切な頻度で実施すべきであり、校正の有効期限を設けて管理する必要がある。有効期限内において、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを、「8.1.2 日常点検」で確認する。

トレーサビリティは、分析結果に付随する記録類等に対しても、同様に確保しておく必要がある。具体的には、試料採取日や採取場所を記録した採取記録票、分析試料を識別するユニーク番号 (分析番号等)、前処理、分析及び測定作業で発生する各種記録類や帳票等が切れ目なく紐づけされた状態で管理されていることが重要である。

#### 8.1.2 日常点検

AMS 法を用いた  $^{129}\text{I}$  分析及び測定で使用する機器についての点検項目及び点検方法を以下に記載する。機器が健全であり、使用可能と判断するためには、各点検項目における許容基準を設けておく必要がある。実験的に得た初期データで暫定基準を設け、データが蓄積されたのち、統計的な処理により許容基準を再設定することが望ましい。なお、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことが確認できればよいので、ここで例示されている方法と異なる方法で確認してもよい。なお、日常点検を実施した日付、担当者、点検結果等は記録として残しておくことよい。

日常点検の結果、許容基準を満たさない場合は機器の使用を一時停止し、その原因を調査し、解消する必要がある。使用者による再測定や機器の再設定などで原因が解消されない場合は、製造者による点検や修理を行う。

#### (1) AMS 装置

定期的に AMS 装置を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する。なお、頻度としては、測定の都度、実施することが望ましい。

##### 1) 装置立ち上げ時の確認

- ・電源
- ・ガス
- ・PC 及び解析ソフトの動作

##### 2) 機器調整時の確認

- ・感度
- ・装置バックグラウンド

##### 3) 標準物質の測定

- ・標準物質測定結果のバラつき

#### (2) ICP-MS

定期的に ICP-MS を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する<sup>\*445</sup>。なお、頻度としては、測定の都度、実施することが望ましい。

##### 1) 装置立ち上げ時の確認

- ・電源
- ・ガス
- ・PC 及び解析ソフトの動作

##### 2) 機器調整時の確認

- ・感度
- ・装置バックグラウンド
- ・酸化物イオン及び二価イオン生成比
- ・短時間安定性
- ・質量分解能

##### 3) 検量線の確認

- ・検量線の直線性

#### (3) 電子天秤

定期的に電子天秤を点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が機器に生じていないことを確認する。なお、頻度としては、使用の都度行う使用前点検及び月ごとなどに行う定期点検を実施することが望ましい。

---

<sup>\*445</sup> 詳細は「JIS K 0133：誘導結合プラズマ質量分析通則(2022)」参照。

- ・使用前点検

天秤使用前に実施する点検である。内蔵分銅がある天秤は、事前に内部校正を実施しておくといよい。実際に秤量する測定試料の質量に近い（もしくは使用範囲の下限）分銅<sup>\*446</sup>を用いて、電子天秤の使用前点検を実施し、秤量結果が許容基準内<sup>\*447</sup>であることを確認する。電子天秤の使用後にも同じ点検を実施すると更によい。

- ・定期点検

使用する電子天秤の最大秤量値に近い質量の分銅を用いて、電子天秤の感度を確認する。内蔵分銅がある天秤は、事前に内部校正を実施しておくといよい。使用する分銅のグレード、許容基準については、使用前点検に準じてよい。一定の間隔で実施する点検であり、1 か月程度の頻度で実施することが望ましい。

#### (4) マイクロピペット

定期的にマイクロピペットを点検し、分析結果に影響を及ぼす変化が生じていないことを確認する。なお、頻度としては、使用の都度行う使用前点検を実施することが望ましい。

- ・使用前点検

マイクロピペットで純水 1 mL を分取し、その重量を電子天秤で秤量し、秤量結果が 1 g となるようマイクロピペットを調整する。秤量結果が、マイクロピペットの校正証明書などに記載されている許容基準内に入ることを確認する。

マイクロピペットに関しても、1 年に 1 回程度、製造者やそれに準じた者による定期点検を行うことが望ましい。

#### (5) 試薬及び標準物質の管理

試薬や標準物質などで保証期間の表記があるものについては、期間内に使用すること。また、表記がないものについては、開封日等を管理するなどして、試薬等の品質管理を行うこと。

## 8.2 外部精度管理

### 8.2.1 試験所間比較

同一の試料を用いて他の試験所との間で相互比較分析を実施し、両者の分析結果に有意な差が見られないことを確認することで、測定、解析のプロセスの妥当性を確認することができる。

### 8.2.2 技能試験

外部機関（ISO/IEC 17043 認定を取得している機関が望ましい）が提供する技能試験に参加し、試験品の分析結果を添加値(付与値)と比較することにより、試験所としての技能を客

---

<sup>\*446</sup> 校正証明書付きの分銅(OIML(JIS)規格 F2 以上)が望ましい。

<sup>\*447</sup> 許容基準は、秤量の不確かさ、最小計量値、安全係数から求める必要はあるが、初期値として、0.5 %を管理幅として設定してもよい（例 10 g の分銅の場合、許容基準は 9.95～10.05g となる）。

観的に示すことができる。ISO/IEC 17043 に基づいた技能試験の場合には、参加試験所のパフォーマンス評価方法として、 $z$  スコアや  $E_n$  スコア等がある。

## 解 説



## 解説 A $^{129}\text{I}$ 分析用標準物質

分析方法・分析値を評価するためには、標準物質の使用が不可欠である。また、標準物質は、分析値の評価のみならず、測定機器の校正、試料や試薬の値付け、分析精度管理・工程管理などにも用いられる。ISO Guide 34:2009 (JIS Q 17034 : 2018) によれば、標準物質(以下、「RM」という。 )と認証標準物質(以下、「CRM」という。 )に分類される。標準物質とは一つ以上の規定特定について、十分均質、かつ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適用するように作製された物質であり、認証標準物質とは計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規定特性の値及びその不確かさ、並びに計量学的トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質である。測定結果のトレーサビリティを確保するためには、認証標準物質が使用される。

国際分析機関より頒布されており、加速器質量分析法における  $^{129}\text{I}$  分析に使用可能な標準物質を表Ⅲ. A. 1 に示す。

表Ⅲ. A. 1  $^{129}\text{I}$  ( $^{127}\text{I}$ ) 分析用の標準物質※1

| 標準物質 |                                    | 配付機関 | 配付番号                  | グレード | $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$         |                   | $^{129}\text{I}$ 濃度                        |        | $^{127}\text{I}$ 濃度    |                         | 備考※2                                  |
|------|------------------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 海水   | Sea water                          | IAEA | 418 <sup>*447</sup>   | CRM  |                                         |                   | $3.2 \pm 0.3 \times 10^{-7}$               | Bq/L   |                        |                         | 認証値 ( $^{129}\text{I}$ 濃度)<br>(k=2)   |
| 土壌   | Soil<br>(Chelnobyl)                | IAEA | 375 <sup>*448</sup>   | RM   | 1.72                                    | $\times 10^{-7}$  | $0.0017 \pm (0.0013-0.0021)$               | Bq/kg  | $1.47 \pm 0.08$        | mg/kg                   | 推奨値 ( $^{129}\text{I}$ 濃度)<br>(95%CI) |
| 土壌   | Soil<br>(San Joaquin)              | NIST | 2709a <sup>*449</sup> | SRM  | 2.3                                     | $\times 10^{-10}$ | $6.5 \pm 2.6$                              | mBq/g  | $4.7 \pm 0.5$          | mg/kg                   | 文献値                                   |
| 堆積物  | Sediment<br>(Bikini Atoll)         | IAEA | 410 <sup>*450</sup>   | CRM  | $1.35 \pm 0.34$                         | $\times 10^{-10}$ | $1.3 \pm 0.04 \times 10^{-5}$              | Bq/kg  | 0.015                  | $\mu\text{g}/\text{mg}$ | 文献値                                   |
| 堆積物  | Sediment<br>(Pacific Ocean)        | IAEA | 412 <sup>*451</sup>   | CRM  |                                         |                   | $0.000299 \pm 0.000090$                    | Bq/kg  |                        |                         | 情報値 ( $^{129}\text{I}$ 濃度)<br>(k=2)   |
| 堆積物  | Sediment<br>(Buffalo River)        | NIST | 8704 <sup>*452</sup>  | RM   |                                         |                   |                                            | Bq/kg  | $3.97 \pm 0.10$        | mg/kg                   | 文献値                                   |
| 堆積物  | Sediment<br>(Freshwater Lake)      | NIST | 4354 <sup>*453</sup>  |      |                                         |                   | $0.0774 \pm 0.0285 \sim 0.0850 \pm 0.0665$ | Bq/kg  | $7.075 \pm 0.567$      | $\mu\text{g}/\text{g}$  | 文献値                                   |
| 堆積物  | Sediment<br>(Ocean)                | NIST | 4357 <sup>*454</sup>  | SRM  | $(4.16 \pm 0.452 \sim 4.88 \pm 0.1945)$ | $\times 10^{-8}$  | $1.05 \pm 0.0281 \sim 1.14 \pm 0.0931$     | mBq/kg | (approximately)<br>3.1 | $\mu\text{g}/\text{g}$  | 文献値                                   |
| 海藻   | Kelp Powder                        | NIST | 3232 <sup>*455</sup>  | SRM  |                                         |                   |                                            |        | $944 \pm 88$           | mg/kg                   | 認証値 ( $^{127}\text{I}$ 濃度)<br>(k=2)   |
| 海藻   | Seaweed<br>(Fucusulokus)           | IAEA | 446 <sup>*456</sup>   | CRM  | $8.3 \pm 1.3$                           | $\times 10^{-8}$  | $0.13 \pm 0.02$                            | mBq/g  | 0.23                   | $\mu\text{g}/\text{mg}$ | 文献値                                   |
| 海藻   | Seaweed<br>(Radionuclide Standard) | NIST | 4359 <sup>*457</sup>  | SRM  | $2.02 \sim 2.71$                        | $\times 10^{-9}$  | $0.0148 \sim 0.0151$                       | mBq/g  |                        |                         | 情報値 ( $^{129}\text{I}$ 濃度)            |
|      |                                    |      |                       |      |                                         |                   | $0.0142 \pm 0.05$                          | mBq/g  | 1.098                  | $\mu\text{g}/\text{mg}$ | 文献値                                   |
| 牡蠣   | Oyster tissue                      | NIST | 1566a <sup>*458</sup> | SRM  |                                         |                   |                                            |        | $4.46 \pm 0.42$        | mg/kg                   | 推奨値                                   |
| 植物   | Peach Leaves                       | NIST | 1547 <sup>*459</sup>  | SRM  |                                         |                   |                                            |        | 0.3                    |                         | 文献値                                   |
| 植物   | tomato Leaves                      | NIST | 1573a <sup>*460</sup> |      |                                         |                   |                                            |        | 0.85                   | mg/kg                   | 文献値                                   |
| 乾燥全卵 | whole egg powder                   | NIST | 1845a <sup>*461</sup> | SRM  |                                         |                   |                                            |        | $3.03 \pm 0.10$        | mg/kg                   | 推奨値                                   |
| 牛乳   | Milk Powder                        | NIST | 8435 <sup>*462</sup>  | RM   |                                         |                   |                                            |        | $2.3 \pm 0.4$          | mg/kg                   | 参考値 ( $^{127}\text{I}$ 濃度)<br>(95%CI) |
| 牛乳   | Milk Powder                        | NIST | 1549a <sup>*463</sup> | SRM  |                                         |                   |                                            |        | $3.34 \pm 0.30$        | mg/kg                   | 推奨値                                   |
| 母乳   | Human Milk                         | NIST | 1953 <sup>*464</sup>  | RM   |                                         |                   |                                            |        | $193 \pm 2$            | mg/kg                   | 参考値 ( $^{127}\text{I}$ 濃度)<br>(95%CI) |

※1 一部の標準物質は、売り切れ、又は一時的に販売中止となる場合がある。各頒布機関の最新情報を確認すること。

※2 認証値：Certified Value、推奨値：Recommended Value、参考値：Reference value、情報値：Information value、文献値：(Reference) Paper Value



- 
- \*447 IAEA Reference Sheet, Certified Reference Material IAEA-418, Iodine-129 in Mediterranean Sea Water (2014)
- \*448 IAEA Reference Sheet, Reference Material IAEA-375, Radionuclides and Trace Elements in Soil (2000)
- \*449 S. Szidat et al: Analysis of iodine-129 in environmental materials Quality Assurance & Applications, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 244(1), 45-50 (2000)
- \*450 Certification of Massic Activities of Radionuclides in IAEA-410 Bikini Atoll Sediment, IAEA Analytical Quality in Nuclear Applications Series, 53 (2018)
- \*451 IAEA Reference Sheet, Reference Material IAEA-412, Radionuclides in Pacific Ocean Sediment (2022)
- \*452 A.A. Marchetti et al: Determination of total iodine and sample preparation for AMS measurement of  $^{129}\text{I}$  in environmental matrices, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 123(1), 352-355 (1997)
- \*453 J. Qiao et al: Speciation Analysis of  $^{129}\text{I}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{238}\text{U}$ ,  $^{239}\text{Pu}$  and  $^{240}\text{Pu}$  in Environmental Soil and Sediment, Applied Radiation and Isotopes, 70(8), 1698-1708 (2012)
- \*454 J. Okeson et al: A comparative study of  $^{129}\text{I}$  content in environmental standard materials IAEA 375, NIST SRM 4354 and NIST SRM 4357 by Thermal Ionization Mass Spectrometry and Accelerator Mass Spectrometry, Applied Radiation and Isotopes, 126, 54-57 (2017)
- \*455 NIST, Certificate of Analysis Standard Reference Material 3232, Kelp Powder (*Thallus laminariae*) (2019)
- \*456 Q. Liu et al: Preliminary Investigation on the Rapid and Direct AMS Measurement of  $^{129}\text{I}$  in Environmental Samples without Chemical Separation, Radiocarbon, 58(1), 147-156 (2016)
- \*457 Q. Liu et al: Preliminary Investigation on the Rapid and Direct AMS Measurement of  $^{129}\text{I}$  in Environmental Samples without Chemical Separation, Radiocarbon, 58(1), 147-156 (2016)
- \*458 NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material 1566a Oyster Tissue (1989)
- \*459 NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material 1547 Peach Leaves (2022)
- \*460 R. R. Rao et al: Microwave acid digestion and preconcentration neutron activation analysis of biological and diet samples for iodine, Analytical Chemistry, 63(13), 1298-1303 (1991)
- \*461 NIST Certificate of Analysis, Reference Material 1845a Whole Egg Powder (2020)
- \*462 NIST Certificate of Analysis, Reference Material 8435 Whole Milk Powder (2008)
- \*463 NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material@ 1549a Whole Milk Powde (2022)
- \*464 NIST Certificate of Analysis, Reference Material 1953 Human Milk (2017)

## 解説 B $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ の原子数比

自然界におけるヨウ素の挙動を調べるトレーサーとして  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比を用いることが有効である。 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比は、試料中の  $^{129}\text{I}$  濃度の微増を鋭敏に反映し、 $^{129}\text{I}$  濃度を簡便かつ定量的にモニタリングするための優れた指標である。自然界においては、ヨウ素の挙動を調べるトレーサーとして  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比を用いることは重要である。

$^{129}\text{I}$  としては、宇宙線との核反応による放射化生成物の天然由来のほか、核実験の核分裂生成物や核燃料再処理施設からの放出及び原発事故などにより、自然界に存在している。現状では、核燃料再処理施設からの放出が主な放出源である(表Ⅲ. B. 1)。したがって  $^{129}\text{I}$  の放出及び蓄積に関する施設寄与の判定には、 $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比が極めて重要である。

表Ⅲ. B. 1  $^{129}\text{I}$  の放出源<sup>\*466</sup>

| 放出源                                     | インベントリ/<br>放出量 (kg) | $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$ 原子数比                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 天然                                      | 250/年               | $\sim 1 \times 10^{-12}$                                                               |
| 核兵器実験                                   | 57                  | $10^{-11} \sim 10^{-9}$                                                                |
| EU の核燃料再処理施設 (NFRP) から海洋への放出 (2008 年まで) | 5,600               | $10^{-8} \sim 10^{-6}$<br>(北海及び周辺海域)                                                   |
| EU の核燃料再処理施設 (NFRP) から大気への放出 (2007 年まで) | 440 (ガス)            | $10^{-8} \sim 10^{-6}$<br>(西ヨーロッパの雨水、河川、湖沼水)<br>$10^{-6} \sim 10^{-3}$<br>(施設周辺の土壌や植物) |
| Hanford の核燃料再処理施設から大気への放出               | 275                 | $10^{-6} \sim 10^{-3}$<br>(施設周辺の大気)                                                    |
| チェルノブイリ原子力発電所事故                         | 1.3 $\sim$ 6        | $10^{-8} \sim 10^{-6}$<br>(汚染地域)                                                       |
| 福島第一原子力発電所事故(大気への放出) <sup>*467</sup>    | 0.79 $\sim$ 1.1     | $10^{-8} \sim 10^{-7}$                                                                 |

<sup>\*466</sup> X. Hou et al.: A review on speciation of iodine-129 in the environmental and biological sample, Analytica Chimica Acta, 632(2), 181-196 (2009)

<sup>\*467</sup> M. Honda: A compilation of the 10-year studies on  $^{129}\text{I}$  in the terrestrial environment after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident, Chikyukagaku (Geochemistry), 55, 176-192 (2021)

## 解説 C クロスチェック結果

加速器質量分析法において、分析法の妥当性を確認するため、本測定法に記載されている AMS 法を用いて、環境試料と標準試料のクロスチェックを実施した。実施機関は、東京大学及び公益財団法人日本分析センターである。

千葉県で採水した海水をろ過し、1 L 試薬瓶に入れ、環境試料とした。クロスチェックの結果を表Ⅲ. C. 1 に示す。

表Ⅲ. C. 1 環境試料のクロスチェック結果

| 試料         | 実施機関 | $^{129}\text{I}$<br>(mBq/kg)※1  | $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$<br>原子数比※1 |
|------------|------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 海水<br>(千葉) | A    | $(2.4 \pm 0.09) \times 10^{-5}$ | $(7.1 \pm 0.02) \times 10^{-11}$          |
|            |      | $(3.0 \pm 0.10) \times 10^{-5}$ | $(8.8 \pm 0.03) \times 10^{-11}$          |
|            |      | $(2.6 \pm 0.08) \times 10^{-5}$ | $(7.6 \pm 0.02) \times 10^{-11}$          |
|            | B    | $(2.6 \pm 0.10) \times 10^{-5}$ | $(7.8 \pm 0.29) \times 10^{-11}$          |

※1  $^{129}\text{I}$  濃度及び  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比に付した誤差は、「標準試料の測定の繰り返し誤差」と「未知同一試料の統計誤差」を合成したものである。

また、IAEA より頒布された標準試料 IAEA-412 (Pacific Ocean Sediment) を用いて、茶褐色試薬瓶に約 3g 程度入れたものをクロスチェック試料とした。クロスチェック結果を表Ⅲ. C. 2 に示す。

表Ⅲ. C. 2 標準試料のクロスチェック結果

| 試料                                       | 実施機関 | $^{129}\text{I}$<br>(mBq/kg 乾物)※1 | $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$<br>原子数比※1 |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| IAEA412※2<br>(Pacific Ocean<br>Sediment) | A    | $0.333 \pm 0.011$                 | $(1.26 \pm 0.04) \times 10^{-9}$          |
|                                          |      | $0.321 \pm 0.008$                 | $(1.22 \pm 0.03) \times 10^{-9}$          |
|                                          |      | $0.293 \pm 0.010$                 | $(1.16 \pm 0.04) \times 10^{-9}$          |
|                                          | B    | $0.340 \pm 0.007$                 | $(1.28 \pm 0.03) \times 10^{-9}$          |

※1  $^{129}\text{I}$  濃度及び  $^{129}\text{I}/^{127}\text{I}$  原子数比に付した誤差は、「標準試料の測定の繰り返し誤差」と「未知同一試料の統計誤差」を合成したものである。

※2 情報値(Bq/kg based on dry mass) :  $0.000299 \pm 0.000090 \text{ Bq kg}^{-1}$  (IAEA-412\_Rev.05 / 2021-09-16)




## 付 録




## 分析フロー

### (1) 大気浮遊じん試料




## (2) 海水試料







### (3) 土壌




#### (4) 海藻



(5) 野菜



(6) 牛乳



共 通



## 共通 A $^{129}\text{I}$ の核データと壊変図

本測定法では、米国 NNDC (National Nuclear Data Center) が公表している ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data File) より取得した  $^{129}\text{I}$  の核データを共表 1.1 に示す。

共表 1.1  $^{129}\text{I}$  の核データ※1、※2


| 半減期<br>(年)                    | $\beta$ 線最大エネルギー<br>(keV) | 壊変様式<br>(放出割合(%)) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| $(1.57 \pm 0.04) \times 10^7$ | $189 \pm 3$               | $\beta^-$<br>100  |

※1 核データの出典は、ENSDF (2023 年 11 月時点) である。

※2 半減期及び  $\beta$  線最大エネルギーは不確かさとともに記載した。


$^{129}\text{I}$  の壊変図を共図 1.1 に記す。 $^{129}\text{I}$  は  $\beta^-$  壊変後、 $^{129}\text{Xe}$  の励起状態に移る。その後、 $7.51 \pm 0.23\%$  は  $39.578\text{ keV}$  の  $\gamma$  線を放出し、 $92.33\%$  は内部転換により内部転換電子を放出する。よって、低エネルギー光子スペクトロメータ等で  $^{129}\text{I}$  を測定すると、キセノンの X 線 ( $K_{\alpha 1}$ :  $29.782\text{ keV}$ 、 $K_{\beta 1}$ :  $33.624\text{ keV}$  等) のピークが見られる。

この他に、 $^{129}\text{Xe}$  の励起状態からの  $\gamma$  線とゲルマニウムの相互作用により発生するゲルマニウムの X 線 ( $K_{\alpha 1}$ :  $9.886\text{ keV}$ ) 等が検出器の外へ出た場合、X 線エスケープとして、 $29.692\text{ keV}$  等にピークが見られる。



共図 1.1  $^{129}\text{I}$  の壊変図

また、低エネルギー光子スペクトロメータにより  $80,000$  秒間測定したスペクトル図の例を共図 1.2 に示す。なお、 $\gamma$  線及び X 線のエネルギー等の数値は、Table of Isotopes (8th Edition) 及び ENSDF より取得した。



共図 1.2 低エネルギー光子スペクトロメータにより測定したスペクトル図の例



## 共通 B 用語の解説

| 用語         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イオン交換樹脂    | イオン交換基を有する不溶性で多孔質の樹脂の総称。溶媒の性状により、溶質であるイオンの樹脂への吸着・脱着の分配係数が変化することを利用し、化学分離に用いられる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| イオンメーター    | 溶液中のイオン濃度を測定する機器である。イオンの濃度差によって生じる電位差から濃度が求められる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 計数率        | 単位時間当たりの計数値。通常は cpm(1 分当たりの計数値)又は cps(1 秒当たりの計数値)で示す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 決定しきい値     | ISO 11929 による検出下限値算出の際、第 1 種の過誤（バックグラウンド測定において物理的影響が存在すると誤って判断する）となる確率を $\alpha$ と決めた時のバックグラウンド分布における境界値。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 検出下限値      | 検出できる最小量。検出下限値の算出方法は Kaiser 法、ISO 11929 (Currie 法)、Cooper 法がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 一次推定値      | 統計上最も確率が高い値を数式的に算出した推定値。ISO 11929 では“primary estimate”に当たる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 担体（キャリア）   | 原子数としてごく微量の放射性核種を沈殿法などで取り扱う場合にそれを付加させるための多量の物質。ここでは、放射性核種を分離したり抽出したりする際に加える安定同位体のこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (液液)抽出・逆抽出 | 水相に含まれる溶質を、より溶質と親和性の高い有機相に移動させて分離する操作を抽出、あるいは液液抽出という。反対に、有機相中の溶質を水相に移動させて分離する操作を逆抽出という。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| デカンテーション   | 生成した沈殿を沈降させたのち、容器を静かに傾けて上澄み液を分離する操作をいう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 半減期        | <p>ある基準とする時刻における放射能に対して、放射能が 1/2 になる時間。</p> <p>半減期は核種に固有の値であり、短いもので 1 秒よりはるかに短く、長いもので数十億年以上である。半減期を <math>T</math>、経過時間を <math>t</math>、基準時 (<math>t = 0</math>) の放射能を <math>A_0</math> とすると、時間 <math>t</math> における放射能 <math>A</math> は次のように表される。</p> $A = A_0 e^{-\lambda t} \quad \text{又は、} \quad A = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ <p>なお、半減期 <math>T</math> と壊変定数 <math>\lambda</math> の関係は、<math>T = \ln(2)/\lambda</math> であり、<math>\ln(2) \approx 0.693</math> である。</p> |
| 不確かさ       | 得られた測定結果が統計学上取りうると考えられる変動幅。計数に係わる不確かさ（慣例的には計数誤差）、測定に用いた効率の不確かさや分析に用いた供試量を秤量する不確かさなど、測定値を導入に係わる不確かさを合成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $E_n$ スコア  | <p>試験所の技能の評価方法の一つ。次の式で表される。絶対値が 1 以下であれば満足なパフォーマンスであるといえる。</p> $E_n = \frac{\text{分析値}_{lab} - \text{分析値}_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$ <p><math>U_{lab}</math> : 参加試験所の拡張不確かさ（包含係数 <math>k=2</math>）<br/> <math>U_{ref}</math> : 参照試験所又は付与値の拡張不確かさ（包含係数 <math>k=2</math>）</p>                                                                                                                                                                                               |
| ICP-MS     | Inductively Coupled Plasma mass spectrometer の略称<br>試料に含まれる分析対象元素を誘導結合プラズマ（以下、ICP という。）によってイオン化し、生成したイオンを質量分析部に導入し、分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 用語                     | 説明                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 析対象元素の $m/z$ におけるイオンの個数を計測することによって元素又は同位体を分析する。                                                                                                  |
| トリプル四重極 ICP-MS         | 四重極マスフィルターを2台直列に置き (MS/MS 配置)、その間にコリジョン・リアクションセルを配置した ICP-MS。                                                                                    |
| コリジョン・リアクションセル (CRC)   | スペクトル干渉を生じるイオン (干渉イオン: 多原子イオン、分子イオン等) の低減又は除去を目的に、イオンと特定のガス (例えば、ヘリウム) とを衝突させる (コリジョン)、及び/又はイオンを特定のガス (例えば、水素、酸素、メタン、アンモニア等) と反応させる (リアクション) セル。 |
| $m/z$                  | イオンの質量を統一原子質量単位で割り、更にイオンの電荷数で割って得られる無次元量を表す記号。質量電荷数比。                                                                                            |
| スペクトル干渉                | 分析対象元素・同位体信号に対し、溶媒、共存元素、イオン源のプラズマなどに由来する信号 (同重体、多原子イオン、分子イオン、多価イオン) が質量スペクトル上で重なる現象。                                                             |
| 内標準元素                  | ICP-MS における非スペクトル干渉及び感度の経時変動を補正するため、検量線用ブランク液、検量線用標準液、操作ブランク液及び測定用試料溶液に添加する元素。                                                                   |
| メモリー効果                 | 以前に分析した試料又は検量線用標準液に含まれていた元素が、ICP-MS 又はその付属装置内に残留し、その一部が現在分析中の試料の分析対象元素の信号に重なって現れる現象。                                                             |
| 試料導入部                  | ICP に液体試料を導入するための部分で、ネブライザー及びスプレーチャンバーから構成される。スプレーチャンバーではネブライザーによって生成した霧のうち、粒径の小さい霧のみ通過させる。                                                      |
| ネブライザー                 | 高压高速のガス流によって液体試料を霧化する部品。                                                                                                                         |
| 検出下限値 (トリプル四重極 ICP-MS) | 検出できる最小量 (値)。ICP-MS 分析で用いられる算出方法は JIS K 0133 の評価法がある。                                                                                            |
| 装置検出下限                 | 検出下限値のひとつで、装置が検出できる下限濃度。検量線用ブランク液を10回測定したときに得られる信号の標準偏差の3倍を与える濃度。                                                                                |
| 方法検出下限                 | 検出下限値のひとつで、分析法で検出できる下限濃度。操作ブランクを10回測定したときに得られる信号の標準偏差の3倍を与える濃度。                                                                                  |
| 検量線                    | 横軸に検量線用ブランク液及び分析対象元素を含む検量線用標準液の濃度、縦軸に信号強度 (計数率) を軸としたプロットで得られる関係線。検量線作成濃度範囲は、信号強度と濃度との間に直線関係が担保され、かつ、測定用試料溶液中の元素濃度を網羅しておくことが望ましい。                |
| 検量線用ブランク液              | 分析対象元素の添加がなく、検量線用標準液と同じ液性から成る溶液。                                                                                                                 |
| 操作ブランク                 | 試料を含まず、かつ、試料と全く同様に処理した溶液。分析対象元素又は干渉元素の分析室環境、試薬類及び器具類からの汚染の有無を評価する。                                                                               |
| 前後ブランク                 | 試料溶液の前及び後で測定した検量線ブランク液又は洗浄液。装置のメモリー効果を評価する。                                                                                                      |
| バックグラウンド               | 検量線用ブランク液を導入した際に得られる分析対象元素・同位体の信号量。装置バックグラウンド、スペクトル干渉及び非スペクトル干渉が合算された信号量。                                                                        |
| 装置バックグラウンド             | イオン検出器が電氣的なノイズ及び ICP からの光によって受ける信号量。暗電流ともいう。                                                                                                     |

| 用語                 | 説明                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アバundance感度        | 主成分及びマトリクスが多い試料をはじめとした隣接するピークがある場合に、隣接したピークの影響を確認するための指標。                                                     |
| バックグラウンド等価濃度 (BEC) | バックグラウンド強度に等しい信号強度を与える分析対象元素の濃度。                                                                              |
| w/v%               | 質量百分率濃度。                                                                                                      |
| タンデム加速器            | 静電場によってイオンを加速する加速器の一つ。加速管の真ん中に高電圧をかけ、最初に負イオンを加速し、高圧ターミナル内で負イオンを正イオンに変換した後、更に正イオンを加速することによって 2 段階にイオンを加速する。    |
| 負イオン源              | タンデム加速器の中、熱イオン化された Cs <sup>+</sup> を試料表面に照射することにより、スパッタリングで試料から飛び出た原子が Cs <sup>+</sup> と相互作用することで負イオン電流を発生する。 |
| 低レベルヨウ素担体          | <sup>129</sup> I/ <sup>127</sup> I 原子数比が 10 <sup>-14</sup> オーダーの担体。                                           |

## 共通 C 参考文献

- 1) A. A. Marchetti et al.: Determination of total iodine and sample preparation for AMS measurement of  $^{129}\text{I}$  in environmental matrices, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 123(1), 352-355 (1997)
- 2) B. Kumar et al.: A compact tritium enrichment unit for large sample volumes with automated re-filling and higher enrichment factor, Applied Radiation and Isotopes, 118, 80-86 (2016)
- 3) Certification of Massic Activities of Radionuclides in IAEA-410 Bikini Atoll Sediment, IAEA Analytical Quality in Nuclear Applications Series, No.53,11 (2018)
- 4) G. Grindlay et al.: A systematic study on the influence of carbon on the behavior of hard-to-ionize elements in inductively coupled plasma-mass spectrometry, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 86, 42-49 (2013)
- 5) H. Kaiser : Zum Problem der Nachweisgrenze, Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 209(1), 1-18 (1965)
- 6) H. Kuwata et al.: Rapid Tritium Analysis for Marine Products in the Coastal Area of Fukushima, Radiation Environment and Medicine, 9(1), 28-34 (2020)
- 7) H. Matsuzaki et al.: Development of  $^{129}\text{I}$ -AMS system at MALT and measurements of  $^{129}\text{I}$  concentrations in several Japanese soils, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 259, 721-726 (2007)
- 8) H. Matsuzaki et al.: Comparison of depth profiles of  $^{129}\text{I}$  and  $^{14}\text{C}$  concentration in the surface layer of soils collected from Northeastern Japan, Radiocarbon, 52(3), 1487-1497 (2010)
- 9) H. Matsuzaki et al.: Decoding the Time Information by the Analysis of Isotope System Iodine-129, a Potential Dating Tool, RADIOISOTOPES, 73, 47-59 (2004)
- 10) H. Matsuzaki et al.: Current status of MALT AMS facility: A report of updated performance and recent achievement, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B463, 55-63 (2020)
- 11) IAEA Reference Sheet, Reference Material IAEA-375, Radionuclides and Trace Elements in Soil (2000)
- 12) IAEA Reference Sheet, Certified Reference Material IAEA-418, Iodine-129 in Mediterranean Sea Water (2014)
- 13) IAEA Reference Sheet, Reference Material IAEA-412, Radionuclides in Pacific Ocean Sediment (2022)
- 14) ISO 11929-1:2019, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing

- radiation – Fundamentals and application – Part 1: Elementary applications (2019)
- 15) ISO 11929-4:2022, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation – Fundamentals and application – Part 4: Guidelines to applications (2022)
  - 16) IUPAC Commission on Spectrochemical and Other Optical Procedures for Analysis: Analytical Chemistry, 48, 2294 (1976)
  - 17) IUPAC, Analytical Chemistry Division Commission on Spectrochemical and Other Optical Procedures for Analysis: Nomenclature, Symbols, Units and their Usage in Spectrochemical Analysis – III. Analytical Flame Spectroscopy and Associated Non-Flame Procedures, Pure and Apply Chemistry, 45, 105–123 (1976)
  - 18) J.A Cooper: Factors determining the ultimate detection sensitivity of Ge(Li) gamma-ray spectrometers, Nuclear Instruments and Methods, 82, 273–277 (1970)
  - 19) JCGM GUM-6:2020, Guide to the expression of uncertainty in measurement – Part 6: Developing and using measurement models (2020)
  - 20) J.E. Moran et al.: Atmospheric Dispersal of <sup>129</sup>Iodine from Nuclear Fuel Reprocessing Facilities, Environmental Science and Technology. 33(15), 2536–2542 (1999)
  - 21) J. Okeson et al.: A comparative study of <sup>129</sup>I content in environmental standard materials IAEA 375, NIST SRM 4354 and NIST SRM 4357 by Thermal Ionization Mass Spectrometry and Accelerator Mass Spectrometry, Applied Radiation and Isotopes, 126, 54–57 (2017)
  - 22) J. Qiao et al.: Speciation Analysis of <sup>129</sup>I, <sup>137</sup>Cs, <sup>232</sup>Th, <sup>238</sup>U, <sup>239</sup>Pu and <sup>240</sup>Pu in Environmental Soil and Sediment, Applied Radiation and Isotopes, 70(8), 1698–1708 (2012)
  - 23) K. C. Choi et al.: Determination of the I-129 in Primary Coolant of PWR, Nuclear Engineering and Technology, 45(1), 61–66 (2013)
  - 24) K. Shirono et al.: Evaluation of “method uncertainty” in the calibration of piston pipettes (micropipettes) using the gravimetric method in accordance with the procedure of ISO 8655, Accreditation and Quality Assurance, 19, 377–389 (2014)
  - 25) K. Shirono et al.: Evaluation of reproducibility uncertainty in micropipette calibrations for non-nominal volumes through an interlaboratory study, Accreditation and Quality Assurance, 26, 27–39 (2021)
  - 26) L.A. Currie: Limits for qualitative detection and quantitative determination Application to Radiochemistry. Analytical Chemistry, 40, 586–593 (1968)

- 27) M. Honda et al.: Preparation of Iodine-129 Standard Solutions for Triple Quadrupole ICP-MS, *Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences*, 18, 1-4 (2018)
- 28) M. Honda: A compilation of the 10-year studies on  $^{129}\text{I}$  in the terrestrial environment after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident, *Chikyukagaku(Geochemistry)*, 55, 176-192 (2021)
- 29) M.J. Kang et al.: Measurement of  $^{129}\text{I}$  Radioactivity in Groundwater of Radioactive Waste Disposal Site, *Progress in Nuclear Science and Technology*, 1, 388-391 (2011)
- 30) NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material 1566a Oyster Tissue (1989)
- 31) NIST Certificate of Analysis, Reference Material 8435 Whole Milk Powder (2008)
- 32) NIST Certificate of Analysis, Reference Material 1953 Human Milk (2017)
- 33) NIST, Certificate of Analysis Standard Reference Material 3232, Kelp Powder (*Thallus laminariae*) (2019)
- 34) NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material 1845a Whole Egg Powder (2020)
- 35) NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material 1547 Peach Leaves (2022)
- 36) NIST Certificate of Analysis, Standard Reference Material@ 1549a Whole Milk Powder (2022)
- 37) P. He et al.:  $^{127}\text{I}$  and  $^{129}\text{I}$  species in the English Channel and its adjacent areas: Uncovering impact on the isotopes marine pathways, *Water Research*, 225, 1-9 (2002)
- 38) P. Sharma et al.: The  $^{129}\text{I}$  AMS program at PRIME Lab, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 123, 1-4 (1997)
- 39) Q. Liu et al.: Preliminary Investigation on the Rapid and Direct AMS Measurement of  $^{129}\text{I}$  in Environmental Samples without Chemical Separation, *Radiocarbon*, 58(1), 147-156 (2016)
- 40) R.R. Rao et al.: Microwave acid digestion and preconcentration neutron activation analysis of biological and diet samples for iodine, *Analytical Chemistry*, 63(13), 1298-1303 (1991)
- 41) S. Szidat et al.: Analysis of iodine-129 in environmental materials: Quality assurance and applications, *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, 244(1), 45-50 (2000)
- 42) S. Yamamura et al.: Development of Wide-energy Range X/ $\gamma$ -ray Survey-meter, *Journal of Nuclear Science and Technology*, Supplement 5, 187-190 (2008)

- 43) T. I. Todorov et al.: Analysis of iodine in food samples by inductively coupled plasma-mass spectrometry, Food Additives and Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment 33(2), 282-290 (2016)
- 44) T. Ohno et al.: Determination of ultratrace <sup>129</sup>I in soil samples by Triple Quadrupole ICP-MS and its application to Fukushima soil samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28, 1283-1287 (2013)
- 45) United Nations, Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR 2020/2021 REPORT VOLUME II (2022)
- 46) X. Hou et al.: Determination of Chemical Species of Iodine in Seawater by Radiochemical Neutron Activation Analysis Combined with Ion-Exchange Pre-separation, Analytical Chemistry, 71, 2745-2750 (1999)
- 47) X. Hou et al.: Chemical speciation analysis of <sup>129</sup>I in seawater and a preliminary investigation to use it as a tracer for geochemical cycle study of stable iodine, Marine Chemistry, 74, 145-155 (2001)
- 48) X. Hou et al.: A review on speciation of iodine-129 in the environmental and biological sample, Analytica Chimica Acta, 632(2), 181-196 (2009)
- 49) X. Hou: Liquid scintillation counting for determination of radionuclides in environmental and nuclear application, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 318, 1597-1628 (2018)
- 50) Y. Muramatsu et al.: Some considerations on the sorption and desorption phenomena of iodine and iodate on soil, Water, Air and Soil Pollution, 521, 157-171 (1989)
- 51) Y. Muramatsu et al.: Tracer experiments on the behavior of radioiodine in the soil-plant-atmosphere system, Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 194, 303-310 (1995)
- 52) Y. Muramatsu et al.: AMS analysis of <sup>129</sup>I in Japanese soil samples collected from background areas far from nuclear facilities, Quaternary Geochronology, 3, 291-297 (2008)
- 53) Y. Takaku et al.: Iodine determination in natural and tap water using inductively coupled plasma mass spectrometry, Analytical Sciences, 11, 823-827 (1995)
- 54) Agilent Technologies: 酸素リアクションモードを用いた 7700x ICP-MS による水溶液サンプル中ヨウ素 <sup>129</sup> の超微量分析 (5990-8171JAJP) (2013)
- 55) JIS K 0102: 工場排水試験方法 (2016)
- 56) JIS K 0133: 誘導結合プラズマ質量分析通則 (2022)
- 57) JIS K 0211: 分析化学用語(基礎部門) (2013)
- 58) JIS K 0970: ピストン式ピペット (2013)
- 59) JIS Z 8806: 湿度-測定方法 (2001)
- 60) JIS Z 8404-1: 測定の不確かさ-第 1 部 (2018)

- 61) 安積潔 他： ICP 質量分析法による葉菜中のヨウ素-129 分析の検討，青森県原子力センター所報，14，3-17（2019）
- 62) 今井秀孝 他 著：「測定における不確かさの表現のガイド [GUM]のハンドブック」、日本規格協会出版、2018 年 6 月 27 日発行、ISBN：9784542307056
- 63) 岩本振武： 物理量・数値・単位と分率の表記についての提言，ぶんせき，17，340-346（2017）
- 64) 大塚良仁： 質量分析装置を用いた環境試料中の放射性核種分析の現状，RADIOISOTOPES，55，651-664（2006）
- 65) 大野剛： 誘導結合プラズマ質量分析法における同位体分析技術の進歩と環境地球化学への応用，Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan，62(6)，103-116（2013）
- 66) 大野剛，村松康行： 誘導結合プラズマ質量分析法を用いた福島環境放射能研究，地球化学 49，239-246（2015）
- 67) 川端克彦： コリジョン・リアクションセル ICP-MS の基礎原理について，地球化学，42，157-163（2008）
- 68) 鹿籠康行 他： Agilent 8800 トリプル四重極 ICP-MS の MS/MS モードを用いたヨウ素 129 の微量分析，Agilent Technologies，1-6（2012）
- 69) 城野克広： マイクロピペットによる体積測定の精確さの管理，計測標準と計量管理，73(1)、2-9（2023）
- 70) 塚田祥文： 分担研究報告書 1 農作物中 Cs と長半減期核種の濃度測定に関する研究（研究課題名： 食品中の放射性物質濃度の基準値に対する放射性核種濃度比の検証とその影響評価に関する研究），2020 年度 厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 食品の安全確保推進研究（2021）
- 71) 松崎浩之： 加速器質量分析の原理，Journal of the Vacuum Society of Japan，50(7)，467-474（2007）
- 72) 文部科学省 科学技術・学術制作局政策課資源室： 日本食品標準成分表 2015 年版(七訂) 分析マニュアル（第 2 章 無機質）（2015）
- 73) 文部科学省 原子力災害対策支援本部、農林水産省 農林水産技術会議事： 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の分布状況等に関する調査研究結果（2012）







本書の作成経過、委員会名簿及び会議開催経過

## 1. 本書の作成経過

本書は、令和5年度原子力施設等防災対策等委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業及び令和6年度原子力施設等防災対策等委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業において、公益財団法人日本分析センターに委託した成果を基に、原子力規制委員会が設置した環境放射線モニタリング技術検討チームにおける議論を経て作成したものである。

## 2. 令和5年度原子力施設等防災対策等委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業及び令和6年度原子力施設等防災対策等委託費（放射能測定法シリーズ改訂）事業内に設置した「放射能測定法シリーズ改訂検討委員会」の委員名簿と委員会開催日

### 令和5年度

|     |      |                     |                                                     |
|-----|------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 委員長 | 中村尚司 | 国立大学法人東北大学          | 名誉教授                                                |
| 委員  | 大下内伸 | 青森県原子力センター          | 分析課長                                                |
|     | 大野 剛 | 学習院大学               | 理学部化学科 教授                                           |
|     | 乙坂重嘉 | 国立大学法人東京大学          | 大気海洋研究所 海洋化学部門<br>海洋無機化学分野 准教授                      |
|     | 柿内秀樹 | 公益財団法人環境科学技術研究所     | トリチウム研究センター<br>副主任研究員                               |
|     | 桑原雄宇 | 茨城県環境放射線監視センター      | 主任研究員                                               |
|     | 眞田幸尚 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 廃炉環境国際共同研究センター グループリーダー                             |
|     | 城野克広 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所   | 工学計測標準研究部門<br>データサイエンス研究グループ 主任研究員                  |
|     | 田副博文 | 国立大学法人弘前大学          | 被ばく医療総合研究所 准教授                                      |
|     | 永岡美佳 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所<br>放射線管理部 環境監視課 技術副主幹 |
|     | 松崎浩之 | 国立大学法人東京大学          | 総合研究博物館 学際融合研究施設<br>教授                              |

（敬称略・五十音順）

事務局 公益財団法人日本分析センター

第1回 令和5年 7月 18日

第2回 令和5年 10月 31日

第3回 令和5年 11月 27日

第4回 令和6年 2月 1日

令和6年度

|     |      |                                                        |
|-----|------|--------------------------------------------------------|
| 委員長 | 中村尚司 | 国立大学法人東北大学 名誉教授                                        |
| 委員  | 大野 剛 | 学習院大学 理学部化学科 教授                                        |
|     | 桑原雄宇 | 茨城県環境放射線監視センター 主任研究員                                   |
|     | 城野克広 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門<br>データサイエンス研究グループ 研究グループ長 |
|     | 神 俊雄 | 青森県原子力センター 分析課 課長                                      |
|     | 永岡美佳 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構<br>福島廃炉安全工学研究所 安全管理部 安全管理課 課長      |
|     | 松原昌平 | 公益財団法人原子力安全研究協会 技術顧問                                   |

(敬称略・五十音順)

事務局 公益財団法人日本分析センター

第1回 令和6年 8月 9日

第2回 令和6年 10月 31日

第3回 令和6年 12月 9日

第4回 令和7年 2月 27日

3. 原子力規制委員会 環境放射線モニタリング技術検討チーム構成メンバーと会合開催日

令和5年度

原子力規制委員会

伴 信彦 委員

外部専門家

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飯本武志  | 東京大学 環境安全本部 教授                                                                            |
| 猪股弥生  | 金沢大学 環日本海域環境研究センター 准教授                                                                    |
| 植田真司  | 公益財団法人環境科学技術研究所 環境影響研究部 部長                                                                |
| 奥野直子  | 青森県原子力センター 所長                                                                             |
| 島田亜佐子 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究・防災支援<br>部門 安全研究センター 燃料サイクル安全研究ディビジョン<br>廃棄物・環境安全研究グループ 研究主幹      |
| 高田兵衛  | 福島大学 環境放射能研究所 准教授                                                                         |
| 武石 稔  | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究・防災支援<br>部門 原子力緊急時支援・研修センター 防災支援研修ディビジ<br>ョン 専門研修グループ テクニカルアドバイザー |
| 山澤弘実  | 名古屋大学 大学院工学研究科 教授                                                                         |
| 山田崇裕  | 近畿大学 原子力研究所 教授                                                                            |

(敬称略・五十音順)

原子力規制庁

児嶋洋平 審議官

監視情報課

今井俊博 課長

佐々木潤 企画官

監視情報課放射線環境対策室

久保善哉 室長

放射線防護企画課

新田 晃 課長

放射線・廃棄物研究部門

高橋知之 統括技術研究調査官

(第 19 回会合参加者)

環境放射線モニタリング技術検討チーム 第 19 回会合 令和 5 年 12 月 21 日開催

第 20 回会合 令和 6 年 3 月 7 日開催

令和 6 年度

原子力規制委員会

伴 信彦 委員

外部専門家

工藤俊明 金沢大学 環日本海域環境研究センター 准教授

黒澤忠弘 国立研究開発法人産業技術総合研究所

計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 副研究部門長

佐藤玖莉 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所 放射線管理部 放射線計測技術課

高田兵衛 福島大学 環境放射能研究所 准教授

武石 稔 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力緊急時支援・  
研修センター 専門研修グループ テクニカルアドバイザー

西沢博志 福井工業大学 工学部原子力技術応用工学科 教授

蜂須賀暁子 国立医薬品食品衛生研究所 有機化学部 主任研究官

濱松潮香 公益財団法人東京都農林水産振興財団  
東京都農林総合研究センター 所長

山田崇裕 近畿大学 原子力研究所 教授

(敬称略・五十音順)

原子力規制庁

児嶋洋平 核物質・放射線 総括審議官

監視情報課

川口悦生 課長

佐々木潤 企画官

監視情報課放射線環境対策室

久保善哉 室長

放射線防護企画課

黒川陽一郎 課長

放射線・廃棄物研究部門

高橋知之 統括技術研究調査官

酒井宏隆 上席技術研究調査官

柚木 彰 主任技術研究調査官

(第 22 回会合参加者)

環境放射線モニタリング技術検討チーム 第 21 回会合 令和 6 年 9 月 9 日開催

第 22 回会合 令和 7 年 1 月 28 日開催

改訂履歴

平成 8 年 3 月 制定

令和 7 年 6 月 改訂